

Silk'n™

Beautiful Technology

Motion

H3220

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- NL GEBRUIKSIINSTRUCTIES
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- TR KULLANIM KILAVUZU
- IT MANUALE OPERATIVO
- NO BRUKSANVISNING
- SV BRUKSANVISNING
- DA BRUGERVEJLEDNING



Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Table of contents

EN

1. Get to know your Silk'n Motion	3
2. Safety with Silk'n Motion	4
3. Contraindications & warnings	4
4. Do not use Silk'n Motion if:	6
5. Consult your physician before use if you have:	7
6. Safety tips.....	7
7. Possible side effects.....	8
8. Long-term hair removal the Silk'n way	10
9. Get started!.....	14
10. After treatment	16
11. Maintenance.....	16
12. Troubleshooting	17
13. Customer service.....	18
14. Warranty	18
15. Disposal	18
16. Specifications	19
17. Signs and symbols	20

1. Get to know your Silk'n Motion

Silk'n Motion is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use. It is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions before use, and follow them strictly. We recommend you re-familiarize yourself with the instructions before each treatment.

1.1 Package contents

- Hair removal device
- Adapter with cable
- Storage case
- Cleaning cloth
- Warranty card
- User manual

1.2 Device description

Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature of your Silk'n Motion .

1. Energy level indicator lights (1-5)
2. Skin colour sensor light
3. Ready light
4. Control button
5. Skin colour sensor
6. Treatment surface
7. Adapter socket

Intended use

Silk'n Motion is intended to remove unwanted hair and effect long-term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime. You may use Silk'n Motion to remove unwanted body hair. Ideal body areas include the underarms, bikini line, arms, legs, face (below the cheekbones), back, shoulders and chest.

Do not use this device for any purpose other than as described in this manual.

2. Safety with Silk'n Motion


With Silk'n Motion safety comes first

Home Pulsed Light™ (HPL) technology in Silk'n Motion provides superior safety with lower energy levels. HPL achieves long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy reduces the risk of harm or complications, and contributes to your overall safety.

3. Contraindications & warnings

Silk'n Motion is not designed for everyone.

Hair removal by lasers or intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage when used on the face and neck. For more information visit www.silkn.eu or your local Silk'n domain.

 This device must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

 Do not expose treated areas to the sun, and do not use energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Refer to section "6.1 Exposure to the sun".

- ❗ Use below the cheekbones and not around the eyes.
- ❗ Do not use on areas with injected fills or toxins.
- ❗ Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, moles, or warts), nipples, genitals, or lips.
- ❗ Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- ❗ Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- ❗ Do not treat on an area that has a history of herpes outbreaks.
- ❗ Do not use if you are pregnant or nursing.
- ❗ Do not treat on areas where you may want hair to grow. The results are permanent.
- ❗ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ❗ Stop use immediately if your skin is very red, or if your skin blisters or burns.
- ❗ Use a lower energy level if you experience any discomfort.
- ❗ Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before use.



Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water. There is a risk of electrocution. Unplug immediately if the device comes into contact with any fluids, and contact Customer Service.



Remove all jewellery before use.



Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency.



Do not attempt to modify, open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy. You may cause serious harm to yourself, and you will void your warranty.

4. Do not use Silk'n Motion if:

- The plug, attachments or accessories for this device are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- The device has a damaged cord or plug. Keep the power cord away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The *skin colour sensor*, *treatment surface*, or *device casing* is cracked or coming apart.
- The device is not working or appears to be damaged in any other way.

In such cases, contact Silk'n Customer Service.

5. Consult your physician before use if you have:

- A history of keloidal scar formation.
- Epilepsy.
- A disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- A history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Any other condition which, in your physician's opinion, would make it unsafe for you to be treated.

6. Safety tips

This section has information to help you use your device safely.

6.1 Exposure to the sun

- The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun exposure.
- If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun for 4 weeks before and 2 weeks after your treatment. This is because higher quantities of melanin expose the skin to greater risk when using any method of light-based hair removal. This applies to all skin types, even those that don't seem to tan quickly.
- We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the treated area. Do this for 2 weeks after a treatment.

6.2 Exposure of pulse light to the eyes

- Although you can use the device to treat facial hair, take extra care to avoid contact with the eyes, and use only below the cheekbones.

6.3 Wounds or infections

- Wait for the affected area to heal before further use.

7. Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Minor skin discomfort

Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment.

This means that you should use Silk'n Motion at a lower energy level, and if that doesn't help, you should stop using the device.

Skin redness

Your skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness generally clears up within 24 hours.

See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable for your skin colour.

Increased sensitivity of the skin

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Pigment changes

Silk'n Motion targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypo-pigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discolouration or changes to skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypo-pigmentation are rare.

Excessive redness and swelling

In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.

Blisters or burns

Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has healed completely before another treatment, and use a lower energy level.

If the skin does not return to normal within 3 days, consult your physician.

8. Long-term hair removal the Silk'n way

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair colour, and how Silk'n Motion is used. A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time, multiple treatment sessions are required to achieve permanent hair removal.

A typical Silk'n Motion hair removal plan during a full hair growth cycle includes:

- Treatments 1-4: Plan two weeks apart.
- Treatments 5-7: Plan four weeks apart.
- Treatments 8+: Treat as needed, until desired results are achieved.

8.1 Expected treatment outcomes

Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

Skin Type ¹	Body Hair ²	Light Fluence [J/cm ²]	Part of the Body	Average Treatment Time	Effectiveness of Hair Removal
1-5	Dark blonde to brown	2.5-4	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. 4 weeks apart.	60%
			Arms		50%
			Bikini line		60%
			Underarms		55%

Skin Type ¹	Body Hair ²	Light Fluence [J/cm ²]	Part of the Body	Average Treatment Time	Effectiveness of Hair Removal
1-5	Brown to black	2.5-4	Lower or upper legs	Sessions 8-10 approx. 4 weeks apart.	70%
			Arms		60%
			Bikini line		70%
			Underarms		65%

¹ Skin types are based on the Fitzpatrick scale of skin colours. Refer to the skin colour chart in the diagram at the front of the manual.

² Not effective on white body hair.

8.2 Energy Levels


The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk of possible side effects and complications.

- The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 *energy level indicator lights*.
- When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically. Only one energy level indicator light will be on.
- To change the energy level, press the *control button* repeatedly to increase the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the *control button* again to reduce the energy level from 5 back to 1.



To determine the right energy level for your treatment area, refer to section "9.1 Before your first treatment".

8.3 Pulsing and gliding



Pulsing is the best technique for working at higher energy levels.

- Press the *treatment surface* against your skin. Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end.
- The *treatment surface* creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated.
- After each pulse, move the *treatment surface* to the next spot. Keep doing this pulsing action for the area you are treating.
- Avoid gaps or overlaps as you use the device.

Gliding is the best technique for working at lower energy levels.

- Press the *treatment surface* firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the *treatment surface* is always touching your skin.
- At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes.
- Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.
- ❗ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ❗ Stop use immediately if you have any discomfort.

8.4 Device sensors

Your Silk'n Motion has three sensors: for touch, movement, and colour.

- **Touch and Movement:** The device will only emit repeated pulses when it is in firm contact with your skin, and you keep moving it across your skin.
- **Colour:** Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypo-pigmentation). Your Silk'n Motion has a *skin colour sensor* that detects the colour of your skin automatically. The *skin colour sensor* checks your skin colour at the start of, and occasionally during, each treatment.



If Silk'n Motion detects that your skin tone is dark, and the energy level is set to 3 or higher, the device will auto-adjust and set the energy level back to 2.

8.5 What to expect when treating with Silk'n

For many people, using Silk'n Motion may be their first experience with a light-based device. During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **Noise:** The cooling fan makes noise similar to a hair dryer. This is normal.
- **A popping sound:** With each flash of HPL™ light.
- **A sensation of warmth and tingling:** During each light pulse.
- **Some redness:** It is not uncommon to see some very mild, pink-like skin colouration during or just after a treatment. This is usually most noticeable around the hairs themselves.



Stop use immediately if you see your skin is very red.



Contact your physician immediately, if you experience any complication.

9. Get started!

To use your Silk'n Motion, follow these steps:

1. Remove the device and other components from box.
2. Plug the *adapter cord* into the device socket and plug the *adapter* into an electrical outlet. All *energy level indicator lights* will turn on, and then go off.

9.1 Before your first treatment



Remove all jewellery before use.

You must decide which energy level is right for your skin, and the area you want to treat. The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). For example, you might treat one area at energy level 1, and another at level 4. For information on energy levels, refer to section "8.2 Energy levels".

To choose the right energy level, test each treatment area separately (refer to the skin colour chart at the front of this manual).

1. Press the *control button* to turn on the device. The level 1 *energy level indicator light* will go on.
2. Place the *treatment surface* on your skin to deliver one pulse. If you do not experience abnormal discomfort press the *control button* again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
3. Continue testing at increased energy levels. Use the energy levels indicated on the skin colour chart. When you find the highest energy level that is comfortable for that treatment area, you can start your treatment.



Use a lower energy level if you experience any discomfort.

Repeat this test for each part of the body you wish to treat.

You are now ready to use your Silk'n Motion

1. Before treating an area, the skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. **Do not wax, pluck or tweeze the hair out.**



Be sure to cover up moles, warts or other marks on the skin that should not be treated.

2. Press the *control button*. The device will turn on, the level 1 *energy indicator light* will be on, and a fan sound will start.
3. Approximately 1 second after pressing the *control button*, the *ready light* will turn on. The device is then ready to use at the lowest energy level.
4. **Set the energy level.** Press the *control button* repeatedly to increase the energy level until you have the level you want. The *energy level indicator lights* indicate the energy level setting (refer to section "8.2 Energy levels").
5. Decide if you wish to treat the area by **Gliding** or **Pulsing** (refer to section "8.3 Pulsing and gliding").
6. Apply the *treatment surface* to the skin. Make sure that the skin is spread evenly and smoothly. When the *treatment surface* is in full contact with the skin, the *ready light* will start blinking slowly.
7. The device will first determine the colour of your skin automatically and it will flash a pulse of light onto your skin. You will feel a mild sensation of warmth and tingling, and you may hear a popping sound.
8. If you are pulsing, remove the device from your skin. The device will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds (depending on the energy level) the *ready light* will turn on again, and start blinking slowly when pressed against the skin. If you are pulsing, repeat the process. If you are gliding, simply continue.
9. Continue to pulse or glide until you have treated the area fully.



Stop use immediately, if your skin blisters or burns.





10. After treatment

When you have finished your treatment session:

1. Turn the device off by giving the *control button* an extended press. Remember the last energy level setting you used, because it will not be restored when you turn the device on again.
2. Remove the adapter from the electrical outlet.

11. Maintenance

It is important to clean your Silk'n Motion device after each treatment. To clean the device:

-  Unplug the device.
-  To clean the device including the *treatment surface*, wipe with a clean, dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.
-  After cleaning, we recommend you store the device in its original box.
-  Never immerse your Silk'n Motion or any of its parts in water.

12. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device . You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy, and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure the <i>adapter</i> is properly connected to the device and that it is plugged into an electrical outlet on the wall.
There is no light pulse when the device touches my skin.	Check that the device is connected and the <i>ready light</i> is on. Make sure that the <i>treatment surface</i> is evenly and firmly pressed to the skin and that you are moving the device across your skin.
One or more lights blink.	The device has malfunctioned.
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the <i>control button</i> again to start the device.

For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

13. Customer service

See our website for more information: www.silk'n.eu. This manual is also available as a PDF download from: www.silk'n.eu. Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silk'n.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

15. Disposal







Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

16. Specifications

Model no.	H3220
Spot size	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technology	Home Pulsed Light
Maximum energy level	Max 4J/cm ²
Wavelength	475-1200nm
Operation & safety	Skin colour sensor ensures use on appropriate skin types.
Package size	220x220x135 mm
System weight	275 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity: 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Mode of operation	Continuous

Adapter models and rating	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Input Output	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A 12 Vdc, 3.0A
Expected service life of the equipment	5 years

17. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

SILK'N und das SILK'N-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu oder www.silkn.com, info@silkn.com.

Inhaltsverzeichnis

DE

1.	Lernen Sie Ihr Silk'n Motion kennen	23
2.	Sicherheit mit Silk'n Motion	24
3.	Gegenanzeigen und Warnungen	25
4.	Verwenden Sie Silk'n Motion nicht, wenn:.....	28
5.	Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:	28
6.	Sicherheitshinweise	29
7.	Mögliche Nebenwirkungen.....	30
8.	Langfristige Haarentfernung nach Silk'n.....	31
9.	Legen Sie los!.....	36
10.	Nach der Behandlung	38
11.	Wartung	38
12.	Fehlerbehebung	39
13.	Kundenservice.....	40
14.	Garantie	40
15.	Entsorgung	40
16.	Technische Daten	41
17.	Zeichenerklärung	42

1. Lernen Sie Ihr Silk'n Motion kennen

Silk'n Motion ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langfristige Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

DE

1.1. Packungsinhalt

- Haarentfernungsgerät
- Netzadapter mit Kabel
- Aufbewahrungsbox
- Reinigungstuch
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung

1.2. Gerätebeschreibung

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Silk'n Motion zu sehen.

1. Anzeige der Energiestufe (1-5).
2. Hautfarben-Sensorlicht
3. Bereitschaftsanzeige
4. Kontrolltaste
5. Hautfarben-Sensor
6. Behandlungsoberfläche
7. Netzadaptersockel

1.3. Anwendungszweck

Silk'n Motion dient der Entfernung unerwünschter Haare und sorgt für eine langfristige oder dauerhafte Haarreduktion. Dauerhafte Haarreduktion ist als langfristige, stabile Reduktion der nach einem Behandlungsregime nachwachsenden Anzahl an Haaren definiert. Sie können Silk'n Motion zur Entfernung unerwünschter Körperbehaarung verwenden. Für die Verwendung stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht (unterhalb der Wangenknochen), Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

Jede andere Verwendung des Geräts als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

2. Sicherheit mit Silk'n Motion





Bei Silk'n Motion steht die Sicherheit an erster Stelle

Die Home Pulsed Light™ (HPL)-Technologie von Silk'n Motion sorgt für optimale Sicherheit bei niedrigeren Energiestufen. HPL erzielt langfristige Ergebnisse bei der Haarentfernung bei einem Bruchteil der Energiestufe, die bei anderer auf Licht basierender Ausrüstung zur Haarentfernung zum Einsatz kommt. Die niedrige Energie senkt das Risiko von Schäden und Komplikationen und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.





3. Gegenanzeigen und Warnungen

Silk'n Motion ist nicht zur Anwendung durch alle Personengruppen geeignet.

Die Haarentfernung durch Laser- oder intensive Impulslichtquellen kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Den momentan zur Verfügung stehenden Daten zufolge stellen Frauen aus dem Mittelmeerraum und aus Ost- und Südasiens die Gruppe mit dem höchsten Risiko für eine solche Reaktion dar, wenn sie Behandlungen im Gesicht und am Hals durchführen. Auf www.silk'n.eu oder Ihrer lokalen Silk'n-Homepage finden Sie weitere Informationen.

-  Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
-  Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus und verwenden Sie die Energiestufen 2-5 nicht auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad (auch bei Sonnenbänken und Sonnenstudios). Bitte sehen Sie sich Abschnitt "6.1. Sonnenbestrahlung" an.
-  Nur unterhalb der Wangenknochen und nicht im Augenbereich verwenden.
-  Verwenden Sie es nicht auf Bereichen mit Injektionsfüllungen oder Injektionstoxinen.

- ❗ Tätowierungen oder ein permanentes Make-Up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Leberflecken oder Warzen), Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.
- ❗ Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen) und krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.
- ❗ Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.
- ❗ Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- ❗ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- ❗ Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden. Die Ergebnisse sind dauerhaft.
- ❗ Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ❗ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
- ❗ Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- ❗ Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung nie mit entflammenden Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Reinigungsmittel oder andere, alkoholhaltige Substanzen).

-  Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden oder in Wassernähe gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung kommt und kontaktieren Sie den Kundenservice.
-  Vor der Anwendung jeglichen Schmuck entfernen.
-  Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach aus der Steckdose gezogen werden kann.
-  Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Motion zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie können sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile oder Impulslichtenergie aussetzen. Sie können sich ernsthafte Schäden zufügen und verlieren dabei jegliche Garantieansprüche.

4. Verwenden Sie Silk'n Motion nicht, wenn:

- Die Stecker, Anschlüsse oder Zubehörteile für dieses Gerät werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.
- Ein Kabel oder Stecker beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie Rauch riechen.
- Der *Hautfarben-Sensor*, der *Applikator* oder das *Außengehäuse* sind rissig oder fallen auseinander.
- Das Gerät nicht funktioniert oder auf andere Art beschädigt zu sein scheint.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Silk'n-Kundenservice auf.

5. Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:

- Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.
- Epilepsie.
- Erkrankung, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.
- Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.

6. Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen eine sichere Verwendung Ihres Geräts ermöglichen sollen.

DE

6.1. Sonnenbestrahlung

- Die niedrigste Energiestufe (1) wurde für eine sichere Verwendung selbst nach einem Sonnenbad entwickelt.
- Falls Sie die Energiestufen 2-5 verwenden, sollten Sie über einen Zeitraum von 4 Wochen vor und 2 Wochen nach Ihrer Behandlung auf weitere Sonnenbäder verzichten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass größere Menge an Melanin die Haut einem höheren Risiko aussetzen, wenn Sie eine auf Licht basierende Haarentfernungsmethode verwenden. Dies gilt für sämtliche Hauttypen, auch für diejenigen, die anscheinend nicht schnell braun werden.
- Wir empfehlen nach der Anwendung kein Sonnenbad. Sollten Sie nach der Anwendung dennoch in die Sonne gehen, sollten Sie einen Sonnenschutz SPF30 oder höher auf den behandelten Bereich auftragen. Schützen Sie den behandelten Bereich 2 Wochen lang durch einen hohen Sonnenschutz.

6.2. Bestrahlung der Augen mit Impulslicht

- Auch wenn das Gerät zur Behandlung von Gesichtshaar verwendet werden kann, sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen, um Augenkontakt zu vermeiden und das Gerät nur unterhalb der Wangenknochen verwenden.

6.3. Wunden oder Infektionen

- Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

7. Mögliche Nebenwirkungen

DE

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen und akzeptieren, die bei Haarentfernungssystemen auf Impulslichtbasis, die für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurden, auftreten können.

Leichte Hautbeschwerden

Die Haarentfernung durch Impulslicht ist allgemein gut verträglich. Dennoch können bei manchen Nutzern während der Verwendung leichtere Beschwerden auftreten. Diese lassen sich am ehesten als leicht brennendes Gefühl auf den behandelten Hautstellen beschreiben. Das brennende Gefühl kann während oder nach der Behandlung auftreten.

Das heißt, Sie sollten Silk'n Motion auf einer niedrigeren Energiestufe verwenden. Wenn auch das nicht hilft, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein.

Rötung der Haut

Direkt nach Verwendung des Geräts oder innerhalb von 24 Stunden können Hautrötungen auftreten. Normalerweise klingen die Rötungen innerhalb von 24 Stunden wieder ab.

Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, falls die Rötungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abklingen sollten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Energiestufe verwenden, bei der Sie sich wohl fühlen und die für Ihre Hautfarbe geeignet ist.

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, sodass eine Trocknung oder Abblätterung der Haut auftreten können.

Pigmentänderungen

Silk'n Motion zielt auf den Haarschaft ab, insb. auf die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und auf den Haarfollikel selbst. Dennoch besteht das Risiko einer zeitweisen Hyperpigmentierung (vergrößerte Pigmente oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der umgebenden Hautareale. Bei Personen mit dunklerem Hauttyp oder stark gebräunter Haut besteht ein erhöhtes Risiko für Änderungen der Hautpigmentierung. Normalerweise treten Verfärbungen oder Änderungen der Hautpigmentierung nur temporär auf, dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung kommt selten vor.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann es zu sehr starken Hautrötungen und Schwellungen kommen. Dies kommt eher an empfindlichen Körperstellen vor. Die Rötung und die Schwellungen sollten innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und mit häufigen Eisanwendungen behandelt werden. Eine schonende Reinigung ist ok, verzichten Sie jedoch auf Sonnenbäder.

Bläschen oder Verbrennungen

Kühlen Sie die betroffene Stelle und verwenden Sie Sonnenmilch. Warten Sie vor einer weiteren Verwendung, bis die Haut komplett verheilt ist, und verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe. **Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn der Normalzustand der Haut nach 3 Tagen noch nicht wiederhergestellt ist.**

8. Langfristige Haarentfernung nach Silk'n

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch je nach Körperfläche, Haarfarbe und Verwendungsart von Silk'n Motion. Ein normaler vollständiger Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Währenddessen sind mehrfache Behandlungseinheiten erforderlich, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erreichen.

Zu einem normalen Haarentfernungsplan mit Silk'n Motion während eines vollständigen Haarwuchszyklus gehören:

- Behandlungen 1-4: Planen Sie zwei Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.
- Behandlungen 5-7: Planen Sie vier Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.

- Behandlungen 8+: Führen Sie die Behandlung wie erforderlich durch, bis die gewünschten Resultate erreicht werden.

8.1. Zu erwartende Behandlungsergebnisse

Die individuellen Resultate hängen vom Haartyp und von biologischen Faktoren ab, die evtl. Einfluss auf den Haarwuchs haben. Einige Anwender sprechen evtl. schneller oder langsamer als nach der im Durchschnitt notwendigen Anzahl an Behandlungen auf die Behandlung an.

Hauttyp ¹	Körperhaar ²	Lichtfluss [J/cm ²]	Körperteil	Durchschnittliche Behandlungsdauer	Effektivität des Haarrückgangs
1-5	Dunkelblond und Braun	2,5-4	Ober- oder Unterbeine		60%
			Arme	Die Sitzungen 10-12 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen auseinanderliegen.	50%
			Bikinizone		60%
			Unterarme		55%
1-5	Braun bis schwarz	2,5-4	Ober- oder Unterbeine	Die Sitzungen 8-10 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen auseinanderliegen.	70%
			Arme		60%
			Bikinizone		70%
			Unterarme		65%

¹Die Hauttypen basieren auf der Einteilung der Hauttypen nach Fitzpatrick. Sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung nach.

² Nicht wirksam auf weißen Körperhaaren.

8.2. Energiestufen


Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Lichtimpulses. Mit einer höheren Energiestufe werden auch die Ergebnisse der Haarentfernung besser, es steigt jedoch auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen.

- Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe), die durch 5 *Anzeigeleuchten für die Energiestufe dargestellt* werden:
- Wird das Gerät eingeschaltet, so ist automatisch die Energiestufe 1 eingestellt. Nur eine Energiestufenanzeige leuchtet auf.
- Um die Energiestufe zu wechseln, drücken Sie mehrmals hintereinander die *Kontrolltaste*. Dadurch erhöht sich die Energiestufe von 1 auf 5. Sobald Sie Stufe 5 erreicht haben, drücken Sie erneut die *Kontrolltaste*, um die Energiestufe von 5 auf 1 zu reduzieren.



Sehen Sie in Abschnitt "9.1. Vor Ihrer ersten Behandlung" nach, um die richtige Energiestufe für Ihren zu behandelnden Bereich zu bestimmen.

8.3. Pulsen und Gleiten



Pulsen ist die beste Technik bei höheren Energiestufen.

- Drücken Sie die *Behandlungsfläche* an Ihre Haut. Bearbeiten Sie eine Reihe nach der anderen (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Beginnen Sie an einem Ende einer Reihe und machen Sie bis zum anderen Ende weiter.

- Die *Behandlungsoberfläche* erzeugt temporäre Druckstellen auf behandelten Stellen. Dadurch können Sie die Stellen sehen, die Sie bereits behandelt haben.
- Nach jedem Impuls den *Applikator* an die nächste Stelle verschieben. Fahren Sie mit dem Pulsen in dem Bereich, den Sie gerade behandeln, fort.
- Vermeiden Sie Lücken oder Überschneidungen bei der Anwendung des Geräts.

Gleiten ist die beste Technik bei niedrigeren Energiestufen.

- Drücken Sie den *Applikator* fest an Ihre Haut und gleiten Sie langsam über Ihre Haut (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Achten Sie darauf, dass der *Applikator* gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird.
 - Bei niedrigeren Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-1,5 Sekunden, um sich zwischen zwei Impulsen wieder aufzuladen. Dies erzeugt ein pausenloses Aufleuchten.
 - Führen Sie den Gleitvorgang bei einer Geschwindigkeit durch, die es Ihnen erlaubt, Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.
- ! Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ! Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie ein Unbehagen erkennen.

8.4. Gerätesensoren

Der Silk'n Motion verfügt über drei Sensoren für die Berührung, die Bewegung und die Farbe.

- **Berührung und Bewegung:** Das Gerät gibt nur wiederholte Impulse aus, wenn es engen Hautkontakt hat und Sie das Gerät über die Haut bewegen.

- **Farbe:** Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen. Ihr Silk'n Motion verfügt über einen *Hautfarbensensor*, der Ihre Hautfarbe automatisch erkennt. Der *Hautfarben-Sensor* prüft Ihre Hautfarbe zu Beginn und gelegentlich auch während der Behandlung.



Wenn Silk'n Motion einen dunklen Hautton erkennt und die Energiestufe auf 3 oder höher eingestellt ist, setzt das Gerät die Energiestufe automatisch auf 2 zurück.

8.5. Was kann ich von der Behandlung mit Silk'n erwarten?

Für viele Menschen stellt die Verwendung des Silk'n Motion evtl. die erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät dar. Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- **Lärm:** Das Kühlgebläse erzeugt ein lautes Geräusch, das dem eines Haartrockners ähnelt. Dies ist normal.
- **Knallgeräusch:** Bei jedem Aufblitzen des HPL™-Lichts.
- **Wärmegefühl und Kribbeln:** Während jedes Lichtimpulses.
- **Leichte Rötung:** Es ist nicht ungewöhnlich, eine sehr leichte rosaähnliche Hautfärbung während oder direkt nach der Behandlung zu sehen. Dies ist für gewöhnlich in der direkten Umgebung der Haare auffällig.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot wird.



Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen sofort Ihren Arzt.

9. Legen Sie los!

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Silk'n Motion zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den *Anschlussstecker des Netzadapters* in den Gerätesockel und stecken dann den *Netzadapter* in eine gut erreichbare Steckdose. Alle *Anzeigen der Energiestufe* leuchten auf und gehen dann wieder aus.

DE

9.1. Vor Ihrer ersten Behandlung



Nehmen Sie vor der Behandlung jeglichen Schmuck ab.

Sie müssen entscheiden, welche Energiestufe für Ihre Haut und die Stelle, die Sie behandeln möchten, die richtige ist. Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe). Sie können zum Beispiel einen Bereich mit Energiestufe 1 und einen anderen mit Stufe 4 behandeln. Informationen zu den Energiestufen finden Sie im Abschnitt "8.2. Energiestufen".

Testen Sie jeden Behandlungsbereich getrennt voneinander, um die richtige Energiestufe zu bestimmen (sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung nach).

1. Drücken Sie die *Kontrolltaste*, um das Gerät einzuschalten. Die *Anzeige der Energiestufe* 1 leuchtet auf.
2. Stellen Sie die *Behandlungsoberfläche* auf Ihrer Haut ab, um den Impuls zu übertragen. Wenn Sie keine abnormalen Beschwerden feststellen, dann drücken Sie erneut die *Kontrolltaste*. Hierdurch wird die Energiestufe erhöht. Geben Sie an einer anderen Stelle einen Impuls mit der Energiestufe 2 ab.
3. Fahren Sie mit dem Testen bei erhöhten Energiestufen fort. Verwenden Sie die auf dem Hautfarbendiagramm angegebenen Energiestufen. Sobald Sie die höchste, angenehme Energiestufe für den zu behandelnden Bereich herausgefunden haben, können Sie mit der Anwendung beginnen.



Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.

Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

Nun können Sie Ihr Silk'n Motion verwenden.

DE

1. Bevor Sie einen bestimmten Bereich behandeln, sollte die Haut rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pulvern, Antiperspirantien oder Deodorants sein. **Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette herausgezupft werden.**



Decken Sie Muttermale, Warzen oder andere Flecken auf der Haut ab, die nicht behandelt werden sollten.

2. Betätigen Sie die *Kontrolltaste*. Das Gerät schaltet sich ein, die *Energieanzeige* für die Energiestufe 1 leuchtet auf und ein Gebläseton ertönt.
3. Ungefähr 1 Sekunde nach dem Drücken der *Kontrolltaste* leuchtet die *Bereitschaftsanzeige*. Das Gerät ist dann auf der niedrigsten Energiestufe betriebsbereit.
4. **Stellen Sie die Energiestufe ein.** Drücken Sie mehrmals hintereinander die *Kontrolltaste*, um die Energiestufe so lange zu erhöhen, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die *Anzeigeleuchten für die Energiestufe* zeigen die Einstellung der Energiestufe an (sehen Sie in Abschnitt "8.2. Energiestufen" nach).
5. Treffen Sie die Wahl, ob Sie den zu behandelnden Bereich durch **Gleiten** oder durch **Pulsen** behandeln möchten (sehen Sie in Abschnitt "8.3. Pulsen und Gleiten" nach).
6. Wenden Sie die *Behandlungsoberfläche* auf der Haut an. Stellen Sie sicher, dass die Haut eben und gleichmäßig gedehnt ist. Wenn sich die *Behandlungsoberfläche* in vollständigem Kontakt mit der Haut befindet, beginnt die *Bereitschaftsanzeige* langsam zu blinken.

7. Das Gerät bestimmt zunächst automatisch Ihre Hautfarbe und bestrahlt Ihre Haut mit einem Lichtimpuls. Sie werden eine sanfte Wärme und ein leichtes Kribbeln fühlen. Zudem hören Sie evtl. ein Knallgeräusch.
8. Entfernen Sie das Gerät von Ihrer Haut, wenn Sie Impulse aussenden. Das Gerät lädt sich für den nächsten Impuls sofort selbst wieder auf. Nach ein paar Sekunden (je nach eingestellter Energiestufe) schaltet sich die *Bereitschaftsanzeige* wieder ein und beginnt langsam zu blinken, wenn sie an die Haut gedrückt wird.
9. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie Impulse aussenden. Machen Sie einfach weiter, wenn Sie gleiten. Fahren Sie mit dem Pulsen oder Gleiten fort, bis Sie den gesamten Bereich behandelt haben.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.

10. Nach der Behandlung

Nach Beendigung Ihrer Behandlungseinheit:

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Kontrolltaste lange gedrückt halten. Merken Sie sich die letzte Energiestufe, die Sie verwendet haben, da diese beim Wiedereinschalten des Geräts nicht wiederhergestellt wird.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.

11. Wartung

Es ist wichtig, Ihr Silk'n Motion nach jeder Behandlung zu reinigen. Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zu reinigen:



Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.



Zur Reinigung des Geräts, einschließlich des Applikators, mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Azeton oder andere abrasive Flüssigkeiten, diese könnten Ihr Gerät beschädigen.



Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.



Tauchen Sie Ihr Silk'n Motion oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser!

12. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile oder gepulste Lichtquellen freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass der <i>Netzadapter</i> sachgemäß mit dem Gerät verbunden ist und dass dieses an eine Stromquelle an der Wand angeschlossen ist.
Es gibt keinen Lichtimpuls, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist und die <i>Bereitschaftsanzeige</i> leuchtet. Achten Sie darauf, dass der <i>Applikator</i> gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird und Sie das Gerät über die Haut bewegen.
Eines oder mehrere Lichter blinken.	Das Gerät hat schlecht funktioniert.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die <i>Kontrolltaste</i> erneut, um das Gerät zu starten.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Silk'n-Kundenservice.

13. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: www.silkn.eu. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

DE

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n- Garantiekarte nach.

15. Entsorgung



Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entsorgen Sie den Artikel nicht mit dem Hausmüll und stellen Sie sicher, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.





16. Technische Daten

Modellnr.	H3220
Größe der Körperstelle	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Energiestufen	Max 4J/cm ²
Wellenlänge	475-1200nm
Betrieb und Sicherheit	Der Hautfarbensensor gewährleistet eine sichere Verwendung auf hierfür geeigneten Hauttypen
Packungsgröße	220x220x135 mm
Systemgewicht	275 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Netzadaptermodelle und Rating	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120

DE

Eingang Ausgang	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9A 12 VDC, 3.0A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	5 Jahre

17. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP30	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm (wie beispielsweise Finger) geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

SILK'N et le logo SILK'N sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1.	En savoir plus sur votre Silk'n Motion	45
2.	La sécurité avec Silk'n Motion	46
3.	Contre-indications & avertissements	46
4.	N'utilisez pas Silk'n Motion si :.....	49
5.	Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :.....	49
6.	Conseils de sécurité	50
7.	Effets secondaires possibles	51
8.	Épilation longue durée, la méthode Silk'n.....	53
9.	Commencez !	57
10.	Après le traitement	59
11.	Maintenance.....	59
12.	Dépannage	60
13.	Service à la clientèle	61
14.	Garantie	61
15.	Élimination	61
16.	Caractéristiques technique	62
17.	Signes et symboles	63

1. En savoir plus sur votre Silk'n Motion

Motion est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile. C'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité avant utilisation, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque soin.

1.1. Contenu du paquet

- Épilateur
- Adaptateur avec câble
- Étui de rangement
- Chiffon de nettoyage
- Carte de garantie
- Mode d'emploi

1.2. Description de l'appareil

Veillez vous reporter au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction de votre Silk'n Motion.

1. Diodes indicatrices de puissance (1-5)
2. Lumière du capteur de couleur de peau
3. Diode indicatrice prêt à l'emploi
4. Bouton de commande
5. Capteur de couleur de peau
6. Surface de traitement
7. Prise de l'adaptateur

1.3. Usage prévu

Silk'n Motion est prévu pour éliminer les poils indésirables et avec un effet à long terme, ou pour une réduction permanente des poils. La réduction permanente est définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils repoussant après traitement. Silk'n Motion peut être utilisé pour éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage (sous les pommettes), le dos, les épaules et le torse.

N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

2. La sécurité avec Silk'n Motion

Avec Silk'n Motion, la sécurité est au premier plan

La technologie Home Pulsed Light™ (HPL) de Silk'n Motion assure une sécurité supérieure avec des niveaux d'énergie plus bas. HPL permet d'obtenir des résultats à long terme sur l'élimination des poils avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres équipements de photoépilation. La faible énergie réduit le risque de blessure ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

FR

3. Contre-indications & avertissements

Silk'n Motion ne convient pas à tout le monde.

L'épilation par des lasers ou des sources de lumière intense pulsée peut entraîner une augmentation de la croissance des poils chez certains individus. Sur la base des données actuellement disponibles, les groupes à risque le plus élevé pour cette réponse sont les femmes de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'héritage sud-asiatique lorsqu'il est utilisé sur le visage et le cou. Pour plus d'informations visitez www.silkn.eu ou votre domaine local Silk'n.



Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes: les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



N'exposez pas les zones traitées au soleil, et n'appliquez pas les niveaux de puissance de 2 à 5 sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil (y compris après l'utilisation de matériel de bronzage artificiel). Se reporter à la section "6.1. Exposition au soleil".



L'appareil est adapté pour une utilisation en dessous des pommettes et non sur le contour des yeux.



Ne pas utiliser sur des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés.



Ne pas appliquer l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.



Ne pas appliquer sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).



En cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.



Ne pas appliquer sur une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.



Ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte ou allaitez.



Ne pas appliquer dans les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité. Les résultats sont permanents.

- ❗ Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
- ❗ Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si votre peau est très rouge ou présente des cloques ou des brûlures.
- ❗ Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.
- ❗ N'utilisez jamais de liquides inflammables, tels que l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant l'utilisation.
- ⊘ Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne pas placer l'appareil où il peut tomber, être poussé ou placé quelque part près de l'eau. Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement si l'appareil entre en contact avec un liquide quelconque, et contactez le service à la clientèle
- ❗ Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.
- ❗ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur AC/DC soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence.
- ❗ N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Silk'n Motion. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une énergie lumineuse pulsée. Vous pouvez causer des dommages graves à vous-même et vous annulerez votre garantie.

4. N'utilisez pas Silk'n Motion si :

- La fiche, les pièces détachées ou les accessoires pour cet appareil n'ont recommandés par Home Skinovations Ltd.
- L'appareil a son fil ou sa prise endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- *L'analyseur de couleur de peau, la surface de traitement, ou le boîtier de l'appareil est fendue ou se désagère.*
- L'appareil ne fonctionne pas ou il semble abîmé.

Dans ces cas, contactez le service à la clientèle Silk'n™.

5. Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :

- Des antécédents de formation de chéloïdes.
- Épilepsie.
- Une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Des antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois.
- Utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- Toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

6. Conseils de sécurité

Cette section contient des informations pour vous aider à utiliser votre appareil en toute sécurité.

FR

6.1. Exposition au soleil

- Le niveau d'énergie le plus bas (1) est conçu spécialement pour une utilisation en toute sécurité après vous être exposé au soleil.
- Si vous utilisez des niveaux d'énergie 2-5, évitez toute exposition au soleil 4 semaines avant et 2 semaines après votre traitement. C'est parce que de plus grandes quantités de mélanine exposent la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation d'une méthode de photoépilation. Cette règle s'applique à tous les types de peau, même celles qui ne semblent pas bronzer rapidement.
- Nous ne le recommandons pas, mais si vous devez vous exposer au soleil à la suite d'une séance, assurez-vous de bien appliquer un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus sur la zone traitée. Ceci est valable pendant les deux semaines qui suivent une séance.

6.2. Exposition de lumière pulsée aux yeux

- Bien qu'il soit possible d'appliquer l'appareil pour le traitement des poils faciaux, nous vous recommandons d'éviter tout contact avec les yeux, et de ne l'utiliser que sur les zones situées en-dessous des pommettes.

6.3. Blessures ou infections

- Attendez la guérison de la zone affectée avant toute nouvelle utilisation.

7. Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

FR

Léger inconfort de la peau

L'épilation à la lumière pulsée est généralement bien tolérée. Toutefois, certains utilisateurs sentent un léger inconfort pendant l'utilisation. Ceci est décrit comme une sensation de brûlure légère sur les zones de peau traitées. La sensation de picotement peut durer pendant ou après le traitement.

Ceci implique que vous devez utiliser le Silk'n Motion à un niveau de puissance plus bas, et que si cela n'aide pas, vous devrez cesser l'utilisation de l'appareil.

Rougeur cutanée

Votre peau peut devenir rouge immédiatement après avoir utilisé l'appareil ou dans les 24 heures. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures.

Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

Assurez-vous d'utiliser le niveau d'énergie qui est confortable pour vous et adapté à votre couleur de peau.

Hypersensibilité de la peau

Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.

Changements de la pigmentation

Silk'n Motion vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de pigment ou une décoloration marron) ou d'hypo-pigmentation (blanchiment) sur la peau environnante. Les risques de changements de pigmentation de la peau sont plus élevés pour les personnes ayant des teints plus foncés ou une peau très bronzée. Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

Rougeur excessive de la peau et enflure

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et enflée. Ceci est plus fréquent sur les zones sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage doux est OK, mais il faut éviter l'exposition au soleil.

Boursoufflures ou brûlures

Refroidissez la zone touchée et appliquer une crème anti-brûlure. Attendez jusqu'à ce que la zone ait complètement guéri avant un autre traitement, et utilisez un niveau d'énergie plus faible. **Si la peau ne revient pas à la normale dans les 3 jours, consultez votre médecin.**

8. Épilation longue durée, la méthode Silk'n

L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont Silk'n Motion est utilisé. Un cycle pileire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant ce temps, plusieurs séances de traitement sont nécessaires pour obtenir une épilation permanente.

Une planification habituelle de séances d'épilation avec Silk'n Motion pendant un cycle pileire complet inclut :

- Traitement 1-4 : Planifier en espaçant de deux semaines.
- Traitement 5-7 : Planifier en espaçant de quatre semaines.
- Traitement 8+ : Appliquer selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

FR

8.1. Résultats attendus du traitement

Le résultat varie d'une personne à l'autre et dépend du type de poil ainsi que de facteurs biologiques pouvant affecter les cycles de croissance du poil. Certains utilisateurs obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances.

Type de peau ¹	Pilosité ²	Fluence de la lumière [J/cm ²]	Partie du corps	Durée moyenne du traitement	Efficacité de l'épilation
1-5	Blond foncé à brun	2,5-4	Mollets ou cuisses		60 %
			Bras	Séances 10-12, espacées d'environ 4 semaines.	50 %
			Maillot		60 %
			Aisselles		55 %

Type de peau ¹	Pilosité ²	Fluence de la lumière [J/cm ²]	Partie du corps	Durée moyenne du traitement	Efficacité de l'épilation
1-5	Brun à noir	2,5-4	Mollets ou cuisses	Séances 8-10, espacées d'environ 4 semaines.	70%
			Bras		60%
			Maillot		70%
			Aisselles		65%

¹ Les types de peau sont basées sur l'échelle Fitzpatrick des couleurs de peau. Veuillez vous reporter au nuancier dans le diagramme qui se situe à l'avant du mode d'emploi.

² Inefficace sur les poils blancs.

8.2. Niveaux d'énergie


Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion de lumière délivrée à votre peau. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus les résultats de l'épilation sont meilleurs, et plus les risques de complications ou d'effets indésirables sont élevés.

- L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 5 diodes *indicatrices du niveau d'énergie*.
- Lorsque l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est réglé au niveau 1 automatiquement. Seul un voyant lumineux du niveau d'énergie sera allumé.
- Pour changer le niveau d'énergie, appuyez sur le *bouton de commande* de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5. Une fois au niveau 5, appuyez à nouveau sur le *bouton de commande* pour réduire le niveau d'énergie de 5 à 1.



Pour déterminer le niveau d'énergie approprié à votre zone de traitement, reportez-vous à la section "9.1. Avant votre premier traitement".

8.3. Pulsation et glissement



La pulsation est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus élevés.

- Appuyez la *surface de traitement* contre votre peau. Travaillez en lignes (soit en travers soit vers le bas comme représenté sur l'image). Commencez à une extrémité de chaque ligne et progressez vers l'autre extrémité.
- La *surface de traitement* crée des marques de pression temporaires sur la zone traitée de sorte que vous puissiez voir les zones que vous avez traitées.
- Après chaque impulsion, déplacez la *surface de traitement* vers l'endroit suivant. Continuez à faire cette action d'impulsion pour la zone que vous traitez.
- Veuillez éviter les écarts ou les chevauchements lors de l'utilisation de l'appareil.

Le glissement est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus faibles.

- Appuyez fermement la *surface de traitement* contre votre peau et glissez lentement sur votre peau (soit en travers soit vers le bas, comme indiqué sur l'image). Assurez-vous que la *surface de traitement* est toujours en contact avec votre peau.
- A des niveaux d'énergie bas, l'appareil n'a besoin que de 1 à 1,5 secondes pour se recharger entre les impulsions. Cela délivre une série continue d'impulsions.
- Faites glisser à une certaine vitesse de manière à éviter les creux ou chevauchements.


 Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.

 Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.

8.4. Analyseurs de l'appareil

FR
Votre Silk'n Motion est doté de trois analyseurs pour le touché, le mouvement et la couleur.

- **Toucher et Mouvement :** L'appareil német de pulsations répétées que lorsqu'il est fermement en contact avec votre peau et que vous continuez à le faire glisser sur votre peau.
- **Couleur :** L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlures, de cloques et de changements de la couleur de la peau (hyper ou hypopigmentation). Votre Silk'n Motion dispose d'un *capteur de couleur de peau* qui détecte la couleur de votre peau automatiquement. Le *capteur de couleur de peau* vérifie votre couleur de peau au début de, et parfois pendant, chaque traitement.

 Si le Silk'n Motion détecte que vous avez une peau foncée, et que le niveau de puissance est réglé à 3 ou plus, l'appareil s'ajustera automatiquement et redescendra le niveau de puissance à 2.

8.5. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n

Pour beaucoup de personnes, utiliser Silk'n Motion pourrait être une première expérience avec un appareil d'épilation à la lumière. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit :** Le ventilateur de refroidissement fait un bruit similaire à un sèche-cheveux. C'est normal.
- **Un son d'éclatement :** Avec chaque flash de lumière HPL™.
- **Une sensation de chaleur et des picotements :** Au cours de chaque impulsion lumineuse.

- **Quelques rougeurs :** Il n'est pas rare de voir une coloration rose très douce sur la peau pendant ou juste après un traitement. Cela est généralement plus visible autour des poils eux-mêmes.
- ! Cessez immédiatement l'utilisation si votre peau devient très rouge.
- ! Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez de l'inconfort.

9. Commencez !

FR

Pour utiliser votre Silk'n Motion, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez le *câble de l'adaptateur* dans la prise de l'appareil et branchez l'*adaptateur* dans une prise électrique. Tous les *voyants de niveau d'énergie* se mettront en marche, puis s'éteindront.

9.1. Avant votre premier traitement

- ! Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.

Vous devez décider quel niveau d'énergie est bon pour votre peau et la zone que vous voulez traiter. L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Par exemple, vous pourriez appliquer dans une zone au niveau d'énergie 1 et une autre au niveau 4. Pour toute information concernant les niveaux de puissance, veuillez vous reporter à la section "8.2. Niveaux d'énergie".

Pour choisir le bon niveau d'énergie, tester chaque zone de traitement séparément (reporter à tableau des couleurs de la peau sur le devant de ce mode d'emploi).

1. Appuyez sur le *bouton de commande* pour mettre l'appareil en marche. Le *voyant lumineux du niveau d'énergie* de niveau 1 sera allumé.
2. Placez la *surface de traitement* sur votre peau pour fournir une impulsion. Si vous n'avez pas senti de sensation d'inconfort, appuyez à nouveau sur le *bouton de commande*. Ceci va augmenter le niveau d'énergie. Délivrez une impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.

3. Continuer les tests à des niveaux d'énergie accrue. Utilisez les niveaux d'énergie indiqués sur le graphique de la couleur de peau. Lorsque vous avez trouvé le niveau d'énergie le plus haut qui est le plus confortable pour la zone de traitement, vous pouvez commencer votre traitement.



Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.

Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

FR

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Silk'n Motion

1. Avant de traiter une zone, la peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants. **Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.**



Assurez-vous de couvrir les grains de beauté, les verrues ou d'autres marques sur la peau qui ne devraient pas être traitées.

2. Appuyez sur le *bouton de commande*. L'appareil va se mettre en marche, le *voyant lumineux du niveau d'énergie* va s'allumer et un bruit de ventilation va se faire entendre.
3. Environ 1 seconde après avoir appuyé sur le *bouton de commande*, la *diode indicatrice Prêt à l'emploi* s'allume. L'appareil est alors prêt à l'emploi au niveau d'énergie le plus bas.
4. **Réglez le niveau d'énergie.** Appuyez sur le *bouton de commande* de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le niveau que vous souhaitez. Le *voyant lumineux de niveau d'énergie* indique le réglage du niveau d'énergie (se reporter à la section "8.2. Niveaux d'énergie").
5. Décidez si vous souhaitez traiter la zone en **Faisant glisser** ou en **Donnant une impulsion** (se reporter à section "8.3. Pulsation et glissement").
6. Appliquez la *surface de traitement* sur la peau. Assurez-vous que la peau est étirée de manière uniforme et douce. Dès que la *surface de traitement* est complètement au contact de la peau, la *diode indicatrice de prêt à l'emploi* commence à clignoter lentement.

7. L'appareil déterminera d'abord automatiquement la couleur de votre peau et il enverra une impulsion de lumière sur votre peau. Vous sentirez une légère sensation de chaleur et de picotement, et vous pouvez entendre un bruit d'éclatement.
8. Si vous faites une impulsion, enlevez l'appareil de votre peau. L'appareil se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion. Après quelques secondes (en fonction du niveau d'énergie réglé), la diode indicatrice de Prêt à l'emploi s'allume à nouveau et commence à clignoter lentement lorsque l'appareil est à nouveau au contact de la peau.
9. Si vous faites une impulsion, répétez le processus. Si vous faites glisser, continuez. Continuez à faire une impulsion ou à faire glisser jusqu'à traiter entièrement la zone.



Arrêtez immédiatement l'utilisation, si votre peau présente de boursouffures ou des cloques.

10. Après le traitement

Quand vous avez fini votre séance de traitement :

1. Éteignez l'appareil en donnant au bouton de commande une pression prolongée. Veillez à mémoriser le dernier niveau d'énergie utilisé, car celui-ci ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez l'appareil.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise électrique.

11. Maintenance

Il est important de nettoyer votre appareil Silk'n Motion après chaque traitement. Pour nettoyer l'appareil :




Débranchez l'appareil.



Nettoyez l'appareil, dont la surface de traitement, avec un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, ils endommageraient l'appareil.

 Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.

 N'immergez jamais votre appareil Silk'n Motion ou l'un de ses composants dans l'eau.

12. Dépannage

FR

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une lumière pulsée intense et nuire gravement à votre santé. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas !	Assurez-vous que <i>l'adaptateur</i> est bien connecté à l'appareil et qu'il est branché dans une prise électrique murale.
Il n'y a pas d'impulsion de lumière quand l'appareil touche ma peau.	Vérifiez que l'appareil est connecté et que <i>le voyant Prêt</i> est allumé. Assurez-vous que la <i>surface de traitement</i> est pressée uniformément et fermement à la peau et que vous faites glisser l'appareil sur l'ensemble de votre peau.
Une ou plusieurs lumières clignotent.	L'appareil a mal fonctionné.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez de nouveau sur le <i>bouton de commande</i> pour démarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.

13. Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.silk'n.eu Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silk'n.eu. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes:

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silk'n.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Espagne	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

FR

14. Garantie

Veuillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

15. Élimination



Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.





16. Caractéristiques technique

N° modèle	H3220
Dimension du spot	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Niveau d'énergie maximum	Max 4J/cm ²
Longueur d'onde	475-1200 nm
Fonctionnement et sécurité	Le Détecteur de couleur de peau garantit une utilisation sur les types de peau appropriés
Taille du paquet	220x220x135 mm
Poids du système	275 g
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : -40 °C to +70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35°C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Mode de fonctionnement	Continu

Modèles et classe d'adaptateurs	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Entrée Sortie	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9 A max. 12V DC, 3,0 A
Durée de vie prévue de l'équipement	5 ans

FR

17. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP30	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

Juridische kennisgeving

Home Skinovations behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

SILK'N en het SILK'N-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAËL www.silkn.eu of www.silkn.com, info@silkn.com.

Inhoudsopgave

1. Maak kennis met uw Silk'n Motion.....	66
2. Silk'n Motion & Veiligheid	67
3. Contra-indicaties en waarschuwingen.....	67
4. Gebruik Silk'n Motion niet als:.....	70
5. Raadpleeg uw huisarts als u:	70
6. Veiligheidsadviezen	71
7. Mogelijke bijwerkingen	72
8. Langdurige ontharing op de Silk'n-manier	74
9. Aan de slag!	78
10. Nazorg na de behandeling	80
11. Onderhoud	81
12. Problemen oplossen	81
13. Klantenservice.....	82
14. Garantie	83
15. Verwijdering.....	83
16. Specificaties.....	83
17. Tekens en symbolen	84

1. Maak kennis met uw Silk'n Motion

Is een apparaat voor permanente ontharing met behulp van licht, dat ontworpen is voor thuisgebruik. Het is een krachtig elektronisch apparaat. Daarom dient het op een veilige manier gebruikt te worden. Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen, contra-indicaties en veiligheidsmaatregelen leest voordat u het apparaat gaat gebruiken, en leef deze strikt na. Wij raden u aan de instructies voorafgaand aan elke behandeling opnieuw door te nemen.

1.1. Inhoud van de verpakking

- Ontharingsapparaat
- Adapter met kabel
- Opbergcassette
- Reinigingsdoek
- Garantiekaart
- Gebruikershandleiding

1.2. Apparaatbeschrijving

Raadpleeg het diagram op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing om de locatie van elk onderdeel van uw Silk'n Motion op te zoeken.

1. Energieniveau-indicatielampjes (1-5)
2. Lampje van huidskleursor
3. Gereed-lampje
4. Controleknop
5. Huidskleursor
6. Behandeloppervlak
7. Fitting van Adapter

1.3. Beoogd gebruik

Silk'n Motion is bedoeld voor het verwijderen van ongewenste haargroei en zorgt voor een langdurige of permanente vermindering van haargroei. Permanente ontharing wordt gedefinieerd als een langdurige, stabiele vermindering van het aantal haren dat weer aangroeit na een reeks behandelingen. U kunt Silk'n Motion gebruiken om ongewenst lichaamshaar te verwijderen. Ideale lichaamsgebieden zijn de oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht (onder de jukbeenderen), rug, schouders en borst.

Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan degenen die beschreven worden in deze handleiding.

2. Silk'n Motion & Veiligheid


Bij Silk'n Motion gaat veiligheid voor alles


De Home Pulsed Light™ (HPL)-technologie van Silk'n Motion biedt een superieure veiligheid met lagere energieniveaus. HPL zorgt voor langdurige ontharingsresultaten op een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op licht gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau verkleint het risico op beschadiging of complicaties, en draagt bij aan uw algehele veiligheid.

3. Contra-indicaties en waarschuwingen

Silk'n Motion is niet voor iedereen geschikt.


Ontharing met behulp van lasers of intens gepulseerd licht-bronnen kan bij sommige personen tot een toename van haargroei leiden. Op basis van de huidige gegevens, is de hoogste risicogroep voor deze reactie vrouwen van Mediterrane, Midden-Oosterse of Zuid-Aziatische afkomst, bij gebruik op gezicht en nek. Voor meer informatie gaat u naar www.silkn.eu of uw lokale Silk'n-domein.


 Dit apparaat mag niet gebruikt worden door de volgende groepen: kinderen, volwassenen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of volwassenen die geen ervaring hebben met het gebruik van het apparaat of niet weten hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.

 Houd behandelde gebieden uit de zon en gebruik energieniveaus 2-5 niet op gebruinde huid of na recente blootstelling aan zonnestralen (inclusief zonnebanken). Raadpleeg hoofdstuk "6.1. Blootstelling aan de zon".

 Onder de jukbeenderen gebruiken en het gebied rond de ogen vermijden.

 Niet gebruiken op gebieden waar vullingen of giftige stoffen ingespoten zijn.

 Niet gebruiken op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.

 Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, letsels, open wonden of infecties (koortslip), abnormale huidcondities veroorzaakt door systemische of metabolische aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes).

 Ongewone huidandoeningen als gevolg van diabetes, systemische ziekten of andere metabolische ziekten;

 Niet gebruiken op een gebied waarop in het verleden herpes is uitgebroken.

 Niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

 Niet gebruiken op gebieden waar je haar wilt laten groeien. De resultaten zijn blijvend.

 Behandel dezelfde huidzone niet meer dan één keer per ontharingsbehandeling.

- ❗ Stop onmiddellijk met het gebruik als uw huid erg rood wordt of blaren of brandwonden vertoont.
- ❗ Gebruik een lager energieniveau wanneer u enig ongemak ervaart.
- ❗ Gebruik nooit brandbare vloeistoffen, zoals alcohol (inclusief parfums, ontsmettingsvloeistof of andere alcoholbevattende middelen) of aceton voor het reinigen van de huid voorafgaand aan gebruik.
- 🚫 Houd het apparaat uit de buurt van water of vloeistoffen! Gebruik het niet in de buurt van badkuipen, douchecabines, wasbakken of andere reservoirs die gevuld zijn met water. Het apparaat niet op plaatsen neerleggen of opbergen vanaf welke het apparaat in de buurt van water kan vallen of geschoven of geplaatst kan worden. Zo ontstaat elektrocutiegevaar. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het apparaat in contact komt met vloeistof en neem contact op met de klantenservice.
- ❗ Verwijder voorafgaand aan gebruik al uw sieraden.
- ❗ Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat u altijd bij de AC/DC-adapter kunt, zodat hij in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kan worden verwijderd.
- ❗ Probeer uw Silk'n Motion-apparaat niet zelf aan te passen, te openen of te repareren. Daarbij kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke elektrische componenten of gepulseerd licht-energie. U kunt uzelf daarbij ernstige schade toebrengen en uw garantie zal vervallen.

4. Gebruik Silk'n Motion niet als:

- De stekker, opzetstukken of accessoires voor dit apparaat vallen niet onder de aanbeveling door Home Skinovations Ltd.
- Het apparaat een beschadigd snoer of stekker heeft. Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- U rook ziet of ruikt tijdens het gebruik;
- *De huidkleursensor, het behandelingsoppervlak, of de opbergcassette van het apparaat* vertoont scheuren of barsten of heeft loszittende onderdelen.
- Het apparaat werkt niet of lijkt op andere manier beschadigd te zijn.

Neem in die gevallen contact op met de klantenservice van Silk'n.

5. Raadpleeg uw huisarts als u:

- Een voorgeschiedenis heeft van keloïdale littekens.
- Epilepsie.
- Een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterupties, urticaria solaris, lupus, etc.
- Een voorgeschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke huidmaligniteiten.
- In de afgelopen drie maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen heeft ondergaan.
- In de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrift van uw huisarts;
- Een andere aandoening heeft in verband waarmee uw arts vindt dat het voor u onveilig is om behandeld te worden.

6. Veiligheidsadviezen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u uw apparaat veilig kunt gebruiken.

6.1. Blootstelling aan de zon

- Het laagste energieniveau (1) is speciaal ontwikkeld voor veilig gebruik, zelfs na blootstelling aan de zon.
- Als u de energieniveaus 2-5 gebruikt, vermijd dan verdere blootstelling aan de zon in de 4 weken vóór en 2 weken na uw behandeling. Door de toename van melanine loopt de huid namelijk een groter risico bij het gebruik van een op licht gebaseerde ontharingsmethode. Dit geldt voor alle huidtypes en -tinten, waaronder die welke niet zo snel bruin worden.
- We raden dit niet aan, maar als u toch de zon in gaat na de behandeling moet u ervoor zorgen dat u het behandelde gebied insmeert met een zonnebrandcrème met SPF30 of hoger. Blijf dit tot 2 weken na behandeling doen.

6.2. Blootstelling van de ogen aan lichtpulsen

- Hoewel u het apparaat kunt gebruiken voor het behandelen van gezichtshaar, moet u er goed op letten dat het niet met de ogen in aanraking komt.

6.3. Wonden of infecties

- Wacht totdat het aangetaste gebied geheel is voordat u de behandeling voortzet.

7. Mogelijke bijwerkingen

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht neemt, zult u niet snel last krijgen van complicaties en bijwerkingen. Desalniettemin brengt elke cosmetische behandeling, ook die voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en de mogelijke complicaties bij het gebruik van Pulsed Light-ontharingsystemen voor thuisgebruik, begrijpt en aanvaardt.

Lichte huidklachten

Home Pulsed Light-ontharing wordt over het algemeen goed verdragen. Sommige gebruikers ervaren echter milde huidklachten tijdens het gebruik. Deze kan het best worden omschreven als een licht brandend gevoel op de behandelde huidzones. Het brandende gevoel kan zich voordoen tijdens of na de behandeling.

Dit betekent dat u Silk'n Motion op een lager energieniveau moet gebruiken. Als dit niet helpt, moet u het gebruik van het apparaat stopzetten.

Roodheid van de huid

Uw huid kan meteen of binnen 24 uur na het gebruik van het apparaat rood worden. Deze roodheid verdwijnt meestal na 24 uur.

Raadpleeg uw huisarts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnt.

Zorg ervoor dat u het energieniveau gebruikt dat comfortabel voor u, en geschikt voor uw huidtype is.

Toegenomen gevoeligheid van de huid

De huid van de behandelde zone is gevoeliger, dus u kunt last krijgen een droge huid of huidschilfers.

Pigmentveranderingen

Silk'n Motion richt zich op de haarschacht, en dan met name op de gepigmenteerde cellen in de haarfollikel en de haarfollikel zelf. Desondanks bestaat het risico op tijdelijke hyperpigmentatie (toename van pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleking) van de omliggende huid. Het risico op veranderingen in huidpigmentatie is groter bij mensen met een donkere huidskleur of met een zeer zongebruinde huid. Gewoonlijk is verkleuring of veranderingen in huidpigmentatie tijdelijk, en is permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie zeldzaam.

Overmatige roodheid en zwelling

In zeldzame gevallen kan behandelde huid erg rood worden en zwellen. Dit komt meestal voor bij gevoelige lichaamszones. De roodheid en zwelling zou binnen 2 tot 7 dagen moeten afnemen, en moet frequent gekoeld worden met ijs. Voorzichtig reinigen is geen probleem, maar vermijd blootstelling aan de zon.

Blaren of brandwonden

Koel de aangetaste zone en smeer deze in met brandwondenzalf. Wacht totdat de huidzone volledig geheeld is voordat u een nieuwe behandeling start, en gebruik een lagere energieniveau. **Raadpleeg uw huisarts als de huid niet binnen 3 dagen weer normaal is.**

8. Langdurige ontharing op de Silk'n-manier

De effectiviteit van de ontharing varieert van persoon tot persoon en hangt af van de lichaamszone, de haarkleur en hoe de Silk'n Motion gebruikt wordt. Een volledige haargroei-cyclus duurt gewoonlijk 18 tot 24 maanden. Gedurende deze periode zijn meerdere behandelsessies vereist om permanente ontharing te bereiken.

Een Silk'n Motion-behandelingsplan gedurende een volledige haargroei-cyclus bestaat gewoonlijk uit:

- Behandelingen 1-4: Inplannen met tussenperioden van twee weken.
- Behandelingen 5-7: Inplannen met tussenperioden van vier weken.
- Behandelingen 8+: Behandelen indien nodig, totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

8.1. Verwachte behandelresultaten

Individuele response hangt zowel af van het haartype als van biologische factoren die invloed hebben op haargroei-patternen. Sommige gebruikers reageren sneller of langzamer dan het gemiddelde aantal behandelingen.

Huidtype ¹	Lichaams-haar ²	Licht-intensiteit [J/cm ²]	Deel van het lichaam	Gemiddelde behandel-tijd	Effectiviteit van ontharing
1-5	Donker-blond tot bruin	2,5-4	Onder- of boven-benen		60%
			Armen	Sessie 10-12, met tussen-pozen van ca. 4 weken.	50%
			Bikinilijn		60%
			Oksels		55%

Huidtype ¹	Lichaams- haar ²	Licht- intensiteit [J/cm ²]	Deel van het lichaam	Gemiddelde behandel- tijd	Effectiviteit van ontharing
1-5	Bruin tot zwart	2,5-4	Onder- of bovenbenen	Sessie 8-10, met tussenpozen van ca. 4 weken.	70%
			Armen		60%
			Bikinilijn		70%
			Oksels		65%

¹Huidtypes zijn gebaseerd op de Fitzpatrick-classificatie voor huidtypen. Raadpleeg de huidskleurtabel in het diagram op de voorzijde van de handleiding.

²Werkt niet voor wit lichaamshaar.

8.2. Energieniveaus


Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de lichtpuls die richting de huid wordt verzonden. Naarmate het energieniveau stijgt, verbeteren de ontharingsresultaten, maar neemt tegelijkertijd het risico op mogelijke bijwerkingen en complicaties toe.

- Het apparaat heeft 5 energieniveaus: 1 (het laagste) t/m 5 (het hoogste). Deze niveaus worden aangeduid door 5 *energieniveau-indicatielampjes*.
- Wanneer het apparaat ingeschakeld is, staat het automatisch ingesteld op energieniveau 1. Slechts één energieniveau-indicatielampje zal branden.
- Om het energieniveau te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de *bedieningsknop* om het energieniveau te verhogen van 1 tot 5. Wanneer energieniveau 5 bereikt is, drukt u nogmaals op de *bedieningsknop* om het energieniveau terug te brengen van 5 naar 1.



Om het juiste energieniveau voor de behandelizezone te bepalen, kunt u hoofdstuk "9.1. Voorafgaand aan de eerste behandeling".

8.3. Pulsen en Glijden



'Pulsen' is de beste techniek voor behandelingen op hogere energieniveaus.

- Druk het *behandeloppervlak* tegen uw huid. Werk in rijen (zijwaarts of daar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Begin aan het ene uiteinde van de rij en werk richting het andere uiteinde.
- Het *behandeloppervlak* creëert tijdelijke drukplekken op de behandelde zone, zodat u kunt zien welke zones u al behandeld heeft.
- Na elke puls verplaatst u het *behandelingsoppervlak* naar de volgende plek. Herhaal deze pulsende bewegingen in de hele zone die u aan het behandelen bent.
- Voorkom het overslaan en overlappen bij gebruik van het apparaat.

Glijden is de beste techniek voor behandelingen op lagere energieniveaus.

- Druk het *behandeloppervlak* stevig tegen uw huid en laat het langzaam over uw huid glijden (zijwaarts of naar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Zorg ervoor dat het *behandelingsoppervlak* altijd stevig op de huid gedrukt wordt.
- Op lagere energieniveaus heeft het apparaat slechts 1-1,5 seconde nodig om te herladen tussen pulsen. Hierdoor wordt een continue reeks flitsen gegenereerd.
- Glijd met een snelheid waarbij wordt voorkomen dat er gaten of overlappingen ontstaan.


 Behandel dezelfde huidzone niet meer dan één keer per ontharingsbehandeling.

 Stop onmiddellijk bij enig ongemak.

8.4. De sensoren van het apparaat

Uw Silk'n Motion is voorzien van drie sensoren: voor aanraking, beweging en huidskleur.

- **Aanraking en beweging:** Dit apparaat zendt alleen herhaalde pulsen uit als het goed in contact is met uw huid en u het blijft verplaatsen.
- **Kleur:** Het gebruik van een op licht gebaseerde ontharingsmethode op een donkere huid kan resulteren in nadelige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie). Uw Silk'n Motion is uitgerust met een *huidskleurensensor* die de kleur van uw huid automatisch detecteert. De *huidskleurensensor* controleert de kleur van uw huid voorafgaand aan, en soms ook tijdens een behandeling.

 Indien Silk'n Motion detecteert dat u een donkere huidskleur heeft en het energieniveau is ingesteld op 3 of hoger, past het apparaat zich automatisch aan en schakelt het energieniveau terug naar 2.

8.5. Wat u kunt verwachten tijdens een behandeling met Silk'n

Voor veel mensen is het gebruik van Silk'n Motion hun eerste ervaring met een apparaat dat op basis van licht werkt. Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie het volgende ervaart of voelt:

- **Geluid:** De koelingventilator produceert eenzelfde soort geluid als dat van een haardroger. **Dat is normaal.**
- **Een ploppend geluid:** Bij elke HPL™-lichtflits.
- **Een warm en tintelend gevoel:** Bij elke lichtpuls.
- **Matige roodheid:** Het is niet ongewoon om een zeer milde, roze-achtige huidverkleuring waar te nemen tijdens of kort na een behandeling. Dit is het best zichtbaar rondom de haren zelf.

! Stop onmiddellijk met gebruik als u ziet dat uw huid erg rood wordt.

! Neem direct contact op met uw huisarts bij complicaties.

9. Aan de slag!

Om uw Silk'n Motion te gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

1. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos.
2. Steek de *adapterkabel* in de aansluiting op het apparaat en steek de *adapter* in een stopcontact; Alle *energieniveau-indicatielampjes* zullen gaan branden, en daarna weer uitgaan.

9.1. Voorafgaand aan de eerste behandeling

! Verwijder alle sieraden voorafgaand aan gebruik.

U moet beslissen welk energieniveau geschikt is voor uw huidtype en voor de zone die u wilt behandelen. Het apparaat beschikt over 5 energieniveaus: van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). U kunt bijvoorbeeld één gebied behandelen op energieniveau 1 en een ander gebied op niveau 4.

Voor informatie over energieniveaus raadpleegt u paragraaf "8.2. Energieniveaus".

Om het juiste energieniveau te kiezen, moet u elke behandelzone apart testen (raadpleeg de huidskleurenkaart op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing).

1. Druk op de *bedieningsknop* om het apparaat in te schakelen. Het *energieniveau-indicatielampje* van niveau 1 zal gaan branden.
2. Plaats het *behandeloppervlak* op uw huid om één puls te verzenden. Als u daarbij geen noemenswaardig ongemak ervaart, drukt u nogmaals op de *bedieningsknop*. Hierdoor wordt het energieniveau verhoogd. Verzend een puls op een andere plek met energieniveau 2.
3. Vervolg de test met hogere energieniveaus. Gebruik de energieniveaus die aangegeven staan op de huidskleurenkaart. Wanneer u het hoogste energieniveau gevonden hebt dat comfortabel aanvoelt voor het te behandelen gebied, kunt u uw sessie beginnen.



Gebruik een lager energieniveau wanneer u enig ongemak ervaart.

Herhaal deze test voor elk deel van het lichaam dat u wilt behandelen.

U kunt nu uw Silk'n Motion gaan gebruiken

1. Voordat u een zone gaat behandelen, moet de huid geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of deodorant zijn. **Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen.**



Zorg ervoor dat u moedervlekken, wratjes of andere oneffenheden op de huid die niet behandeld hoeven te worden, afdekt.

2. Druk op de *bedieningsknop*. Het apparaat wordt ingeschakeld, het *energie-indicatielampje* van energieniveau 1 gaat branden en u hoort een blazend geluid.
3. Ongeveer 1 seconde nadat op de *bedieningsknop* is gedrukt, zal het *gereed-lampje* gaan branden. Het apparaat is dan klaar voor gebruik op de laagste energiestand.

4. **Stel de energiestand in.** Druk herhaaldelijk op de *bedieningsknop* om het energieniveau te verhogen totdat u het gewenste niveau bereikt heeft. De *energieniveau-indicatielampjes* geven het ingestelde energieniveau aan (raadpleeg hoofdstuk "8.2. Energieniveaus").
5. Kies of u de zone wilt behandelen door te **Glijden** of te **'Pulsen'** (raadpleeg hoofdstuk "8.3. Pulsen en Glijden").
6. Plaats het *behandeloppervlak* op de huid. Zorg ervoor dat de huid gelijkmatig en soepel verdeeld is. Zodra het *behandeloppervlak* volledig in contact staat met de huid, gaat het *gereed-indicatielampje* langzaam knipperen.
7. Het apparaat zal eerst automatisch de kleur van uw huid vaststellen en zal een lichtpuls richting uw huid verzenden. U zult een licht warm en tintelend gevoel ervaren, en mogelijk hoort u een ploppend geluid.
8. Als u aan het 'pulsen' bent, verwijder dan het apparaat van uw huid. Het apparaat zal onmiddellijk herladen voor de volgende puls. Na een paar seconden (afhankelijk van het ingestelde energieniveau) zal het *gereed-lampje* weer gaan branden en beginnen te knipperen wanneer het apparaat tegen de huid gedrukt wordt.
9. Als u aan het 'pulsen' bent, kunt u het proces herhalen. Als u aan het glijden bent, kunt u gewoon doorgaan. Ga door met 'pulsen' of 'glijden' totdat de zone volledig behandeld is.



Stop het gebruik meteen wanneer er blaren ontstaan of uw huid branderig aanvoelt.





10. Nazorg na de behandeling

Zodra u de behandelsessie heeft beëindigd:

1. Schakel het apparaat uit door de bedieningsknop lang ingedrukt te houden. Onthoud welk energieniveau u als laatst heeft gebruikt, aangezien die niet hervat wordt wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.
2. Koppel de adapter los van het stopcontact.

11. Onderhoud

Het is belangrijk dat u uw Silk'n Motion-apparaat na elke behandeling reinigt. Reiniging van het apparaat:

-  Koppel het apparaat los.
-  Het apparaat en het behandelingsoppervlak kunnen gereinigd worden door deze af te vegen met een schoon, droog doekje. Gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen: hierdoor wordt uw apparaat beschadigd;
-  Wij raden u aan het apparaat na het reinigen in de originele doos op te bergen.
-  Dompel uw Silk'n Motion of onderdelen daarvan nooit onder in water.

NL

12. Problemen oplossen

Doe geen pogingen uw apparaat te openen of te repareren. U kunt zichzelf blootstellen aan gevaarlijke elektrische componenten of gepulseerde lichtenergie die ernstige lichamelijke letsels kunnen veroorzaken. Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Mijn apparaat start niet.	Controleer of de <i>adapter</i> correct verbonden is met het apparaat en of het aangesloten is op een wandcontactdoos.
Er wordt geen lichtpuls verzonden wanneer het apparaat contact maakt met mijn huid.	Controleer of het apparaat aangesloten is en het <i>lampje 'klaar voor gebruik'</i> brandt. Zorg ervoor dat het <i>behandelingsgedeelte</i> gelijkmatig en stevig op de huid gedrukt wordt en dat u het apparaat over uw huid blijft verplaatsen.

Probleem	Controle
Eén of meerdere lampjes knipperen.	Er is een storing opgetreden in het apparaat.
Het apparaat is gestopt met werken en in standby-modus staat.	Druk nogmaals op de <i>bedieningsknop</i> om het apparaat te starten.

Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Silk'n.

NL

13. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website: www.silkn.eu. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu. Neem contact op met de klantenservice van om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden. Onze contactgegevens:

Land	Dienstnummer	E-mail
België	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Raadpleeg uw 'Silk'n-garantiebewijs.

15. Verwijdering



Help het milieu te beschermen. Verwijder dit apparaat niet via het huishoudelijk afval en volg de wetten in uw land voor het afvoeren van elektrische producten.

16. Specificaties

Modelnr.	H3220
Grootte behandelde plaats	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Maximaal energieniveau	Max 4J/cm ²
Golflengte	475-1200nm
Bediening & veiligheid	De huidskleursensor verzekert u ervan dat het apparaat uitsluitend op geschikte huidtypes gebruikt wordt.
Afmetingen verpakking	220x220x135 mm
Gewicht	275 g
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: -40 °C tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% tot 90% Atmosferische druk: 500 tot 1060 hPa
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 10 °C tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 75% Atmosferische druk: 700 tot 1060 hPa

Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Gebruiksmodus	Continu
Adaptermodellen en -classificatie	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Ingangsspanning Uitgangsspanning	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9A 12 Vdc, 3,0A
Verwachte levensduur van het apparaat	5 jaar

17. Tekens en symbolen

	Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.
	Klasse II - De adapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schokken door middel van een dubbele isolatie.
IP30	Het apparaat is beschermd tegen de toegang van voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm, zoals vingers, om bescherming te bieden tegen elektrische schokken.
	Niet gebruiken in een natte omgeving.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval. Verwijderen volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn.

Derechos de autor 2017 © Home Skinovations Ltd.

Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Home Skinovations Ltdd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SILK'N y el logotipo de SILK' N son marcas registradas de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu o www.silkn.com, info@silkn.com.

ES

Índice

1. Conozca su Silk'n Motion.....	87
2. Seguridad con Silk'n Motion	88
3. Contraindicaciones y advertencias	88
4. No usar el Silk'n Motion si:	91
5. Consulte con su médico antes de utilizarlo si tiene:	91
6. Consejos de seguridad	92
7. Posibles efectos secundarios	93
8. El método de Silk'n de depilación a largo plazo.....	94
9. Empiece!	99
10. Después del tratamiento	101
11. Mantenimiento	101
12. Resolución de problemas	102
13. Servicio al Cliente	103
14. Garantía	103
15. Eliminación	103
16. Especificaciones	104
17. Signos y símbolos	105

1. Conozca su Silk'n Motion

Es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar. Es un potente aparato eléctrico y debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar el producto y sígalas estrictamente. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes de cada tratamiento.

1.1. Contenido del paquete

- Dispositivo de depilación
- Adaptador con cable
- Estuche
- Paño de limpieza
- Tarjeta de garantía
- Manual del usuario

1.2. Descripción del dispositivo

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver el lugar que ocupa cada función de su Silk'n Motion.

1. Luces indicadoras del nivel de energía (1-5)
2. Luz sensora del colour de piel
3. Luz de preparado
4. Botón de control
5. Sensor del colour de piel
6. Superficie de Tratamiento
7. Enchufe adaptador

1.3. Uso previsto

Silk'n Motion está destinado para eliminar el vello no deseado y para la reducción del vello a largo plazo o permanentemente. La reducción del vello permanentemente se define como una reducción estable a largo plazo del número de vellos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento. Silk'n Motion puede utilizarse para eliminar el vello corporal no deseado. Las áreas corporales ideales para su uso incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro (bajo las mejillas), espalda, hombros y pecho.

No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

2. Seguridad con Silk'n Motion

Con Silk'n Motion la seguridad es primordial

La tecnología de luz pulsada Home Pulsed Light™ (HPL) de Silk'n Motion proporciona una seguridad superior con bajos niveles de energía. HPL alcanza resultados de depilación a largo plazo a una fracción del nivel de energía utilizado en otros equipos de depilación. La baja energía reduce el riesgo de daños o complicaciones y contribuye a su seguridad general.

3. Contraindicaciones y advertencias

Silk'n Motion no está diseñado para todo el mundo.

ES

La depilación por medio de láser o luz pulsada intensa puede causar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. En base a los datos disponibles en la actualidad, los mayores grupos de riesgo de esta respuesta son las mujeres con procedencia del Mediterráneo, de Oriente Medio y del sur de Asia, cuando se utiliza en el rostro o el cuello. Para obtener más información visite www.silkn.eu o su dominio local de Silk'n.





Este dispositivo no se deberá utilizar en las siguientes personas: niños, adultos con capacidad física, sensorial o psicológica limitada, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. Se deberá supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.



No exponga las áreas tratadas al sol, y no utilice los niveles de energía 2 a 5 en piel bronceada o tras una reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial). Consulte la sección "6.1. Exposición al sol".


- ❗ Utilice bajo las mejillas y no alrededor de los ojos.
- ❗ No emplear en áreas en las que se han inyectado sustancias de relleno o toxinas.
- ❗ No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.
- ❗ No tratar zonas con eccema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).
- ❗ Si existen afecciones cutáneas anormales provocadas por la diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- ❗ No tratar en una zona que tenga antecedentes de brotes de herpes.
- ❗ No utilizar si está embarazada o en período de lactancia.
- ❗ No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo. Los resultados son permanentes.
- ❗ No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.
- ❗ Detenga su uso inmediatamente si su piel se enrojece demasiado, se ampolla o se quema.
- ❗ Emplee un nivel de energía más bajo si experimenta alguna molestia.


 Nunca utilice líquidos inflamables como el alcohol (incluyendo perfumes, desinfectantes, u otras aplicaciones que contengan alcohol) o acetona para limpiar la piel antes del uso.

 ¡Mantenga el dispositivo alejado del agua o de líquidos! No lo utilice cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caerse, empujarse o donde esté cerca de agua. Hay peligro de electrocución. Desconecte el dispositivo de inmediato si entra en contacto con algún líquido y póngase en contacto con Asistencia al cliente.

ES

 Debe quitarse todas las joyas antes de usar el dispositivo.

 Nunca deje el dispositivo encendido cuando no lo utilice. Mantenga el adaptador de CA/CC accesible en todo momento para que pueda ser retirado de la toma fácilmente en caso de emergencia.

 No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo Silk'n Motion. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos o energía luminosa por impulsos. Puede causarse daños serios y anulará su garantía.

4. No usar el Silk'n Motion si:

- El enchufe, adjuntos o accesorios de este dispositivo, no son los recomendados por Home Skinovations Ltd.
- El cable o el enchufe del dispositivo están dañados. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
- Observa o huele humo al encenderlo.
- *El sensor del colour de la piel, la superficie de tratamiento, o el dispositivo está agrietado o está roto.*
- El dispositivo no funciona, o parezca estar dañado de cualquier otra forma.

En estos casos, póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n.

5. Consulte con su médico antes de utilizarlo si tiene:

- Antecedentes de formación de cicatrices queloides.
- Epilepsia.
- Una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.
- Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- Si ha utilizado medicamentos con prescripción médica sobre su piel en los últimos 6 meses.
- Cualquier otra enfermedad que, en opinión de su médico, haga demasiado arriesgado el tratamiento.

6. Consejos de seguridad

Esta sección contiene información para ayudarle a utilizar su dispositivo de manera segura.

6.1. Exposición al sol

- El nivel de energía más bajo (1) está diseñado para un uso seguro, incluso tras la exposición al sol.
- Si emplea niveles de energía de 2 a 5, evite la exposición al sol durante las 4 semanas anteriores y 2 semanas posteriores al tratamiento. Esto se debe a que cantidades más altas de Melanina exponen la piel a un mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz. Esto se aplica a todos los tipos de piel, incluso las que aparentemente no se broncean rápido.
- No lo aconsejamos, pero si tiene que salir al sol tras el tratamiento, asegúrese de aplicar protector solar de factor SPF30 o más alto en la zona tratada. Haga esto durante dos semanas tras el tratamiento.

6.2. Exposición de la luz pulsada en los ojos

- Aunque puede usar el dispositivo para eliminar el vello facial, tenga cuidado de evitar el contacto para los ojos, y utilícelo solo bajo las mejillas.

6.3. Heridas o infecciones

- Espere a que la zona afectada se cure para continuar su uso.

7. Posibles efectos secundarios

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a todas las advertencias y contraindicaciones, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, todos los procedimientos cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y las complicaciones que pueden surgir con los sistemas de depilación por luz pulsada diseñados para uso doméstico.

Leve molestia en la piel

La depilación por luz pulsada suele ser fácil de tolerar. Sin embargo, algunos usuarios experimentan molestias leves durante su uso. Dichas molestias se describen como una sensación de leve escozor en las áreas de la piel tratadas. La sensación de escozor podría prolongarse durante o después del tratamiento.

Esto significa que debería usar Silk'n Motion a un nivel de energía más bajo y si eso no ayuda, debería dejar de usar el dispositivo.

Enrojecimiento de la piel

Su piel podría enrojecerse inmediatamente después del uso del dispositivo o en las 24 horas siguientes. El enrojecimiento generalmente desaparece en 24 horas.

Consulte con su médico si el enrojecimiento no desaparece en 2 o 3 días.

Asegúrese de emplear el nivel de energía que le resulte cómodo y adecuado para su colour de piel.

Aumento de la sensibilidad de la piel

El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.

ES

Cambios de pigmentación

Silk'n Motion tiene como objetivo el tallo del vello, en particular las células pigmentadas en el folículo del vello y el folículo del vello mismo. Sin embargo, existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o colouración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipopigmentación permanentes.

Enrojecimiento e inflamación excesivos

En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.

Ampollas o quemaduras

Enfríe el área afectada y aplique crema anti-quemaduras. Espere hasta que el área se haya curado completamente antes de tratarla de nuevo, y emplee un nivel de energía más bajo. **Si la piel no vuelve a la normalidad en 3 días, consulte con su médico.**

8. El método de Silk'n de depilación a largo plazo

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el colour del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Motion. Un ciclo típico de crecimiento de vello puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse varias sesiones para lograr una depilación permanente.

Un plan típico de depilación con Silk'n Motion durante un ciclo de crecimiento completo incluye:

- Tratamientos 1-4: Programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos.
- Tratamientos 5-7: Programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.

- Tratamientos 8+: Tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

8.1. Resultados esperados del tratamiento

La respuesta individual depende del tipo de vello, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento del vello. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

Tipo de piel ¹	Vello corporal ²	Fluencia de luz [J/cm ²]	Parte del cuerpo	Tiempo promedio de tratamiento	Eficacia de la eliminación del vello
1-5	Marrón oscuro a marrón	2,5-4	Piernas o muslos		60%
			Brazos	Sesiones 10-12, separadas aproximadamente 4 semanas una de la otra.	50%
			Línea de bikini		60%
			Axilas	55%	
1-5	Marrón a negro	2,5-4	Piernas o muslos	Sesiones 8-10, separadas aproximadamente 4 semanas una de la otra.	70%
			Brazos		60%
			Línea de bikini		70%
			Axilas		65%

¹ Los tipos de piel están basados en la escala de colores de piel de Fitzpatrick. Consulte el gráfico de colores de piel en el diagrama en la parte frontal del manual.

² No es efectivo en el vello corporal blanco.

8.2. Niveles de energía


El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz que se transmite a la piel. A medida que aumenta el nivel de energía también lo hacen los resultados de la depilación, así como el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

- El dispositivo tiene 5 niveles de energía, desde el 1 (el más bajo) hasta el 5 (el más alto), representados por 5 luces *indicadoras del nivel de energía*.
- Cuando se enciende el dispositivo, el nivel de energía se configura al nivel 1 automáticamente. Solo habrá una luz indicadora del nivel de energía conectada.
- Para cambiar el nivel de energía, pulse el *botón de control* repetidamente para aumentar el nivel de energía del 1 al 5. Una vez en el nivel 5, pulse el *botón de control* de nuevo para reducir el nivel de energía del 5 al 1.



Para determinar el nivel de energía adecuado para el área de tratamiento, consulte la sección "9.1. Antes de su primer tratamiento".

8.3. Pulsación y deslizamiento



La pulsación es la mejor técnica para trabajar a niveles de energía superiores.

- Presione la *superficie de tratamiento* sobre su piel. Trabaje en filas (tanto entre las filas o hacia abajo, como se muestra en la imagen). Empiece en un extremo de cada fila y avance hasta el otro extremo.
- La *superficie de tratamiento* crea marcas de presión temporales en el área tratada para que pueda ver las áreas que ha tratado.

- Después de cada impulso, mover la *superficie de tratamiento* a la siguiente punto. Continúe ejerciendo esta acción pulsada sobre el área que está tratando.
- Evite huecos o solapamientos cuando use el dispositivo.

El deslizamiento es la mejor técnica para trabajar a niveles de energía inferiores.

- Presione la *superficie de tratamiento* firmemente contra su piel y deslícelo lentamente sobre su piel (tanto entre las filas como hacia abajo, como se muestra en la imagen). Asegúrese de que la *superficie de tratamiento* siempre esté en contacto con la piel.
 - A los niveles de energía inferiores, el dispositivo necesita únicamente de 1 a 1,5 segundos para recargarse entre pulsos. Esto genera una secuencia de pulsos ininterrumpida.
 - Deslícelo a una velocidad a la que evite los espacios y las superposiciones.
- ! No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.

- ! Deje de usar el dispositivo de inmediato si nota molestias.

8.4. Sensores del dispositivo

Su Silk'n Motion tiene tres sensores, para el toque, movimiento y colour.

- **Toque y movimiento:** El dispositivo solo emitirá impulsos repetidos cuando esté en firme contacto con su piel, y lo mantenga en movimiento por la piel.
- **Color:** La depilación a base de luz en complejiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de colour de la piel (híper o hipopigmentación). Su Silk'n Motion tiene un *sensor de colour de la piel* que detecta el colour de su piel automáticamente. El *sensor de colour de piel* comprueba el colour de su piel al inicio, y ocasionalmente, durante cada tratamiento.



Si Silk'n Motion detecta que su tono de piel es oscuro, y el nivel de energía está en 3 o más alto, el dispositivo se ajustará automáticamente y establecerá el nivel de energía a 2.

8.5. ¿Qué puede esperar al realizar el tratamiento con el Silk'n?

Puede que, para muchas personas, el Silk'n Motion constituya la primera experiencia con un dispositivo basado en la luz. Durante una sesión del tratamiento, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- **Ruido:** El ventilador de refrigeración hace un ruido similar a un secador de pelo. Esto es normal.
 - **Sonido de chasquidos:** Con cada destello de luz HPL™.
 - **Una sensación de calor y cosquilleo:** Durante cada pulsación de luz.
 - **Algún enrojecimiento:** No es poco común ver alguna colouración cutánea leve de colour rosáceo durante o inmediatamente después de un tratamiento. Esto es normalmente más notable alrededor de los mismos vellos.
- ❗ Deje de usar el dispositivo de inmediato si ve que su piel está muy enrojecida.
- ❗ Consulte con su médico si sufre alguna complicación.

9. Empiece!

Para utilizar su Silk'n Motion, realice los siguientes pasos:

1. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
2. Enchufe el *cable del adaptador* en el conector del dispositivo y conecte el *adaptador* a un enchufe eléctrico. Todas las *luces del indicador de nivel de energía* se encenderán, y después se apagarán.

9.1. Antes de su primer tratamiento



Debe quitarse todas las joyas antes de usar el dispositivo.

Deberá decidir qué nivel de energía es el adecuado para su piel y el área que desea tratar. El dispositivo tiene 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Por ejemplo, puede tratar una zona a un nivel de energía de 1 y otra a un nivel de 4. Para obtener más información sobre los niveles de energía, consulte la sección "8.2. Niveles de energía".

Para elegir el nivel de energía correcto, pruebe por separado cada área de tratamiento (consulte la gráfica de colour de piel al comienzo de este manual).

1. Presione el *botón de control* para encender el dispositivo. La luz indicadora *del nivel 1 de energía* se encenderá.
2. Coloque la *superficie de tratamiento* sobre su piel para emitir un pulso. Si no nota un malestar fuera de lo normal, pulse el *botón de control* de nuevo. De este modo aumentará el nivel de energía. Emita un pulso con nivel de energía 2 en una zona diferente.
3. Continúe probando a niveles de energía elevados. Utilice los niveles de energía indicados en la gráfica de colour de piel. Cuando descubra el nivel de energía más alto que es cómodo para usted para esa zona de tratamiento, puede comenzar su tratamiento.



Emplee un nivel de energía más bajo si experimenta alguna molestia.

Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que desea tratar.

Ya está listo para utilizar su Silk'n Motion

1. Antes de tratar un área, la piel debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. **No depilar con cera, ni sacar el pelo con pinzas.**



Asegúrese de tapar lunares, verrugas y otras marcas de la piel que no deberían ser tratadas.

2. Pulse el *botón de control*. El dispositivo se encenderá, la *luz indicadora del nivel de energía 1* se encenderá y se empezará a oír el ruido del ventilador.
3. Aproximadamente 1 segundo después de pulsar el *botón de control*, la *luz de preparado* se encenderá. En ese momento, el dispositivo ya está listo para su uso al nivel de energía más bajo.
4. **Configure el nivel de energía.** Pulse el *botón de control* repetidamente para aumentar el nivel de energía hasta que alcance el nivel de energía que desea. Las *luces indicadoras del nivel de energía* indican la configuración del nivel de energía (consulte la sección "8.2. Niveles de energía").
5. Decida si desea tratar el área por **Deslizamiento** o **Pulsación**. (consulte la sección "8.3. Pulsación y deslizamiento")
6. Aplique la *superficie de tratamiento* a la piel. Asegúrese de que la piel está extendida de manera pareja e uniforme. Cuando la *superficie de tratamiento* esté totalmente en contacto con la piel, la *luz de preparado* empezará a parpadear lentamente.
7. El dispositivo determinará primero el colour de su piel automáticamente y emitirá un pulso de luz sobre su piel. Sentirá una sensación leve de calor y cosquilleo, y es posible que oiga un sonido de chasquidos.
8. Si está pulsando, retire el dispositivo de su piel. El dispositivo se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Al cabo de unos segundos (dependiendo del nivel de energía configurado), la *luz de preparado* se volverá a encender y empezará a parpadear lentamente cuando se presione de nuevo con la piel.

9. Si está pulsando, repita el proceso. Si está deslizándolo, simplemente continúe. Continúe el pulsado o el deslizamiento hasta que haya tratado el área completamente.



Detenga su uso inmediatamente, si su piel se ampolla o se quema.

10. Después del tratamiento

Cuando haya terminado la sesión del tratamiento:

1. Mantenga pulsado el botón de control para apagar el dispositivo. Recuerde la última configuración de energía que empleó, porque no se restaurará cuando encienda el dispositivo de nuevo.
2. Retire el adaptador de la toma de corriente.

ES

11. Mantenimiento

Es importante limpiar su dispositivo Silk'n Motion después de cada tratamiento. Para limpiar el dispositivo:



Desconecte el dispositivo.



Para limpiar el dispositivo, incluyendo la superficie de tratamiento, utilice un paño limpio y seco. Nunca use acetona u otros fluidos abrasivos, ya que dañarán su dispositivo.



Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original.



Nunca sumerja el Silk'n Motion ni ninguna de sus partes en agua.

12. Resolución de problemas

No intente abrir ni reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos o energía luminosa por impulsos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
Mi dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que el <i>adaptador</i> está conectado adecuadamente al dispositivo y está enchufado en una toma de corriente en la pared.
No hay pulsos de luz cuando el dispositivo entra en contacto con mi piel.	Compruebe que el dispositivo está y la <i>luz de dispositivo listo</i> está encendida. Asegúrese de que la <i>superficie de tratamiento</i> está presionada de forma uniforme y firmemente contra la piel y que está moviendo el dispositivo por su piel.
Una o más luces parpadean.	El dispositivo ha funcionado incorrectamente.
El dispositivo ha dejado de funcionar y está en modo standby.	Pulse el <i>botón de control</i> de nuevo para encender el dispositivo.

En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n.

13. Servicio al Cliente

Visite nuestra página web para más información: www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu. Contactar con el servicio al cliente para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
España	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

ES

14. Garantía

Consulte su tarjeta de garantía de Silk'n.

15. Eliminación







Para proteger el medio ambiente. No deseche el dispositivo con los residuos domésticos, y asegúrese de seguir la legislación de su país para la eliminación de dispositivos eléctricos.

16. Especificaciones

N.º de modelo	H3220
Tamaño del lugar	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Tecnología	Home Pulsed Light
Nivel máximo de energía	Máx 4J/cm ²
Largo de onda	475-1200nm
Funcionamiento y seguridad	El Sensor de Color de Piel garantiza un uso perfecto en los tipos de piel adecuados
Tamaño del paquete	220x220x135 mm
Peso del sistema	275 gr
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: -40°C a +70°C Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10°C a 35°C Humedad relativa: 30% a 75% Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20 °C grados	30 minutos
Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20 °C grados	30 minutos
Modo de operación	Continuo

Modelos de adaptador y potencia	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Entrada Salida	100-240VAC, 50-60 Hz, 0,9A 12Vdc, 3,0A
Expectativa de vida útil de los equipos	5 años

17. Signos y símbolos

	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva EU.
	Clase II. El adaptador está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.
IP30	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos de más de 2,5 mm de diámetro, por ejemplo, los dedos, como protección contra descargas eléctricas.
	No utilizar en ambientes húmedos.
	No eliminar con su basura doméstica. Eliminar de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. Cumple la Directiva WEEE.

ES

PT

Aviso legal

A Home Skinovations Ltd reserva-se o direito a efetuar alterações aos seus produtos ou especificações, para melhorar o desempenho, a fiabilidade ou a comercialização. Acredita-se que as informações fornecidas pela Home Skinovations Ltd sejam exatas e fiáveis no momento da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida qualquer licença pela sua implicação ou não segundo sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.

A Home Skinovations Ltd possui patentes e aplicações de patentes pendentes, marcas comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o objeto deste documento. A disponibilização deste documento não lhe dá direito a qualquer licença destas patentes, direitos comerciais, direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual, exceto conforme o expressamente declarado em qualquer acordo por escrito por parte da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SILK'N e o logótipo SILK'N são marcas registadas da Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL
www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com.

Índice

1. Conheça o seu Silk'n Motion	108
2. Segurança com o Silk'n Motion	109
3. Contraindicações e Avisos.....	109
4. Não utilize o Silk'n Motion se:.....	111
5. Contacte o seu médico antes de usar se tiver:.....	112
6. Dicas de Segurança.....	112
7. Possíveis efeitos colaterais.....	113
8. Remoção de pelo a longo prazo, o método da Silk'n	115
9. Começar a utilizar!	119
10. Após o tratamento	121
11. Manutenção	121
12. Resolução de problemas	122
13. Serviço de apoio ao cliente	123
14. Garantia	123
15. Descarte.....	123
16. Especificações	124
17. Sinais e símbolos.....	125

1. Conheça o seu Silk'n Motion

É um aparelho para a remoção de pelos a longo prazo baseado em luz, concebido para uso doméstico. É um aparelho eficaz e, como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. Certifique-se de que lê todos os avisos, contra-indicações e precauções de segurança antes de usar, e siga-os estritamente. Recomendamos que se refamiliarize com as instruções antes de cada tratamento.

1.1. Conteúdo da embalagem

- Equipamento de depilação
- Adaptador com cabo
- Caixa de armazenamento
- Pano limpo
- Cartão de garantia
- Manual do utilizador

1.2. Descrição do dispositivo

Consulte o esquema na parte da frente deste manual para ver a localização de cada funcionalidade do seu Silk'n Motion.

1. Luzes de indicador do nível de energia (1-5)
2. Luz do sensor da cor da pele
3. Luz de pronto
4. Botão de controlo
5. Sensor da cor de pele
6. Superfície de tratamento
7. Entrada de adaptador

1.3. Uso a que se destina

Silk'n Motion destina-se a remover pelos indesejados e faz efeito a longo prazo, ou redução permanente do pelo. A redução permanente do pelo é definida como uma redução estável de longo prazo na quantidade de pelo que volta a crescer depois de um regime de tratamento. Poderá utilizar o Silk'n Motion para remover pelos do corpo indesejados. As zonas ideais do corpo incluem as axilas, as virilhas, os braços, pernas, rosto (sob as maçãs do rosto), costas, ombros e pescoço.

Não utilizar este dispositivo para qualquer finalidade exceto conforme descrito neste manual.

2. Segurança com o Silk'n Motion


Com o Silk'n Motion a segurança vem em primeiro lugar

A tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL) da Silk'n Motion proporciona uma segurança superior com níveis de energia mais baixos. A HPL obtém resultados de remoção de pelo a longo prazo a uma fração do nível de energia usada noutro equipamento de remoção de pelo baseado em luz. A baixa energia reduz o risco de lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.

3. Contraindicações e Avisos

O Silk'n Motion não foi concebido para todas as pessoas.

A remoção de pelo por lasers ou fontes de luz pulsada intensa podem causar o aumento de crescimento do pelo em alguns indivíduos. Com base nos dados disponíveis atualmente, os maiores grupos de risco para esta reação são mulheres com hereditariedade do Mediterrâneo, Médio Oriente e Sul Asiática quando usada no rosto e pescoço. Para mais informações visite silkn.com ou o seu domínio local Silk'n.

 Este equipamento não deverá ser usado pelas seguintes pessoas: crianças, adultos com capacidades física, sensorial ou psicológicas limitadas, ou aqueles a quem falte experiência ou conhecimento sobre como usar o equipamento. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.

 Não exponha as áreas tratadas à luz solar, e não utilize os níveis de energia 2-5 em pele bronzeada ou após uma exposição solar recente (incluindo solários). Consulte a secção "6.1. Exposição ao Sol".

- ❗ Use sob as maçãs do rosto e não à volta dos olhos.
- ❗ Não utilize em áreas com preenchimentos injetados ou toxinas.
- ❗ Não faça o tratamento em tatuagens ou em maquilhagem permanente, sinais pretos ou castanho escuros (como por exemplo sardas grandes, tecidos moles ou verrugas), mamilos, genitais ou lábios.
- ❗ Não trate em eczemas activos, psoríase, lesões, feridas abertas ou infeções (herpes), doenças da pele anormais causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes por exemplo).
- ❗ Condições anormais da pele causadas por diabetes ou outras doenças metabólicas sistémicas.
- ❗ Não trate uma área de que tenha um histórico de surto de herpes.
- ❗ Não use se estiver grávida ou a amamentar.
- ❗ Não faça o tratamento em áreas onde queira que os pelos cresçam. Os resultados são permanentes.
- ❗ Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pelos.
- ❗ Pare de usar imediatamente se a sua pele ficar com bolhas ou queimada.
- ❗ Use um nível de energia mais baixo se experienciar algum desconforto.
- ❗ Nunca utilize líquidos inflamáveis como álcool (incluindo perfumes, antissépticos, ou outras aplicações com álcool) ou acetona para limpar a pele antes de utilizar.



Mantenha o seu equipamento afastado da água ou líquidos! Não utilize perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. Não coloque nem armazene o equipamento onde possa cair, ser puxado ou colocado perto de água. Existe risco de electrocussão. Desligue imediatamente se o dispositivo entrar em contacto com quaisquer fluídos e contacte o Apoio ao Cliente.



Retire todas as joias antes de iniciar a utilização.



Nunca deixe o equipamento sem vigilância quando ligado a uma tomada. Mantenha sempre o adaptador AC/DC em local acessível, para que ele possa ser retirado facilmente da tomada em caso de emergência.



Não tente alterar, abrir ou reparar o seu equipamento Silk'n Motion. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos ou energia de luz pulsada. Poderá causar sérios danos a si próprio e anulará a sua garantia.

PT

4. Não utilize o Silk'n Motion se:

- A ficha, anexos ou acessórios para este dispositivo não são recomendados pela Home Skinovations Ltd.
- O equipamento tem o cabo ou a tomada danificados. Mantenha o cabo eléctrico longe de superfícies quentes.
- Se vir ou sentir fumo aquando da utilização.
- *O sensor de cor da pele, superfície de tratamento, ou invólucro do dispositivo está rachado ou a desfazer-se.*
- O dispositivo não está a funcionar ou parece estar danificado.

Em tais casos, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Silk'n.

5. Contacte o seu médico antes de usar se tiver:

- Histórico de formação de escaras queloidais.
- Epilepsia.
- Uma doença relacionada com fotossensibilidade, tal como, porfiria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc.
- Um histórico de cancro de pele ou áreas de potenciais malignidades dérmicas.
- Recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Usado medicamentos na sua pele prescritos pelo médico nos últimos 6 meses.
- Qualquer outra doença que, na opinião do seu médico, poderia ser um fator de perigo se avançasse com o tratamento.

PT

6. Dicas de Segurança

Esta secção tem informação para ajudá-lo a usar o seu equipamento com segurança.

6.1. Exposição ao Sol

- O nível de energia mais baixo (1) foi concebido para uma utilização segura mesmo após uma exposição solar.
- Se usar os níveis de energia 2-5, evite uma posterior exposição ao sol 4 semanas antes e 2 semanas depois do seu tratamento. Isto porque grandes quantidades de melanina expõem a pele a um maior risco aquando da utilização de qualquer método de remoção de pêlo com base em luz. Isto aplica-se a todos os tipos de pele, mesmo aqueles que não parecem bronzear rapidamente.
- Nós não aconselhamos, mas se tem que sair ao sol após um tratamento, certifique-se de que aplica protetor solar SPF30 ou superior para a área tratada. Faça isto durante 2 semanas após um tratamento.

6.2. Exposição dos olhos à luz pulsada

- Apesar de poder usar o equipamento para tratar pelo facial, tenha um cuidado adicional para evitar o contacto com os olhos e utilize apenas sob as maçãs do rosto.

6.3. Feridas ou infeções

- Espere que a área afetada cure antes de uso posterior.

7. Possíveis efeitos colaterais

Se seguir totalmente as instruções e tiver em atenção todos os avisos e contraindicações, as complicações e os efeitos secundários são involuntários. Contudo, todos os procedimentos cosméticos, incluindo aqueles idealizados para utilização caseira, contêm algum grau de risco. Por conseguinte, é importante que compreenda e aceite os riscos e as complicações que podem ocorrer com sistemas à base de energia idealizados para uma utilização caseira.

Desconforto cutâneo ligeiro

A remoção de pelos caseira por luz pulsada é regra geral bem tolerada. Contudo, alguns utilizadores sentem um ligeiro desconforto durante a utilização. É mais bem descrito como uma sensação de ligeiras picadas nas áreas da pele tratada. A sensação de picadas poderá durar durante ou depois do tratamento.

Isso significa que deve usar Silk'n Motion num nível de energia mais baixo, e se isso não ajudar, deve parar de usar o dispositivo.

Vermelhidão da pele

A sua pele poderá ficar vermelha imediatamente após o uso do equipamento ou nas 24 horas seguintes. A vermelhidão normalmente desaparece nas 24 horas seguintes.

Vá ao seu médico se a vermelhidão não desaparecer nos 2 ou 3 dias seguintes.

Certifique-se que usa o nível de energia que é confortável para si e adequado para a cor da sua pele.

Sensibilidade aumentada da pele

A pele da área tratada é mais sensível portanto, poderá experienciar secura ou escamação da pele.

Alterações de Pigmento

O Silk'n Motion tem como alvo a base do pelo, em particular células pigmentadas no folículo do pelo e no próprio folículo. No entanto existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmento aumentado ou descolouração acastanhada) ou hipopigmentação (branqueamento) na pele circundante. O risco de alterações na pigmentação da pele é superior para pessoas com tons de pele mais escuros ou pele excessivamente bronzeada. Normalmente, a descolouração ou as alterações ao pigmento da pele são temporários e a hiperpigmentação ou hipopigmentação permanente ocorrem muito raramente.

Vermelhidão Excessiva e Inchaço

Em casos raros, a pele tratada pode ficar muito vermelha e inchada. Isto é mais normal em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem durar 2 a 7 dias, e devem ser tratados com frequentes aplicações de gelo. Pode ser feita uma limpeza suave mas deve ser evitada a exposição solar.

Bolhas ou Queimaduras

Arrefeça a área afetada e aplique creme anti-queimaduras. Espere até que a área cure completamente antes realizar de outro tratamento e use um nível de energia mais baixo. **Se a pele não regressar ao normal em 3 dias, consulte o seu médico.**

8. Remoção de pelo a longo prazo, o método da Silk'n

A eficácia da remoção de pelos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o Silk'n Motion é utilizado. Um ciclo completo de crescimento de pelos típico pode demorar 18-24 meses. Durante este tempo, podem ser necessárias várias sessões para conseguir uma remoção de pelos permanente.

Um plano típico de remoção de pelos com o Silk'n Motion durante um ciclo completo de crescimento de pelos inclui:

- Tratamentos 1-4: Planear com duas semanas de intervalo.
- Tratamentos 5-7: Planear com quatro semanas de intervalo.
- Tratamentos 8+: Tratar quando necessário, até que os resultados desejados sejam atingidos.

8.1. Resultados esperados do tratamento

A reação individual depende do tipo de pelos, bem como de fatores biológicos que possam afetar os padrões de crescimento. Alguns utilizadores podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.

Tipo de pele ¹	Pelo ²	Fluência de Luz [J/cm ²]	Parte do Corpo	Número Médio de Tratamentos	Eficácia de remoção de pelos
1-5	Louro escuro a castanho	2.5-4	Parte inferior ou superior das pernas		60%
			Braços	Sessão 10-12, aprox. 4 semanas de intervalo.	50%
			Virilhas		60%
			Axilas		55%

Tipo de pele ¹	Pelo ²	Fluência de Luz [J/cm2]	Parte do Corpo	Número Médio de Tratamentos	Eficácia de remoção de pelos
1-5	De castanho a preto	2.5-4	Parte inferior ou superior das pernas	Sessões 8-10, aprox. 4 semanas de intervalo.	70%
			Braços		60%
			Virilhas		70%
			Axilas		65%

¹Os tipos de pele são baseados na escala de cores de pele Fitzpatrick. Consulte o gráfico de cor da pele no diagrama na frente do manual.

² Não eficaz em pelo branco.

PT

8.2. Níveis de energia


O nível de energia determina a intensidade do disparo de luz aplicado à pele. À medida que o nível de energia aumenta, o mesmo sucede aos resultados da depilação, bem como o risco de possíveis efeitos secundários e complicações.

- O equipamento tem 5 níveis de energia desde o 1 (mais baixo) até ao 5 (mais alto), representados por 5 *indicadores luminosos do nível de energia*.
- Quando o equipamento está ligado, a energia está configurada automaticamente para o nível 1. Apenas uma luz indicadora do nível de energia estará acesa.
- Para alterar o nível de energia, pressione o *botão de controlo* repetidamente para aumentar o nível de energia de 1 a 5. Uma vez no nível 5, pressione o *botão de controlo* novamente para reduzir o nível de energia de 5 de volta para 1.



Para determinar o nível de energia correto para a sua área de tratamento, consulte a secção "9.1. Antes do seu primeiro tratamento".

8.3. Pulsação e deslizamento



A **pulsação** é a melhor técnica para trabalhar níveis de energia superiores.

- Pressione a *superfície de tratamento* contra a sua pele. Trabalhe em filas (cruzadas ou para baixo como demonstrado na imagem) Comece numa extremidade de cada fila e progrida para a outra extremidade.
- A *superfície de tratamento* cria marcas de pressão temporárias na área tratada para que possa ver as áreas que tratou.
- Após cada pulso, mova a *superfície de tratamento* para o próximo ponto. Continue a realizar a pulsação para a área que está a tratar.
- Evite espaços ou sobreposições enquanto utiliza o dispositivo.

Deslizamento é a melhor técnica para trabalhar a níveis de energia inferiores.

- Pressione a *superfície de tratamento* firmemente contra a sua pele e deslize lentamente sobre a sua pele (quer cruzada ou para baixo como demonstrado na imagem). Certifique-se de que a *superfície da tratamento* está sempre em contacto com a sua pele.
 - A níveis de energia inferiores, o equipamento demora apenas 1-1,5 segundos para recarregar entre disparos. Isto produz uma sequência ininterrupta de disparos.
 - Deslize a uma velocidade à qual você possa evitar espaços e sobreposições.
- ! Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pelos.



Pare imediatamente caso sinta algum desconforto.

8.4. Sensores do dispositivo

O seu Silk'n Motion possui três sensores, para toque, movimento e cor.

- **Toque e Movimento:** O dispositivo apenas emite pulsos repetidos quando está em contato firme com a sua pele, e continua a mover-se através da sua pele.
- **Cor:** A remoção de pelos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipopigmentação). O seu Silk'n Motion tem um *sensor de cor de pele* que deteta automaticamente a cor da sua pele. O *sensor de cor da pele* verifica a sua cor de pele no início de, e ocasionalmente durante, cada tratamento.



Se o Silk'n Motion detetar que o seu tom de pele é escuro, e o nível de energia está definido para 3 ou superior, o dispositivo irá auto-ajustar-se e definir o nível de energia para 2.

PT

8.5. O que esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n?

Para muitas pessoas, usar o Silk'n Motion pode ser a sua primeira experiência com um equipamento baseado na luz. Durante uma sessão de tratamento é normal experienciar e sentir:

- **Barulho:** A ventoinha de arrefecimento faz um barulho parecido com o som de um secador de cabelo. Isso é perfeitamente normal.
- **Um estalido:** Com cada clarão de luz HPL™.
- **Uma sensação de calor e formigueiro:** Durante cada pulso de luz.
- **Alguma vermelhidão:** Não é invulgar detetar-se uma ligeira cor rosada da pele durante ou logo após o tratamento. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pelos.

- ! Pare de usar imediatamente se a sua pele ficar muito vermelha.
- ! Contacte imediatamente o seu médico, se sentir complicações.

9. Começar a utilizar!

Para usar o seu Silk'n Motion, siga estes passos:

1. Retire o equipamento e outros componentes da caixa.
2. Insira o *cabo adaptador* na tomada do dispositivo e insira o *adaptador* numa tomada elétrica. Todas as *luzes indicadoras de energia* irão ligar-se e depois desligar-se.

9.1. Antes do seu primeiro tratamento

- ! Remova todas as joias antes de utilizar.

Deve decidir que nível de energia é correto para a sua pele e a área que deseja tratar. O equipamento dispõe de 5 níveis de energia do 1 (o mais baixo) ao 5 (o mais alto). Por exemplo, pode tratar uma área no nível de energia 1, e outro no nível 4. Para mais informações dos níveis de energia, consulta a secção "8.2. Níveis de energia".

Para escolher o nível de energia correto, teste cada área de tratamento em separado (consulte o quadro de cor de pele na parte da frente deste manual).

1. Prima o *botão de controlo* para ligar o dispositivo. A *luz indicadora do nível de energia 1* acende-se.
2. Coloque a *superfície de tratamento* na sua pele para efetuar um disparo. Se não sentir um desconforto fora do normal volte a premir o *botão de controlo*. Isso irá aumentar o nível de energia. Efetue um disparo num ponto diferente com o nível de energia 2.
3. Continue a testar em níveis de energia aumentados. Use os níveis de energia indicados no quadro de cor de pele. Quando encontrar o nível energético mais elevado que é confortável para essa área de tratamento, pode começar o seu tratamento.



Use um nível de energia mais baixo se experienciar algum desconforto.

Repita este teste para cada parte do corpo que deseja tratar.

Está agora preparado para usar o seu Silk'n Motion

1. Antes de tratar uma área, a pele deverá ser rapada, limpa, seca e deve estar livre de pós ou desodorizantes. **Não faça a depilação a cera, com pinça ou extraia pelos.**



Certifique-se de que tapa sinais ou verrugas ou outras marcas cutâneas que não devem ser tratadas.

2. Pressione o *botão de controlo*. O equipamento irá ligar, a *luz indicadora de energia* nível 1 acende-se, e começa a ouvir-se o som de uma ventoinha.
3. Aproximadamente 1 segundo após pressionar o *botão de controlo*, a *luz pronto* acende-se. Nessa altura, o equipamento está preparado para ser usado no nível de energia mais baixo.
4. **Definir o nível de energia.** Pressione o *botão controlo* repetidamente para aumentar o nível de energia até obter o nível desejado. *As luzes indicadoras do nível de energia* indicam a definição do nível de energia (consulte a secção "8.2. Níveis de energia").
5. Decida se deseja tratar a área por **Deslize** ou **Pulsação** (consulta a secção "8.3. Pulsação e deslizamento").
6. Aplique a *superfície de tratamento* na pele. Certifique-se de que a pele está esticada de forma uniforme e suave. Assim que a *superfície de tratamento* estiver em pleno contacto com a pele, a *luz indicadora de prontidão* começa a piscar lentamente.
7. O equipamento irá determinar primeiro a cor da pele e irá efetuar uma pulsação de luz na sua pele. Irá sentir uma sensação ligeira de calor e formigueiro, e poderá ouvir um estalido.
8. Se você estiver a pulsar, remova o equipamento da sua pele. O equipamento irá recarregar imediatamente para o próximo pulso. Após alguns segundos (consoante o nível de energia) a *luz indicadora de prontidão* volta a acender-se e começa a piscar lentamente quando é encostada à pele.

9. Se estiver a pulsar, repita o processo. Se está a deslizar, simplesmente continue. Continue a pulsar ou deslizar até ter tratado a área completamente.



Pare de usar imediatamente se a sua pele ficar com bolhas ou queimada.

10. Após o tratamento

Quando tiver terminado a sua sessão de tratamento:

1. Desligue o equipamento premindo prolongadamente o botão controlo. Não se esqueça da última definição do nível de energia que utilizou, uma vez que não será restaurado quando voltar a ligar o dispositivo.
2. Remova o adaptador da tomada elétrica.

11. Manutenção

É importante limpar o seu equipamento Silk'n Motion após cada tratamento. Para limpar o dispositivo:



Desligue o dispositivo.



Para limpar o dispositivo, incluindo a superfície do tratamento, limpe com um pano limpo e seco. Nunca utilize acetona ou outros líquidos abrasivos, pois irão danificar o seu equipamento.



Após a limpeza, recomendamos que guarde o seu equipamento na sua caixa original.



Nunca submerja o seu Silk'n Motion ou qualquer uma das suas peças em água.

12. Resolução de problemas

Não tente abrir ou reparar o seu equipamento. Poderá expor-se a componentes elétricos perigosos ou energia luminosa pulsada e poderá causar sérios danos a si próprio. Também anulará a sua garantia.

Problema	Verificações
O meu dispositivo não inicia.	Certifique-se de que o <i>adaptador</i> está ligado adequadamente ao equipamento e de que está ligado a uma tomada elétrica na parede.
Não há pulso de luz quando o equipamento toca na minha pele.	Verifique se o equipamento está ligado e <i>ready light</i> está aceso. Certifique-se de que a <i>superfície de tratamento</i> está pressionada de forma uniforme e firme e que está a mover o dispositivo ao longo da sua pele.
Uma ou mais luzes piscam.	O equipamento tem defeito.
O dispositivo parou de funcionar e está em modo de suspensão.	Pressione o <i>botão de controlo</i> novamente para iniciar o dispositivo.

Para problemas ou questões técnicas, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Silk'n.

13. Serviço de apoio ao cliente

Veja o nosso site para mais informações: www.silkn.eu. Este manual também está disponível sob a forma de PDF, podendo ser descarregado em: www.silkn.eu. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para comunicar um funcionamento inesperado ou qualquer outro problema com o seu dispositivo. Os nossos detalhes de contacto são:

País	Número da assistência técnica	Email
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
França	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemanha	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itália		servizioclientiit@silkn.eu
Holanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espanha	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Outros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

PT

14. Garantia

Consulte o seu cartão de garantia Silk'n.

15. Descarte







Ajude a proteger o ambiente. Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico e certifique-se de que segue as leis do seu país sobre eliminação de artigos elétricos.

16. Especificações

Modelo nº.	H3220
Tamanho da Mancha	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Tecnologia	Home Pulsed Light
Níveis de energia	Max 4J/cm ²
Comprimento de onda	475-1200nm
Funcionamento e Segurança	O Sensor de Cor da Pele garante a utilização nos tipos de pele adequados
Tamanho da Embalagem	220 x 220 x 135 mm
Sistema de peso	275 mg
Transporte e conservação entre utilizações e condições de conservação	Temperatura: -40 °C a +70 °C Humidade Relativa: 10% a 90% Pressão atmosférica: 500 a 1060hPa
Condições de funcionamento	Temperatura: 10°C a 35°C Humidade Relativa: 30% a 75% Pressão atmosférica: 700 a 1060hPa
Período a partir da temperatura de armazenamento mínima entre utilizações a temperatura de funcionamento mínima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Período a partir da temperatura de armazenamento máxima entre utilizações a temperatura de funcionamento máxima com temperatura ambiente de 20°C	30 minutos
Modo de funcionamento	Contínuo
Modelos de adaptador e Classificação	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120

Entrada Saída	100-240 V; 50-60 Hz; 0,9A 12 Vdc, 3,0A
Tempo de vida útil previsto para o equipamento	5 anos

17. Sinais e símbolos

	Os produtos assinalados com este símbolo cumprem os requisitos das diretivas EU.
	Classe II. O adaptador está protegido contra electrocussão através de um isolamento duplo.
IP30	O equipamento está protegido contra a entrada de objetos superiores a 2,5 mm de diâmetro, nomeadamente dedos, para os proteger contra electrocussão.
	Não use em ambientes húmidos.
	Não elimine juntamente com o seu lixo doméstico. Elimine de acordo com as leis do seu país e ajude a proteger o ambiente. Em conformidade com a Diretiva REEE.

PT

Νομική σημείωση

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

GR

Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Το SILK'N και το λογότυπο SILK'N αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ www.silkn.eu ή www.silkn.com, info@silkn.com.

Πίνακας περιεχομένων

1. Γνωρίστε το Silk'n Motion σας	128
2. Ασφάλεια με το Silk'n Motion	129
3. Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις.....	129
4. Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n Motion εάν:	132
5. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε:	132
6. Συμβουλές ασφάλειας	133
7. Πιθανές παρενέργειες.....	134
8. Αποτρίχωση μακράς διάρκειας με την Silk'n	135
9. Έναρξη!.....	141
10. Μετά τη θεραπεία	143
11. Συντήρηση	143
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων	144
13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	145
14. Εγγύηση.....	145
15. Απόρριψη	145
16. Προδιαγραφές.....	146
17. Σήματα και σύμβολα.....	147

1. Γνωρίστε το Silk'n Motion σας

Το Silk'n Motion είναι μια συσκευή μόνιμης αποτρίχωσης με βάση το φως, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση. Είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις και τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και τηρήστε τις αυστηρά. Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε ξανά τις οδηγίες πριν από κάθε θεραπεία.

1.1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή αποτρίχωσης
- Προσαρμογέας με καλώδιο
- Θήκη φύλαξης
- Πανί καθαρισμού
- Κάρτα εγγύησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

1.2. Περιγραφή της συσκευής

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε χαρακτηριστικού του Silk'n Motion.

1. Φωτάκια ένδειξης επιπέδου ενέργειας (1-5)
2. Φως αισθητήρα χρώματος δέρματος
3. Λυχνία ετοιμότητας
4. Κουμπί ελέγχου
5. Αισθητήρας χρώματος δέρματος
6. Επιφάνεια θεραπείας
7. Υποδοχή του προσαρμογέα

1.3. Προοριζόμενη χρήση

Το Silk'n Motion προορίζεται για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας και για μακροχρόνια αποτελέσματα, ή και για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας. Η μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας ορίζεται ως μακροχρόνια, σταθερή μείωση του αριθμού των τριχών που επανεμφανίζονται μετά από ένα κύκλο θεραπείας. Το Silk'n Motion μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος. Οι ιδανικές περιοχές του σώματος περιλαμβάνουν τις μασχάλες, τη γραμμή του μπικίνι, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο (πίσω από τα ζυγωματικά), την πλάτη, τους ώμους και το στήθος.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για σκοπό άλλον από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

2. Ασφάλεια με το Silk'n Motion

Με το Silk'n Motion η ασφάλεια έρχεται πρώτη

Η τεχνολογία Home Pulsed Light™ (HPL) στο Silk'n Motion προσφέρει υπερέχουσα ασφάλεια με χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Με την τεχνολογία HPL επιτυγχάνονται μακροχρόνια αποτριχωτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αισθητά χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας σε σχέση με τις άλλες συσκευές αποτρίχωσης με βάση το φως. Η χαμηλή ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών ή επιπλοκών και συμβάλλει στη συνολική σας ασφάλεια.

3. Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις

Το Silk'n Motion δεν σχεδιάστηκε για όλους.

Η αποτρίχωση με λέιζερ ή πηγές έντονου παλμικού φωτός μπορεί να προκαλέσει αυξημένη τριχοφυΐα σε ορισμένα άτομα. Με βάση τα δεδομένα που διατίθενται επί του παρόντος, οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου για αυτή την απόκριση είναι οι γυναίκες με καταγωγή από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Νότια Ασία όταν γίνεται χρήση στο πρόσωπο και το λαιμό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.silkn.eu ή τον τοπικό ιστότοπο της Silk'n.



Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα εξής άτομα: παιδιά, ενήλικες με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Μην εκθέτετε τις περιοχές εφαρμογής στον ήλιο και μη χρησιμοποιείτε τα επίπεδα ενέργειας 2 – 5 σε μαυρισμένο δέρμα ή μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο (συμπεριλαμβανομένων και μηχανικών τεχνητού μαυρίσματος). Ανατρέξτε στην ενότητα "6.1. Έκθεση στον ήλιο".



Χρησιμοποιείτε το κάτω από τα ζυγωματικά και όχι γύρω από τα μάτια.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές στις οποίες έχει γίνει έγχυση πληρωτικών ή τοξινών.



Μην εφαρμόζετε σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, σκούρες καφέ ή μαύρες κηλίδες (όπως μεγάλες φακίδες, σπίλους ή κρεατοελιές), στις ρώγες, τα γεννητικά όργανα και τα χείλη.



Μην εφαρμόζετε σε ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, αλλοιώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (επιχειλίτις έρπητας), ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που έχουν προκληθεί από συστηματικές ή μεταβολικές παθήσεις (π.χ. διαβήτη).



Ανώμαλες δερματικές καταστάσεις που προκαλούνται από διαβήτη, συστηματικές ή άλλες μεταβολικές παθήσεις.



Μην εφαρμόζετε σε περιοχές με ιστορικό εξάρσεων έρπητα.



Μη χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.



Μην εφαρμόζετε σε περιοχές όπου ίσως θελήσετε να αφήσετε τις τρίχες να μεγαλώσουν ξανά. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

- ❗ Μην εφαρμόζετε θεραπεία στην ίδια περιοχή δέρματος περισσότερες από μία φορές σε κάθε συνεδρία.
- ❗ Σταματήστε τη χρήση αμέσως, εάν το δέρμα σας είναι πολύ κόκκινο ή παρουσιάζει φλύκταινες ή εγκαύματα.
- ❗ Χρησιμοποιήστε χαμηλό επίπεδο ενέργειας εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση.
- ❗ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά όπως οινόπνευμα (συμπεριλαμβανομένων αρωμάτων, αντισηπτικών ή άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν οινόπνευμα) ή ακετόνη για να καθαρίσετε το δέρμα πριν τη χρήση.
- 🚫 Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από νερό και υγρά! Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλους περιέκτες με νερό. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή οπουδήποτε απ' όπου θα μπορούσε να πέσει, να σπρωχτεί ή να βρεθεί σε νερό. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά, αποσυνδέστε την αμέσως από την ηλεκτρική τροφοδοσία και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ❗ Αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα πριν από τη χρήση.
- ❗ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίτηρηση, όταν είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα. Φροντίστε να έχετε πάντα άμεση πρόσβαση στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, ώστε να τον αφαιρέσετε εύκολα από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή σας Silk'n Motion. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ενέργεια παλμικού φωτός. Μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στον εαυτό σας και την ακύρωση της εγγύησής σας.

4. Μη χρησιμοποιήσετε το Silk'n Motion εάν:

- Το βύσμα, τα προσαρτήματα και τα παρελκόμενα για αυτή τη συσκευή δεν συνιστώνται από τη Home Skinovations Ltd.
- Το καλώδιο ή το φις της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- *Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος, η επιφάνεια εφαρμογής, ή η θήκη της συσκευής είναι ραγισμένα ή αποσυναρμολογείται.*
- Η συσκευή δεν λειτουργεί ή εμφανίζει οποιοδήποτε άλλου είδους βλάβη.

GR

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n.

5. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε:

- Ιστορικό σχηματισμού τορπιλοειδών ουλών.
- Επιληψία.
- Μια ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.
- Ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή περιοχές με πιθανές δερματικές κακοήθειες.
- Υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.

- Χρησιμοποιήσει φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή γιατρού στο δέρμα σας μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.
- Οποιαδήποτε άλλη πάθηση η οποία, κατά την κρίση του γιατρού σας, θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας στην περίπτωση που λάβετε θεραπεία.

6. Συμβουλές ασφάλειας

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

6.1. Έκθεση στον ήλιο

- Το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας (1) σχεδιάστηκε για ασφαλή χρήση ακόμα και μετά την έκθεση στον ήλιο.
- Αν χρησιμοποιήσετε τα επίπεδα ενέργειας 2 έως 5, θα πρέπει να αποφύγετε την περαιτέρω έκθεση στον ήλιο για 4 εβδομάδες πριν και 2 εβδομάδες μετά τη θεραπεία σας. Αυτό ισχύει διότι μεγαλύτερες ποσότητες μελανίνης εκθέτουν το δέρμα σε αυξημένο κίνδυνο κατά τη χρήση οποιωνδήποτε μεθόδων αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως. Αυτό ισχύει για κάθε τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν φαίνεται να μαυρίζουν γρήγορα.
- Δεν το συνιστούμε, αλλά εάν πρέπει να βγείτε στον ήλιο μετά από μια εφαρμογή, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αντηλιακό με δείκτη προστασίας SPF30 ή υψηλότερο στην περιοχή εφαρμογής. Κάντε το για 2 εβδομάδες μετά από μια εφαρμογή.

6.2. Έκθεση των ματιών στο παλμικό φως

- Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την αντιμετώπιση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο, φροντίζετε ιδιαίτερα να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και χρησιμοποιείτε την μόνο κάτω από τα ζυγωματικά.

6.3. Τραύματα ή λοιμώξεις

- Περιμένετε να επουλωθεί η προσβεβλημένη περιοχή πριν την περαιτέρω χρήση.

7. Πιθανές παρενέργειες

Αν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και δώσετε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και αντενδείξεις, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι συχνές. Ωστόσο κάθε διαδικασία αισθητικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, περιλαμβάνουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν με συστήματα αποτρίχωσης που βασίζονται στο παλμικό φως, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Μικρή δερματική ενόχληση

Η κατ' οίκον αποτρίχωση με παλμικό φως φωτός είναι γενικά καλά ανεκτή. Ωστόσο, μερικοί χρήστες νιώθουν μια μικρή ενόχληση κατά τη χρήση. Η οποία περιγράφεται καλύτερα ως μια ήπια αίσθηση τσιμπήματος στις περιοχές του δέρματος όπου εφαρμόστηκε θεραπεία. Η αίσθηση τσιμπήματος μπορεί διαρκέσει για το χρόνο της εφαρμογής ή και μετά τη θεραπεία.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Silk'n Motion σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας και, σε περίπτωση που αυτό δεν βοηθάει, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της συσκευής.

Κοκκίνισμα δέρματος

Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής ή μέσα σε 24 ώρες. Το κοκκίνισμα συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες.

Αν δεν εξαφανιστεί μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

Βεβαιωθείτε να χρησιμοποιήσετε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο νιώθετε άνετα και το οποίο είναι κατάλληλο για το χρώμα του δέρματος σας.

Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος

Το δέρμα της περιοχής όπου εφαρμόστηκε θεραπεία είναι περισσότερο ευαίσθητο, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξηρότητα ή απολέπιση του δέρματος.

Χρωματικές μεταβολές

Το Silk'n Motion στοχεύει στο στέλεχος της τρίχας, και συγκεκριμένα στα κύτταρα χρωστικών ουσιών μέσα στον θύλακα της τρίχας και στον θύλακα της τρίχας καθ' αυτόν. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος προσωρινής υπερμελάγχρωσης (αυξημένες χρωστικές ουσίες ή καφέ δυσχρωμία) ή υπομελάγχρωσης (λευκανση) στο περιβάλλον δέρμα. Ο κίνδυνος μεταβολών στο χρώμα του δέρματος είναι μεγαλύτερος στα άτομα με πιο σκουρόχρωμα δέρματα ή με πολύ μαυρισμένο δέρμα. Συνήθως η δυσχρωμία ή οι μεταβολές των χρωστικών του δέρματος είναι προσωρινό φαινόμενο και μόνιμη υπερμελάγχρωση ή υπομελάγχρωση συμβαίνουν σπάνιας.

Υπερβολικό κοκκίνισμα και πρήξιμο

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα που έχει υποβληθεί σε θεραπεία ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να πρηστεί. Αυτό είναι πιο σύνθηες σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Το κοκκίνισμα και το πρήξιμο θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 7 ημέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συχνές εφαρμογές πάγου. Ο απαλός καθαρισμός επιτρέπεται, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο.

Φλύκταινες ή εγκαύματα

Δροσίστε την προσβεβλημένη περιοχή και εφαρμόστε κρέμα για εγκαύματα. Περιμένετε μέχρι να επουλώσει πλήρως η περιοχή πριν την επόμενη θεραπεία και χρησιμοποιήσετε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.

Αν το δέρμα σας δεν επανέλθει στο φυσιολογικό μέσα σε 3 ημέρες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

GR

8. Αποτρίχωση μακράς διάρκειας με την Silk'n

Η αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την περιοχή του σώματος, το χρώμα της τρίχας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Silk'n Motion. Ένας φυσιολογικός, πλήρης κύκλος ανάπτυξης της τρίχας διαρκεί 18-24 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα χρειαστούν πολλαπλές συνεδρίες θεραπείας προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποτρίχωση.

Ένα τυπικό πρόγραμμα αποτρίχωσης με το Silk'n Motion κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ανάπτυξης της τρίχας είναι ο εξής:

- Θεραπείες 1 έως 4: Προγραμματίστε τις θεραπείες ανά δύο εβδομάδες.
- Θεραπείες 5 έως 7: Προγραμματίστε τις θεραπείες ανά τέσσερις εβδομάδες.
- Συνεδρίες 8+: Εφαρμόστε όποτε χρειάζεται μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

8.1. Αναμενόμενα αποτελέσματα της Θεραπείας

Η ανταπόκριση του κάθε ατόμου εξαρτάται από τον τύπο της τρίχας καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Κάποιοι χρήστες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες θεραπείες από τον μέσο όρο.

Τύπος δέρματος ¹	Τριχοφυΐα ²	Ροή φωτός [J/cm ²]	Περιοχή του σώματος	Μέσος χρόνος Θεραπείας	Αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης
1-5	Σκούρα ξανθή έως καστανή	2,5 – 4	Γάμπες και μηροί	Συνεδρίες 10 – 12, με μεσοδιάστημα περίπου 4 εβδομάδων.	60%
			Βραχίονες		50%
			Γραμμή μπικίνι		60%
			Μασχάλες		55%
1-5	Καστανό προς μαύρο	2,5 – 4	Γάμπες και μηροί	Συνεδρίες 8 – 10, με μεσοδιάστημα περίπου 4 εβδομάδων.	70%
			Βραχίονες		60%
			Γραμμή μπικίνι		70%
			Μασχάλες		65%

¹Οι τύποι δέρματος βασίζονται στην κλίμακα ταξινόμησης Fitzpatrick για το χρώμα του δέρματος. Ανατρέξτε στο γράφημα χρώματος δέρματος στο διάγραμμα που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του εγχειριδίου.

² Μη αποτελεσματικό για τριχοφυΐα λευκού χρώματος.

8.2. Επίπεδα ενέργειας


Το επίπεδο ενέργειας καθορίζει την ένταση του παλμού φωτός που θα χορηγηθεί στο δέρμα σας. Όσο αυξάνεται το επίπεδο ενέργειας, τόσο αυξάνονται και τα αποτελέσματα αποτρίχωσης, καθώς και ο κίνδυνος πιθανών παρενεργειών και επιπλοκών.

- Η συσκευή διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας από το 1 (χαμηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), τα οποία υποδεικνύονται από 5 φωτάκια ένδειξης επιπέδου ενέργειας.
- Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, το επίπεδο ενέργειας ρυθμίζεται αυτόματα στο 1. Μόνο ένα φωτάκι ένδειξης επιπέδου ενέργειας θα είναι αναμμένο.
- Για να αλλάξετε το επίπεδο ενέργειας, πατήστε επανειλημμένα το *κουμπί ελέγχου* για να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας από το 1 στο 5. Όταν φτάσετε στο επίπεδο 5, πατήστε ξανά το *κουμπί ελέγχου* για να μειώσετε το επίπεδο ενέργειας από το 5 πίσω στο 1.



Για να προσδιορίσετε το σωστό επίπεδο ενέργειας για την περιοχή όπου θα εφαρμόσετε θεραπεία, ανατρέξτε στην ενότητα "9.1. Πριν από την πρώτη θεραπεία σας"

8.3. Παλμοί και ολίσθηση



Οι **παλμοί** αποτελούν την καλύτερη τεχνική για εφαρμογή θεραπείας στα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας.

- Πιέστε την *επιφάνεια θεραπείας* επάνω στο δέρμα σας. Εφαρμόστε σε σειρές (είτε οριζόντια είτε κάθετα, όπως φαίνεται στην εικόνα). Ξεκινήστε από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρήστε προς την άλλη άκρη.
- Η *επιφάνεια θεραπείας* δημιουργεί προσωρινά αποτυπώματα στο δέρμα όπου εφαρμόζεται η θεραπεία για να μπορείτε να δείτε τις περιοχές που έχετε καλύψει.
- Μετά από κάθε παλμό, μετακινήστε την *επιφάνεια εφαρμογής* στην επόμενη θέση. Συνεχίστε την εφαρμογή των παλμών στην περιοχή όπου εφαρμόζετε θεραπεία.
- Αποφύγετε κενά ή υπερκαλύψεις κατά τη χρήση της συσκευής.

Η **ολίσθηση** αποτελεί την καλύτερη τεχνική για εφαρμογή θεραπείας στα χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας.

- Πιέστε την *επιφάνεια εφαρμογής* σταθερά στο δέρμα σας και σύρετε την αργά πάνω στο δέρμα (είτε κάθετα είτε προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην απεικόνιση). Βεβαιωθείτε ότι η *επιφάνεια εφαρμογής* εφάπτεται πάντοτε στο δέρμα σας.
- Σε χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας, η συσκευή χρειάζεται μόνο 1 έως 1,5 δευτερόλεπτα για να επαναφορτιστεί μεταξύ των παλμών. Αυτό παράγει μια συνεχή σειρά αναλαμπών.
- Ολισθήστε με ταχύτητα τέτοια ώστε να αποφύγετε τα κενά ή τις διπλοκαλύψεις.


 Μην εφαρμόζετε θεραπεία στην ίδια περιοχή δέρματος περισσότερες από μία φορές σε κάθε συνεδρία.

 Σταματήστε τη χρήση αμέσως, εάν νιώσετε οποιαδήποτε δυσφορία.

8.4. Αισθητήρες συσκευής

Η συσκευή σας Silk'n Motion έχει τρεις αισθητήρες επαφής, κίνησης και χρώματος.

- **Επαφή και κίνηση:** Η συσκευή εκπέμπει επαναλαμβανόμενους παλμούς, μόνο όταν βρίσκεται σε σταθερή επαφή με το δέρμα σας και συνεχίζετε να την κινείτε στην επιφάνειά του.
- **Χρώμα:** Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως σε πιο σκουρόχρωμα δέρματα ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος (υπερμελάγχρωση ή υπομελάγχρωση). Το Silk'n Motion διαθέτει έναν *αισθητήρα χρώματος δέρματος* που ανιχνεύει αυτόματα το χρώμα του δέρματός σας. Ο *αισθητήρας χρώματος δέρματος* ελέγχει το χρώμα του δέρματός σας στην αρχή και κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

 Εάν η συσκευή Silk'n Motion ανιχνεύσει ότι η απόχρωση του δέρματός σας είναι σκούρα και το επίπεδο ενέργειας έχει ρυθμιστεί σε 3 ή υψηλότερο, η συσκευή θα αυτορρυθμιστεί και θα μειώσει το επίπεδο ενέργειας σε 2.

8.5. Τι να αναμένετε κατά την εφαρμογή θεραπείας με Silk'n

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n Motion μπορεί να είναι η πρώτη τους εμπειρία με μια συσκευή που βασίζεται στο φως. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας θεραπείας είναι φυσιολογικό να βιώσετε ή να νιώσετε:

- **Θόρυβος:** Ο ανεμιστήρας ψύξης κάνει θόρυβο παρόμοιο με σεσουάρ μαλλιών. Αυτό είναι φυσιολογικό.
 - **Έναν ήχο κρότων:** Με κάθε αναλαμπή φωτός HPL™.
 - **Μια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος:** Κατά τη διάρκεια κάθε παλμού φωτός.
 - **Λίγο κοκκίνισμα:** Δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρήσετε έναν πολύ ήπιο, ροζ χρωματισμό του δέρματος κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη θεραπεία. Αυτό είναι συνήθως πιο εμφανές γύρω από τις ίδιες τις τρίχες.
- ! Σταματήστε τη χρήση αμέσως, εάν δείτε ότι το δέρμα σας είναι πολύ κόκκινο.
- ! Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως, εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε επιπλοκή.

9. Έναρξη!

Για να χρησιμοποιήσετε το Silk'h Motion, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Βγάλτε τη συσκευή και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα στην υποδοχή της συσκευής και συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια ηλεκτρική πρίζα. Όλα τα φωτάκια ένδειξης επιπέδου ενέργειας θα ανάψουν, και μετά θα σβήσουν.

9.1. Πριν από την πρώτη θεραπεία σας



Αφαιρείτε όλα τα κοσμήματα πριν από τη χρήση.

Πρέπει να αποφασίσετε ποιο επίπεδο ενέργειας είναι κατάλληλο για το δέρμα σας και την περιοχή στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε θεραπεία. Η συσκευή διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας, από το 1 (χαμηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίπεδο ενέργειας 1 για μία περιοχή και επίπεδο 4 για μια άλλη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα "8.2. Επίπεδα ενέργειας".

Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ενέργειας, κάντε μια δοκιμή σε κάθε περιοχή θεραπείας ξεχωριστά (ανατρέξτε στον πίνακα χρωμάτων δέρματος στην αρχή αυτού του εγχειριδίου).

1. Πατήστε το *κουμπί ελέγχου* για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ανάψει το *φωτάκι ένδειξης επιπέδου ενέργειας* για το επίπεδο 1.
2. Τοποθετήστε την *επιφάνεια θεραπείας* επάνω στο δέρμα σας για να χορηγήσετε έναν παλμό. Αν δεν αισθανθείτε καμία μη φυσιολογική ενόχληση πατήστε ξανά το *κουμπί ελέγχου*. Αυτό θα αυξήσει το επίπεδο ενέργειας. Χορηγήστε έναν παλμό σε ένα διαφορετικό σημείο στο επίπεδο ενέργειας 2.
3. Συνεχίστε τις δοκιμές με αυξανόμενα επίπεδα ενέργειας. Χρησιμοποιήστε τα επίπεδα ενέργειας που υποδεικνύονται στον πίνακα χρωμάτων δέρματος. Όταν βρείτε το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας που είναι άνετο για τη συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή.



Χρησιμοποιήστε χαμηλό επίπεδο ενέργειας εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση.

Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή σε κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτριχώσετε.

Είστε πλέον έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το Silk'n Motion

1. Πριν την εφαρμογή θεραπείας σε μια περιοχή, το δέρμα θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. **Μην αποτριχώνετε με κεριά, τσιμπιδάκι ή τραβώντας τις τρίχες.**



Φροντίστε να καλύψετε ελιές, μυρμηγκιές και άλλα σημάδια στο δέρμα που δεν πρέπει να υποβληθούν σε εφαρμογή.

2. Πατήστε το *κουμπί ελέγχου*. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί, το *φωτάκι ένδειξης ενέργειας* για το επίπεδο 1 θα ανάψει και θα ακουστεί ένας ήχος ανεμιστήρα.
3. Περίπου 1 δευτερόλεπτο αφού πατήσετε το *κουμπί ελέγχου*, το *φωτάκι ετοιμότητας* θα ανάψει. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.
4. **Ρυθμίστε το επίπεδο ενέργειας.** Πατήστε το *κουμπί ελέγχου* επανειλημμένα για να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας μέχρι να επιτύχετε το επίπεδο που θέλετε. Τα *φωτάκια ένδειξης επιπέδου ενέργειας* υποδεικνύουν τη ρύθμιση του επιπέδου ενέργειας (ανατρέξτε στην ενότητα "8.2. Επίπεδα ενέργειας").
5. Αποφασίστε αν θέλετε να εφαρμόσετε θεραπεία στην περιοχή με **παλμούς** ή **ολίσθηση** (ανατρέξτε στην ενότητα "8.3. Παλμοί και ολίσθηση").
6. Εφαρμόστε την *επιφάνεια θεραπείας* στο δέρμα. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι τεντωμένο ομοιόμορφα και λεία. Όταν η *επιφάνεια θεραπείας* είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα, το *φωτάκι ετοιμότητας* θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
7. Η συσκευή πρώτα θα προσδιορίσει το χρώμα του δέρματός σας αυτόματα και θα στείλει έναν παλμό φωτός πάνω στο δέρμα σας. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος, και μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κρότων.

8. Αν χρησιμοποιείτε τους παλμούς, απομακρύνετε τη συσκευή από το δέρμα σας. Η συσκευή θα επαναφορτιστεί αμέσως για τον επόμενο παλμό. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα (ανάλογα με το επίπεδο ενέργειας) το *φωτάκι ετοιμότητας* θα ανάψει πάλι και θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά μόλις πιεστεί επάνω στο δέρμα.
9. Αν χρησιμοποιείτε τους παλμούς, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν χρησιμοποιείτε την ολίσθηση, απλώς συνεχίστε. Συνεχίστε την εφαρμογή με παλμούς ή ολίσθηση μέχρι να ολοκληρώσετε τη θεραπεία στην περιοχή.



Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν σχηματιστούν φλύκταινες ή εγκαύματα στο δέρμα σας.

10. Μετά τη θεραπεία

Όταν ολοκληρώσετε τη συνεδρία θεραπείας σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Να θυμάστε το τελευταίο επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιήσατε, καθώς δεν θα επανέλθει όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
2. Βγάλτε τον προσαρμογέα από την ηλεκτρική πρίζα.

GR

11. Συντήρηση

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Motion σας μετά από κάθε θεραπεία. Για να καθαρίσετε τη συσκευή:



Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.



Για να καθαρίσετε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας εφαρμογής, σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασετόν ή άλλα διαβρωτικά υγρά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας.



Μετά τον καθαρισμό, συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της.



Ποτέ μη βυθίζετε το Silk'n Motion ή κάποιο από τα εξαρτήματά του στο νερό.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή σας. Ενδέχεται να εκθέσετε τον εαυτό σας σε επικίνδυνα ηλεκτρικά μέρη ή παλμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να βλάψετε τον εαυτό σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή μου δεν εκκινεί.	Βεβαιωθείτε ότι ο <i>προσαρμογέας</i> είναι συνδεδεμένος σωστά στη συσκευή και ότι το φως του καλωδίου προσαρμογέα είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα στον τοίχο.
Δεν υπάρχει παλμός φωτός όταν η συσκευή έρχεται σε επαφή με το δέρμα μου.	Ελέγξτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη και η <i>φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας</i> είναι αναμμένη. Βεβαιωθείτε ότι η <i>επιφάνεια εφαρμογής</i> πιέζεται ομοιόμορφα και σταθερά στο δέρμα και ότι κινείτε τη συσκευή στην επιφάνεια του δέρματός σας.
Αναβοσβήνουν ένα ή περισσότερα φωτάκια.	Έχει προκύψει δυσλειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή σταμάτησε να δουλεύει και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.	Πιέστε το <i>κουμπί ελέγχου</i> ξανά, για να εκκινήσει η συσκευή.

Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Silk'n.

13. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.silkn.eu. Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF και μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού από τη διεύθυνση: www.silkn.eu. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Γαλλία	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Γερμανία	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Ιταλία		servizioclientiit@silkn.eu
Κάτω Χώρες	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Ισπανία	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
ΗΒ	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

GR

14. Εγγύηση

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης της Silk'n που διαθέτετε.

15. Απόρριψη







Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή στα συνήθη οικιακά απορρίμματα και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους νόμους της χώρας σας σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών.

16. Προδιαγραφές

Αρ. μοντέλου	H3220
Μέγεθος επιφάνειας	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Τεχνολογία	Home Pulsed Light
Μέγιστο επίπεδο ενέργειας	Μέγιστο 4J/cm ²
Μήκος κύματος	475-1200nm
Λειτουργία και ασφάλεια	Ο αισθητήρας χρώματος δέρματος διασφαλίζει τη χρήση σε κατάλληλους τύπους δέρματος.
Μέγεθος συσκευασίας	220x220x135 mm
Βάρος συστήματος	275 gm
Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -40°C έως +70°C Σχετική υγρασία: 10% έως 90% Ατμοσφαιρική πίεση: 500 έως 1060hPa
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10°C έως 35°C Σχετική υγρασία: 30% έως 75% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 έως 1060hPa
Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Τρόπος λειτουργίας	Συνεχής

Μοντέλα προσαρμογών και ονομαστική τιμή	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Ισχύς εισόδου Ισχύς εξόδου	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vdc, 3,0 A
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού	5 έτη

17. Σήματα και σύμβολα

	Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ.
	Τάξη II. Ο προσαρμογέας προστατεύεται έναντι ηλεκτροπληξίας μέσω διπλής μόνωσης.
IP30	Η συσκευή προστατεύεται έναντι διείσδυσης αντικειμένων διαμέτρου μεγαλύτερης από 2,5 mm, όπως δακτύλων, με σκοπό την προστασία από ηλεκτροπληξία.
	Να μη χρησιμοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

GR

TR

Yasal Uyarı

Home Skinovations Ltd performansı, güvenilirliği ya da üretim kolaylığını artırmak için ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Home Skinovations Ltd tarafından verilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak Home Skinovations Ltd bu bilgilerin kullanılmasından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Home Skinovations Ltd'ye ait herhangi bir patent ya da patent hakkına ilişkin dolaylı olarak veya başka şekillerde herhangi bir lisans verilmemektedir.

Bu belgenin hiçbir bölümü, Home Skinovations Ltd'in açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.

Home Skinovations Ltd'nin bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme süreci devam etmekte olan patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Bu belgenin tarafınıza verilmiş olması, sizi söz konusu patentler, ticari markalar, telif hakları ya da diğer fikri mülkiyet hakları bakımından Home Skinovations Ltd ile yapılan yazılı bir anlaşma kapsamında açıkça belirtilenler dışında herhangi bir lisans sahibi yapmaz. Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SILK'N ve SILK'N logosu Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, İSRAİL adresindeki (www.silkn.eu veya www.silkn.com, info@silkn.com) Home Skinovations Ltd şirketinin tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler Tablosu

1. Silk'n Motion cihazınızı tanıyın.....	150
2. Silk'n Motion Kullanırken Güvenlik	151
3. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar.....	151
4. Şu durumlarda Silk'n Motion cihazınızı kullanmayın:	153
5. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın:	154
6. Güvenlik İpuçları.....	155
7. Olası yan etkiler	156
8. Silk'n tarzı uzun süreli tüy giderme.....	158
9. Başlarken!	162
10. Tedaviden Sonra	164
11. Bakım	164
12. Sorun Giderme	165
13. Müşteri hizmetleri.....	166
14. Garanti	166
15. Bertaraf Etme	166
16. Teknik Özellikler	167
17. İşaretler ve semboller	168

1. Silk'n Motion cihazınızı tanıyın

Silk'n Motion evde kullanım için tasarlanmış ışık bazlı bir kalıcı epilasyon cihazıdır. Güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu nedenle güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce uyarılar, kontrendikasyonlar ve güvenlik önlemleriyle ilgili tüm talimatlar mutlaka okunmalı ve bu talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Her kullanımından önce bu talimatları yeniden incelemeniz tavsiye edilir.

1.1. Paket içerikleri

- Epilasyon cihazı
- Kablolu adaptörü
- Saklama kutusu
- Temizlik bezi
- Garanti kartı
- Kullanım kılavuzu

1.2. Cihazın Tanımı

Silk'n Motion cihazınızdaki özelliklerin yerleri için bu kullanma kılavuzunun başında verilen çizime bakınız.

1. Enerji düzeyi gösterge ışıkları (1-5)
2. Ten rengi sensörü ışığı
3. 'Hazır' gösterge ışığı
4. Kontrol düğmesi
5. Ten rengi sensörü
6. Tedavi yüzeyi
7. Adaptör soket

1.3. Kullanım Amacı

Silk'n Motion istenmeyen tüylerin giderilmesi için tasarlanmış olup, kullanım amacı tüylerin uzun süreli veya kalıcı olarak giderilmesidir. Tüylerin kalıcı olarak azaltılması, bir uygulama yüzeyinde uygulamadan sonra çıkan tüylerin sayısında uzun vadeli sabit bir azalma olarak tanımlanmaktadır. Silk'n Motion cihazınızı vücudunuzdaki istenmeyen tüyleri gidermek için kullanabilirsiniz. Cihazın kullanımı için ideal vücut bölümleri koltuk altı, bikini bölgesi, kollar, bacaklar, yüz (elmacık kemiklerinin altı), sırt, omuzlar ve göğüştür.

Bu cihazı bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında başka bir amaçla kullanmayın.

2. Silk'n Motion Kullanırken Güvenlik


Silk'n Motion ile güvenlik önce gelir


Silk'n Motion cihazında kullanılan Home Pulsed Light™ (HPL) teknolojisi, daha düşük enerji düzeyleriyle üstün güvenlik sağlar. HPL teknolojisi ile diğer ışık bazlı tüy giderme cihazları tarafından kullanılanın çok altında bir enerji düzeyiyle uzun süreli tüy giderme sonuçları elde edilir. Düşük enerji kullanımı yaralanma veya komplikasyonlara neden olma olasılığını azaltır ve güvenliğinize katkıda bulunur.

3. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar

Silk'n Motion'ın tasarımı herkes için uygun değildir.

Lazerle veya yoğun atımlı ışık kaynaklarıyla tüylerin alınması bazı kişilerde tüylerin daha fazla büyümesine neden olabilir. Mevcut verilere dayanarak, bu tür bir tepki için en yüksek risk grupları yüz ve boyunda uygulama yapan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır. Daha fazla bilgi için visit www.silk'n.eu adreslerini veya bulunduğunuz bölgeye özel Silk'n alan adını ziyaret edebilirsiniz.

 Bu cihaz; çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya psikolojik beceri ve kapasiteleri sınırlı olan yetişkinler ve cihazın kullanımıyla ilgili yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir.

 Tedavi uygulanan bölgeleri güneş maruz bırakmayın ve 2-5 arası enerji seviyelerini bronzlaşmış cilt üzerinde veya güneş maruz kaldıktan hemen sonra (yapay bronzlaşma makineleri de dahil) kullanmayın. Lütfen "6.1. Güneş Maruz Kalma" bölümüne başvurun.

- ❗ Elmacık kemiklerinin altında kullanın ve gözlerin çevresinde kullanmayın.
- ❗ Dolgu maddesi veya toksin enjeksiyonu uygulanmış olan bölgeler üzerinde tedavi uygulamayın.
- ❗ Dövme, kalıcı makyaj, koyu kahverengi veya siyah benekler (büyük çiller, ben veya siğil gibi), meme uçları, genital bölge ve dudaklar üzerinde tedavi uygulamayın.
- ❗ Aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar veya enfeksiyon (uçuk), sistemik ya da metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları üzerinde tedavi uygulamayın.
- ❗ Diyabet, sistemik veya diğer metabolik hastalıklardan kaynaklanan anormal cilt rahatsızlıkları.
- ❗ Geçmişte uçuk çıkmış olan bölgelerde tedavi uygulamayın.
- ❗ Hamileyseniz ya da emziriyorsanız cihazı kullanmayın.
- ❗ Tüylerin büyümesini istediğiniz bölgelerde tedavi uygulamayın. Sonuçlar kalıcıdır.
- ❗ Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulamayın.
- ❗ Cildinizde aşırı kızarıklık, su toplaması veya yanık görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.
- ❗ Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir enerji seviyesi kullanın.

! Kullanımdan önce cildi temizlemek için kesinlikle alkol (parfümler, antiseptikler veya alkol içeren diğer uygulamalar dahil) veya aseton gibi yanıcı sıvılar kullanmayın.

! Cihazınızı su veya diğer sıvılardan uzak tutun! Cihazı küvet, duş, lavabo ve su ihtiva eden diğer kapların yakınında kullanmayın. Cihazı suya düşebileceği veya suyun içine itilebileceği yerlere ve suyun yakınına koymayın ve böyle yerlerde muhafaza etmeyin. Elektrik çarpması riski söz konusudur. Cihazın herhangi bir sıvıya temas etmesi durumunda cihazı hemen prizden çıkarın ve Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun.

! Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.

! Cihaz bir prize takılıken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın. AC/DC adaptörünü, acil durumlarda soketten kolayca çıkarılabilecek şekilde, her zaman erişilebilir olarak saklayın.

! Silk'n Motion cihazınızın içini açmaya, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Tehlikeli elektrikli parçalara ve atımlı ışık enerjisine maruz kalabilirsiniz. Bu durum ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabileceği gibi, garantinizi geçersiz kılacaktır.

4. Şu durumlarda Silk'n Motion cihazınızı kullanmayın:

- Bu cihaz için fiş, ek veya aksesuarlar kullanılması Home Skinovations Ltd tarafından tavsiye edilmez.
- Cihazın kablosu ya da fişi hasar görmüşse. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı kullanılırken duman çıktığını görürseniz veya koku hissederseniz.

- *Ten rengi sensörü, tedavi yüzeyi veya cihazın gövdesi çatlak veya parçalarına ayrılıyor.*
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa.

Bu durumlarda Silk'n Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.

5. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın:

- Bir yara izi geçmişiniz varsa.
- Epilepsi hastasıysanız.
- Porfiriya, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus, vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa.
- Cilt kanseri geçmişiniz veya potansiyel cildinizde malignite gelişme olasılığı olan bölgeler varsa.
- Son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz.
- Son 6 ay içinde cildinize doktor reçete edilmiş bir ilaç uyguladıysanız.
- Doktorunuzun bu tedavinin size uygulanmasını güvenli bulmamasına neden olacak diğer herhangi bir durumunuz varsa.

6. Güvenlik İpuçları

Bu bölümde, cihazınızı güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bilgiler yer almaktadır.

6.1. Güneşe Maruz Kalma

- Cihazın en düşük enerji seviyesi (1) güneşe maruz kaldıktan sonra bile güvenli kullanım için tasarlanmıştır.
- 2-5 arasındaki enerji seviyelerini kullanmanız halinde, tedaviden önce 4 hafta ve tedaviden sonra 2 hafta boyunca güneşe maruz kalmaktan kaçının. Bunun nedeni, büyük miktarlarda melaninin herhangi bir ışık bazlı tüy giderme yöntemi kullanılırken cildin daha yüksek riske maruz kalmasına neden olmasıdır. Bu kural, çabuk bronzlaşmıyor gibi görünenler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için geçerlidir.
- Önermiyoruz, ancak bir tedaviden sonra güneşe çıkmanız gerekirse, tedavi uygulanan bölgeye SPF30 veya daha yüksek koruma derecesine sahip bir güneş kremi sürdüğünüzden emin olun. Buna tedaviden sonra 2 hafta süreyle devam edin.

6.2. Gözlerin ışık atımına maruz kalması

- Cihaz yüzdeki tüylerin giderilmesi için kullanılabilir olmakla birlikte, gözlerle teması önlemek için özellikle dikkat edilmeli ve sadece elmacık kemiklerinin altında kullanılmalıdır.

6.3. Yaralar veya enfeksiyonlar

- Cihazı tekrar kullanmadan önce etkilenen bölgenin iyileşmesini bekleyin.

7. Olası yan etkiler

Talimatlara tam olarak uyularak tüm uyarılara ve kontrendikasyonlara dikkat edilmesi halinde yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar da dahil olmak üzere, tüm kozmetik uygulamalarda belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Dolayısıyla, evde kullanılmak üzere tasarlanan ışık atımlı tüy giderme sistemlerinin kullanımında ortaya çıkması muhtemel riskleri ve komplikasyonları anlamamız ve kabul etmemiz önem arz etmektedir.

Önemsiz Cilt Rahatsızlığı

Işık atımlı ev tipi tüy giderme işlemi genellikle iyi tolere edilir. Ancak, bazı kullanıcılar kullanım sırasında hafif rahatsızlık hissedebilir. Bunun en iyi tanımı, tedavi uygulanan cilt bölgelerinde hafif bir batma hissidir. Batma hissi uygulama sırasında veya sonrasında devam edebilir.

Bunun anlamı, Silk'n Motion'ı daha düşük bir enerji seviyesinde kullanmanız gerektiğidir ve bu da faydalı olmazsa cihazı kullanmayı bırakmanız gerekir.

Cilt Kızarıklığı

Cihazı kullandıktan hemen sonra veya 24 saat içinde cildiniz kızarabilir. Kızarıklık genellikle 24 saat içinde geçer.

Kızarıklık 2-3 gün içinde geçmezse doktorunuza görünün.

Kendinizi rahat hissettiğiniz ve ten renginize uygun olan enerji seviyesini kullandığınızdan emin olun.

Yüksek Cilt Hassasiyeti

Tedavi uygulanan bölgedeki cilt daha hassas olur, bu nedenle ciltte kuruluk veya pul pul dökülme ile görülebilir.

Renk Deęişiklikleri

Silk'n Motion kıl gövdesini, özellikle kıl kökündeki renkli hücreleri ve kıl kökünün kendisini hedef alır. Yine de etrafındaki ciltte geçici hiperpigmentasyon (pigment artışı ya da kahverengiyeye dönme) veya hipopigmentasyon (beyazlaşma) görülme riski bulunmaktadır. Deri pigmentasyonunda deęişiklik riski koyu renk cilde veya aşırı bronzlaşmış cilde sahip olan kişiler için daha yüksektir. Renk deęişiklikleri veya deri pigmentasyonundaki deęişiklikler genellikle geçici olup, kalıcı hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon nadir görülür.

Aşırı Kızarıklık ve Şişkinlik

Nadir durumlarda tedavi uygulanan ciltte fazla kızarıklık ve şişme olabilir. Bu durum vücudun hassas bölgelerinde daha yaygın olarak görülebilir. Kızarıklık ve şişlik 2-7 gün arasında azalmalı ve etkilenen bölge sık sık buz koyularak tedavi edilmelidir. Bölge nazikçe temizlenebilir ancak güneşe maruz kalınmamalıdır.

Su Toplaması veya Yanıklar

Etkilenen bölgeyi soğutun ve yanık kremi sürün. Bir sonraki tedaviyi uygulamadan önce bölgenin tamamen iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir enerji seviyesi kullanın. **Eğer cildiniz 3 gün içinde normal haline dönmezse doktorunuza başvurun.**

8. Silk'n tarzı uzun süreli t y giderme

T y giderme iřleminin verimlilięi kiřiden kiřiye, uygulama yapılan v cut b lgesine, t y rengine ve Silk'n Motion'ın kullanılıř bięimine g re deęiřir. Tipik t y b y me d ng s  18-24 ay s rebilir. Kalıcı t y gidermenin saęlanabilmesi iin bu s re iinde birden fazla tedavi seansı gereklidir.

Tam bir t y b y me d ng s  sırasında kullanılan tipik Silk'n Motion t y giderme planının ierięi ařaęıdaki gibidir:

- 1-4. tedavi seansları: İki hafta arayla planlayın.
- 5-7. tedavi seansları: D rt hafta arayla planlayın.
- 8+ tedavi seansları: İstenen sonular elde edilinceye kadar gerektięinde uygulayın.

8.1. Beklenen Tedavi Sonuları

Bireysel yanıt, t y tipine ve t y uzama řeklini etkileyebilecek biyolojik fakt rlere baęlıdır. Bazı kullanıcılar ortalama tedavi sayısından daha hızlı veya daha yavař yanıt verebilirler.

Cilt Tipi ¹	V�cut T�y� ²	İřięa Maruziyet [J/cm ²]	V�cut B�lgesi	Ortalama Tedavi S�resi	T�y Giderme Verimlilięi
1-5	Koyu sarı ile kahverengi arası	2,5-4	Alt veya �st bacaklar	10-12 seans, yaklaşık 4 hafta arayla.	%60
			Kollar		%50
			Bikini b�lgesi		%60
			Koltuk altları		%55

Cilt Tipi ¹	Vücut Tüyü ²	Işığa Maruziyet [J/cm ²]	Vücut Bölgesi	Ortalama Tedavi Süresi	Tüy Giderme Verimliliği
1-5	Kahverengiden siyaha	2,5-4	Alt veya üst bacaklar	8-10 seans, yaklaşık 4 hafta arayla.	%70
			Kollar		%60
			Bikini bölgesi		%70
			Koltuk altları		%65

¹Cilt tipleri Fitzpatrick ten rengi skalasına göre belirtilmiştir. Kılavuzun ön kısmındaki şemada yer alan cilt rengi tablosuna başvurun.

² Beyaz vücut tüyleri üzerinde etkili değildir.

8.2. Enerji Seviyeleri


Enerji seviyesi cilde gönderilen ışık atımının yoğunluğunu belirler. Enerji seviyesi yükseldikçe tüy gidermede daha iyi sonuç alınır ancak olası yan etkilerin ve komplikasyonların görülme olasılığı da artar.

- Cihazda 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar *5 ayrı enerji seviyesi bulunur.*
- Cihaz çalıştırıldığında enerji seviyesi otomatik olarak 1 düzeyine ayarlıdır. Sadece bir adet enerji düzeyi gösterge ışığı yanar.
- Enerji seviyesini değiştirmek için *kontrol düğmesine* arka arkaya basarak enerji seviyesini 1'den 5'e arttırın. 5. seviyeye gelindiğinde tekrar *Kontrol düğmesine* basarak enerji seviyesini 5'ten 1'e düşürün.



Tedavi uyguladığınız bölge için uygun enerji seviyesini belirlemek için "9.1. İlk tedavinizi uygulamadan önce" başlıklı bölüme bakın

8.3. Atış ve Kaydırma



Yüksek enerji seviyelerinde uygulama için en iyi teknik **Atış** tekniğidir.

- *Tedavi yüzeyini cildinize* deđdirin. Atışları belli sıralar takip ederek uygulayın (çizimde gösterildiđi gibi soldan sađa veya yukarıdan ařađıya). Her bir sıranın bir ucundan bařlayıp diđer ucuna dođru ilerleyin.
- *Tedavi yüzeyi* uygulama yapılan bölgede geçici bası iřaretleri oluřtur. Böylece, hangi bölgeye tedavi uygulamıř olduđunuzu görebilirsiniz.
- Her atımdan sonra, *tedavi yüzeyini* sıradaki noktaya götürün. Tarif edilen atış iřlemini tedavi uyguladıđınız bölgenin tamamın için tekrarlayın.
- Cihazı kullanırken boşluklardan veya çakıřmalardan kaçının.

Düşük enerji seviyelerinde uygulama için en iyi teknik Kaydırma tekniğidir.

- *Tedavi yüzeyini* sıkı bir řekilde cildinize bastırın ve cildini üzerinde (çizimde gösterildiđi gibi soldan sađa veya yukarıdan ařađıya dođru) yavařça kaydırın. *Tedavi yüzeyinin* her zaman cildinize deđdiđinden emin olun.
- Düşük enerji seviyelerinde cihazın atışlar arasında yeniden řarj olması sadece 1-1,5 saniye sürer. Böylece, kesintisiz sinyal gönderimi sađlanır.
- Kaydırma hızınızı boşluklar ve üst üste binme durumlarının oluřmasını önleyecek řekilde ayarlayın.
- **!** Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulamayın.



Rahatsızlık hissederseniz hemen kullanımı durdurun.

8.4. Cihaz sensörleri

Silk'n Motion cihazının dokunma, hareket ve renk için olmak üzere üç sensörü vardır.

- **Dokunma ve Hareket:** Cihazın art arda atımlar gönderebilmesi için, cildinize sağlam biçimde temas etmesi ve cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirmeye devam etmeniz gerekir.
- **Renk:** Koyu renkli cilde ışık bazlı tüy giderme uygulanması yanık, su toplaması ve ten renginde değişiklik (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) gibi yan etkilere neden olabilir. Silk'n Motion cihazınızda ten renginizi otomatik olarak algılayan bir *ten rengi sensörü* bulunmaktadır. *Ten rengi sensörü* her tedavinin başında ve bazen tedavi ten renginizi kontrol eder.



Silk'n Motion ten renginizin koyu olduğunu ve enerji seviyesinin 3 veya daha yüksek bir ayarda olduğunu tespit ederse, cihaz otomatik olarak ayarlanır ve enerji seviyesini tekrar 2'ye ayarlar.

8.5. Silk'n ile tedavi sırasında neler beklenmeli?

Silk'n Motion cihazını kullanan pek çok insan ışık bazlı bir cihazı ilk kez kullanıyor olabilir. Bir tedavi seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **Gürültü:** Soğutucu fan, saç kurutucusuna benzer bir ses çıkartır. Bu normaldir.
- **Bir patlama sesi:** Her HPL™ ışık atımıyla birlikte.
- **Isı ve karıncalanma hissi:** Her bir ışık atımı sırasında.
- **Hafif kızarıklık:** Tedavi esnasında veya tedaviden hemen sonra ciltte çok hafif pembemsi bir kızarıklık görülmesi olağandır. Bu durum genellikle en fazla kılların etrafında görülür.



Eğer cildiniz çok kızardığını görürseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.



Herhangi bir komplikasyon yaşırsanız hemen doktorunuzla iletişime geçin.

9. Başlarken!

Silk'n Motion cihazınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazı ve diğer parçaları kutudan çıkartın.
2. *Adaptör kablosunu* cihazın soketine takın ve *adaptörü* elektrik prizine takın. Tüm *enerji düzeyi gösterge* ışıkları yanacak ve ardından sönecektir.

9.1. İlk tedavinizi uygulamadan önce



Kullanımdan önce tüm takıları çıkarın.

Cildiniz ve tedavi uygulamak istediğiniz bölge için uygun olan enerji seviyesini belirlemelisiniz. Cihazda 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar 5 ayrı enerji seviyesi bulunur. Örneğin, bir bölgeye enerji seviyesi 1'de ve diğerine seviye 4'te uygulama yapabilirsiniz. Enerji seviyeleri hakkında bilgi için, "8.2. Enerji Seviyeleri" bölümüne başvurun.

Doğru enerji seviyesini seçmek için her bir tedavi bölgesini ayrı ayrı test edin (bu kullanma kılavuzunun başında verilen ten rengi tablosuna başvurun).

1. Cihazı çalıştırmak için *Kontrol düğmesine* basın. 1. *seviye enerji düzeyi gösterge ışığı* yanar.
2. *Tedavi yüzeyini* cildinize değdirerek bir atış yapın. Anormal bir rahatsızlık hissetmediyseniz *Kontrol düğmesine* yeniden basın. Enerji seviyesi yükselecektir. Farklı bir noktaya 2. enerji seviyesinde bir atış yapın.
3. Enerji seviyesini arttırarak teste devam edin. Ten rengi tablosunda belirtilen enerji seviyelerini kullanın. İlgili tedavi bölgesi için konforlu en yüksek enerji seviyesini bulduğunuzda, tedaviye başlayabilirsiniz.



Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz daha düşük bir enerji seviyesi kullanın.

Bu testi tedavi uygulamak istediğiniz her vücut bölgesi için tekrarlayın.

Artık Silk'n Motion cihazınızı kullanmaya hazırsınız

1. Tedaviye başlamadan önce tedavi uygulanacak bölgedeki cilt tıraş edilmiş, temiz ve kuru olmalı ve üzerinde herhangi bir pudra, ter önleyici veya deodorant bulunmadığından emin olunmalıdır. **Tüyleri ağdayla almayın, yolmayın veya cımbızla almayın.**



Cildinizde tedavi edilmemesi gereken leke, siğil veya diğer izlerin üzerini örttüğünüzden emin olun.

2. *Kontrol düğmesine* basın. Cihaz açılacak, 1. seviye *enerji gösterge ışığı* yanacak ve fan çalışma sesi duyulmaya başlayacaktır.
3. *Kontrol düğmesine* basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra "*hazır*" ışığı yanacaktır. Artık cihaz, en düşük enerji seviyesinde kullanmanız için hazırdır.
4. **Enerji seviyesini ayarlayın.** İsteddiğiniz enerji seviyesine gelinceye kadar *Kontrol düğmesine* arka arkaya basarak enerji seviyesini arttırın. *Enerji düzeyi gösterge ışıkları* enerji seviyesi ayarını gösterir (bkz. bölüm "8.2. Enerji Seviyeleri").
5. Bölgeye uygulayacağınız tedavi için **Kaydırma** ve **Atış** tekniklerinden hangisini kullanacağınıza karar verin (Lütfen "8.3. Atış ve Kaydırma" bölümüne başvurun.).
6. *Tedavi yüzeyini* cilt üzerine yerleştirin. Cildin eşit ve düzgün bir şekilde gerdirilmiş olduğundan emin olun. *Tedavi yüzeyi* ciltle tam temas sağladığında "*hazır*" ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
7. Cihaz öncelikle teninizin rengini otomatik olarak belirleyecek ve cildinize bir ışık atımı gönderecektir. Hafif bir ısı ve karıncalanma hissi duymanız beklenir. Hafif bir patlama sesi de duyabilirsiniz.
8. Eğer atış tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız cihazı cildinizden kaldırın. Cihaz hemen bir sonraki atım için yeniden şarj edilir. Birkaç saniye sonra (enerji seviyesine bağlı olarak) "*hazır*" ışığı yeniden yanacak ve cilde temas ettiğinde yine yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
9. Eğer atış tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız işlemi tekrarlayın. Eğer kaydırma tekniğini kullanarak tedavi uyguluyorsanız bu şekilde devam edin. Bölgenin tamamı tedavi edilene kadar atış veya kaydırma tekniğini uygulamaya devam edin.



Eğer cildinizde su toplaması veya yanıklar oluşursa **derhal cihazı kullanmayı bırakın.**

10. Tedaviden Sonra

Tedavi seansını tamamladığınızda:

1. Kontrol düğmesine uzun süreyle basarak cihazı kapatın. Kullanılan son enerji seviyesi ayarını hatırlamaya çalışın, çünkü cihaz tekrar açıldığında bu ayar geri yüklenmeyecektir.
2. Adaptörü elektrik prizinden çekin.

11. Bakım

Her tedaviden sonra Silk'n Motion cihazınızı temizlemeniz önemlidir. Cihazı temizlemek için:



Cihazın fişini prizden çekin.



Tedavi yüzeyi dahil cihazı temizlemek için, temiz, kuru bir bezle silin. Cihazınıza zarar vereceğinden asla aseton veya diğer aşındırıcı sıvılar kullanmayın.



Cihazınızı temizledikten sonra orijinal kutusunda saklamanız önerilir.



Silk'n Motion cihazınızı veya herhangi bir parçasını asla suya batırmayın.

12. Sorun Giderme

Cihazınızın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Kendinizi tehlikeli elektrikli parçalara veya atımlı ışık enerjisine maruz bırakabilir ve kendinize ciddi zararlar verebilirsiniz. Bu durumda garantiniz de geçersiz kalır.

Sorun	Kontroller
Cihazım çalışmıyor.	<i>Adaptörün</i> cihaza düzgün bir şekilde bağlı olduğundan ve duvardaki elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
Cihaz cildime temas ettiğinde ışık atımı gönderilmiyor.	Cihazın bağlı ve <i>hazır ışığının</i> yanık olduğunu kontrol edin. <i>Tedavi yüzeyinin</i> cilde düz ve sağlam biçimde bastırıldığından ve cihazı cildiniz üzerinde hareket ettirdiğinizden emin olun.
Bir veya birden fazla ışık yanıp sönüyor.	Cihaz arızalı.
Cihaz çalışmayı durdurdu ve bekleme moduna girdi.	Cihazı başlatmak için <i>kontrol düğmesine</i> tekrar basın.

Sorun ve sorularınız için lütfen Silk'n Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

TR

13. Müşteri hizmetleri

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.silkn.eu. Bu kılavuzu www.silkn.eu adresinden PDF olarak da indirebilirsiniz. Beklenmeyen çalışma durumları veya olaylar ya da cihazınızla ilgili tüm diğer sorunlar için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz şunlardır:

Ülke	Servis numarası	E-posta
Belçika	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Fransa	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Almanya	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
İtalya		servizioclientiit@silkn.eu
Hollanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
İspanya	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
İngiltere	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Diğer ülkeler	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Silk'n garanti belgenize bakınız.

15. Bertaraf Etme







Çevreyi korumaya yardımcı olun. Evsel atıklarınızla birlikte atmayın ve ülkenizde elektrikli malzemelerin bertarafına ilişkin yasaları uyguladığınızdan emin olun.

16. Teknik Özellikler

Model no.	H3220
Işın Boyutu	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Teknoloji	Home Pulsed Light
Maksimum enerji seviyesi	Maks 4J/cm ²
Dalga boyu	475-1200nm
Çalıştırma ve Güvenlik	Ten Rengi Sensörü, cihazın sadece uygun cilt tiplerinde kullanılmasını sağlar.
Ambalaj Ebatları	220x220x135 mm
Sistem ağırlığı	275 gr
Kullanımlar arasında taşıma ve saklama ve saklama koşulları	Sıcaklık: -40°C ila +70°C Bağıl Nem: %10 ila %90 Atmosferik basınç: 500 - 1060hPa
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10°C - 35°C Bağıl Nem: %30 ila %75 Atmosferik basınç: 700 - 1060hPa
Kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C derece ortam sıcaklığıyla minimum çalışma sıcaklığına kadar gereken süre	30 dakika
Kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C derece ortam sıcaklığıyla maksimum çalışma sıcaklığına kadar süre	30 dakika
Çalışma modu	Sürekli

Adaptör Modelleri ve Elektriksel Özellikleri	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Giriş Çıkış	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vdc, 3,0 A
Ekipmanın beklenen hizmet ömrü	5 yıl

17. İşaretler ve semboller

	Bu sembolü taşıyan ürünler CE Direktiflerinin koşullarını yerine getirir.
	Sınıf II. Adaptör, çift yalıtımla elektrik şokuna karşı korunmaktadır.
IP30	Cihaz, çapı 2,5 mm'den büyük olan cisimlerin (örneğin elektrik çarpmasına karşı koruma için parmakların) girmesini önlemek için gerekli korumaya sahiptir.
	Islak ortamlarda kullanmayın.
	Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde geçerli kanunlara uygun biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunun. WEEE Direktifine uygun olarak.

Note legali

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SILK'N e il logo SILK'N sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAELE
www.silkn.eu o www.silkn.com, info@silkn.com.

Indice

1. Conoscere Silk'n Motion	171
2. Il fattore sicurezza con Silk'n Motion	172
3. Controindicazioni e avvertenze.....	172
4. Non usare Silk'n Motion se:.....	174
5. Prima di applicare il dispositivo, consultare il proprio medico in caso di:.....	175
6. Suggerimenti per la sicurezza	175
7. Potenziali effetti indesiderati	176
8. Rimozione duratura dei peli: la soluzione Silk'n	178
9. Per iniziare!.....	182
10. Dopo il trattamento	184
11. Manutenzione	184
12. Risoluzione dei problemi	185
13. Servizio di assistenza clienti	186
14. Garanzia.....	186
15. Smaltimento.....	186
16. Caratteristiche tecniche	187
17. Segni e simboli	188

1. Conoscere Silk'n Motion

Silk'n Motion è un dispositivo per uso domestico che sfrutta la luce per ridurre permanentemente la presenza di peli. Si tratta di un potente dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. Pertanto, prima dell'uso, leggere ogni avvertenza, controindicazione e precauzione di sicurezza, e seguirla scrupolosamente. Raccomandiamo all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso prima di ogni trattamento.

1.1. Contenuto della confezione

- Dispositivo di depilazione
- Adattatore con cavo
- Custodia
- Panno per la pulizia
- Certificato di garanzia
- Manuale per l'utente

1.2. Descrizione del dispositivo

Per individuare la posizione di ogni caratteristica di Silk'n Motion, fare riferimento allo schema sulla copertina di questo manuale.

1. Indicatori luminosi del livello di energia (1-5)
2. Luce del sensore del colore della pelle
3. Spia di attivazione
4. Pulsante di comando
5. Sensore del colore della pelle
6. Superficie di trattamento
7. Presa dell'adattatore

1.3. Uso previsto

Silk'n Motion è progettato per eliminare i peli superflui e contribuendo a lungo tempo o permanente alla loro diminuzione. Per riduzione permanente dei peli si intende una concreta riduzione a lungo termine del numero di peli in ricrescita dopo un regime di trattamento. Silk'n Motion può essere impiegato per rimuovere dal corpo peli indesiderati. Zone del corpo ideali sono ascelle, inguine, braccia, gambe, viso (al di sotto degli zigomi), schiena, spalle e petto.

Non usare questo dispositivo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

2. Il fattore sicurezza con Silk'n Motion

Con Silk'n Motion prima di tutto viene la sicurezza

La tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL) incorporata in Silk'n Motion offre un elevato grado di sicurezza grazie ai bassi livelli di energia impiegati. La tecnologia HPL consente risultati di rimozione a lungo termine con una frazione del livello di energia impiegato da altri dispositivi che sfruttano la luce. Il basso livello di energia riduce il rischio di danni o complicanze, e contribuisce alla sicurezza complessiva.

3. Controindicazioni e avvertenze

Silk'n Motion non è destinato a chiunque.

La depilazione che sfrutta il laser o fonti di luce pulsata intensa, in alcuni individui può causare un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i gruppi etnici a più alto rischio per questa tipo di risposta sono soggetti femmina di discendenza mediterranea, mediorientale e asiatica, per applicazioni su viso e collo. Per saperne di più visitare i siti web www.silkn.eu o il dominio web locale di Silk'n.




Questo dispositivo non deve essere utilizzato da: bambini, adulti con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, ovvero da manchi di esperienza o conoscenze sul suo utilizzo. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con il dispositivo.





Non esporre al sole le zone trattate e non utilizzare i livelli di energia da 2 a 5 su pelle abbronzata o dopo recente esposizione al sole (compresa l'esposizione a lampade solari). Consultare la sezione "6.1. Esposizione al sole".

- ❗ Usare al di sotto degli zigomi e non sul contorno occhi.
- ❗ Non utilizzare su aree trattate con filler o tossine.
- ❗ Non trattare su pelle tatuata o trucco permanente, macchie brune o nere (come lentiggini, nei, o verruche estesi), capezzoli, genitali, o labbra.
- ❗ Non trattare su eczema attivo, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (herpes labiale), pelle con caratteristiche anomale dovute a malattie sistemiche o metaboliche (p.es., diabete).
- ❗ Condizioni cutanee anormali causate da diabete oppure da altre malattie sistemiche o metaboliche.
- ❗ Non trattare zone su cui in passato si sono manifestati focolai erpetici.
- ❗ Non usare in gravidanza o allattamento.
- ❗ Non trattare sui aree sulle quali si potrebbe desiderare una ricrescita pilifera. I risultati sono permanenti.
- ❗ Non trattare più di una volta la stessa area nella medesima sessione di depilazione.
- ❗ Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della pelle, o in presenza di vesciche o scottature.
- ❗ Se si avverte fastidio, diminuire il livello di energia.
- ❗ Non usare mai liquidi infiammabili come alcol (inclusi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcol) o acetone per pulire la pelle prima dell'uso.

 Tenere il dispositivo lontano dall'acqua o dai liquidi! Non usare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Non lasciare o conservare il dispositivo in cui posizioni dalle quali possa cadere, essere spostato o finire in prossimità di acqua. Sussiste il rischio di folgorazione. Scollegare immediatamente la presa se il dispositivo entra in contatto con qualunque liquido e contattare il Servizio di assistenza clienti.

 Togliere tutti i gioielli prima dell'uso.

 Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è inserito in una presa. Assicurarsi che l'adattatore CA/CC sia sempre accessibile, in modo che possa essere estratto facilmente dalla presa in caso di emergenza.

 Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo Silk'n Motion. Tali tentativi espongono al contatto con componenti elettrici pericolosi o all'energia a luce pulsata. Ciò può comportare gravi danni fisici e invalida la garanzia.

4. Non usare Silk'n Motion se:

- La presa, i componenti aggiuntivi o gli accessori per questo dispositivo non sono raccomandati da Home Skinovations Ltd.
- La spina o il cavo di alimentazione elettrica sono danneggiati. Mantenere il cavo lontano da superfici calde.
- Durante l'uso si avverte odore di fumo.
- *Il sensore del colore della pelle, la superficie di trattamento, o l'involucro esterno del dispositivo sono incrinati o spaccati.*
- Il dispositivo non funziona o sembra essere danneggiato in qualunque altro modo.

In questi casi, interpellare il servizio di assistenza clienti di Silk'n.

5. Prima di applicare il dispositivo, consultare il proprio medico in caso di:

- Storia clinica di formazione di cicatrici cheloidee.
- Epilessia.
- Malattie collegate a fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, il lupus, ecc.
- Anamnesi di cancro della pelle o aree cutanee con neoplasie potenzialmente maligne.
- Radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi.
- Applicazione sulla pelle di farmaci a prescrizione medica negli ultimi 6 mesi.
- Qualsiasi altra condizione che, a parere del medico, renderebbe non-sicuro il trattamento.

6. Suggerimenti per la sicurezza

Questa sezione contiene informazioni che aiutano a utilizzare il dispositivo in sicurezza.

6.1. Esposizione al sole

- Il livello di energia più basso (1) è progettato per l'uso sicuro, anche dopo l'esposizione al sole.
- Se si utilizzano livelli di energia da 2 a 5, evitare l'esposizione al sole nelle 4 settimane precedenti e nelle 2 settimane successive al trattamento. Questo perché maggiori quantità di melanina espongono la pelle a maggiore rischio quando si utilizza un qualsiasi metodo di depilazione basata sulla luce. Ciò vale per qualsiasi tipo di pelle, anche per quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente.
- Non è consigliato, ma qualora si debba uscire al sole dopo un trattamento, assicurarsi di applicare un filtro solare con fattore di protezione SPF30 o superiore sull'area trattata. Procedere in questo modo per 2 settimane dopo un trattamento.

6.2. Esposizione degli occhi agli impulsi di luce

- Anche se è possibile utilizzare il dispositivo per il trattamento di peli sul viso, fare particolare attenzione a evitare il contatto con gli occhi e usare il dispositivo solo al di sotto degli zigomi.

6.3. Ferite o infezioni

- Attendere la guarigione dell'area interessata prima di un ulteriori trattamenti.

7. Potenziali effetti indesiderati

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si prestare attenzione a ogni avvertenza e controindicazione, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Tuttavia, qualsiasi procedura cosmetica, comprese quelle progettati per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Perciò, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze connesse all'utilizzo di sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

Lieve disagio cutaneo

La rimozione di peli a luce domestica casalinga è generalmente ben tollerata. Tuttavia, durante l'uso alcuni utenti avvertono un lieve fastidio sulla pelle. Più precisamente, sulle aree cutanee trattate si avverte una sensazione di lieve puntura. Tale sensazione può manifestarsi durante il trattamento e perdurare anche successivamente.

Ciò significa che occorre usare Silk'n Motion a un livello di energia più basso e, qualora ciò non aiuti, occorre interrompere l'uso del dispositivo.

Rossore cutaneo

La pelle si arrossa subito dopo l'utilizzo del dispositivo, o entro le 24 ore. Generalmente, il rossore sparisce entro 24 ore.

Se non sparisce entro 2-3 giorni, consulta il medico.

Assicurarsi che il livello di energia utilizzato sia confortevole e adatto al proprio colore di pelle.

Sensibilizzazione della pelle

La pelle dell'aria trattata è più sensibile. Ciò può produrre secchezza o desquamazione.

Cambiamenti della pigmentazione cutanea

L'azione di Silk'n Motion mira al fusto del pelo, in particolare alle cellule pigmentate del follicolo pilifero e al follicolo in sé stesso. Tuttavia, c'è il rischio di una temporanea iperpigmentazione (aumento della pigmentazione o colourazione bruna) o ipopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti di pigmentazione della pelle è più elevato nei soggetti con pelle più scura o intensamente abbronzata. Lo scolorimento o le modifiche di pigmentazione della pelle sono solitamente temporanei. Sono rari i fenomeni di iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente.

Rossore e gonfiore eccessivi

In rari casi, la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfia. Tale fenomeno è più comune nelle zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore si placano entro 2-7 giorni e vanno trattati con frequenti applicazioni di ghiaccio. È consentita una delicata pulizia dell'area ma occorre evitare l'esposizione al sole.

Vesciche o scottature

Raffreddare l'area interessata e applicare una crema contro le scottature. Prima di un altro trattamento, attendere fino a completa guarigione dell'area interessata e utilizzare un livello di energia più basso. **Se la pelle non torna normale entro 3 giorni, consultare il medico.**

8. Rimozione duratura dei peli: la soluzione Silk'n

L'efficienza di rimozione dei peli varia da persona a persona e in rapporto alla zona del corpo, al colore dei peli, e a come viene usato Silk'n Motion. Un tipico ciclo di crescita completa dei peli può richiedere 18-24 mesi. Durante questo tempo, per ottenere una rimozione permanente sono necessari diverse sessioni di trattamento.

Un tipico piano di rimozione dei peli con Silk'n Motion durante l'intero ciclo di crescita pilifera comprende:

- Da 1 a 4 trattamenti: Pianificare a distanza di due settimane l'uno dall'altro.
- Da 5 a 7 trattamenti: Pianificare a distanza di quattro settimane l'uno dall'altro.
- Oltre 8 trattamenti: Trattare, secondo necessità fino al conseguimento dei risultati desiderati.

8.1. Risultati di trattamento previsti

La risposta individuale dipende dal tipo di capelli e fattori biologici che possono influenzare il modello di crescita dei peli. Alcuni utenti possono rispondere più velocemente o più lentamente rispetto alla media.

Tipo di pelle ¹	Peli corporei ²	Fluenza di luce [J/cm ²]	Parte del corpo	Durata media del trattamento	Rapporto rimozione
1-5	Dal biondo scuro al marrone	2,5-4	Parte superiore o inferiore delle gambe	Circa 10-12 sessioni a distanza di 4 settimane.	60%
			Braccia		50%
			Linea bikini		60%
			Ascelle		55%

Tipo di pelle ¹	Peli corporei ²	Fluena di luce [J/cm ²]	Parte del corpo	Durata media del trattamento	Rapporto rimozione
1-5	Da castano a nero	2,5-4	Parte superiore o inferiore delle gambe	Circa 8-10 sessioni a distanza di 4 settimane.	70%
			Braccia		60%
			Linea bikini		70%
			Ascelle		65%

¹ I tipi di pelle si basano sulla classificazione della scala cromatica di Fitzpatrick. Per individuare la posizione di ogni caratteristica del dispositivo, fare riferimento allo schema sulla copertina di questo manuale.

² Non efficace su peli corporei bianchi.

8.2. Livelli di energia


Il livello di energia determina l'intensità della pulsazione luminosa sulla pelle. Aumentando il livello di energia, migliorano i risultati della depilazione, ma, di pari passo, aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicanze.

- Il dispositivo ha 5 livelli di energia: da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), visualizzati da 5 indicatori luminosi di energetico.
- All'accensione del dispositivo, il livello di energia viene automaticamente impostato su 1. Si accenderà un solo indicatore luminoso del livello di energia.
- Per modificare il livello di energia, premere ripetutamente il *pulsante di comando* per aumentare il livello di energia da 1 a 5. Una volta a livello 5, premere nuovamente *pulsante di comando* per ridurre il livello di energia da 5 a 1.



Per determinare il livello di energia appropriato all'area da trattare, fare riferimento alla sezione "9.1. Prima del primo trattamento".

8.3. Tecnica a pulsazione e a scorrimento



La tecnica a **pulsazione** è la migliore con livelli di energia elevati.

- Premere la *superficie di trattamento* contro la pelle. Procedere per linee (in orizzontale o in verticale). Iniziare a un estremo di ciascuna linea procedendo fino all'estremità opposta.
- Quando viene premuta sulla pelle, la *superficie di trattamento* crea delle "impronte" temporanee sull'area trattata. In questo modo, è possibile vedere le zone appena trattate.
- Dopo ciascun impulso, spostare la *superficie di trattamento* sul punto successivo. Continuare con l'azione pulsante su tutta che si sta trattando.
- Evitare vuoti o sovrapposizioni durante l'uso del dispositivo.

La tecnica di scorrimento è la migliore con livelli di energia più bassi.

- Premere bene la *superficie di trattamento* contro la pelle facendolo aderire e scorrendolo (in senso orizzontale o verticale). Assicurarsi che la *superficie di trattamento* tocchi sempre la pelle.
- A livelli di energia più bassi, il dispositivo impiega solo 1-1,5 secondi per ricaricarsi tra un impulso e l'altro. Ciò genera una sequenza ininterrotta di flash.
- Fare scorrere con una velocità che consenta di evitare spazi non trattati o sovrapposizioni.
- ! Non trattare più di una volta la stessa area nella medesima sessione di depilazione.
- ! Interrompere immediatamente l'uso se si avverte fastidio.

8.4. Sensori del dispositivo

Silk'n Motion dispone di tre sensori: per contatto, movimento e colore.

- **Contatto e movimento:** Il dispositivo emette impulsi ripetuti solo quando si trova a stretto contatto con la pelle e viene fatto muovere su di essa.
- **Colore:** La depilazione basata sulla luce su pelli di tonalità più scura, può determinare effetti avversi, come scottature, vesciche, e cambiamenti di colore (iper- o ipopigmentazione). Silk'n Motion è dotato di un *sensore che rileva automaticamente il colore della pelle. Il sensore del colore della pelle verifica il colore della pelle all'inizio di, e occasionalmente durante, ogni trattamento.*



Se Silk'n Motion rileva un tono di pelle scuro e il livello di energia è impostato su 3 o superiore, il dispositivo auto-adatterà e imposterà il livello di energia a 2.

8.5. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n

Per molti, Silk'n Motion può essere il primo dispositivo a emissione di luce utilizzato. Durante il trattamento con è normale avvertire o accorgersi di:

- **Rumore:** La ventola di raffreddamento produce un rumore simile all'asciugacapelli. Ciò è normale.
- **Uno schiocco:** Per ogni flash di luce HPL™ erogato.
- **Una sensazione di calore e formicolio:** In concomitanza con ciascun impulso luminoso.
- **Rossore:** Non è raro osservare una lievissima colourazione rosacea della pelle durante o subito dopo un trattamento. Generalmente, tale fenomeno si manifesta con maggiore evidenza intorno agli stessi peli.



Interrompere immediatamente il trattamento se si vede la pelle molto rossa.



Se si presentano complicanze contattare immediatamente il medico.

9. Per iniziare!

L'uso di Silk'n Motion prevede le seguenti fasi:

1. Estrarre il dispositivo e gli altri componenti dalla confezione.
2. Collegare il *cavo dell'adattatore* al connettore del dispositivo e inserire l'*adattatore* nella presa elettrica. Si accenderanno gli *indicatori luminosi del livello di energia*, e poi si spegneranno.

9.1. Prima del primo trattamento

 Rimuovere tutti i gioielli prima dell'uso.

L'utente deve decidere quale livello di energia è appropriato all'area che intende trattare. Il dispositivo dispone di 5 livelli di energia: da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Ad esempio, si potrebbe trattare un'area al livello di energia 1 e un'altra al livello 4. Per informazioni sui livelli di energia, consultare la sezione "8.2. Livelli di energia".

Per selezionare il livello di energia appropriato, testare ciascun area separatamente (fare riferimento al diagramma colourimetrico della pelle sulla copertina del manuale).

1. Per accendere il dispositivo, premere il *pulsante di comando*. Si illumina l'*indicatore luminoso del livello di energia 1*.
2. Per erogare un impulso, appoggiare la *superficie di trattamento* sulla pelle. Se non si avverte alcun fastidio anomalo, premere di nuovo il *pulsante di comando*. Ciò aumenterà il livello di energia. Cambiare punto sulla pelle e erogare un impulso a livello di energia 2.
3. Continuare a testare aumentando il livello di energia. Utilizzare i livelli di energia come indicato dal diagramma colourimetrico della pelle. Una volta individuato il più alto livello di energia adatto a una specifica area è possibile iniziare il trattamento.

 Se si avverte fastidio, diminuire il livello di energia.

Ripetere il test su ciascuna parte del corpo che si desidera trattare.

Siete ora pronti a usare Silk'n Motion

1. La pelle delle aree da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e priva di talco, antitraspiranti o deodoranti. **Non fare la ceretta, tirare o strappare i peli.**



Assicurarsi di coprire nei, verruche o altri segni sulla pelle da non trattare.

2. Premere la *pulsante di comando*. Il dispositivo si accende, si illumina l'*indicatore luminoso del livello di energia 1* e parte la ventola di raffreddamento.
3. Circa 1 secondo dopo aver premuto il *pulsante di comando*, si accende la *spia di attivazione*. Il dispositivo è ora pronto per l'uso al livello di energia più basso.
4. **Impostazione del livello d'energia.** Premere ripetutamente il *pulsante di comando* per aumentare l'energia fino al livello desiderato. Gli *indicatori luminosi del livello di energia* mostrano il livello di energia impostato (fare riferimento alla sezione "8.2. Livelli di energia").
5. L'utente deve scegliere se desidera trattare l'area con tecnica a **Scorrimento** o **Pulsante** (Consultare la sezione "8.3. Tecnica a pulsazione e a scorrimento").
6. Applicare la *superficie di trattamento* alla pelle. Assicurarsi che la pelle sia distesa liscia e uniforme. Una volta che la *superficie di trattamento* è a pieno contatto con la pelle, la *spia di attivazione* comincerà a lampeggiare lentamente.
7. Per prima cosa, il dispositivo determinerà automaticamente il colore della pelle, quindi emetterà un impulso di luce. L'utente avvertirà una lieve sensazione di calore e formicolio, e sentirà uno schiocco.
8. Se si sta utilizzando la tecnica pulsante, rimuovere il dispositivo dalla pelle. Il dispositivo si ricarica immediatamente e si ricarica per l'impulso successivo. Dopo alcuni secondi (in base al livello di energia) la *spia di attivazione* si riaccende, lampeggiando lentamente quando il dispositivo viene premuto contro la pelle.
9. Se si sta utilizzando la tecnica pulsante, ripetere il processo. Se si sta utilizzando la tecnica a scorrimento, continuare normalmente. In ogni caso, continuare fino a completare il trattamento sull'intera area.



Interrompere immediatamente il trattamento in caso di vesciche o scottature sulla pelle.

10. Dopo il trattamento

Una volta terminata la sessione di trattamento:

1. Spegnerlo il dispositivo con una pressione più lunga del pulsante di comando. Annotare il livello di energia impostato nell'ultima sessione perché non verrà automaticamente ripristinato alla riaccensione.
2. Estrarre l'adattatore dalla presa elettrica.

11. Manutenzione

Dopo ogni sessione di trattamento, è importante pulire Silk'n Motion. Per pulire il dispositivo:



Scollegare il dispositivo.



Pulire il dispositivo, inclusa la superficie di trattamento, con un panno asciutto e pulito. Non usare mai acetone o altri fluidi abrasivi, perché danneggerebbero il dispositivo.



Dopo la pulizia, conservare il dispositivo nella sua confezione originale.



Non immergere mai Silk'n Motion o suoi componenti in acqua.

12. Risoluzione dei problemi

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi o all'energia a luce pulsata e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	Verificare che l' <i>adattatore</i> sia correttamente collegato al dispositivo e inserito in una presa elettrica a muro.
Quando è a contatto con la pelle, il dispositivo non emette nessuna luce pulsata.	Verificare che il dispositivo sia connesso e che la <i>spia di attivazione</i> sia accesa. Assicurarsi che la <i>superficie di trattamento</i> sia uniformemente e saldamente a contatto con la pelle e che si stia muovendo il dispositivo sulla stessa.
Una o più indicatori luminosi lampeggiano.	Il dispositivo non funziona bene.
Il dispositivo ha smesso di funzionare ed è in modalità standby.	Premere nuovamente il <i>pulsante di comando</i> per avviare il dispositivo.

Rivolgersi a servizio di assistenza clienti Silk'n.

13. Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.silk'n.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silk'n.eu. Contattare il servizio di assistenza clienti per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silk'n.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spagna	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
Regno Unito	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Garanzia

Fare riferimento al certificato di garanzia Silk'n.

15. Smaltimento







Contribuiamo a proteggere l'ambiente. Non smaltire tra i rifiuti domestici e attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.

16. Caratteristiche tecniche

N. del modello	H3220
Dimensione dello spot luminoso	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Tecnologia	Home Pulsed Light
Livello massimo di energia	Max 4J/cm ²
Lunghezza d'onda	475-1.200 nm
Funzionamento e Sicurezza	Il sensore del colore della pelle consente di utilizzare il dispositivo sul tipo di pelle appropriato.
Dimensioni della confezione	220 x 220 x 135 mm
Peso del sistema	275 g
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da -40 a +70°C Umidità relativa: da 10 a 90% Pressione atmosferica: da 500 a 1.060 hPa
Condizioni operative	Temperatura: da 10 °C a 35 °C Umidità relativa: da 30 a 75% Pressione atmosferica: da 700 a 1.060 hPa
Tempo dalla temperatura di stoccaggio minima tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Tempo dalla temperatura di stoccaggio massima tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Modo d'uso	Continuo

Modelli di adattatore e valori nominali	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Ingresso Uscita	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vcc, 3,0 A
Vita utile prevista per il dispositivo	5 anni

17. Segni e simboli

	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.
	Classe II. L'adattatore è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
IP30	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti di diametro maggiore di 2,5 mm, come le dita, come misura di protezione dalle scosse elettriche.
	Non utilizzare in ambienti umidi.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici. Smaltire conformemente alla normativa nazionale per contribuire a proteggere l'ambiente. Conforme alla direttiva WEEE.

Juridiske merknader

Home Skinovations Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet, eller produserbarhet. Informasjon levert av Home Skinovations Ltd antas å være nøyaktig og pålitelig på offentliggjøringsstidspunktet. Men Home Skinovations Ltd påtar seg intet ansvar for bruken. Det gis ingen lisens ved dets implikasjon eller under noen patent eller patentrettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan endres uten varsel.

Home Skinovations Ltd eier patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforholdet i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

SILK'N og SILK'N-logoen er registrerte varemerker som tilhører Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu eller www.silkn.com, info@silkn.com.

Innholdsfortegnelse

1. Bli kjent med din Silk'n Motion	191
2. Sikkerhet med Silk'n Motion	192
3. Kontraindikasjoner og advarsler.....	192
4. Ikke bruk Silk'n Motion dersom:.....	194
5. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har:	195
6. Sikkerhetstips	195
7. Mulige bivirkninger	196
8. Langsiktig hårfjerning med Silk'n-måten	198
9. Komme i gang!	202
10. Etter behandling	204
11. Vedlikehold	204
12. Feilsøking	204
13. Kundeservice.....	205
14. Garanti	206
15. Kassering	206
16. Spesifikasjoner.....	206
17. Tegn og symboler	207

1. Bli kjent med din Silk'n Motion

Silk'n Motion er et lysbasert apparat for langvarig hårfjerning beregnet for hjemmebruk. Det er et kraftig elektrisk apparat og bør brukes med spesiell fokus på sikkerhet. Sørg for å lese alle advarsler, kontraindikasjoner og sikkerhetsregler før bruk, og følg dem strengt. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med instruksjonene på nytt før hver behandling.

1.1. Pakkeinnhold

- Hårfjerningsenhet
- Nettadapter med ledning
- Oppbevaringseske
- Rengjøringsklut
- Garantikort
- Brukerhåndbok

1.2. Enhetsbeskrivelse

Se diagrammet på forsiden av denne håndboken for å se plasseringen av hver funksjon av din Silk'n Motion.

1. Energivåindikatorlys (1-5)
2. Hudfargesensorlys
3. Klar-lys
4. Kontrollknapp
5. Hudfargesensor
6. Vindu
7. Adapterstøpsel

1.3. Tiltent bruk

Silk'n Motion er ment å fjerne uønsket hår og effekt på langsikt, eller permanent hårreduksjon. Permanent hårreduksjon er definert som en langvarig stabil reduksjon i antall hår som vokser ut etter et behandlingsregime. Du kan bruke Silk'n Motion for å fjerne uønsket kroppshår. Ideelle kroppsområder omfatter armhulene, bikinilinjen, armer, ben, ansiktet (under kinnbena), ryggen, skuldrene og brystet.

Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

2. Sikkerhet med Silk'n Motion

Med Silk'n Motion kommer sikkerheten først

Home Pulsed Light™ (HPL)-teknologi i Silk'n Motion gir overlegen sikkerhet med lavere energinivå. HPL oppnår langtids hårfjerningsresultater til en brøkdel av energinivået som brukes i annet lys-basert hårfjerningsutstyr. Den lave energien reduserer risikoen for skade eller komplikasjoner, og bidrar til den generelle sikkerheten.

3. Kontraindikasjoner og advarsler

Silk'n Motion er ikke beregnet for alle.

Hårfjerning med laser eller IPL-kilder kan føre til økt hårvekst hos noen individer. Basert på tilgjengelige data, de høyeste risikogruppene for denne responsen er kvinner i Middelhavet, Midtøsten og Sør-Asia når brukt på ansikt og hals. For mer informasjon, besøk www.silkn.eu eller ditt lokale Silk'n-domene.




Dette apparatet må ikke brukes av følgende personer: barn, voksne med begrensede fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller de som mangler erfaring i eller kunnskap om hvordan de bruker apparatet. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.




Behandlede områder må ikke utsettes for sol. Energinivåene 2-5 må ikke brukes på solbrun hud eller rett etter at huden har vært utsatt for sol (gjelder også solarium). Se avsnittet "6.2. Eksponering av pulsllys for øynene".

- ❗ Brukes under kinnbena og ikke rundt øynene.
- ❗ Må ikke brukes på områder med injiserte fyll eller giftstoffer.
- ❗ Ikke bruk apparatet på tatoveringer eller permanent sminke, mørkebrune eller sorte flekker (så som store fregner, føflekker eller vorter), brystvorter, kjønnsdelene eller leppene.
- ❗ Ikke bruk apparatet på aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes).
- ❗ Unormale hudsykdommer forårsaket av diabetes, systemiske eller andre stoffskiftesykdommer.
- ❗ Ikke behandle på et område som har en historikk av herpes-utbrudd.
- ❗ Ikke bruk dersom du er gravid eller ammer.
- ❗ Ikke bruk apparatet på områder hvor det kan tenkes at du ønsker hårvekst i fremtiden. Resultatene er permanente.
- ❗ Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt.
- ❗ Stopp bruken umiddelbart hvis huden blir veldig rød, får blemmer eller forbrenninger.
- ❗ Bruk et lavere energinivå hvis du opplever ubehag.
- ❗ Brennbare væsker som alkohol (inkludert parfyme, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som inneholder alkohol) eller aceton må aldri brukes til å rense huden før bruk.

 Hold apparatet unna vann eller væsker! Ikke bruk nær badekar, dusjer, servanter eller andre vannbeholdere. Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle, skyves eller plasseres hvor som helst i nærheten av vann. Det er fare for elektrisk støt. Koble apparatet umiddelbart fra strømmen hvis det kommer i kontakt med en væske og ta kontakt med kundeservice.

 Fjern alle smykker før bruk.

 Apparatet må aldri være uten tilsyn når det er koblet til en stikkontakt. Sørg for at nettadapteren er lett tilgjengelig til enhver tid, slik at den kan enkelt kan trekkes ut av stikkontakten i nødstilfeller.

 Ikke forsøk å åpne eller reparere apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter eller pulsert lysenergi. Du kan forårsake alvorlig skade på deg selv, og du vil ugyldiggjøre garantien.

4. Ikke bruk Silk'n Motion dersom:

- Pluggen eller tilbehøret er ikke anbefalt av Home Skinovations Ltd.
- Strømledningen eller støpselet er skadet på apparatet. Hold strømledningen unna oppvarmede overflater.
- Du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.
- *Hudfargesensoren, vinduet eller apparatet har sprekker eller faller fra hverandre.*
- Apparatet ikke fungerer eller ser ut til å være ødelagt på en eller annen måte.

I slike tilfeller, kontakt Silk'n kundeservice.

5. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har:

- Tidligere historikk av klumpete arrdannelse (keloid).
- Epilepsi.
- En sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.
- hatt hudkreft eller hatt potensielle hudmaligniteter på områder av kroppen.
- Tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste 3 månedene.
- Brukt lege-foreskrevne legemidler på huden din i løpet av de siste 6 månedene.
- En annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bli behandlet.

6. Sikkerhetstips

Denne delen har informasjon som kan hjelpe deg bruke enheten trygt.

6.1. Eksponering for solen

- Laveste energinivå (1) er designet for sikker bruk, selv etter å ha vært i kontakt med sol!
- Hvis du bruker energinivåene 2-5, unngå eksponering for solen i 4 uker før og 2 uker etter behandlingen. Dette er fordi høyere mengder av melanin utsetter huden for større risiko ved bruk av en hvilken som helst metode for lysbasert hårfjerning. Dette gjelder alle hudtyper, selv de som ikke blir raskt brune.
- Vi anbefaler det ikke, men hvis du må ut i solen etter en behandling må du bruke en solkrem med en minimum solfaktor på 30. Gjør dette i 2 uker etter en behandling.

NO

6.2. Eksponering av pulslys for øynene

- Selv om du kan bruke apparatet til å behandle ansiktshår, må du være spesielt forsiktig slik at du unngår kontakt med øynene og kun behandle området under kinnbena.

6.3. Sår eller infeksjoner

- Før ytterligere bruk, vent inntil det påvirkede området har blitt fullstendig friskt.

7. Mulige bivirkninger

Hvis du følger instruksjonene fullt ut og tar hensyn til alle advarsler og kontraindikasjoner, er komplikasjoner og bivirkninger mindre vanlige. Men hver kosmetisk prosedyre, inkludert de for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Derfor er det viktig at du forstår og aksepterer risikoen og komplikasjonene som kan oppstå med lysbaserte hårfjerningssystemer designet for hjemmebruk.

Mindre ubehag i huden

Pulsert lyshårfjerning for hjemmebruk er generelt godt tolerert. Men noen brukere føler mildt ubehag under bruk. Dette kan best beskrives som en mild stikkende følelse på de behandlede hudområdene. Den stikkende følelsen kan vare under eller etter behandling.

Dette betyr at du bør bruke Silk'n Motion på et lavere energinivå, og hvis dette ikke fungerer må du stoppe bruken av apparatet.

Rød hud

Huden kan bli rød umiddelbart etter bruk av enheten eller innen 24 timer. Rødhet forsvinner generelt innen 24 timer.

Kontakt legen din hvis rødheten ikke forsvinner i løpet av 2 til 3 dager.

Kontroller at du bruker energinivået som er behagelig for deg og passer for hudfargen din.

Økt sensitivitet av huden

Huden på det behandlede området blir mer følsomt og du kan oppleve tørrhet og/eller flassing.

Pigmentforandringer

Silk'n Motion retter seg mot hårskaftet, særlig de pigmenterte cellene i hårsekken og selv hårsekken. Ikke desto mindre er det en risiko for midlertidig hyperpigmentering (økt eller pigment brun misfarging) eller hypopigmentering (hvithet) av den omgivende huden. Risiko for endringer i hudpigmentering er høyere for folk med mørkere hudtoner eller tungt brun hud. Vanligvis er misfarging eller endringer av hudpigmentet midlertidig, og permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering er sjeldne.

Overdreven rødhet og oppsvulming

I sjeldne tilfeller kan behandlet hud bli veldig rød og hoven. Dette er mer vanlig i følsomme områder av kroppen. Rødheten og hevelsen bør avta i løpet av 2 til 7 dager, og bør behandles med hyppige påføringer av is. Lett rensing er OK, men unngå eksponering for solen.

Blemmer eller forbrenninger

Avkjøl det berørte området og bruk antiforbrenningskrem. Vent til området har grodd helt før en ny behandling, og bruk et lavere energinivå. **Hvis huden ikke går tilbake til normalen innen 3 dager, bør du kontakte lege.**

8. Langsiktig hårfjerning med Silk'n-måten

Hårfjerningens effektivitet varierer fra person til person i henhold til kroppsområdet, hårfarge, og hvordan Silk'n Motion brukes. En typisk full hårvekstsyklus kan ta 18-24 måneder. I løpet av denne tiden kreves det flere behandlinger for å oppnå permanent hårfjerning.

Typisk Silk'n Motion-hårfjerningsplan i løpet av en full hårvekstsyklus inkluderer:

- Behandlinger 1-4: Planlegg to uker imellom.
- Behandlinger 5-7: Planlegg fire uker imellom.
- Behandlinger 8+: Inntil ønskede resultater er oppnådd.

8.1. Forventede behandlingsresultater

Individuell respons avhenger av hårtype samt biologiske faktorer som kan påvirke hårvekstmønstre. Noen brukere kan reagere raskere eller langsommere enn gjennomsnittlig antall behandlinger.

Hudtype ¹	Kroppshår ²	Lysfluens [J/cm ²]	Del av kroppen	Gjennomsnittlig behandlingstid	Effektivitet av hårfjerning
1-5	Mørkeblondt til brunt	2.5-4	Legger eller lår	Behandling 10-12, ca. 4 ukers mellomrom.	60 %
			Armer		50 %
			Bikininilje		60 %
			Armhuler		55 %
1-5	Brun til svart	2.5-4	Legger eller lår	Behandling 8-10, ca. 4 ukers mellomrom.	70 %
			Armer		60 %
			Bikininilje		70 %
			Armhuler		65 %

¹Hudtyper er basert på Fitzpatrick-skalaen over hudfarger. Se hudfargekartet på forsiden av denne bruksanvisningen.

²Ikke egnet for hvite kroppshår.

8.2. Energinivåer


Energinivået bestemmer intensiteten lyspulsene sender mot huden din. Ettersom energinivået øker, øker også resultatene av hårfjerningen i tillegg til mulige bivirkninger og komplikasjoner.

- Apparatet bruker 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste), representert av de fem *indikatorlysene for energinivå*.
- Når enheten er slått på, er energinivået satt til nivå 1 automatisk. Only one energy level indicator light will be on.
- For å endre energinivået, trykk *kontrollknappen* gjentatte ganger for å øke energinivået fra 1 til 5. Når på nivå 5, trykk *kontrollknappen* igjen for å redusere energinivået fra 5 tilbake til 1.



For å finne riktig energinivå for behandlingsområdet, se avsnitt "9.1. Før din første behandling"

8.3. Pulsering og gliding



Pulsering er den beste teknikken for å arbeide ved et høyere energinivå.

- Trykk *vinduet* mot huden. Arbeid i rader (enten på tvers eller ned som vist i bildet). Start i den ene enden av hver rad, og videre til den andre enden.

NO

- *Vinduet* skaper midlertidige trykkmerker på det behandlede området slik at du kan se områdene du har behandlet.
- Flytt *vinduet* til neste område etter hver puls. Fortsett med denne pulserende handlingen for området du behandler.
- Unngå mellomrom eller overlappinger når du bruker enheten.

Gliding er den beste teknikken for å arbeide ved et lavere energinivå.

- Trykk *vinduet* godt mot huden og sakte gli over huden din (enten over eller ned, som vist på bildet). Pass på at *vinduet* alltid er i kontakt med huden.
- På de lavere energinivåene bruker apparatet kun 1-1,5 sekunder for å lade seg mellom pulsene. Dette genererer en nonstop-sekvens av blinking.
- Gli med en hastighet som unngår mellomrom og overlappinger.

❗ Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt.

❗ Stopp bruken av apparatet umiddelbart ved ubehag.

8.4. Sensorer

Silk'n Motion har tre sensorer for berøring, bevegelse og farge.

- **Berøring og bevegelse:** Apparatet vil kun avgi gjentatte pulser når det har kontakt med og beveges over huden.
- **Farge:** Lysbasert hårfjerning på mørkere hudtoner kan resultere i uønskede effekter så som brannsår, blemmer og endringer i hudfarge (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Motion har en *hudfargesensor* som registrerer fargen på huden din automatisk. *Hudfargesensoren* kontrollerer hudfargen din ved oppstart, og en gang i blant under hver behandling.



Hvis Silk'n Motion oppdager at du har en mørk hudfarge og energinivået er innstilt på 3 eller høyere, vil apparatet automatisk justere energinivået tilbake til 2.

8.5. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n

For mange mennesker, kan det å bruke Silk'n Motion være deres første erfaring med et lysbasert apparat. Under en behandlingsøkt er det normalt å oppleve eller føle:

- **Støy:** Kjøleviften lager støy som ligner en hårføner. Dette er normalt.
 - **En smellende lyd:** Med hver puls av HPL™-lys.
 - **En følelse av varme og kribling:** Under hver lyspuls.
 - **Noe rødhet:** Det er ikke uvanlig å se noen svært mild, rosa-aktig hudfarge under eller like etter en behandling. Dette er vanligvis mest merkbart rundt selve hårene.
- ❗ Stopp bruken umiddelbart hvis huden blir veldig rød.
- ❗ Ta kontakt med legen din hvis du opplever komplikasjoner.

9. Komme i gang!

For å bruke din Silk'n Motion, utfør følgende trinn:

1. Ta apparatet og andre komponenter ut av esken.
2. Sett *adapterledningen* i kontakten på apparatet og *adapterstøpselet* i en stikkontakt. Alle *indikatorlys for energinivå* vil slå seg på, og deretter slå seg av.

9.1. Før din første behandling



Fjern alle smykker før bruk.

Du må bestemme hvilket energinivå som er riktig for huden din og det området du ønsker å behandle. Apparatet har 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste). Du kan for eksempel behandle ett område på energinivå 1, og et annet på nivå 4. For informasjon om energinivåer, se del "8.2. Energinivåer".

Å velge riktig energinivå, teste hvert behandlingsområdet separat (se hudfargekartet på forsiden av denne bruksanvisningen).

1. Trykk på *kontrollknappen* for å slå på enheten. Indikatorlyset for nivå 1-*energinivået* vil slå seg på.
2. Plasser *vinduet* på huden for å levere én puls. Dersom du ikke opplever uvanlig ubehag, trykk på *kontrollknappen* igjen. Dette vil øke energinivået. Send ut en puls mot et annet hudområde på energinivå 2.
3. Fortsett testing ved økt energinivå. Bruk energinivået angitt på hudfargekartet. Når du finner det høyeste energinivået som er behagelig for det bestemte behandlingsområdet, kan du starte behandlingen.



Bruk et lavere energinivå hvis du opplever ubehag.

Gjenta denne testen for hver del av kroppen du ønsker å behandle.

Du er nå klar til å bruke din Silk'n Motion.

1. Før du behandler et område, bør huden være barbert, tørr og fri for pudder, deodoranter, kremer og salver. **Avstå fra å vokse eller plukke ut håret. Bruk heller ikke pinsett.**



Sørg for å dekke til føflekker, vorter eller andre merker på huden som ikke skal behandles.

2. Trykk på *kontrollknappen*. Apparatet vil slå seg på, indikatorlyset for *energinivå 1* vil være på, og en viftelyd vil starte.
3. Ca. 1 sekund etter å ha trykket på *kontrollknappen* vil *klar-lyset* slå seg på. Apparatet er nå klart til å brukes på det laveste energinivået.
4. **Still inn energinivået.** Trykk på *kontrollknappen* gjentatte ganger for å øke energinivået inntil har nivået du ønsker. Indikatorlysene for *energinivå* indikerer energinivåinnstillingen (se avsnitt "8.2. Energinivåer").
5. Avgjør om du vil behandle området med **gliding** eller **pulsing** (se avsnitt "8.3. Pulsing og gliding").
6. Plasser *vinduet* på huden. Sørg for at huden er spredt likt og jevnt. Når *vinduet* er i full kontakt med huden, vil *klar-lyset* begynne å blinke sakte.
7. Apparatet vil først bestemme fargen på huden din automatisk, og det blinker en puls av lys på huden din. Du vil føle en mild følelse av varme og kribling, og du kan høre en smellende lyd.
8. Hvis du pulserer, fjern apparatet fra huden din. Apparatet vil umiddelbart lades opp for neste puls. Etter noen få sekunder (avhengig av energinivået), vil *klar-lyset* slå seg på igjen, og begynne å blinke sakte når trykket mot huden.
9. Hvis du pulserer, gjenta prosessen. Hvis du glir, bare fortsett. Fortsett å pulsere eller gli før du har behandlet hele området.



Stopp bruken umiddelbart dersom huden din får blemmer eller forbrenninger.





10. Etter behandling

Når du er ferdig med behandlingsøkten:

1. Slå av enheten med et forlenget trykk på kontrollknappen. Husk det siste energinivået du var på, da dette ikke vil gjenopprettes når du slår apparatet på igjen.
2. Fjern adapteren fra den elektriske stikkontakten.

11. Vedlikehold

Det er viktig å rengjøre Silk'n Motion-apparatet etter hver behandling. For å rengjøre apparatet:

-  Plugg fra apparatet.
-  Rengjør apparatet og vinduet ved å tørke dem av med en ren og tørr klut. Du må aldri bruke aceton eller andre slipende væsker, fordi de skader apparatet.
-  Etter rengjøring anbefaler vi å lagre apparatet i originalboksen.
-  Aldri legg Silk'n Motion eller noen av enkeltkomponentene i vann.

12. Feilsøking

Ikke forsøk å åpne eller reparere apparatet. Du kan utsette deg selv for farlige elektriske komponenter eller energi fra pulslys og forårsake alvorlig skade på deg selv. Det vil også gjøre garantien ugyldig.

Problem	Kontroller
Apparatet starter ikke.	Sørg for at <i>adapteren</i> er riktig koblet til apparatet, og at det er koblet til en stikkontakt på veggen.

Problem	Kontroller
Det avgis ingen lyspuls når apparatet berører huden min.	Kontroller at apparatet er tilkoblet og <i>klar-lyset</i> er slått på. Pass på at <i>vinduet</i> er jevnt og fast presset mot huden, og at du beveger apparatet over huden.
Ett eller flere lys blinker.	Apparatet feilfungerer.
Apparatet har sluttet å virke og er i standby-modus.	Trykk på <i>kontrollknappen</i> igjen for å starte apparatet.

For problemer eller spørsmål, kontakt Silk'n kundeservice.

13. Kundeservice

Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.silkn.eu. Denne håndboken er også tilgjengelig som en PDF-nedlasting fra: www.silkn.eu. Kontakt kundeservice for å rapportere uventede problemer eller hendelser ved bruk, eller andre problemer med apparatet. Vår kontaktinformasjon er:

Land	Servicenummer	E-post
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Storbritannia	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andre land	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Se ditt Silkn-garantkort.

15. Kassering






Bidra til å beskytte miljøet. Ikke kast apparatet sammen med husholdningsavfall, og sørg for å følge lokale lover for avhending av elektriske artikler.

16. Spesifikasjoner

Modellnr.	H3220
Spotstørrelse	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Teknologi	Home Pulsed Light
Maksimalt energinivå	Max 4J/cm ²
Bølgelengde	475-1200nm
Drift og sikkerhet	Hudfargesensor sikrer bruk bare på egnede hudtyper
Pakkestørrelse	220 x 220 x 135 mm
Systemvekt	275 gm
Transport og oppbevaring mellom bruk, samt oppbevaringsbetingelser	Temperatur: -40 °C til +70 °C Relativ luftfuktighet: 10 % til 90 % Atmosfærisk trykk: 500 til 1060 hPa
Driftsforhold	Temperatur: 10 °C til 35 °C Relativ luftfuktighet: 30 % til 75 % Atmosfærisk trykk: 700 til 1060 hPa
Tid fra minimum oppbevaringstemperatur mellom bruk til minimum brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter

Tid fra maksimal oppbevaringstemperatur mellom bruk til maksimal brukstemperatur ved en omgivelsestemperatur på 20 °C	30 minutter
Driftsmodus	Kontinuerlig
Adaptermodeller og -klassifisering	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Inngang Utgang	100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,9 A 12 V DC, 3,0 A
Forventet levetid for utstyret	5 år

17. Tegn og symboler

	Produkter som er merket med dette symbolet oppfyller kravene i EU-direktivene.
	Klasse II. Adapteren er beskyttet mot elektrisk støt ved hjelp av en dobbel isolasjon.
IP30	Adapteren er beskyttet mot inntrengning av gjenstander som er større enn 2,5 mm i diameter, slik som fingre, for å beskytte mot elektrisk støt.
	Skal ikke brukes i våte miljøer.
	Skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kasser i tråd med landets lover og for å bidra til å beskytte miljøet. I henhold til WEEE-direktivet.

Rättsligt meddelande

Home Skinovations Ltd innehar rättigheterna att ändra sina produkter och deras specifikationer för att kunna förbättra användningen, pålitligheten och tillverkningen av dem. Information som ges av Home Skinovations Ltd. Skall anses som sann och tillförlitlig vid tidpunkten för publicering. Dock tar inte Home Skinovations Ltd. något ansvar för användandet av produkten. Inga licenser beviljas oberoende av vad de innefattar eller av vilka patenter eller patenträttigheter som innehas av Home Skinovations Ltd.

Inga delar av detta dokument får återskapas eller överföras till någon på något sätt, d.v.s. inte elektroniskt och inte mekaniskt för någon användning utan innehav av skriftligt godkännande från Skinovations Ltd. Datan kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

Home Skinovations Ltd innehar patenter och patentansökningar som väntar på godkännande, varumärken, copyrights och annan egendom som är ämnesfokus i detta dokument. Skapandet av detta dokument ger dig inga som helst licenser till innehavda patent, varumärken, copyrights eller annan egendom förutom vid innehav av skriftligt godkännande från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras när som helst utan att det meddelas i förväg.

SILK'N och SILK'N logotyp är registrerade varumärken för Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu eller www.silkn.com, info@silkn.com.

Innehållsförteckning

1. Lär känna din Silk'n Motion	210
2. Säkerhet med Silk'n Motion	211
3. Kontraindikationer & Varningar	211
4. Använd inte din Silk'n Motion om:	213
5. Kontakta din läkare innan användning om du har: ...	214
6. Säkerhetstips	214
7. Eventuella biverkningar	215
8. Hårborttagning för en lång period framåt på Silk'n vis.....	217
9. Kom igång!	221
10. Efter behandlingen.....	223
11. Underhåll.....	223
12. Felsökning	224
13. Kundservice.....	225
14. Garanti	225
15. Avfallshantering	225
16. Specifikationer	226
17. Tecken och symboler	227

1. Lär känna din Silk'n Motion

Silk'n Motion är en ljusbaserad apparat designad för hemmabruk som används för permanent hårborttagning. Det är en stark elektronisk apparat som skall användas på ett säkert vis. Se till att du läser alla varningar, kontraindikationer och säkerhetsföreskrifter innan användning och att du följer de strikt. Vi rekommenderar att du läser instruktionerna igen innan varje behandling.

1.1. Förpackningsinnehåll

- Hårborttagningsapparat
- Adapter med kabel
- Förvaringsfodral
- Rengöringsduk
- Garantikort
- Användarmanual

1.2. Apparatbeskrivning

Se diagrammet i början av denna handbok för att se var alla delar sitter på din Silk'n Motion.

1. Indikatorlampor för energinivå (1-5)
2. Hudfärg sensorlampa
3. Lampa som visar att den är klar
4. Kontrollknapp
5. Hudfärgssensor
6. Behandlingsyta
7. Adapteruttaget

1.3. Avsedd användning

Silk'n Motion är avsedd för att ta bort oönskat hår och för att påverka hårborttagning, antingen för en lång period framåt eller permanent. Permanent hårborttagning definieras som en stabil minskning av återväxt av hår efter en behandling under en lång tid. Du kan använda Silk'n Motion för att ta bort oönskat hår på kroppen. Ideala kroppsområden är underarmar, bikinilinj, armar, ben, ansikte (under kindbenen), rygg, skuldror och bröst.

Använd inte den här enheten för andra ändamål än som står beskrivet i den här handboken.

2. Säkerhet med Silk'n Motion

Med Silk'n Motion kommer säkerheten först

Home Pulsed Light™ (HPL) teknologi i Silk'n Motion ger oerhörd säkerhet med lägre energinivåer. HPL uppnår långvariga resultat för hårborttagning med endast en bråkdel av den energinivå som används av andra ljusbaserade hårborttagningsprodukter. Den låga energin minskar risken av skador eller komplikationer och bidrar till din allmänna säkerhet.

3. Kontraindikationer & Varningar

Silk'n Motion är inte utformad för alla.

Hårborttagning med laser eller med intensivt pulserande ljuskällor kan öka hårväxten hos vissa individer. Baserat på aktuell tillkomlig data är de största riskgrupperna för denna typ av reaktion kvinnor från medelhavsländer och kvinnor med påbrå från Mellanöstern och Sydostasien om apparaten används i ansiktet eller på halsen. För mer information, besök www.silkn.eu eller din lokala Silk'n hemsida.




Denna apparat får inte användas av följande personer: barn, vuxna med fysiska-, sensoriska-, eller psykologiska problem, eller av de som saknar erfarenhet eller kunskap om hur man använder apparaten. Barn skall övervakas för att man skall kunna se till att de inte leker med apparaten.





Utsätt inte behandlade områden för sol och använd inte energinivå 2-5 på solbränd hud eller om du nyligen solat (inklusive artificiella solarier). Hänvisa till avsnitt "6.1. Exponering från solljus".

- ❗ Använd under kindben och inte runt ögonen.
- ❗ Använd inte på ytor med injicerade fyllningar eller gifter.
- ❗ Använd inte på tatueringar eller på permanent smink, på mörkbruna eller mörka fläckar (som på stora fräknar, leverfläckar eller vårtor), på bröstvårtor, på genitalia, eller på läppar.
- ❗ Behandla inte hud med aktiva eksem, psoriasis, lesioner, öppna sår eller infekterade ytor (munsår), eller ytor med onormala hudsjukdomar orsakade av systematiska problem eller matsmältningsproblem (t.ex. diabetes).
- ❗ Onormala hudåkommor orsakade av diabetes, systemiska eller andra metabola sjukdomar.
- ❗ Behandla inte ytor där herpes har förekommit.
- ❗ Använd inte om du är gravid eller ammar.
- ❗ Behandla inte ytor där du kan vilja att hår skall växa. Resultatet är permanent.
- ❗ Behandla inte samma hudyta mer än en gång per hårborttagningssession.
- ❗ Sluta använd omedelbart om din hud är väldigt röd eller om din hud får blåsor eller brännsår.
- ❗ Använd en lägre energinivå om du känner att det på något sätt är obekvämt.
- ❗ Använd aldrig lättantändliga vätskor såsom alkohol (inkluderar parfym, desinfektionsmedel eller andra applikationer innehållande alkohol) eller aceton för att rengöra innan användning.

 Håll din apparat borta från vatten eller vätskor! Använd inte nära badkar, duschar, handfat eller nära andra vattenkällor. Placera inte och förvara inte apparaten nära ett ställe där den kan ramla-, puttas in i-, eller ställas nära vatten. Det finns risk för en dödlig elektrisk stöt. Koppla ur omedelbart om enheten kommer i kontakt med vätskor och kontakta kundservice.

 Ta bort alla smycken innan användning.

 Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag. Se till att AC/DC-adaptorn är tillgänglig hela tiden, så den lätt kan tas bort från uttaget i ett nödläge.

 Försök inte ändra, öppna eller reparera din Silk'n Motion apparat. Du kan utsätta dig själv för farliga elektriska delar eller för pulserande ljusenergi. Du kan orsaka dig själv allvarliga skador och du kommer att upphäva din garanti.

4. Använd inte din Silk'n Motion om:

- Kontakten, anslutningar eller tillbehör för den här enheten är ej rekommenderade av Home Skinovations Ltd.
- Apparaten har en skadad sladd eller kontakt. Håll borta elkontakten från upphettade ytor.
- Du ser rök eller om det luktar rök när apparaten används.
- *Hudfärgsensor, behandlingsyta, eller enhetskåpa* är sprucken eller på väg isär.
- Enheten fungerar inte eller verkar skadad på något sätt.

I sådana fall, kontakta Silk'n kundservice.

5. Kontakta din läkare innan användning om du har:

- Sjukdomshistoria av keloidformation.
- Epilepsi.
- En sjukdom som har med fotokänslighet att göra, såsom porfiri, soleksem, nässelutslag från sol, lupus o.s.v.
- Sjukdomshistoria av cancer eller av ytor med eventuella maligna hudproblem.
- Fått strålningsbehandling eller cellgiftsbehandling inom de senaste 3 månaderna.
- Använt receptbelagda mediciner på din hud inom de senaste 6 månaderna.
- Något annat problem som, enligt din läkare, skulle göra att det inte var säkert för dig att genomgå behandlingen.

6. Säkerhetstips

Den här delen ger information för att hjälpa dig använda din apparat på ett säkert sätt.

6.1. Exponering från solljus

- Den lägsta energinivån (1) är utformad för säker användning även efter exponering från solljus.
- Om du använder energinivåer 2-5, undvik exponering från solljus 4 veckor innan- och 2 veckor efter användning. Detta p.g.a. att högre kvantiteter melanin exponerar huden för en större risk när du använder en ljusbaserad metod för hårborttagning. Detta gäller alla hudtyper, även de som inte blir solbrända fort.
- Vi avråder från det, men om du behöver gå ut i solen efter en behandling så säkerställ att använda solskydd SPF30 eller högre på det behandlade området. Gör detta under 2 veckor efter en behandling.

6.2. Exponering för ögonen från pulserande ljus

- Även om du kan använda enheten för att behandla ansiktshår, var extra noggrann att undvika kontakt med ögon och använd endast under kindbenen.

6.3. Sår eller infektioner

- Vänta tills den påverkade huden läker innan ytterligare användning.

7. Eventuella biverkningar

Om du följer instruktionerna till punkt och pricka och tar alla varningar och kontraindikationer på allvar är komplikationer och biverkningar ovanliga. Dock innebär alla kosmetiska ingrepp, inklusive de utformade för hemmabruk vissa risker. Därför är det viktigt att du förstår och tar in riskerna och komplikationerna som kan uppstå med en apparat med pulserande ljus utformad för hemmabruk som används för permanent hårborttagning.

Lätt obekvämlig känsla på huden

Home pulsed light hårborttagning tolereras vanligen bra. Dock kan vissa användare känna av en mild, obekvämlig känsla under användning. Detta beskrivs bäst som en mild svidande känsla på de behandlade hudytorna. Den svidande känslan kan finnas kvar under- och efter behandling.

Detta betyder att du bör använda Silk'n Motion med en lägre energinivå och om det inte hjälper bör du sluta använda enheten.

Huden blir röd

Din hud kan bli röd direkt efter användning av apparaten eller under de kommande 24 timmarna. Att huden är röd avtar oftast inom 24 timmar.

Sök läkarvård om huden fortfarande är röd efter 2 till 3 dagar.

Se till att du använder en energinivå som är bekväm för dig och som passar din hudfärg.

Ökad hudkänslighet

Den behandlade hudytan är mer känslig än andra ytor, så du kan erfara torr hud eller att huden flagnar.

Pigmentförändringar

Silk'n Motion riktar in sig på hårrötterna, speciellt på de pigmenterade cellerna i själva hårsäcken. Trots detta finns en risk för tillfällig hyperpigmentering (ökat pigment eller brun missfärgning) eller för hypo-pigmentering (blekning) av den närliggande huden. Risken för pigmentförändringar i huden är högre hos de med mörkare hudtoner och på starkt solbränd hud. Vanligtvis är missfärgningar eller förändringar av hudpigmentet endast tillfälliga och permanent hyperpigmentering eller hypo-pigmentering är ovanligt.

Extrem rodnad eller svullnad

I sällsynta fall kan huden bli väldigt röd och svullen. Detta är vanligare på känsliga delar av kroppen. Rodnaden och svullnaden skall gå ner inom 2 till 7 dagar och skall behandlas frekvent med is på de påverkade ytorna. Mild rengöring är OK men undvik exponeringen i solen.

Blåsor eller Brännmärken

Kyl ner den påverkade ytan och smörj in med brännskadekräm. Vänta tills hudytan har läkt helt och hållet innan ytterligare en behandling och använd en lägre energinivå. **Uppsök läkare om huden inte återgår till det normala inom 3 dagar.**

8. Hårborttagning för en lång period framåt på Silk'n vis

Effektiviteten av hårborttagning skiljer sig från person till person beroende på kroppsdeö, hårfärg och hur Silk'n Motion används. En vanlig komplett cykel för hårväxt kan ta 18-24 månader. Under denna period behövs flera behandlingssessioner för att uppnå permanent hårborttagning.

En typisk Silk'n Motion hårborttagningsplan under en komplett cykel för hårväxt inkluderar:

- Behandlingar 1-4: Planera för två veckor emellan.
- Behandlingar 5-7: Planera för 4 veckor emellan.
- Behandlingar 8+: Behandla efter vad som krävs för att uppnå önskvärda resultat.

8.1. Förväntade Behandlingsresultat

Individuella resultat beror på hårtyp likaså som på biologiska faktorer som kan påverka hårväxtmönstret. En del användare kan nå resultat fortare- eller långsammare än medel antal behandlingar.

Hudtyp ¹	Kroppshår ²	Ljusfluens [J/cm ²]	Kroppsdel	Medel Behandlingstid	Effektivitet av Hårborttagning
1-5	Mörkblond till brun	2,5-4	Nedre- eller övre delen av benen		60%
			Armar	Sessioner 10-12, ungefär 4 veckor emellan.	50%
			Bikininlinjen		60%
			Under armarna		55%

Hudtyp ¹	Kroppshår ²	Ljusfluens [J/cm ²]	Kroppsdel	Medel Behandlingstid	Effektivitet av Hårborttagning
1-5	Brun till svart	2,5-4	Nedre- eller övre delen av benen	Sessioner 8-10 ungefär 4 veckor emellan.	70%
			Armar		60%
			Bikinilinjén		70%
			Under armarna		65%

¹Hudtyper avgörs med hjälp av Fitzpatrick-skalan för hudfärg. Se hudfärgsdiagrammet i början av handboken.

²Ej effektiv på vitt kroppshår.

8.2. Energinivåer


Energinivån avgör intensiteten av ljuspulseringen som sänds ut till din hud. Ju högre energinivå, ju bättre resultat för hårborttagningen, men även ju högre risk för eventuella biverkningar och komplikationer.

- Apparaten har 5 energinivåer från 1 (den lägsta) till 5 (den högsta), vilka representeras av 5 *inidaktionslampor för energinivå*.
- När apparaten är på ställs energinivån automatiskt in som 1. Endast en indikatorlampa för energinivå kommer att vara på.
- För att ändra energinivå, tryck på *kontrollknappen* flera gånger för att öka energinivån från 1 till 5. När du nått nivå 5, tryck på *kontrollknappen* igen för att minska energinivån från 5 tillbaka till 1.



För att bestämma rätt energinivå för ditt behandlingsområde, se sektion "9.1. Innan din första behandling"

8.3. Pulsering och att glida



Pulsering är den bästa tekniken för att arbeta med högre energinivåer.

- Tryck ner *den behandlande ytan* mot din hud. Arbeta i rader (antingen vågrätt eller lodrätt, som du kan se på bilden). Börja i ena änden av varje rad och fortsätt till den andra änden.
- Den *behandlande ytan* skapar tillfälliga tryckmärken på den behandlade ytan så att du kan se de ytor du har behandlat.
- Efter varje puls, rör på *behandlingsytan* till nästa område. Fortsätt med denna pulserande rörelse på ytan du behandlar.
- Undvik mellanrum eller överlappning när du använder enheten.

Att glida är den bästa tekniken när du arbetar med de lägre energinivåerna.

- Tryck *behandlande ytan* hårt mot din hud och glid sakta över din hud (antingen vågrätt eller lodrätt som kan ses på bilden). Säkerställ att *behandlingsytan* är i kontakt med din hud hela tiden.
 - Vid de lägre energinivåerna tar det endast 1-1,5 sekund för apparaten att laddas om mellan varje pulsering. Detta genererar en konstant sekvens av ljusblixtrar.
 - Glid med en sådan hastighet att du kan undvika mellanrum eller överlappningar.
- ! Behandla inte samma hudyta mer än en gång per hårborttagningssession.
- ! Sluta använd omedelbart om du upplever obehag.

8.4. Enhetssensorer

Din Silk'n Motion har tre sensorer; för beröring, rörelse och färg.

- **Beröring och Rörelse:** Enheten sänder endast ut repeterande pulser när den är i stadig kontakt med din hud och du rör den över huden.
- **Färg:** Ljusbaserad hårborttagning på mörkare hudtoner kan ha skadliga effekter, såsom brännmärken, blåsor och förändringar i hudtonen (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Motion har en *hudfärgsensor* som kan avgöra din hudfärg automatiskt. *Hudfärgssensorn* kontrollerar din hud vid början av behandlingen och sporadiskt under varje behandling.



Om Silk'n Motion detekterar att din hudfärg är för mörk och energinivån är inställd på 3 eller högre så kommer enheten att automatiskt justera energinivån ner till 2.

8.5. Vad du kan förvänta dig när du behandlar med Silk'n

För många är användningen av Silk'n Motion deras första erfarenhet av en ljusbaserad apparat. Under en behandling är det normalt att erfara eller känna av:

- **Oljud:** Nedkylningsfläkten för samma oljud som en hårtork ungefär. Det är normalt.
- **Ett klickande ljud:** Varje gång HPL™ ljuset blixtrar till.
- **En varm- och kittlande känsla:** Under varje ljuspulsering.
- **Någon rodnad:** Det är inte ovanligt att se väldigt mild rosalätt hudfärgning under- eller precis efter en behandling. Detta syns oftast mest runt själva håren.

SV



Sluta använd omedelbart om du ser att din hud blir väldigt röd.



Kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon komplikation.

9. Kom igång!

För att använda din Silk'n Motion, följ dessa steg:

1. Ta ut apparaten och alla andra delar från asken.
2. Sätt in *adapterkabeln* i apparatens uttag och koppla *adaptern* i eluttaget. Alla *indikatorlampor för energinivåerna* kommer att sättas på och sedan stängas av.


9.1. Innan din första behandling

 Ta bort alla smycken innan användning.

Måste du bestämma vilken energinivå som passar din hud och hudytan du vill behandla. Apparaten har 5 energinivåer som går från 1 (den lägsta) till 5 (den högsta). Till exempel, du kanske vill behandla ett område med energinivå 1 och ett annat med nivå 4. För information om energinivåer, se sektion "8.2. Energinivåer".

För att välja rätt energinivå, testa varje behandlingsyta separat (se hudfärgsskalan i början av denna handbok).

1. Tryck på *kontrollknappen* för att sätta på apparaten. *Indikatorlampan för energinivå 1* kommer att sättas på.
2. Placera *den behandlande ytan* på din hud för att den skall ge ifrån sig en pulsering. Om du inte känner att det är obekvämt på en onormal nivå, tryck på *kontrollknappen* igen. Detta kommer att öka energinivån. Gör så att den sänder ut en pulsering på en annan punkt med energinivå 2.
3. Fortsätt testa med ökade energinivåer. Använd energinivån som visas på hudfärgsskalan. När du hittar den högsta energinivån som är bekväm för behandlingsområdet så kan du börja behandlingen.

 Använd en lägre energinivå om du känner att det på något sätt är obekvämt.

Upprepa detta test för varje kroppsdel du önskar behandla.

Du är nu redo att använda din Silk'n Motion

1. Innan du behandlar en yta måste huden vara rakad, ren, torr och utan några pulver, antiperspiranter eller deodoranter på den. **Vaxa inte, plocka inte och använd inte pincett för att ta bort hår.**



Säkerställ att täcka leverfläckar, vårtor eller märken i huden som inte ska behandlas.

2. Tryck på *kontrollknappen*. Apparaten kommer att sätta på *indikatorlampan för energinivå 1* och ett fläktljud kommer att börja låta.
3. Ungefär 1 sekund efter att du tryckt på *kontrollknappen*, kommer *lampan som visar att apparaten är redo* sättas på. Apparaten är redo för användning med den lägsta energinivån.
4. **Ställ in energinivån.** Tryck på *kontrollknappen* flera gånger för att öka energinivån tills du nått den nivå du vill använda. *Indikatorlamporna för energinivån* visar inställningen av energinivån (se del "8.2. Energinivåer").
5. Välj om du vill behandla ytan genom **Att glida** eller genom **Pulsering** (hänvisa till avsnitt "8.3. Pulsering och att glida").
6. Sätt den *behandlande ytan* mot huden. Se till att huden är jämnt och mjukt spridd. När den *behandlande ytan* har komplett kontakt med huden kommer *lampan som visar att apparaten är redo* börja blinka sakta.
7. Apparaten kommer först att automatiskt avgöra vad din hudfärg är och en ljuspulsering kommer att blixtra på din hud. Du kommer att känna en mild-, varm-, och kittlande känsla och du kan komma att höra ett klickande ljud.
8. Om du låter apparaten pulsera, ta bort apparaten från din hud. Apparaten kommer omedelbart att börja ladda för nästa pulsering. Efter några sekunder (beroende på energinivån) kommer *lampan som visar att apparaten är redo* sättas på igen och börja blinka sakta när den trycks mot huden.
9. Om du låter apparaten pulsera, upprepa processen. Om du glider, fortsätt bara. Fortsätt pulsera eller glida tills ytan är färdigbehandlad.



Avsluta omedelbart behandlingen om du får hudblåsor eller brännmärken.





10. Efter behandlingen

När du har avslutat din behandlingssession:

1. Stäng av apparaten genom att trycka på kontrollknappen en längre stund. Kom ihåg vilken energinivå du använde för den kommer inte att sparas och visas när du sätter på din apparat igen.
2. Koppla ur adaptorn ur eluttaget.

11. Underhåll

Det är viktigt att du rengör din Silk'n Motion apparat efter varje användning. För att rengöra apparaten:

-  Koppla ur apparaten.
-  För att rengöra enheten inklusive behandlingsytan så använd en ren torr trasa. Använd aldrig aceton eller andra starka vätskor, eftersom de kan skada dina apparat.
-  Efter rengöring rekommenderar vi att du förvarar apparaten i originalförpackningen.
-  Sänk aldrig ner din Silk'n Motion eller några av dess delar i vatten.

12. Felsökning

Försök ej att öppna eller reparera din enhet. Du kan utsätta dig för farliga elektriska komponenter eller pulsljusenergi och orsaka allvarlig skada på digsjälv. Det kommer också att göra garantin ogiltig.

Problem	Kontroller
Min enhet startar inte.	Se till att <i>adaptorn</i> är ordentligt inkopplad i apparaten och att den är inkopplad i ett eluttag på väggen.
Inget pulserande ljus uppstår när apparaten vidrör min hud.	Kontrollera att enheten är ansluten och <i>startlampan</i> lyser. Säkerställ att <i>behandlingsytan</i> pressar jämt mot huden och att du rör enheten över huden.
En- eller flera lampor blinkar.	Apparaten krånglar.
Enheten har slutat fungera och är i standbyläge.	Tryck <i>kontrollknappen</i> igen för att starta enheten.

Vid problem eller frågor, vänligen kontakta Silk'n kundservice.

13. Kundservice

Besök vår hemsida för mer information: www.silkn.eu. Denna bruksanvisning finns även som nedladdningsbar PDF-fil från: www.silkn.eu. Kontakta kundservice för att rapportera verksamhet eller händelser, eller eventuella andra problem med din apparat. Våra kontaktuppgifter är:

Land	Kundtjänstnummer	Email
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrike	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Nederländerna	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andra länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanti

Se ditt SilkN garantidokument.

15. Avfallshantering



Hjälp skydda miljön. Kassera inte med hushållsavfall och vara noga med att följa ditt lands lagar för kassering av elektriska apparater.

16. Specifikationer

Modellnr.	H3220
Märkesstorlek	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Teknologi	Home Pulsed Light
Maximal energinivå	Max 4J/cm ²
Våglängd	475-1200nm
Verksamhet & Säkerhet	Hudfärgssensor säkerställer användning lämplig för hudtyper.
Förpackningsstorlek	220x220x135 mm
Systemets vikt	275 gm
Transport & förvaring mellan användning och lagringsförhållanden	Temperatur: -40°C till +70°C Relativ Luftfuktighet: 10 % till 90 % Atmosfäriskt tryck: 500 to 1060hPa
Driftsförhållanden	Temperatur: 10°C to 35°C Relativ Luftfuktighet: 30 % till 75 % Atmosfäriskt tryck: 700 to 1060hPa
Tid från minsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur med omgivande temperatur på 20°C	30 minuter
Tid från högsta förvaringstemperatur mellan användning till användningstemperatur med omgivande temperatur på 20°C	30 minuter
Användningsätt	Kontinuerlig
Adaptermodeller och Betyg	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120

Ineffekt Uteffekt	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9A +12V, 3,0A
Förväntad livslängd för utrustningen	5 års

17. Tecken och symboler

	Produkter markerade med denna symbol uppfyller kraven för EU-direktiv.
	Klass II. Adaptern är skyddad mot elektrisk chock genom en metod som använder dubbel isolering.
IP30	Apparaten är skyddad mot inträngande av objekt som är större än 2,5mm i diameter, såsom fingrar, för att skydda mot elektrisk chock.
	Använd inte i våta miljöer.
	Släng inte med hushållsavfall. Gör dig av med apparaten enligt ditt lands lagar och hjälp till att skydda miljön. I enlighet med WEEE-direktiv.

Juridisk information

Home Skinovations Ltd forbeholder sig ret til at foretage ændringer af deres produkter eller specifikationer med henblik på at forbedre ydeevnen, troværdigheden eller forarbejdningsevnen. Informationen, der tilvejebringes af Home Skinovations Ltd, anses for at være nøjagtig og troværdig på udgivelsestidspunktet. Home Skinovations Ltd påtager sig imidlertid intet ansvar for dets anvendelse. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd.

Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd. Data kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel.

SILK'N og logoet for SILK'N er registrerede varemærker ejet af Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu eller www.silkn.com, info@silkn.com.

Indholdsfortegnelse

1. Lær din Silk'n Motion at kende	230
2. Sikkerhed ved brug af Silk'n Motion	231
3. Kontraindikationer og advarsler	231
4. Brug ikke Silk'n Motion hvis:.....	234
5. Tal med din læge hvis du har:	234
6. Sikkerhedstips	235
7. Mulige bivirkninger	236
8. Langvarig hårfjernelse med Silk'n.....	238
9. Kom godt i gang!.....	242
10. Efterbehandling	244
11. Vedligeholdelse	244
12. Problemløsning	245
13. Kundeservice.....	246
14. Garanti	246
15. Bortskaffelse	246
16. Specifikationer	247
17. Tegn og symboler	248

1. Lær din Silk'n Motion at kende

Silk'n Motion er en lysbaseret hårfjerner med langtidsvirkning beregnet til hjemmebrug. Det er et kraftigt elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. Sørg for at læse alle advarsler, kontraindikationer og sikkerhedsforanstaltninger inden ibrugtagning og følg dem nøje. Vi anbefaler at du bliver bekendt med vejledningen inden hver behandling.

1.1. Pakkens indhold

- Hårfjerner
- Adapter med kabel
- Opbevaringskasse
- Rengøringsklud
- Garantikort
- Brugermanual

1.2. Beskrivelse af enhed

Se venligst diagrammet på forsiden af denne manual hvor du kan finde placeringerne af funktionerne på din Silk'n Motion.

1. Indikator for Energiniveau (1-5)
2. Hudfarvesensorlys
3. Klar til brug lampe
4. Kontrolknap
5. Hudfarvesensor
6. Behandlingsoverflade
7. Adaptersokkel

1.3. Beregnet anvendelse

Silk'n Motion er beregnet til fjernelse af uønsket hårvækst og har en langvarig effekt eller permanent reducere. Permanent hårreducere defineres som en langvarig stabil reducere i antallet af hår der vokser ud igen efter en behandling. Du kan bruge Silk'n Motion til at fjerne uønsket kropsbehåring. Ideelle kropsområder er underarme, bikinikant, arme, ben, ansigt (under kindbenene), ryggen, skulderen og brystet.

Anvend ikke enheden til noget andet formål end det, som fremgår af denne manual.

2. Sikkerhed ved brug af Silk'n Motion

Med Silk'n Motion kommer sikkerheden i første række

Home Pulsed Light™ (HPL) teknologi i Silk'n Motion giver fremragende sikkerhed med et lavt energiforbrug. Med HPL opnås langvarige hårfjernelsesresultater med en brøkdel af energiforbruget der anvendes i andet lysbaseret hårfjernelsesudstyr. Det lave energiforbrug reducerer faren for skader eller problemer og bidrager til den generelle sikkerhed.

3. Kontraindikationer og advarsler

Silk'n Motion kan ikke anvendes af alle.

Hårfjernelse med laser eller intense pulserende lyskilder kan forårsage øget hårvækst på nogle individer. Baseret på aktuelle data er de mest udsatte risikogrupper for denne reaktion kvindelige efterkommere fra Middelhavsområdet, Mellemøsten og Sydasiens og i særdeleshed når apparatet anvendes i ansigtet og på halsen. Hvis du ønsker flere oplysninger kan du besøge www.silkn.eu eller dit lokale Silk'n domæne.



Dette apparat må ikke bruges af følgende personer: børn, voksne med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller psykologiske evner eller personer med manglende kendskab til at betjene apparatet. Børn skal overvåges af en voksen for at sikre at de ikke leger med apparatet.



Du må ikke udsætte behandlingsområder for solen og du må ikke bruge energiniveau 2-5 på solbrun hud eller efter nylig solbadning (gælder også kunstig solbruning). Læs afsnit "6.1. Udsættelse for sollys".

- ❗ Påføres under kindbenene, ikke omkring øjnene.
- ❗ Du må ikke anvende på områder med injiceret fyld eller giftstoffer.
- ❗ Du må ikke behandle tatoveringer eller permanent makeup, mørkebrune eller sorte pletter, (som store fregner, skønhedspletter eller vorter), brystvorter, genitalier eller læber.
- ❗ Du må ikke behandle eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår eller infektioner (kolde sår), unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes).
- ❗ Unormal hudsygdom som følge af diabetes, systemisk eller anden stofskiftesygdom.
- ❗ Du må ikke behandle et behandlingsområde med tidligere herpesudbrud.
- ❗ Du må ikke anvende apparatet hvis du er gravid eller ammer.
- ❗ Du må ikke behandle områder, hvor du måske senere vil have hårvækst. Resultatet er permanent.
- ❗ Du må ikke behandle det samme område mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling.
- ❗ Ophør straks med brugen, hvis huden er meget rød eller ved hudblister eller hudforbrænding.
- ❗ Brug et lavere energiniveau hvis du oplever behandlingen som ubehagelig.

- ❗ Brug aldrig antændelig væske såsom alkohol (herunder parfume, desinfektionsmiddel eller andet stof indeholdende alkohol) eller acetone til at rengøre huden før brug.
- ⚡ Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller væske! Du må ikke bruge det i nærheden af badekar, brusebade, bassiner eller andre vandbeholdere. Du må ikke anbringe eller opbevare apparatet på et sted hvor det kan falde, blive skubbet ned i eller placeres i nærheden af vand. Der er fare for elektrisk stød. Abrydes øjeblikkeligt, hvis enheden kommer i kontakt med væske, og kontakt kundeservice.
- ❗ Fjern alle smykker før brug.
- ❗ Efterlad aldrig enheden uden opsyn, mens den er tilsluttet et stik. Veksel-/jævnstrømsadapteren skal altid være tilgængelig, så den let kan tages ud af stikket i et nødstilfælde.
- ❗ Forsøg ikke at ændre, åbne eller reparere din Silk'n Motion-enhed. Du udsætter dig selv for farlige elektriske komponenter eller IPL (Intense Pulsed Light). Du risikere at komme alvorligt til skade og det bevirker at garantien bortfalder.

4. Brug ikke Silk'n Motion hvis:

- Stik og tilbehør til enheden anbefales ikke af Home Skinovations Ltd.
- Apparatet har en ødelagt ledning eller stik. Hold den elektriske ledning væk fra varme overflader.
- Du ser eller lugter røg når det er i brug.
- Enhedens *hudfarvesensor, behandlingsoverflade* eller *enhedens kabinet* revner eller går fra hinanden.
- Enheden virker ikke eller virker til at være gået i stykker.

I disse tilfælde skal du kontakte Silk'n kundeservice.

5. Tal med din læge hvis du har:

- En sygdomshistorie med dannelse af arkeloid.
- Epilepsi.
- En sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, Urticaria solaris, lupus etc.
- En sygdomshistorie med hudkræft eller områder med potentielle maligniteter.
- Modtaget strålebehandling eller kemoterapi indenfor de sidste 3 måneder.
- Taget receptpligtig medicin til huden inden for de sidste 6 måneder.
- Andre sygdomme, som efter din læges mening udgør en risiko for dig.

6. Sikkerhedstips

Dette afsnit indeholder informationer der kan hjælpe dig med at anvende dit apparat på en sikker måde.

6.1. Udsættelse for sollys

- Det laveste energiniveau (1) er designet specielt til sikker brug selv efter du har opholdt dig i solen.
- Hvis du bruger energiniveauerne 2-5 skal du undgå yderligere ophold i solen i 4 uger før og 2 uger efter din behandling. Dette skyldes at tilstedeværelsen af store mængder melanin udsætter huden for større risiko ved brug af enhver form for lysbaseret hårfjerningsmetode. Dette gælder for alle hudtyper også typer som tilsyneladende ikke bliver hurtigt solbrune.
- Vi anbefaler det ikke, men hvis du er nødt til gå udendørs i solen efter en behandling, så brug solfaktor SPF30 eller højere på behandlingsområdet. Gør det i indtil 2 uger efter behandlingen.

6.2. Udsættelse af øjnene for IPL

- Selvom du kan bruge enheden til at fjerne ansigtshår, så vær forsigtig ved kontakt med øjnene og brug den kun under kindbenene.

6.3. Sår og infektioner

- Vent på, at det påvirkede område heles inden videre behandling.

7. Mulige bivirkninger

Hvis du følger vejledningen fuldt ud og er opmærksom på alle advarsler og kontraindikationer, så er komplikationer og bivirkninger uhyre sjældne. Men enhver kosmetisk procedure, herunder dem, der er beregnet til brug i hjemmet, indebærer en vis grad af risiko. Derfor er det vigtigt, at du forstår og accepterer de risici og komplikationer, der kan opstå med IPL-systemer beregnet til brug i hjemmet.

Ubetydelige hudgener

Hårfjernelse med pulserende lys til hjemmebrug giver normalt ingen gener. Der er imidlertid nogle brugere som oplever behandlingen lidt ubehagelig. Dette kan bedst beskrives som en mild stikkende fornemmelse på de behandlede hudområder. Denne stikkende fornemmelse kan forekomme under og efter behandlingen.

Det vil sige, at du skal bruge Silk'n Motion på et lavere niveau og hvis det ikke hjælper, så skal du holde op med at bruge enheden.

Rødmen af huden

Din hud kan blive rød umiddelbart efter brugen af apparatet eller inden for de efterfølgende 24 timer. Rødmen aftager normalt inden for 24 timer.

Opsøg din læge hvis ikke rødmen forsvinder i løbet af 2-3 dage.

Sørg for at bruge et energiniveau som er behageligt for dig og passende for din hud.

Øget overfølsomhed af huden

Det behandlede hudområde er mere følsomt, så du kan opleve tørhed og hudafskalning.

Pigmentforandringer

Silk'n Motion angriber hårstrået og især de pigmenterede celler i hårsækken og selve hårsækken. Ikke desto mindre er der risiko for midlertidig hyperpigmentation (øget pigmentering eller brun misfarvning) eller hypopigmentation (hvid hud) på den omgivende hud. Der er større risiko for hudpigmentation for personer med mørk hudfarve eller meget solbrune personer. Normalt er misfarvning eller ændringer af hudpigmenteringen midlertidig og permanent hyperpigmentation eller hypopigmentation er sjældne tilfælde.

Voldsom rødme og hævelse

I sjældne tilfælde kan behandlet hudområder blive meget røde og hævede. Dette er især almindeligt på kroppens følsomme områder. Rødmen og hævelse forsvinder inden for 2-7 dage og skal behandles med hyppige kolde omslag. Du må gerne rense huden forsigtigt men undgå at udsætte den for sollys.

Vabler eller forbrændinger

Afkøl det påvirkede område og påfør creme til efter solbadning. Vent indtil området er fuldstændigt helet inden du påbegynder en ny behandling og brug et lavere energiniveau. **Hvis ikke huden bliver normal igen inden for 3 dage, skal du søge læge.**

8. Langvarig hårfjernelse med Silk'n

Effektiviteten af hårfjerningen varierer fra person til person afhængig af legemsområde, hårfarve, og hvordan Silk'n Motion bruges. En typisk hel hårvækstcyklus kan tage 18-24 måneder. I løbet af dette tidsrum kræves der adskillige behandlinger for at opnå permanent hårfjernelse.

Typisk Silk'n Motion hårfjerningsprogram for en komplet hårvækstcyklus omfatter:

- Behandlinger 1-4: Planlæg med to ugers mellemrum.
- Behandlinger 5-7: Planlæg med fire ugers mellemrum.
- Behandlinger 8+: Behandl efter behov, indtil det ønskede resultat er opnået.

8.1. Forventede behandlingsresultater

Individuelle resultater afhænger af hårtype såvel som biologiske faktorer der kan påvirke hårvækstmønstrene. Visse brugere reagerer hurtigere eller langsommere end gennemsnittet på behandlinger.

Hudtype ¹	Kropshår ²	Lyspå-virkning [J/cm ²]	Kropsdel	Gennemsnitlig behandlingstid	Effektivitet af hårfjerning
1-5	Mørkeblondt til brunt	2.5-4	Ben eller lår		60 %
			Arme	Session 10-12, ca. 4 ugers interval.	50 %
			Bikininilje		60 %
			Underarme		55 %

Hudtype ¹	Kropshår ²	Lyspå- virkning [J/cm ²]	Kropsdel	Gennemsnitlig behandlings- tid	Effektivitet af hårfjerning
1-5	Brun - sort	2.5-4	Ben eller lår	Session 8-10 ca. 4 ugers interval.	70 %
			Arme		60 %
			Bikininlinje		70 %
			Underarme		65 %

¹ Hudtyper er baserede på Fitzpatrick skalaen over hudfarver. Følg hudfarvetabellen forrest i manualen.

² Virker ikke på lyse kropshår.

8.2. Energiniveauer


Energiniveauet bestemmer intensiteten af lysimpulserne på din hud. Efterhånden som energiniveauet øges, gælder det samme for hårfjerningsresultaterne, såvel som risikoen for mulige bivirkninger og komplikationer.

- Apparatet har 5 energiniveauer, som starter på 1 (laveste) og går til 5 (højeste), og som er vist med 5 *energiniveauidikatorlamper*.
- Når apparatet er tændt, bliver energiniveauet indstillet på 1 automatisk. Der vil kun være en energiniveau indikatorlampe tændt.
- For at ændre energiniveauet, skal du trykke på *kontrolknappen* gentagne gange for at øge energiniveauet fra 1 til 5. Når det er på niveau 5, skal du trykke på *kontrolknappen* igen for at mindske energiniveauet fra 5 til 1.



For at kunne afgøre det rigtige energiniveau for dit behandlingsområde, bedes du se afsnit "9.1. Inden din første behandling".

8.3. Pulserende og glidende



Pulserende er den bedste teknik for arbejde ved højere energiniveauer.

- Pres *behandlingsoverfladen* mod din hud. Fungerer i rækker (enten på tværs af eller ned som vist på billedet). Start i den ene ende af hver række og fortsæt til den modsatte ende.
- *Behandlingsoverfladen* skaber et midlertidige trykmærker på det behandlede område, så du kan se de områder du har behandlet.
- Efter hver puls flyttes *behandlingsoverfladen* til næste punkt. Fortsæt med at udføre denne pulserende handling på det område du er ved at behandle.
- Undgå at lave huller eller springe områder over ved brug af enheden.

En glidende bevægelse er den bedste teknik til at arbejde ved lavere energiniveauer.

- Pres *behandlingsoverfladen* tæt ind mod huden og glid forsigtigt henover huden (enten på tværs eller ned som vist på billedet). Sørg for *behandlingsoverfladen* hele tiden er i kontakt med huden.
- I de lavere energiniveauer tager enheden kun 1-1.5 sekunder at genoplade mellem impulser. Dette giver en uafbrudt sekvens af blink.
- Bevæg apparatet ved en hastighed så du undgår mellemrum eller overlapninger.



Du må ikke behandle det samme område mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling.



Ophør straks med brugen, hvis du føler ubehag.

8.4. Enhedens sensorer

Din Silk'n Motion har tre sensorer, til berøring, bevægelse og farve.

- **Berøring og bevægelse:** Enheden udsender kun gentagne pulsslæg ved stabil kontakt med huden og når du løbende bevæger den på huden.
- **Farve:** Lysbaseret hårfjerning på mørk hudfarve kan resultere i uønskede bivirkninger som f.eks. forbrændinger, vabler og ændringer i hudfarven (hyper- eller hypopigmentering). Din Silk'n Motion har en *hudsensor* som registrerer din hudfarve automatisk. *Hudfarvesensoren* kontrollerer hudfarven i starten af og jævnlige i løbet af hver behandling.



Hvis Silk'n Motion registrerer, at din hudfarve er mørk og du har valgt energiniveau 3 eller højere, så regulerer enheden sig selv og vælger energiniveau 2.

8.5. Hvad du kan forvente af behandlingen med Silk'n

For mange mennesker kan anvendelsen af Silk'n Motion være den første erfaring med et lysbaseret udstyr til hjemmebrug. Under en behandling er det normalt at opleve og føle:

- **Støj:** Ventilatoren laver en støj der minder om en hårtørner. Dette er normalt.
- **En poppende lyd:** Ved hvert blink af HPL™ lys.
- **En følelse af varme og prikken:** Under hver lysimpuls.
- **Lidt rødmen:** Det er helt normalt at se lidt lyserødt hudfarve under eller umiddelbart efter en behandling. Dette er mest udbredt rundt om hårene.



Ophør straks med brugen, hvis din hud er meget rød.



Kontakt straks lægen, hvis du oplever komplikationer.

9. Kom godt i gang!

For at betjene din Silk'n Motion skal du følge disse trin:

1. Tag apparatet og de andre dele ud af æsken.
2. Tilslut *adapterkabel* til enhedens stik og tilslut *adapteren* i et elstik. Alle *energiniveauindikatorer* tændes og slukkes igen.

9.1. Inden din første behandling



Fjern alle smykker inden brug.

Du skal beslutte hvilket energiniveau der er rigtigt for din hud og hvilket område af huden du vil behandle. Enhed har 5 energiniveauer fra 1 (det laveste) til 5 (det højeste). Du kan fx behandle et område med energiniveau 1 og et andet med niveau 4. Læs mere om energiniveauer i afsnit "8.2. Energiniveauer".

For at vælge det rigtige energiniveau, skal du teste hvert behandlingsområde separat (se hudfarveskemaet på fronten af manualen).

1. Tryk på *Kontrolknappen* for at tænde for apparatet. Niveau 1 *energiniveau indikatorlampen* tændes.
2. Anbring *behandlingsoverfladen* på din hud for at levere en puls. Hvis du ikke oplevede unormal ubehag, så tryk på *kontrolknappen* igen. Dette vil øge energiniveauet. Lever en impuls på en anden plet på energi niveau 2.
3. Fortsæt med at teste ved stigende energiniveauer. Anvend energiniveauerne der er angivet på hudfarveskemaet. Når du har fundet det højeste energiniveau, som er behageligt for området, der behandles, kan du begynde på behandlingen.



Brug et lavere energiniveau hvis du oplever behandlingen som ubehagelig.

Gentag denne test for hver del af kroppen du ønsker at behandle.

Nu er du klar til at bruge din Silk'n Motion

1. Hudområdet der skal behandles bør være barberet, rent, tørt og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant. **Fjern ikke hår med voks, udtrækning eller pincet.**



Sørg for at afdække modermærker, vorter eller andre mærker på huden, som ikke skal behandles.

2. Tryk på *kontrolknappen*. Enheden vil tænde, energiniveau 1 *energiindikatorlampen* tændes, og en blæser lyd starter.
3. Omkring 1 sekund efter du trykker på *kontrolknappen*, vil *klarlampen* tændes. Enheden er derefter klar til brug på det laveste energiniveau.
4. **Indstil energiniveau.** Tryk på *kontrolknappen* gentagne gange for at øge energiniveauet indtil du opnår det ønskede niveau. *Energiniveau indikatorlamperne* angiver energiniveauindstillingen (se afsnit "8.2. Energiniveauer").
5. Beslut om du ønsker at behandle området med **Glidende** eller **Pulserende** (se afsnit "8.3. Pulserende og glidende").
6. Brug *behandlingsoverfladen* på huden. Sørg for at huden er udstrakt og glat. Så snart *behandlingsoverfladen* er i fuld kontakt med huden, vil indikator lyset *klarlampe* begynde at blinke langsomt.
7. Apparatet vil først fastslå hudfarven automatisk og derefter vil det udsende en lyspulsering på huden. Du vil opleve en mild varm og prikkende følelse og der høres en poppende lyd.
8. Hvis du anvender pulserende, skal du fjerne apparatet fra huden. Apparatet vil straks lade op til den næste pulsering. Efter nogle få sekunder (afhængig af det indstillede energiniveau), vil *klarlampen* tænde igen og begynde at blinke langsomt, når det presses mod huden.
9. Hvis du anvender pulserende, bedes du gentage processen. Hvis du anvender glidende, kan du roligt fortsætte. Forsæt med pulserende eller glidende indtil du har behandlet hele området.



Stop omgående brugen hvis der opstår vabler eller forbrændinger på huden.





10. Efterbehandling

Når du har afsluttet din behandlingssession:

1. Sluk for apparatet ved at trykke på kontrolknappen i ekstra lang tid. Vær sikker på at huske den sidste energiniveauintstilling du brugte, da den ikke vil blive gendannet, når du tænder for apparatet igen.
2. Tag adapteren ud af stikkontakten.

11. Vedligeholdelse

Det er vigtigt at rengøre Silk'n Motion apparatet efter hver gang. Rengøring af apparatet:

-  Tag stikket ud til apparatet.
-  Rengør enheden og behandlingsoverfladen med en ren og tør klud. Brug ikke acetone eller ridsende væske, som vil beskadige din enhed.
-  Efter rengøring anbefaler vi at du opbevarer apparatet i den originale emballage.
-  Silk'n Motion eller dele deraf må aldrig nedsænkes i vand.

12. Problemløsning

Forsøg ikke at åbne eller reparere din enhed. Du kan risikere stød fra farlige elektriske dele eller lavt pulserende energi og komme til skade. Det vil gøre forsikringen ugyldig.

Problem	Kontroller
Min enhed vil ikke starte.	Sørg for at <i>adapteren</i> er korrekt tilsluttet til apparatet og at det er forbundet til en stikkontakt på væggen.
Der er ikke nogen lyspulsering når apparatet har kontakt med huden.	Kontroller at enheden er tilsluttet og <i>klar-lys</i> er tændt. Sørg for <i>behandlingsoverfladen</i> er jævn og holdes stabilt mod huden, og at du bevæger enheden over huden.
En eller flere lamper blinker.	Apparatet er behæftet med fejl.
Enheden virker ikke længere og er i standby-mode.	Tryk på <i>kontrolknappen</i> igen for at starte enheden.

Hvis du oplever problemer eller har nogen spørgsmål, bedes du kontakte Silk'n kundeservice.

13. Kundeservice

Se vores website for yderligere oplysninger: www.silk'n.eu. Denne brugsanvisning er også tilgængelig som PDF download fra: www.silk'n.eu. Kontakt kundeservice for at rapportere en uventet funktion eller hændelse eller andet problem med enheden. Vores kontaktoplysninger:

Land	Servicenummer	E-mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Frankrig	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Tyskland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silk'n.eu
Holland	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
Storbritannien	0906-2130009	customerareuk@silk'n.eu
Andre lande	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Garanti

Se dit Silk'n garantikort.

15. Bortskaffelse






Hjælp med at beskytte miljøet. Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald og sørg for at følge landets lovgivning for bortskaffelse af elektrisk udstyr.



16. Specifikationer

Modelnummer	H3220
Spot størrelse	0,9 cm x 3 cm [2,7cm ²]
Teknologi	Home Pulsed Light
Maks. energiniveau	Maks. 4J/cm ²
Bølgelængde	475-1.200 nm
Drift og sikkerhed	Hudfarvesensor sikrer problemfri anvendelse på passende hudtyper.
Æskestørrelse	220x220x135 mm
Systemvægt	275 gm
Transport & opbevaring mellem brug og opbevaringsbetingelser	Temperatur: -40 °C to +70 °C Relativ fugtighed: 10 % til 90 % Atmosfærisk tryk: 500 til 1060 hPa
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: 10°C til 35°C Relativ fugtighed: 30 % til 75 % Atmosfærisk tryk: 700 til 1060 hPa
Tid fra mindste lagringstemperatur mellem brug til mindste driftstemperatur med en temperatur på 20°C grader i omgivelserne	30 minutter
Tid fra maksimal opbevaringstemperatur mellem brug til maksimal driftstemperatur med en temperatur på 20°C grader i omgivelserne	30 minutter
Betjeningsfunktion	Løbende
Adaptermodeller og nominel effekt	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120

Indgang Udgang	100-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz, 0,9A 12 V jævnstrøm, 3,0 A
Udstyrets forventede levetid	5 år

17. Tegn og symboler

	Produkter mærket med dette symbol opfylder gældende krav i EU-direktiver.
	Klasse II. Adapteren er beskyttet mod elektrisk stød ved hjælp af dobbelt isolering.
IP30	Apparatet er beskyttet mod indtrængen af genstande der er større end 2,5 mm i diameter, såsom fingre, for at beskytte mod elektrisk stød.
	Du må ikke bruge apparatet i våde omgivelser.
	Du må ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt affald. Bortskaf i overensstemmelse med landets love og hjælp med at beskytte miljøet. I overensstemmelse med WEEE-direktivet.



Skin colour

	energy 1-5	energy 1-5	energy 1-4	energy 1-3	energy 1-2	×
Hair colour		energy 1-5	energy 1-5	energy 1-4	energy 1-3	energy 1-2



PB112111A

HomeSkinovations™

InnoEssentials International
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands

info@silkn.com
www.silkn.eu