


**Silk'n**<sup>™</sup>  
Beautiful Technology

**Lipo**

H5001

- EN USER MANUAL
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES MANUAL DEL USUARIO
- GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
- IT MANUALE PER L'UTENTE





# Table of contents






1. Warnings & contraindications.....	2
2. Safety with Silk'n Lipo .....	9
3. Get to know Silk'n Lipo.....	9
4. Device controls & settings.....	11
5. Treatment plan.....	16
6. What to expect with Silk'n Lipo .....	17
7. Get started!.....	18
8. Cleaning & maintenance .....	20
9. Parts & consumables .....	21
10. Troubleshooting .....	22
11. Customer service.....	23
12. Warranty .....	23
13. Disposal .....	24
14. Specifications .....	24
15. Signs & symbols .....	26

## 1. Warnings & contraindications

---


EN

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws. Please read all warnings and contraindications before use.

-  Do not use the device while bathing or taking a shower.
-  Always ensure that your hands are dry before connecting the stand/charging cradle to the electricity supply.
-  Keep the adapter away from water. The adapter is not waterproof.
-  Do not place or store the treatment units, stand/charging cradle and adapter where it can fall or be pulled into a tub, sink, water or any other liquid.
-  Do not reach for the stand/charging cradle or adapter if they have fallen into water. Unplug immediately before retrieving either of them. Failure to unplug the stand/charging cradle may result in an electric shock!

- ⚠ Never use the adapter if it has a damaged cable or plug, isn't working properly, or has been submerged in water. If that happens, unplug the adapter immediately.
- ⚠ If the stand/charging cradle malfunctions, unplug immediately.
- ⚠ Dry each treatment unit before charging or storage.
- ⚠ Dry each electrode pad before storage.
- ⚠ Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself.
- ⚠ Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- ⚠ Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer as defined in this manual, or if the device is damaged or does not appear to be working properly. In such cases contact Customer Service.

- ⚠ Changes or modifications to this device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- ⚠ Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- ⚠ Children must not play with the (plastic) packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- ⚠ Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. For details see section "13. Disposal".
- ⚠ The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- ⚠ The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- ⚠ The battery is to be disposed of safely.

 Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in a dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.

## **Battery Removal**

To remove the battery, the device must be broken apart. The device will no longer function after this procedure, nor can it be repaired. Any warranty will be void when the device casing is broken and the battery is removed. We recommend you wear safety protective goggles and gloves.

Home Skinovations Ltd is not liable for any physical or material damages as a result of performing this procedure.

To remove the battery place each treatment unit on a hard, strong surface. Use a hammer to break the outer plastic casing.

Use pliers or a screwdriver to remove the casing. Unscrew the PCB (printed circuit board) and remove the battery by disconnecting the plug from the PCB.

## Contraindications

EN

- ⚠️ Silk'n Lipo must not be used by children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Keep the device out of the reach of children.
- ⚠️ Use a lower EMS energy level if you experience any discomfort.
- ⚠️ Stop use immediately if your skin is very red, or if it blisters or burns.
- ⚠️ Use on clean, dry, healthy skin.

### **Do not use if you:**





- ⚠️ have heart disease and you have not consulted your physician.
- ⚠️ are on immuno-suppressant drugs such as corticosteroids without consulting your physician, or if you have an immuno deficiency disorder.
- ⚠️ have any type of active cancer.
- ⚠️ have a lymphatic disorder, thyroid disorder, diabetes or liver disorder, or any other metabolic condition.



- ⚠ have a pacemaker, internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- ⚠ have applied topical solutions containing metal ions on the treatment area.
- ⚠ have epilepsy.
- ⚠ have serious arterial circulatory problems in the lower limbs.
- ⚠ have an abdominal or inguinal hernia.
- ⚠ are pregnant or nursing.

### **Do not use on these parts of the body:**

- ⚠ Near the heart. The electrodes must not be placed on any part of the front ribcage (where the ribs and breastbone are located), and specifically not on the two large pectorals. This can increase the risk of ventricular fibrillation and induce cardiac arrest.
- ⚠ The back ribcage.
- ⚠ The head or neck.
- ⚠ On the genitals.
- ⚠ On or around the eyes.

-  Areas that have metabolic arthritis or chronic pain.
-  Areas that are swollen, infected, or inflamed; or that have broken or irritated skin, or where there are skin eruptions (e.g. skin rashes, phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins, or post-operative scars where the healing process could be affected etc.).
-  Parts of the body that have metal staples, implants or pins; or if you are near metal. Remove jewellery or other accessories from the treatment area during a treatment session.
-  Areas that have a history of cancer or potential skin malignancies.

## 2. Safety with Silk'n Lipo

---

With Silk'n safety comes first. Silk'n Lipo has these safety features:

- **Proximity sensor:** The device works only when it is on, and the treatment unit is in good contact with your skin .
- **Auto shut-down:** Although you can stop a treatment whenever you wish, the device shuts down after a minute or so, when there is no contact with the skin (the **operating light** will be constant green). It also shuts down automatically after 15 minutes of continuous use.

## 3. Get to know Silk'n Lipo

---

Silk'n Lipo is a system to help you reduce fat in specific areas, exercise your muscles and tone specific parts of your body without physical effort, and in the comfort of your home.

By placing the treatment unit<sup>1</sup> on target areas such as the upper arms, abdomen, buttocks or thighs, fat can be broken down and removed specifically from that area. Silk'n Lipo is not intended for overall fat reduction or weight loss, and cannot replace diet or exercise. It can also help you shape individual areas that do not respond to diet or exercise.

Silk'n Lipo is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. **Before use, it is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly.** We recommend you familiarise yourself with the instructions in this manual before each treatment.

<sup>1</sup> The singular is used to denote both single and multiple items for the product parts **treatment unit, belt** and **electrode pad**.

### 3.1 Package contents

- 1 or more Treatment units \*
- 2 Connectors
- 1 or more Body belts \*
- 1 or more Electrode pads \*
- Stand/charging cradle
- Adapter
- User manual
- Warranty card

\*Varies according to the option purchased.

### 3.2 Device description

Silk'n Lipo is a device for home use that utilizes Low Level Laser Technology (LLLT) and Electrical Muscle Stimulation (EMS). Together these energies help increase muscle tone and reduce fatty acids and deposits to enhance body toning and reshaping.

Silk'n Lipo includes a selection of belts suited to the part of the body you wish to treat. Each treatment unit contains laser diodes and electrodes that activate the EMS. Each treatment unit is attached to the belt and then placed on the part of the body you wish to tone and reshape. Silk'n Lipo uses integrated rechargeable batteries so that each treatment unit can be charged easily before each use.

Refer to the diagram at the front of the manual to see the location of each feature.

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Treatment unit   | 6. Electrode pad             |
| 2. Control button   | 7. Charging indicator lights |
| 3. Indicator lights | 8. Stand / charging cradle   |
| 4. Connectors       | 9. Adapter                   |
| 5. Body belt        |                              |

### 3.3 Intended use

Silk'n Lipo is a non-invasive aesthetic device to reduce the circumference of the waist, arms, thighs and buttocks. The device is also intended to improve muscle tone and firmness, and strengthen muscles in these areas.


The device is not intended for use in any therapy, or for the treatment of any medical conditions or diseases. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

## 4. Device controls & settings

---


### 4.1 Connecting the different parts

1. Remove the different parts from the box.
2. Place the **treatment unit** on a flat surface. If you have more than one **treatment unit**, connect them together.
3. Take the female **connector** and slot it into the left side of the **treatment unit**. Then take the male **connector** and connect it to the right side.




4. Select the belt for the part of the body you are treating, and lay it on a flat surface with the side with the Silk'n logo facing you.

5. Next, fold each side of the belt inwards so that you see the black Velcro pads.



6. Slide each end of the belt into the **connectors** and then fold backwards, so that the Velcro pad sticks to the belt. Your belt will now look like this.




7. Of course, to use Silk'n Lipo you will need to disconnect one side, place the **belt** on your body and then reconnect the side you disconnected!

**i** Note that you can only use the device when:

- the **treatment unit** is charged.
- you have placed a wet **electrode pad** on each **treatment unit** (see section "4.4 Wetting the electrode pads").
- each treatment unit is in good contact with your skin.
- you have read this manual, and understand how to use the device.




## 4.2 Controls and settings



Battery / Error    Operating    Not in use

Each **treatment unit** has a control panel that includes:





- a control button (#2)
- 2 EMS energy level buttons (left and right of the control button)
- 2 indicator lights - left and middle (#3).

Control	Action	Function
Control button 	Long press	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turns the <b>treatment unit</b> on (or off). When you turn it on, you will feel a short vibration. When you turn it off, you will feel 2 short vibrations.</li> <li>• The green <b>operating light</b> (middle) will be constant green.</li> </ul>
+ Button 	Short press	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Each press increases the EMS level. As you increase levels, the <b>operating light</b> blinks faster.</li> </ul>
	Long press	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The same effect as a short press.</li> </ul>
- Button 	Short press	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Each press decreases the EMS level. As you decrease levels, the operating light blinks more slowly.</li> </ul>
	Long press	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sets the EMS level back to zero.</li> </ul>

Control	Action	Function
Battery / Error light (left)	Orange light blinks continuously	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery low.</li> </ul>
	Constant orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Device error.</li> </ul>
Operating light (middle)	Green light blinks continuously	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The device is on, and has good contact with the skin.</li> <li>• Blinks faster as the EMS level increases.</li> </ul>
	Constant green	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There is no contact with the skin but the device is ready to use.</li> <li>• The device will then shut down automatically after a minute or so if there is no contact with the skin.</li> </ul>
Indicator light (right)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not in use.</li> </ul>

### 4.3 Energy levels

Silk'n Lipo has multiple levels of Electrical Muscle Stimulation (EMS). This gives you excellent control of the intensity of muscle stimulation you wish to use for each part of the body you treat. What's more, you can change levels as often as you like during a treatment.


-  **To increase the EMS level:** Short press the **+ button** as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. You will see that the **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.
-  **To reduce the EMS level:** Short press the **- button** as many times as you need (see section "4.2 Controls and settings").
-  **To set the EMS level back to zero:** Long press the **- button**.
-  You can only change EMS levels when the **treatment unit** is in good contact with your skin. When there is no contact with the skin, the EMS drops to zero.



## 4.4 Wetting the electrode pads

The **electrode pads** are required for the EMS to work, and they must be wet before you start your treatment.

1. Wet each **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers.
2. Then place the wet **electrode pad** onto the back of each **treatment unit**. Make sure that it fits firmly around the center rectangle. You might need to manipulate it slightly, so that the **electrode pad** lies flat on top of the **treatment unit**.



- i** It is important that you only wet the **electrode pad**, and not the whole **treatment unit**.

## 4.5 Device charging

Charge each **treatment unit** before first use. The initial charge should take around 6 hours. Subsequent charges should take around 3 hours. We recommend you recharge the device before each treatment.







1. Remove the **electrode pads** before placing the **treatment units** in the **stand/charging cradle**.
2. Connect the empty **stand/charging cradle** to the electricity supply. The 2 **charging indicator lights** will be constant green.


- Place each **treatment unit** in the cradle so that it sits in the designated grooves.
  - When the **treatment unit** is charging, the orange **battery/error indicator light** on the **treatment unit** will flash on and off.
  - When fully charged the **battery/error indicator light** (left) will go off, and the green **operating light** (middle) will be constant green.
- Once charged, disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.

## 5. Treatment plan

---

---

-  For use on clean, healthy skin (see section “1. Warnings & contraindications”).
-  Treat the target area for 15 minutes per treatment session.
-  For larger parts of the body, like the stomach or buttocks, you may wish to move the **treatment unit** to an adjacent part of the target area, and use for another 15 minutes. You may keep doing this until you have covered the target area.
-  Try to avoid gaps and overlaps.
-  Never use Silk'n Lipo on exactly the same spot during a treatment session.
-  For daily use, but no more than 3 times a week on each specific target area. Continue until you get the results you want.



## 6. What to expect with Silk'n Lipo

If you follow the instructions fully and pay attention to **all warnings and contraindications**, complications and side effects are uncommon. However every energy-based device, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

### **Skin redness**

You may find some skin redness in the treated area which should disappear after the treatment.

### **Muscle pain**

As with all exercise, some muscle soreness may occur after a treatment but it should go away after a day or two. If this happens, use a low EMS level for a few treatment sessions until the soreness has gone.

### **Skin irritation**



Although very rare, it is possible to have a prolonged reddening of the skin, or the appearance of acne. Stop use immediately, and only treat that specific area when the skin irritation has gone.

**Headache**

Equally rare, is the possibility that you might feel light-headed when you start using the device. If this happens, sit down during the treatment, or stop using the device until you feel OK.

**Allergic reaction**


If you have an allergic reaction to the device or its accessories, stop using the device.

-  Stop use immediately if any of these effects are more severe.
-  See your doctor if the effects do not go away within 2 to 3 days.

## 7. Get started!

---

Treating with Silk'n Lipo is easy. Just follow these steps for each part of the body you wish to treat.

1. Use on clean, healthy skin (see section "1. Warnings & contraindications").
  2. Check that the batteries are well charged before use. If the **battery/error light** is orange and blinks slowly, this indicates that the battery is low.
  3. Before each treatment, wet the **electrode pad** with a wet cloth or with wet fingers, and place them on each **treatment unit** (see section "4.4 Wetting the electrode pads"). Next, connect one or more **treatment units** to the **belt** (see section "4.1 Connecting the different parts").
  4. Disconnect one of the **connectors** on one side, and then place the **belt** around the area you wish to treat. Then reconnect the side you just disconnected.
  5. Adjust the tightness of the **belt** so that the **treatment unit** is in good contact with your skin, and that the **belt** is firm and well secured to your body.
-  If the **belt** is not tight against your skin, the EMS energy may disconnect. If that happens, tighten the belt and press the **+ button** to reselect the EMS energy level required.

6. **Switch on.** With the controls in view, press the **control button** on each **treatment unit**. The green and orange **indicator lights** will go on. The orange **indicator light** will go off after a second or so and the **treatment unit** will vibrate once. When the **treatment unit** is in good contact with the skin, the green **operating light** will blink slowly, and the laser energy will start to work.
7. **Changing the EMS level:**
  - **To increase:** Short press the **+ button** as many times as you need to set to the EMS level that is comfortable for you. The **operating light** blinks more quickly as you increase the EMS level.
  - i** If you long press the **+ button**, the EMS level will still only increase by one increment.
  - **To reduce:** Short press the **- button** as many times as you need (see section “4.2 Controls and settings”).
  - i** Long pressing the **- button**, sets the EMS level back to zero.
8. **Treat each area for 15 minutes.** Keep the **treatment unit** in place, and the device on for up to 15 minutes. Every few minutes you will feel a vibration. The vibrations are a normal part of the treatment routine. At the end of 15 minutes, you will feel 3 vibrations, no more energy will be emitted and the device will shut down automatically.
  - i** To switch off the device **before 15 minutes**, long press the **control button**. You will feel 2 vibrations, then the device will shut down.
9. If you want to treat another area (next to the area you have just treated or another part of your body), wet the **electrode pad**, and move the **treatment unit** to the next location.
  - i** Try to avoid gaps and overlaps.
  - i** If you move the device to another part of your body and the **treatment unit** is not in good contact with the skin, the EMS level will revert to zero. If this happens, make sure the **treatment pad** is in good contact with the skin, then short press the **control button** to start the device again, and then the **+ button** to increase the EMS level.

## 8. Cleaning & maintenance


---

EN

### 8.1 Cleaning the treatment units & charging cradle

We recommend that you clean the **treatment unit** after each use, and the **stand/charging cradle** once a month.

Before cleaning:

- Disconnect the treatment unit from all other parts (belt, electrode pads, connectors, stand/charging cradle). Disconnect the **stand/charging cradle** from the electricity supply.
  - Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any parts.
  - Clean each **treatment unit** and **stand/charging cradle** with a damp cloth using a mild detergent, then wipe it dry with a clean cloth.
-  Do not clean any of the parts in the dishwasher.

### 8.2 Cleaning the electrode pads

- After each use, wipe each **electrode pad** and dry with a cloth.
- Do not store them in a closed box or drawer until they are completely dry.

### 8.3 Replacing the electrode pads

- Do not use **electrode pads** if they are damaged. If that happens, replace with new ones.

## 8.4 Cleaning the belt

The belt materials are:

**External:** Nylon / **Middle layer:** SBR / **Internal:** Nylon.

Please note the cleaning instructions.



Hand wash only



Do not dry clean



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron

## 8.5 Storage

- After cleaning, we recommend that you return each **treatment unit** to the **stand/charging cradle**.
- If you do not plan to use the device for a long time, store the different parts in the original packaging in a clean, dry place to prevent the accumulation of dust.
- Make sure the **stand/charging cradle** is disconnected from the electricity supply.

## 9. Parts & consumables

---

You can purchase replacement treatment units, electrode pads or belts through the retailer where you bought the device, or you can order directly from our website: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Troubleshooting

EN

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure that: <ul style="list-style-type: none"><li>• the <b>treatment unit</b> is charged.</li><li>• you have pressed the <b>control button</b> to turn it on.</li><li>• the <b>operating light</b> is constant green.</li></ul>
I can't feel the electrical stimulation or the EMS level seems too low.	Check that: <ul style="list-style-type: none"><li>• the <b>electrode pad</b> is wet.</li><li>• the <b>treatment unit</b> is in good contact with the skin and</li><li>• the <b>belt</b> is fixed securely to your body.</li></ul>
I can't change the EMS level.	Check that the <b>treatment unit</b> is charged.
The indicator lights are on all the time.	There is a system error.



If you have problems or queries, please contact Customer Service.



## 11. Customer service

---

For more information see our website [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

## 12. Warranty

---

Refer to your Silk'n warranty card.

## 13. Disposal

If your device reaches its End of Life stage, be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.



Dispose of the packaging separated into single type materials. Dispose of cardboard and carton as waste paper and film via the recyclable material collection service.



Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This ensures that the device is recycled professionally, and prevents the release of harmful substances\* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

\*Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

## 14. Specifications





Model No.	H5001 (device); H5002 (charging cradle)
Technology	Low Level Laser Therapy (LLLT) Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Charging cradle	Input 12Vdc, 1.5Amax Charging 2 modules simultaneously
Module powered by	Li-ion battery, 3.7V, 2600mA
Adapter models	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapter Rating Input: Output:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
<b>LLLT</b> - Diode wavelength - Diode power	658nm +/- 8nm 100mW (max)

<b>EMS</b>	
- Pulse Amplitude	0-32mA into 1000 ohm load
- Output Voltage	Adjustable 0-32V, Max output 32V peak to peak into 1000ohm load.
- On Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Off Time	Adjustable, 20~2400 milliseconds
- Ramp Time	Adjustable, 22~800 milliseconds, 22 milliseconds/step. The "On" time will increase and decrease.
- Pulse Rate	30~50 Hz
- Pulse Width	350~450µs
- Timer	15 min
- Wave Form	Symmetrical Bi-phasic rectangular pulse
- Tolerance	There may be a +/-5% tolerance of all settings and +/- 20% tolerance of output of intensity.
Package size	192 x 296 x130 (L x W x H) [mm]
Weight	Module: 300 [gr] Charging Cradle: 215 [gr]
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 - 70 [°C] Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060 [hPa]
Operating conditions	Temperature: 5 - 40 [°C] Relative humidity: 15% - 90% Atmospheric pressure: 700 - 1060 [hPa]
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes

Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Service life	3 years

## 15. Signs & symbols

The user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, you must also observe country-specific guidelines and laws.

	Declaration of Conformity: Products labeled with this symbol meet all applicable provisions of the European Economic Area.
IP22	The device is protected against the ingress of objects such as fingers.
	Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices.
	Follow the operating instructions.
	Class 1 laser product.

## Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen & Gegenanzeigen .....	29
2. Sicherheit mit Silk'n Lipo.....	37
3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen .....	37
4. Bedientasten & Einstellungen .....	39
5. Behandlungsplan.....	44
6. Lernen Sie Ihr Silk'n Lipo kennen .....	46
7. Legen Sie los!.....	47
8. Reinigung & Wartung .....	49
9. Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien .....	50
10. Fehlerbehebung .....	51
11. Kundenservice.....	52
12. Garantie .....	52
13. Entsorgung .....	53
14. Spezifikationen .....	53
15. Zeichenerklärung .....	55






## 1. Warnungen & Gegenanzeigen

---

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Gegenanzeigen.

DE


- ⚠ Das Gerät darf nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden.
- ⚠ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Aufbewahrungs-/Ladestation an die Stromversorgung anschließen.
- ⚠ Den Adapter von Wasser fernhalten. Der Adapter ist nicht wasserdicht.
- ⚠ Stellen bzw. bewahren Sie die Behandlungseinheiten, die Aufbewahrungs-/Ladestation und den Adapter nicht an Orten auf, an denen sie in die Badewanne, das Waschbecken oder ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen oder gezogen werden können.

-  Sollte die Aufbewahrungs-/Ladestation oder der Adapter ins Wasser fallen, versuchen Sie nicht danach zu greifen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie den Netzstecker der Aufbewahrungs-/Ladestation nicht ziehen, kann ein Stromschlag die Folge sein.
-  Verwenden Sie den Adapter niemals, wenn das Anschlusskabel oder der Netzadapter beschädigt sind, nicht richtig funktionieren oder in Wasser getaucht wurden. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
-  Trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromquelle, wenn die Aufbewahrungs-/Ladestation nicht ordnungsgemäß funktioniert.
-  Vor dem Laden oder der Aufbewahrung muss jede Behandlungseinheit abgetrocknet werden.
-  Vor der Aufbewahrung muss jedes Elektrodenpad abgetrocknet werden.



- ⚠ Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen.
- ⚠ Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr verwenden darf.
- ⚠ Wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung stammen, das Gerät beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Kundenservice auf.
- ⚠ Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr verwenden darf.

- DE
- ⚠ Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
  - ⚠ Kinder dürfen nicht mit der (Plastik)verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
  - ⚠ Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt "13. Entsorgung".
  - ⚠ Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
  - ⚠ Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
  - ⚠ Der Akku muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.

 Vor allem muss bei der Entsorgung auf die Umweltaspekte geachtet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus niemals im Hausmüll. Kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler, um die Umwelt zu schützen.

## **Entfernen des Akkus**

DE





Zum Entfernen des Akkus muss das Gerät auseinander gebrochen werden. Nach diesem Vorgang ist das Gerät nicht länger funktionsfähig und kann auch nicht mehr repariert werden. Durch das Aufbrechen des Gehäuses und Herausnehmen des Akkus erlischt jeglicher Garantieanspruch. Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen wird empfohlen.

Home Skinovations Ltd haftet nicht für physische oder materielle Schäden, die durch diesen Vorgang entstehen.



Zum Entfernen des Akkus platzieren Sie jede Behandlungseinheit auf einer harten, robusten Oberfläche. Beschädigen Sie das Gehäuse mit Hilfe eines Hammers.

Entfernen Sie das Gehäuse anschließend mit einer Zange oder einem Schraubenzieher. Entfernen Sie die Schrauben von der Platine und entnehmen Sie den Akku, indem Sie den Stecker von der Platine ziehen.

## Gegenanzeigen

-  Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen, dürfen Silk'n Lipo nicht verwenden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-  Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
-  Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
-  Auf sauberer, trockener und gesunder Haut anwenden.

### **Nicht verwenden, wenn:**

-  Sie an einer Herzkrankheit leiden und Sie Ihren Arzt nicht konsultiert haben.
-  Sie immunsuppressive Medikamente wie Kortikosteroide einnehmen, ohne vorher Ihren Arzt zu konsultieren oder wenn Sie an einer Immunschwäche leiden.

- ⚠ Sie aktiv an Krebs erkrankt sind.
- ⚠ Sie lymphatische Beschwerden, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes oder Leberschäden oder andere Stoffwechselerkrankungen haben.
- ⚠ Sie einen Herzschrittmacher, internen Defibrillator oder ein anderes elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- ⚠ Sie eine lokale Lösung auf dem Behandlungsbereich aufgetragen haben, die Metallionen enthält.
- ⚠ Sie an Epilepsie leiden.
- ⚠ Ihre arterielle Durchblutung in den unteren Extremitäten schwer gestört ist.
- ⚠ Sie einen Bauch oder Leistenbruch haben.
- ⚠ Sie schwanger sind oder stillen.

### **Diese Körperteile dürfen nicht behandelt werden:**

- ⚠ In der Nähe des Herzens. Die Elektroden dürfen nirgendwo auf dem vorderen Brustkorb platziert werden (dort wo sich die Rippen und das Brustbein befinden), vor allem nicht auf den beiden großen Brustmuskeln. Dadurch erhöht sich das Risiko eines Kammerflimmerns mit folgendem Herzstillstand.

- ⚠️ Hinterer Brustkorb.
- ⚠️ Kopf oder Nacken.
- ⚠️ Genitalbereich.
- ⚠️ Auf oder um die Augen.
- ⚠️ Bereiche mit metabolischer Arthritis oder chronischen Schmerzen.
- ⚠️ Geschwollene, infizierte oder entzündete Bereiche, oder Bereiche, die Hautverletzungen, Hautirritationen oder Hautausschlag aufweisen (z.B. Hautreizungen, Venenentzündung, Thrombose, Krampfadern oder postoperative Narben, bei denen der Heilungsprozess beeinflusst werden könnte, usw.).
- ⚠️ Körperteile, die Klammern, Implantate oder Stifte aus Metall aufweisen oder wenn Sie sich in der Nähe von Metall befinden. Entfernen Sie jeglichen Schmuck oder anderes Zubehör vom Behandlungsbereich.
- ⚠️ Bereiche mit einer Vorgeschichte von Hautkrebs oder potenziellen bösartigen Hauttumoren.

## 2. Sicherheit mit Silk'n Lipo

---

Bei Silk'n steht Sicherheit an erster Stelle. Silk'n Lipo verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

- **Näherungssensor:** Das Gerät funktioniert nur, wenn es eingeschaltet ist und die Behandlungseinheit guten Kontakt zur Haut hat.
- **Automatische Ausschaltung:** Auch wenn Sie die Behandlung jederzeit unterbrechen können, schaltet das Gerät nach ca. einer Minute automatisch ab, wenn kein Hautkontakt besteht (die **LED für den Betrieb** leuchtet dauerhaft grün). Auch nach einem Dauerbetrieb von 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

DE

## 3. Lernen Sie Ihren Silk'n Lipo kennen

---

Das Silk'n Lipo-System hilft dabei, ohne Trainingsaufwand an bestimmten Stellen Fett abzubauen, die Muskeln zu trainieren und spezifische Körperteile zu formen. Und all das komfortabel zu Hause.

Durch die Platzierung der Behandlungseinheit<sup>1</sup> auf bestimmten Bereichen wie Oberarmen, Bauch, Gesäß oder Oberschenkel, kann Fett gespalten und speziell von diesen Bereichen entfernt werden. Silk'n Lipo ist nicht für die Fettreduktion oder einen Gewichtsverlust am gesamten Körper geeignet und kann keine Diät oder sportliche Tätigkeit ersetzen. Das Gerät kann individuelle Bereiche formen, die nicht auf Diäten oder sportliche Tätigkeiten reagieren.

Silk'n Lipo es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen vor der Verwendung lesen und verstehen und sich streng danach richten.** Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

<sup>1</sup> Die Einzahl wird sowohl für einzelne wie mehrfach vorhandene Produktkomponenten verwendet wie **Behandlungseinheit, Gürtel** und **Elektrodenpad**.

### 3.1. Packungsinhalt

- 1 oder mehrere Behandlungseinheiten \*
- 2 Gürtelschlaufen
- 1 oder mehrere Körpergürtel \*
- 1 oder mehrere Elektrodenpads \*
- Aufbewahrungs-/Ladestation
- Adapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

\* Variiert je nach gekaufter Option.

### 3.2. Gerätebeschreibung

Silk'n Lipo ist ein Gerät für die Heimanwendung, das die LLL-Technologie (Lower Level Laser) und die EMS-Technologie (elektrische Muskelstimulation) verwendet. Zusammen erhöhen diese beiden Technologien den Muskeltonus und reduzieren Fettsäuren und Fettablagerungen, um eine besser Körperstraffung und kontur zu erzielen.

Silk'n Lipo umfasst verschiedene Gürtel für die unterschiedlichen Behandlungsbereiche. Jede Behandlungseinheit enthält Laserdioden und Elektroden, durch welche die elektrische Muskelstimulation aktiviert wird. Jede Behandlungseinheit wird am Gürtel befestigt und anschließend auf dem Körperteil angebracht, das Sie straffen und formen möchten. Silk'n Lipo verfügt über integrierte, aufladbare Akkus, sodass jede Behandlungseinheit vor jeder Verwendung aufgeladen werden kann.

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile zu sehen.

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Behandlungseinheit | 6. Elektrodenpad              |
| 2. Kontrolltaste      | 7. Laden Anzeigeleuchte       |
| 3. Anzeigeleuchten    | 8. Aufbewahrungs-/Ladestation |
| 4. Gürtelschlaufen    | 9. Adapter                    |
| 5. Körpergürtel       |                               |



### 3.3. Anwendungszweck

Silk'n Lipo ist eine nicht-invasive Gerät für die Reduktion des Umfangs an Hüfte, Armen, Schenkeln und am Gesäß. Das Gerät verbessert außerdem den Muskeltonus und, strafft die Haut und stärkt die Muskeln in den behandelten Bereichen.

Das Gerät ist nicht für die Anwendung in einer Therapie oder für die Behandlung von medizinischen Beschwerden oder Krankheiten geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.


DE

## 4. Bedientasten & Einstellungen

---


### 4.1. Anschließen der verschiedenen Teile

1. Entnehmen Sie die verschiedenen Teile der Verpackung.
2. Platzieren Sie die **Behandlungseinheit** auf einer flachen Oberfläche. Wenn Sie über mehr als eine **Behandlungseinheit** verfügen, verbinden Sie diese.
3. Nehmen Sie die **Buchschleife** und stecken Sie diese in die linke Seite der **Behandlungseinheit**. Anschließend nehmen Sie die **Stiftschleife** und bringen diese auf der rechten Seite an.




4. Wählen Sie den entsprechenden Gürtel für den gewünschten Behandlungsbereich und legen Sie diesen mit der Seite, auf der das Silk'n-Logo abgebildet ist, nach oben auf eine flache Oberfläche.

5. Falten Sie anschließend jede Seite des Gürtels nach innen, sodass Sie die schwarzen Klettverschlüsse sehen.



6. Schieben Sie die beiden Seiten des Gürtels in die **Schlaufen** und falten Sie nach hinten, sodass der Klettverschluss am Gürtel haftet. Jetzt sieht Ihr Gürtel so aus.




7. Um Silk'n Lipo zu verwenden, müssen Sie eine Seite öffnen, den **Gürtel** auf dem Behandlungsbereich legen und dann wieder befestigen.



Das Gerät kann nur verwendet werden, wenn:

- die **Behandlungseinheit** geladen ist.
- ein nasses **Elektrodenpad** auf jeder **Behandlungseinheit** platziert wurde (siehe Abschnitt "4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads").
- jede Behandlungseinheit guten Kontakt zur Haut hat.
- Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben und verstanden haben wie das Gerät verwendet wird.

## 4.2. Bedientasten und Einstellungen



Akku / Fehler    Betrieb    Nicht in Verwendung

DE

Jede **Behandlungseinheit** verfügt über ein Bedienpanel mit:

- eine Kontrolltaste (Nr. 2)
- 2 EMS-Tasten zur Regulierung der Energiestufe (links und rechts von der Kontrolltaste)
- 2 LED-Anzeigen - links und Mitte (Nr. 3)

Taste	Aktion	Funktion
Kontrolltaste 	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltet die <b>Behandlungseinheit</b> ein (oder aus). Beim Einschalten spüren Sie eine leichte Vibration. Beim Ausschalten spüren Sie 2 leichte Vibrationen.</li> <li>• Die grüne <b>LED für den Betrieb</b> (Mitte) blinkt durchgehend grün.</li> </ul>
+ Taste 	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei jedem Drücken wird die Energiestufe erhöht. Je höher die ausgewählte Energiestufe, desto schneller blinkt die <b>LED für den Betrieb</b>.</li> </ul>
	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die gleiche Auswirkung wie kurzes Drücken.</li> </ul>

Taste	Aktion	Funktion
- Taste  —	Kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei jedem Drücken wird die Energiestufe reduziert. Je niedriger die ausgewählte Energiestufe, desto langsamer blinkt die LED für den Betrieb.</li> </ul>
	Lange drücken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellt die Energiestufe auf Null.</li> </ul>
Akku / Fehleranzeige (links)	Orange LED blinkt durchgehend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedriger Akkustand.</li> </ul>
	Dauerhaft orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerätefehler.</li> </ul>
LED für den Betrieb (Mitte)	Grüne LED blinkt durchgehend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist eingeschaltet und hat guten Kontakt zur Haut.</li> <li>• Blinkt schneller sobald die Energiestufe erhöht wird.</li> </ul>
	Dauerhaft grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es besteht kein Kontakt zur Haut, das Gerät ist aber betriebsbereit.</li> <li>• Das Gerät schaltet nach ca. einer Minute automatisch aus, wenn kein Hautkontakt besteht.</li> </ul>
Anzeigeleuchte (rechts)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht in Verwendung.</li> </ul>

### 4.3. Energiestufen

Silk'n Lipo verfügt über verschiedene Stufen der elektrischen Muskelstimulation (EMS). Dadurch können Sie die Intensität der Muskelstimulation, die Sie für jeden Behandlungsbereich wünschen, einfach regulieren. Die Energiestufe kann während der Anwendung beliebig oft geändert werden.


- **Erhöhen der Energiestufe: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.
- **Reduzieren der Energiestufe: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt "4.2. Bedientasten und Einstellungen").

- Die **Energiestufe** zurück auf Null setzen: **-Tasten** lange gedrückt halten.
- ❗ Die Energiestufe kann nur angepasst werden, wenn die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat. Wenn kein Hautkontakt besteht, wird die Energiestufe auf Null zurückgesetzt.

#### 4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads

Die **Elektrodenpads** sind notwendig, damit die elektrische Muskelstimulation funktioniert. Vor Beginn der Behandlung müssen die Elektrodenpads angefeuchtet werden.

1. Befeuchten Sie jedes **Elektrodenpad** mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern.
2. Platzieren Sie anschließend das nasse **Elektrodenpad** auf die Rückseite einer jeden **Behandlungseinheit**. Stellen Sie sicher, dass die Pads fest auf dem Rechteck in der Mitte haften. Möglicherweise müssen Sie die Pads etwas zurechtrücken, damit die **Elektrodenpads** flach auf der **Behandlungseinheit** aufliegen.



- ❗ Wichtig: Feuchten Sie nur das **Elektrodenpad** und nicht die ganze **Behandlungseinheit** an.





## 4.5. Aufladen des Geräts

Vor der ersten Verwendung muss jede **Behandlungseinheit** aufgeladen werden. Der erste Ladevorgang dauert circa 6 Stunden. Nachfolgende Ladevorgänge dauern circa 3 Stunden. Wir empfehlen das Gerät vor jeder Behandlung aufzuladen.


1. Entfernen Sie die **Elektrodenpads** bevor Sie die **Behandlungseinheiten** auf die **Aufbewahrungs-/Ladestation** stellen.
2. Schließen Sie die leere **Aufbewahrungs-/Ladestation** an die Stromversorgung an. Die zwei **Ladeanzeigen** leuchten dauerhaft grün.
3. Stellen Sie jede **Behandlungseinheit** so in die Ladestation, dass diese in den entsprechenden Rillen aufliegt.
  - Sobald die **Behandlungseinheit** geladen wird, blinkt die orange **Akku-/Fehleranzeige** auf der **Behandlungseinheit**.
  - Sobald die Einheit vollständig geladen ist, geht die **Akku-/Fehleranzeige** (links) aus und die grüne **LED für den Betrieb** (Mitte) leuchtet dauerhaft grün.
4. Ziehen Sie den Netzstecker der **Aufbewahrungs-/Ladestation** sobald die Einheit vollständig geladen ist.

## 5. Behandlungsplan

---

-  Zur Verwendung auf sauberer, trockener und gesunder Haut (siehe Abschnitt "1. Warnungen & Gegenanzeigen").
-  Behandeln Sie den jeweiligen Bereich pro Sitzung für 15 Minuten.
-  Bei größeren Körperbereichen wie Bauch oder Gesäß können Sie die **Behandlungseinheit** an einen angrenzenden Behandlungsbereich verschieben und die Behandlung für weitere 15 Minuten fortsetzen. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gesamten gewünschten Bereich behandelt haben.
-  Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie Silk'n Lipo während einer Behandlung nie zweimal auf dem exakt gleichen Bereich.
- Für die tägliche Anwendung geeignet, jedoch nicht öfter als drei Mal pro Woche pro Behandlungsbereich. Fahren Sie mit der Behandlung fort, bis Sie die gewünschten Resultate erzielen.



DE

## 6. Lernen Sie Ihr Silk'n Lipo kennen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und **alle Sicherheitshinweise** beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede Behandlung mit einem energiebasierten Gerät, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

### **Rötung der Haut**

Auf dem behandelten Bereich kann eine leichte Rötung der Haut auftreten, die nach der Behandlung schnell verschwinden sollte.

### **Muskelschmerzen**

Wie bei jeder körperlichen Betätigung, können nach einer Behandlung Muskelschmerzen auftreten. Diese sollten nach ein bis zwei Tagen vergehen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Energiestufe bei den nachfolgenden Behandlungen, bis die Schmerzen nachlassen.

### **Hautirritation**



In sehr seltenen Fällen kann die Rötung der Haut anhalten oder Akne auftreten. Unterbrechen Sie die Anwendung sofort und behandeln Sie die entsprechenden Bereiche erst wieder, sobald die Rötung verschwunden ist.

### **Kopfschmerzen**

Genauso selten können bei der anfänglichen Verwendung des Geräts leichte Kopfschmerzen auftreten. In diesem Fall sollten Sie während der Behandlung sitzen oder die Verwendung des Geräts unterbrechen, bis Sie sich wieder wohl fühlen.

### **Allergische Reaktion**

Sollte durch die Verwendung des Geräts oder dessen Zubehör eine allergische Reaktion auftreten, stellen Sie die Behandlung umgehend ein.

-  Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn diese Nebenwirkungen schwerer sind.
-  Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Nebenwirkungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeklungen sind.




## 7. Legen Sie los!

---

Die Behandlung mit Silk'n Lipo ist einfach. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

1. Auf sauberer, gesunder Haut anwenden (siehe Abschnitt "1. Warnungen & Gegenanzeigen").
2. Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Gebrauch ausreichend geladen ist. Wenn die **Akku-/Fehleranzeige** orange leuchtet und langsam blinkt, weist dies auf einen niedrigen Akkustand hin.
3. Befeuchten Sie das **Elektrodenpad** vor jeder Anwendung mit einem nassen Tuch oder mit nassen Fingern und platzieren Sie die Pads auf jeder **Behandlungseinheit** (siehe Abschnitt "4.4. Anfeuchten der Elektrodenpads"). Befestigen Sie als nächstes eine oder mehrere **Behandlungseinheiten** an den **Gürtel** (siehe "4.1. Anschließen der verschiedenen Teile").
4. Öffnen Sie eine der **Schlaufen** am Gürtel und legen Sie den **Gürtel** um den Behandlungsbereich. Befestigen Sie den Gürtel anschließend.
5. Ziehen Sie den **Gürtel** fest, bis die **Behandlungseinheit** einen guten Kontakt zur Haut hat und der **Gürtel** am Körper gut befestigt ist.

 Wenn der **Gürtel** nicht eng an der Haut anliegt, kann die Energieübertragung der elektrischen Muskelstimulation unterbrochen werden. Ziehen Sie den Gürtel in diesem Fall enger und drücken Sie die **+ Taste**, um die gewünschte Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation erneut einzustellen.

6. **Einschalten.** Die Bedientasten im Blick, drücken Sie die **Kontrolltaste** auf jeder **Behandlungseinheit**. Die grüne und orange **Anzeigeleuchten** gehen an. Die orange **Anzeigeleuchte** geht nach einigen Sekunden wieder aus und die **Behandlungseinheit** vibriert ein Mal. Sobald die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat, blinkt die grüne **LED für den Betrieb** langsam und die Laserenergie nimmt ihren Betrieb auf.

## 7. Ändern der Energiestufe:

- **Erhöhen: + Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen. Wird die Energiestufe erhöht, blinkt die **LED für den Betrieb** immer schneller.

**i** Auch wenn Sie die **+ Taste** lange gedrückt halten, wird die Energie um jeweils nur eine Stufe erhöht.

- **Reduzieren: - Taste** nacheinander kurz drücken, bis Sie die gewünschte Intensität erreichen (siehe Abschnitt "4.2. Bedientasten und Einstellungen").

**i** Langes Drücken der **-Taste** stellt die Energiestufe zurück auf Null.

## 8. Behandeln Sie jeden Bereich für 15 Minuten.

Achten Sie darauf, dass die **Behandlungseinheit** 15 Minuten lang an ihrer Position bleibt und das Gerät ständig an ist. Alle paar Minuten fühlen Sie eine Vibration. Die Vibrationen gehören zur normalen Behandlungsroutine. Nach Ablauf der 15 Minuten fühlen Sie drei Vibrationen. Es wird keine Energie mehr ausgestoßen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

**i** Wenn Sie das Gerät **vor** Ablauf der **15 Minuten** ausschalten möchten, halten Sie die **Kontrolltaste** lange gedrückt. Sie fühlen zwei Vibrationen und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

## 9. Wenn Sie einen anderen Bereich behandeln möchten (neben dem aktuellen Behandlungsbereich oder einen anderen Körperteil), befeuchten Sie das **Elektrodenpad** erneut und verschieben Sie die **Behandlungseinheit** an die nächste Position.

**i** Versuchen Sie Auslassungen und Überlappungen zu vermeiden.

**i** Wenn Sie das Gerät an einem anderen Körperteil anbringen und der Hautkontakt der **Behandlungseinheit** nicht ausreichend ist, wird die Energiestufe der elektrischen Muskelstimulation auf Null gesetzt. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die **Behandlungseinheit** guten Kontakt zur Haut hat und anschließend die **Kontrolltaste** kurz drücken, um das Gerät erneut zu starten und die **+ Taste**, um die Energiestufe zu erhöhen.


## 8. Reinigung & Wartung

---

### 8.1. Reinigung der Behandlungseinheiten und der Aufbewahrungs-/Ladestation

Es wird empfohlen die **Behandlungseinheit** nach jedem Gebrauch und die **Aufbewahrungs-/Ladestation** ein Mal monatlich zu reinigen.

Vor der Reinigung:

- Trennen Sie die Behandlungseinheit von allen anderen Teilen (Gürtel, Elektrodenpads, Aufbewahrungs-/Ladestation). Ziehen Sie den Netzstecker der **Aufbewahrungs-/Ladestation**.
  - Keine scheuernden Reinigungsmittel oder chemische Substanzen für die Reinigung der Geräteteile verwenden.
  - Reinigen Sie jede **Behandlungseinheit** und die **Aufbewahrungs-/Ladestation** mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
-  Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.

### 8.2. Reinigen der Elektrodenpads

- Jedes **Elektrodenpad** nach jedem Gebrauch abwischen und mit einem Tuch abtrocknen.
- Lagern Sie die Pads nicht in einem geschlossenen Behälter oder Schrank, solange sie nicht vollständig trocken sind.

### 8.3. Austauschen der Elektrodenpads

- Die **Elektrodenpads** nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Beschädigte Elektrodenpads müssen durch neue ersetzt werden.

## 8.4. Reinigen des Gürtels

Der Gürtel bestehe aus folgendem Material:

**Außen:** Nylon / **Zwischenschicht:** SBR / **Innen:** Nylon.

Beachten Sie die Reinigungsanweisungen.



Den Gürtel nur mit der Hand waschen



Nicht chemisch reinigen



Nicht bleichen



Nicht für den Trockner geeignet



Nicht bügeln

## 8.5. Aufbewahrung

- Es wird empfohlen jede **Behandlungseinheit** nach der Reinigung auf der **Aufbewahrungs-/Ladestation** zu lagern.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie die verschiedenen Teile in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort, um eine Staubansammlung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die **Aufbewahrungs-/Ladestation** von der Stromversorgung getrennt wurde.

## 9. Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien

---

Ersatz-Behandlungseinheiten, Elektrodenpads und Gürtel sind über den Händler verfügbar, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bestellungen sind auch direkt über unsere Webseite [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) möglich.

## 10. Fehlerbehebung

Die Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none"><li>• die <b>Behandlungseinheit</b> geladen ist.</li><li>• die <b>Kontrolltaste</b> gedrückt wurde, um das Gerät einzuschalten</li><li>• die <b>LED für den Betrieb</b> dauerhaft grün leuchtet.</li></ul>
Ich kann die Elektrostimulation nicht fühlen oder die Energiestufe scheint zu niedrig zu sein.	Überprüfen Sie folgendes: <ul style="list-style-type: none"><li>• das <b>Elektrodenpad</b> ist nass.</li><li>• die <b>Behandlungseinheit</b> befindet sich in einem direkten Kontakt mit der Haut, und</li><li>• der <b>Gürtel</b> ist gut an Ihrem Körper befestigt</li></ul>
Ich kann die Energiestufe für die elektrische Muskelstimulation nicht ändern.	Stellen Sie sicher, dass die <b>Behandlungseinheit</b> geladen ist.
Die Anzeigeleuchten sind alle dauerhaft an.	Dies weist auf einen Systemfehler hin.



Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

## 11. Kundenservice

---

---

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten.

Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Frankreich	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Deutschland	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italien		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Niederlande	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spanien	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
GB	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Garantie

---

---

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n-Garantiekarte nach.

## 13. Entsorgung

Wenn der Lebenszyklus Ihres Geräts abgelaufen ist, dann entsorgen Sie Ihr Gerät bitte gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für Elektrogeräte.



Entsorgen Sie die Verpackung getrennt nach Materialart. Entsorgen Sie Kartonagen und Karton als Altpapier und Folie am entsprechenden Sammelpunkt für recycelbare Materialien.



Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Gerät professionell recycelt wird und einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen \* wird vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

\*Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

DE

## 14. Spezifikationen

Modellnr.	H5001 (Gerät); H5002 (Ladestation)
Technologie	Low Level Laser-Therapie (LLLT) Elektrische Muskelstimulation (EMS)
Ladestation	Eingang 12 VDC, 1.5Amax Gleichzeitige Ladung von 2 Modulen
Modul betrieben mit	Li-Ion-Akku, 3.7V, 2600mA
Adaptermodelle	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapterleistung Eingang: Ausgang:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.6A Max 12 Vdc, 1.5A
<b>LLLT</b> - Wellenlänge der Dioden - Dioden-Leistung	658Nm +/- 8nm 100mW (max)

<b>EMS</b>	
- Impulsamplitude	0-32mA an 1000 Ohm Last
- Ausgangsspannung	Regulierbar 0-32V, Max. Ausgangsspannung 32V Spitze-Spitze an 1000 Ohm Last.
- Einschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Ausschaltzeit	Regulierbar, 20~2400 Millisekunden
- Rampenzeit	Regulierbar, 22~800 Millisekunden, 22 Millisekunden/Schritt. Die Einschaltzeit erhöht und reduziert sich.
- Pulsfrequenz	30~50 Hz
- Pulsweite	350~450µs
- Timer	15 Min.
- Wellenform	Symmetrischer bi-phasiger Rechteckimpuls
- Toleranz	Alle Einstellungen können eine Toleranz von +/-5% aufweisen und die Intensität eine Toleranz von +/- 20%.
Packungsgröße	192 x 296 x 130 (L x B x H) [mm]
Gewicht	Modul: 300 [gr] Ladestation: 215 [gr]
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: minus 40 - 70 [°C] Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 [hPa]
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5 - 40 [°C] Relative Feuchtigkeit: 15% bis 90% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 [hPa]
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten







Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Erwartete Nutzungsdauer	3 Jahre

## 15. Zeichenerklärung

DE

Diese Bedienungsanleitung basierend auf den in der Europäischen Union gültigen Standards und Regeln. Im Ausland sind auch die länderspezifischen Richtlinien und Gesetze zu beachten.

	Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen allen anwendbaren Richtlinien des Europäischen Wirtschaftsraums.
IP22	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen, wie beispielsweise Finger, geschützt.
	Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich Zubehör und Teile) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss.
	Befolgen Sie die Betriebsanweisungen.
	Laser-Produkt der Klasse 1

## Rechtlicher Hinweis

DE

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

SILK'N und das SILK'N-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Table des matières

1. Mises en garde et contre-indications .....	58
2. Sécurité avec Silk'n Lipo .....	66
3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo .....	66
4. Paramètres et contrôles de l'appareil .....	68
5. Protocole d'utilisation .....	74
6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo.....	75
7. Commencez ! .....	76
8. Nettoyage et entretien .....	78
9. Pièces détachées et consommables .....	80
10. Dépannage .....	80
11. Service à la clientèle .....	81
12. Garantie .....	81
13. Élimination .....	81
14. Caractéristiques techniques .....	82
15. Signes et symboles .....	84


## 1. Mises en garde et contre-indications


---


Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays. Veuillez prendre connaissance de tous les avertissements et contre-indications avant utilisation.

- ⚠ N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- ⚠ Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant de brancher le socle/support de chargement à l'alimentation électrique.
- ⚠ N'exposez pas l'adaptateur à l'eau. L'adaptateur n'est pas résistant à l'eau !
- ⚠ Ne pas poser ou ranger les bases, le socle/support de chargement et l'adaptateur dans un endroit où ils risquent de tomber ou d'être précipités dans une baignoire, un lavabo, dans de l'eau ou tout autre liquide.


- ⚠ Ne pas toucher le socle/support de chargement ou l'adaptateur s'ils sont tombés dans l'eau. Avant de récupérer l'un ou l'autre, veuillez les débrancher immédiatement. Le fait de ne pas débrancher le socle/support de chargement peut entraîner un choc électrique !
- ⚠ N'utilisez jamais l'adaptateur si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il fonctionne anormalement, ou s'il a été immergé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement l'adaptateur.
- ⚠ En cas de dysfonctionnement du socle/support de chargement, débranchez immédiatement celui-ci.
- ⚠ Séchez chaque base avant de charger ou de ranger celles-ci.
- ⚠ Séchez chaque électrode avant de ranger celles-ci.
- ⚠ Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement.

 Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

 N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant conformément aux instructions de ce manuel, ou si l'appareil est endommagé ou ne semble pas fonctionner correctement. Dans ces cas, contactez le service à la clientèle.

 Les modifications apportées à cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

 Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage (plastique). Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage, ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.

- ⚠ Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique "13. Élimination".
- ⚠ La pile doit être retirée de l'appareil avant que ce dernier soit jeté.
- ⚠ Pendant la procédure de retrait de la pile, l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique.
- ⚠ La pile doit être éliminée d'une manière sécuritaire.
- ⚠ Une attention particulière devra être portée aux aspects environnementaux de l'élimination de la pile. Ne jetez pas de piles usagées à la poubelle. Veuillez contacter votre revendeur afin de protéger l'environnement.

## Retirer la pile

FR


Pour retirer la pile, le dispositif doit être démonté. Suite à cette procédure, le dispositif ne pourra plus ni fonctionner, ni être réparé. Toute garantie sera annulée si le boîtier de l'appareil est cassé et la pile retirée. Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection et des gants.

Home Skinovations Ltd n'est pas responsable des dommages d'ordre physique ou matériel résultant de cette procédure.

Pour enlever la pile, posez chaque base sur une surface dure et résistante. À l'aide d'un marteau, brisez la coque externe en plastique.

Avec des pinces ou un tournevis, retirez la coque. Dévissez la carte de circuit imprimé (CCI) et enlevez la pile en débranchant la prise de la CCI.

## Contre-indications


 Silk'n Lipo ne doit pas être utilisé par les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.



- ⚠ Utilisez un niveau d'énergie pour la stimulation musculaire électrique (EMS) plus faible si vous ressentez un inconfort.
- ⚠ Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge ou présente des boursouflures ou des brûlures.
- ⚠ Utilisez l'appareil sur une peau saine, sèche et propre.

### **Ne pas utiliser si vous :**

- ⚠ souffrez d'une maladie cardiaque et n'avez pas consulté votre médecin traitant.
- ⚠ prenez des médicaments immunosuppresseurs tels que des corticostéroïdes sans consulter votre médecin, ou si vous souffrez de troubles de déficit immunitaire.
- ⚠ souffrez d'un cancer de quelque type que ce soit.
- ⚠ avez des troubles lymphatiques, des troubles de la thyroïde, du diabète ou des troubles hépatiques, ou toute autre maladie métabolique.

 portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps.

FR

 prenez un traitement à base de solutions topiques contenant des ions métalliques sur la zone de traitement.


 souffrez d'épilepsie.

 avez de graves problèmes de circulation sanguine dans les membres inférieurs.

 avez une hernie inguinale ou abdominale.

 êtes enceinte ou allaitez.

### **Ne pas utiliser sur les parties du corps suivantes :**

 Près du cœur. Les pastilles métalliques ne doivent pas être placées sur la partie avant de la cage thoracique (où sont situés les côtes et le sternum) et surtout pas sur les deux grands pectoraux. Ceci peut augmenter le risque de fibrillation ventriculaire et induire un arrêt cardiaque.

 L'arrière de la cage thoracique.

 La tête ou le cou.

- ⚠ Sur les organes génitaux.
- ⚠ Sur ou autour des yeux.
- ⚠ Les zones sujettes à de l'arthrite métabolique ou une douleur chronique.
- ⚠ Les zones qui sont enflées, infectées, sur les régions enflammées, sur les lésions ou sur une peau irritée ou les éruptions cutanées (p. ex., exanthèmes, phlébite, thrombophlébite, varices ou cicatrices postopératoires où le processus de guérison pourrait être affecté, etc.).
- ⚠ Les parties du corps avec agrafes en métal, broches ou implants ; ou si vous êtes près d'une source de métal. Enlevez vos bijoux ou autres accessoires de la zone de traitement pendant les séances.
- ⚠ Les zones ayant des antécédents de cancer de la peau ou sujettes à des malignités dermiques.

## 2. Sécurité avec Silk'n Lipo

---

Avec Silk'n, la sécurité est au premier plan. Silk'n Lipo est équipé de plusieurs mécanismes de sécurité :

- **Un capteur de proximité** : l'appareil fonctionne uniquement lorsque vous l'allumez, et lorsque la base est bien en contact avec la peau.
- **Un arrêt automatique** : Même si vous pouvez interrompre une séance dès que vous le souhaitez, l'appareil s'éteint après une minute ou deux, lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau (le **témoin de fonctionnement** s'allume en vert en continu). Il s'arrête aussi automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

## 3. En savoir plus sur votre Silk'n Lipo

---

Silk'n Lipo est un système pour vous aider à réduire la graisse dans des zones spécifiques, à exercer vos muscles et à tonifier des zones spécifiques de votre corps sans effort physique, dans le confort de votre maison.

Lorsque vous placez la base <sup>1</sup> sur des zones ciblées telles que le haut du bras, l'abdomen, les fesses ou les cuisses, les graisses peuvent être détruites et éliminées spécifiquement sur les zones concernées. Silk'n Lipo n'est pas destiné à une réduction des graisses sur la totalité du corps ou à une perte pondérale, et ne peut pas remplacer un régime ou de l'exercice. L'appareil peut vous aider à tonifier des zones spécifiques qui ne répondent pas favorablement à un régime ou à l'exercice physique.

Silk'n Lipo c'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. **Avant utilisation, il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement.** Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions dans ce mode d'emploi avant chaque séance.

<sup>1</sup> Le singulier est utilisé pour désigner les éléments de manière individuelle ou plusieurs éléments des pièces du produit : **base**, **ceinture** et **électrode**.

### 3.1. Contenu du paquet

- 1 ou plusieurs bases \*
- 2 connecteurs
- 1 ou plusieurs ceintures \*
- 1 ou plusieurs électrodes \*
- Socle/support de chargement
- Adaptateur
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

\* Varie en fonction de l'option achetée.

### 3.2. Description de l'appareil

Silk'n Lipo est un appareil destiné à un usage domestique qui utilise la technologie laser de faible niveau (LLLT) et la stimulation musculaire électrique (EMS). Ensemble, ces énergies contribuent à augmenter le tonus musculaire et à réduire les amas graisseux et les acides gras et à renforcer la tonification et la refonte corporelle.

Silk'n Lipo comprend une sélection de ceintures adaptées à la partie du corps que vous souhaitez traiter. Chaque base contient des diodes laser et des pastilles métalliques qui activent l'EMS. Chaque base est attachée à la ceinture et ensuite placée sur la partie du corps que vous souhaitez tonifier et remodeler. Silk'n Lipo utilise des batteries rechargeables pour que chaque base puisse facilement être chargée avant chaque utilisation.

Veillez vous reporter à diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Base               | 6. Électrode                   |
| 2. Bouton de commande | 7. Indicateurs d'autonomie     |
| 3. Voyants lumineux   | 8. Socle/support de chargement |
| 4. Connecteurs        | 9. Adaptateur                  |
| 5. Ceinture           |                                |

### 3.3. Usage prévu

Silk'n Lipo est un traitement esthétique non invasif destiné à réduire la circonférence de la taille, des bras, des cuisses et des fesses. L'appareil est également destiné à améliorer le tonus musculaire et la fermeté, et à renforcer les muscles dans ces zones.


L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au cours d'une thérapie, ou pour le traitement d'un problème de santé ou d'une maladie. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

## 4. Paramètres et contrôles de l'appareil

---


### 4.1. Branchement des différents éléments

1. Sortez les différents éléments de la boîte.
2. Placez la **base** sur une surface plane. Si vous avez plus d'une **base**, branchez-les, les unes aux autres.
3. Prenez le **connecteur** femelle et placez-le sur le côté gauche de la **base**. Ensuite, prenez le **connecteur** mâle et branchez-le sur le côté droit de la base.




4. Sélectionnez la ceinture correspondant à la partie du corps que vous voulez traiter, et posez-la sur une surface plane avec le logo Silk'n face à vous.

5. Ensuite, pliez chaque côté de la ceinture vers l'intérieur de manière à voir les Velcro noirs.



6. Faites glisser chaque extrémité de la ceinture dans les **connecteurs** puis repliez les extrémités de chaque côté de sorte que les Velcro adhèrent à la ceinture. Votre ceinture devrait désormais ressembler à l'image ci-dessous.




7. Bien sûr, pour utiliser le Silk'n Lipo, vous devrez dégrafer l'un des côtés, placez la **ceinture** sur le corps et puis réagrafer le côté que vous avez dégrafé !

**i** À noter que vous ne pouvez utiliser l'appareil que lorsque :

- la **base** est chargée.
- vous avez placé une **électrode** préalablement humidifiée sur chaque **base** (voir la section "4.4. Humidification des électrodes").
- chaque base est bien en contact avec la peau.
- vous avez lu ce manuel, et compris comment utiliser l'appareil.



## 4.2. Paramètres et contrôles




Batterie / erreur Fonctionnement Non utilisé

Chaque **base** possède une console de commande qui comprend :

- bouton de commande (no 2)
- 2 boutons de réglage du niveau d'énergie EMS (à gauche et à droite du bouton de commande)
- 2 voyants lumineux - à gauche et au milieu (#3).

Contrôle	Action	Fonction
Bouton de commande 	Appui long	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allume la <b>base</b> (ou l'éteint). Lorsque vous allumez l'appareil, vous devriez sentir une brève vibration. Lorsque vous éteignez l'appareil, vous devriez sentir 2 vibrations brèves.</li><li>• Le <b>témoin de fonctionnement</b> vert (du milieu) s'allumera en continu.</li></ul>
Bouton + 	Appui bref	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chaque appui sur le bouton augmente le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau, le <b>témoin de fonctionnement</b> clignote de plus en plus rapidement.</li></ul>
	Appui long	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le même effet qu'un appui court.</li></ul>



Contrôle	Action	Fonction
Bouton - 	Appui bref	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque appui sur le bouton diminue le niveau d'EMS. Au fur et à mesure que vous diminuez le niveau, le témoin de fonctionnement clignote de plus en plus lentement.</li> </ul>
	Appui long	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramène le niveau d'EMS à zéro.</li> </ul>
Voyant d'erreur / batterie (gauche)	Voyant orange clignote en continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pile faible.</li> </ul>
	Orange continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreur de l'appareil.</li> </ul>
Témoin de fonctionnement (milieu)	Voyant vert clignote en continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil est allumé, et le contact avec la peau est bon.</li> <li>• Clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'augmentation du niveau d'EMS.</li> </ul>
	Vert constant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'y a pas de contact avec la peau, mais l'appareil est prêt pour une utilisation.</li> <li>• L'appareil s'arrêtera alors automatiquement après une minute ou deux ou s'il n'y a pas de contact avec la peau.</li> </ul>
Voyant lumineux (droite)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilisé.</li> </ul>

### 4.3. Niveaux d'énergie

Silk'n Lipo possède plusieurs niveaux de stimulation musculaire électrique (EMS). Ceci vous permet d'avoir une très bonne maîtrise sur l'intensité de la stimulation musculaire que vous souhaitez utiliser pour chaque partie du corps à traiter. Qui plus est, vous pouvez changer les niveaux aussi souvent que vous voulez, pendant une séance.


- **Pour augmenter le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Vous constaterez que le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.
- **Pour diminuer le niveau d'EMS :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section "4.2. Paramètres et contrôles").
- **Pour ramener le niveau d'EMS à zéro :** appuyez longuement sur le **bouton -**.

**i** Vous pouvez uniquement changer les niveaux d'EMS lorsque la **base** est bien en contact avec la peau. Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'EMS tombe automatiquement à zéro.

#### 4.4. Humidification des électrodes

Pour que l'EMS fonctionne, les **électrodes** sont nécessaires et doivent être humides avant le début de la séance.

1. Humidifiez chaque **électrode** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés.
2. Placez ensuite une **électrode** humidifiée au dos de chacune des **bases**. Veillez à la fixer fermement autour du rectangle du milieu. Vous aurez peut-être besoin de manipuler légèrement l'**électrode** de manière à ce qu'elle soit bien à plat sur la **base**.



- i** Il est important que vous humidifiez uniquement l'**électrode**, et non pas l'ensemble de la **base**.

#### 4.5. Chargement de l'appareil







Chargez la **base** avant la première utilisation. La première charge devrait prendre environ 6 heures. Les autres charges, par la suite, devraient prendre environ 3 heures. Nous vous recommandons de recharger l'appareil avant chaque séance.


1. Retirez les **électrodes** avant de placer les **bases** sur le **socle/support de chargement**.
2. Branchez le **socle/support de chargement** (vide) sur l'alimentation électrique. Les 2 **indicateurs d'autonomie** s'allument en vert en continu.

- Placez chaque **base** dans le socle de manière à ce qu'elle siège bien dans les rainures désignées à cet effet.
  - Lorsque la **base** est en cours de chargement, le **voyant d'erreur/batterie** orange sur la **base** clignote.
  - Lorsque la base est entièrement chargée, le **voyant d'erreur/batterie** (gauche) s'éteint et le **témoin de fonctionnement** (milieu) s'allume en vert continu.
- Une fois l'appareil chargé, débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

## 5. Protocole d'utilisation

---

-  Pour une utilisation sur une peau propre et saine (voir la section "1. Mises en garde et contre-indications").
-  Traitez la zone ciblée pendant 15 minutes par séance.
-  Pour les plus grandes parties du corps, comme l'estomac ou les fesses, nous vous conseillons de déplacer le **base** sur une partie adjacente de la zone ciblée, et de traiter pendant encore 15 minutes. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez couvert la zone ciblée.
-  Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.
-  N'utilisez jamais le Silk'n Lipo exactement deux fois au même endroit pendant une même séance.
-  Pour une utilisation quotidienne, mais pas plus de 3 fois par semaine sur chaque zone ciblée spécifique. Continuez jusqu'à obtenir les résultats souhaités.



## 6. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Lipo

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à **tous les avertissements et les contre-indications**, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout appareil à base d'énergie, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

### **Rougeur cutanée**

Quelques rougeurs de la peau peuvent apparaître dans la zone traitée, qui devraient disparaître après la séance.

### **Douleur musculaire**

Comme avec tout exercice, certaines douleurs musculaires peuvent survenir après une séance, mais devraient disparaître après une journée ou deux. Le cas échéant, utilisez un faible niveau d'EMS pendant quelques séances jusqu'à ce que la douleur disparaisse.

### Irritation de la peau



Bien que très rare, il est possible d'avoir un rougissement de la peau pendant un certain temps, ou l'apparition d'acné. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, et traitez uniquement la zone concernée quand l'irritation de la peau a disparu.

### Maux de tête

Tout aussi rare, la possibilité que vous soyez pris de quelques vertiges en début d'utilisation de l'appareil. Si cela se produit, asseyez-vous pendant la séance, ou arrêtez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

### Réaction allergique

Si vous avez une réaction allergique à l'appareil ou à un de ses accessoires, arrêtez d'utiliser l'appareil.

-  Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si n'importe lequel de ces effets est plus grave.
-  Consultez votre médecin si les effets persistent au-delà de 2 à 3 jours.

## 7. Commencez !

Le traitement avec Silk'n Lipo n'a rien de plus facile. Suivez simplement les étapes ci-dessous pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

1. Utilisez l'appareil sur une peau propre et saine (voir la section "1. Mises en garde et contre-indications").
2. Vérifiez que les batteries sont bien chargées avant utilisation. Si le **voyant d'erreur/batterie** est orange et clignote lentement, cela indique que le niveau de la batterie est faible.
3. Avant chaque séance, humidifiez les **électrodes** avec un chiffon humide ou avec les doigts mouillés, et placez-les sur chaque **base** (voir la section "4.4. Humidification des électrodes"). Ensuite, branchez une ou plusieurs **bases** à votre **ceinture** (référez vous au point "4.1. Branchement des différents éléments").
4. Dégrafez l'un des **connecteurs** sur l'un des côtés de la ceinture, puis placez la **ceinture** autour de la zone que vous souhaitez traiter. Rebranchez ensuite le côté du connecteur que vous venez de dégrafer.

- Réglez la tension de la **ceinture** de sorte que la **base** soit bien en contact avec la peau, et que la **ceinture** soit fermement fixée sur le corps.

**i** Si la **ceinture** n'est pas bien serrée contre la peau, l'appareil est susceptible de remettre le niveau d'énergie EMS à zéro. Le cas échéant, resserrez la ceinture et appuyez sur le **bouton +** pour sélectionner à nouveau le niveau d'énergie EMS requis.

- Allumage de l'appareil.** Avec les contrôles bien en vue, appuyez sur le **bouton de commande** sur chaque **base**. Les **voyants lumineux** vert et orange s'allument. Le **voyant lumineux** orange s'éteint après une seconde ou deux et la **base** se met à vibrer une seule fois. Lorsque la **base** est bien en contact avec la peau, le **témoin de fonctionnement** vert clignote lentement, et l'énergie du laser commence à opérer.

- Changement du niveau d'EMS :**

- **Pour augmenter :** Appuyez brièvement sur le **bouton +** autant de fois que nécessaire pour régler le niveau d'EMS pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Le **témoin de fonctionnement** clignote de plus en plus rapidement au fur et à mesure que vous augmentez le niveau d'EMS.

**i** Si vous appuyez longuement sur le **bouton +**, l'EMS augmentera uniquement d'un incrément à la fois.

- **Pour diminuer :** Appuyez brièvement sur le **bouton -** autant de fois que nécessaire (voir la section "4.2. Paramètres et contrôles").

**i** Le fait d'appuyer longuement sur le **bouton -** ramène le niveau d'EMS à zéro.

- Traitez chaque zone pendant à 15 minutes.** Laissez la **base** en place, et l'appareil allumé jusqu'à 15 minutes. Vous allez sentir des vibrations toutes les quelques minutes. Les vibrations font partie du programme de traitement, et sont normales. À la fin des 15 minutes, vous devriez sentir 3 vibrations ; l'appareil n'émettra plus d'énergie et s'éteindra automatiquement.

**i** Pour éteindre l'appareil **avant** les **15 minutes**, appuyez longuement sur le **bouton de commande**. Vous allez sentir 2 vibrations, puis l'appareil va s'éteindre.

9. Si vous souhaitez traiter une autre zone (à côté de la zone que vous venez de traiter ou une autre partie du corps), humidifiez l'**électrode**, et déplacez la **base** sur l'autre endroit à traiter.

**i** Faites en sorte de ne pas oublier de zones à traiter ou de ne pas faire se chevaucher les zones que vous traitez.

**i** Si vous déplacez l'appareil sur une autre partie du corps et la **base** n'est pas bien en contact avec la peau, le niveau d'EMS se remettra à zéro. Le cas échéant, assurez-vous que l'**électrode** est bien en contact avec la peau, puis appuyez brièvement sur le **bouton de commande** pour redémarrer l'appareil, puis sur le **bouton +** pour augmenter le niveau d'EMS.


## 8. Nettoyage et entretien

---

### 8.1. Nettoyage des bases et du support de chargement

Nous vous recommandons de nettoyer la **base** après chaque utilisation et le **socle/support de chargement** une fois par mois.

Avant le nettoyage :

- Déconnectez la base de toutes les autres pièces (ceinture, électrodes, connecteurs, socle/support de chargement). Débranchez le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.
  - Ne nettoyez aucune pièce de l'appareil au moyen de produits chimiques ou nettoyants abrasifs.
  - Nettoyez chaque **base** et le **socle/support de chargement** avec un chiffon humide et un détergent doux puis essuyez-les avec un chiffon propre.
-  Ne nettoyez pas les pièces en les passant au lave-vaisselle.



## 8.2. Nettoyage des électrodes

- Après chaque utilisation, essuyez chaque **électrode** et séchez-la avec un chiffon.
- Ne les rangez pas dans une boîte fermée ou un tiroir à moins qu'elles ne soient complètement sèches.

## 8.3. Repositionnement des électrodes

- N'utilisez pas les **électrodes** si elles sont endommagées. Le cas échéant, remplacez-les par des nouveaux.

## 8.4. Nettoyage de la ceinture

La ceinture est constituée des matériaux suivants :

**Externe** : nylon / **couche intermédiaire** : SBR / **Interne** : nylon.

Veuillez prendre note des consignes de nettoyage.



Lavez la ceinture à la main uniquement.



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas utiliser de javellisant



Ne pas sécher dans un sèche-linge



Ne pas repasser

## 8.5. Stockage

- Après le nettoyage, nous vous recommandons de replacer chaque **base** sur le **socle/support de chargement**.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, stockez les différents composants de l'emballage d'origine dans un lieu propre et sec pour éviter l'accumulation de poussière.
- Veillez à débrancher le **socle/support de chargement** de l'alimentation électrique.

## 9. Pièces détachées et consommables

Vous pouvez acheter des bases, des électrodes ou des ceintures de rechange auprès du revendeur où vous avez acheté l'appareil, ou vous pouvez commander directement à partir de notre site Internet : [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

FR

## 10. Dépannage

Seul le personnel autorisé est habilité à effectuer des réparations. N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas.	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"><li>• la <b>base</b> est chargée.</li><li>• vous avez bien appuyé sur le <b>bouton de commande</b> pour l'allumer.</li><li>• le <b>témoin de fonctionnement</b> est allumé en vert continu.</li></ul>
Je ne sens pas la stimulation électrique ou le niveau d'EMS est trop faible.	Veillez vérifier que : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'<b>électrode</b> est bien humidifiée.</li><li>• la <b>base</b> est bien en contact avec la peau et</li><li>• la <b>ceinture</b> est bien fixée sur le corps</li></ul>
Je ne peux pas changer le niveau d'EMS.	Vérifiez que la <b>base</b> est bien chargée.
Les voyants sont allumés tout le temps.	Il y a une erreur système.



Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

## 11. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site web. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
France	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Allemagne	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italie		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Pays-Bas	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Espagne	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Royaume-Uni	0906-2130009	<a href="mailto:customerareuk@silkn.eu">customerareuk@silkn.eu</a>
Autres pays	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Garantie

Veuillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

## 13. Élimination

Si votre appareil atteint sa fin de vie, assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.



Mettez l'emballage au rebut en veillant à séparer les divers types de matériaux. Jetez l'emballage en carton et le carton dans les déchets papier et le film plastique via le centre de collecte des matériaux recyclables.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci garantit que l'appareil est recyclé de manière professionnelle, et empêche le rejet de substances nocives\* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

\*Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

## 14. Caractéristiques techniques





N° modèle	H5001 (appareil) ; H5002 (support de chargement)
Technologie	Traitement par laser de faible intensité (LLLT) + Stimulation musculaire électrique (EMS)
Support de chargement	Entrée 12 Vcc, 1,5 A max Chargement de 2 modules simultanément
Module alimenté par	Batterie Li-ion, 3,7 V, 2600 mA
Modèles d'adaptateur	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Spécifications de l'adaptateur	
Entrée :	100-240 Vca, 50-60 Hz, 0,6 A Max
Sortie :	12 Vcc, 1,5 A
<b>LLLT</b>	
- Longueur d'onde de la diode	658 nm +/- 8 nm
- Puissance de la diode	100 mW (max)
<b>EMS</b>	
- Amplitude de l'impulsion	0-32 mA avec une charge de 1000 ohms
- Tension de sortie	Réglable 0-32 V, sortie max. 32 V crête à crête avec une charge de 1000 ohms.
- Marche	Réglable, 20~2400 millisecondes
- Arrêt	Réglable, 20~2400 millisecondes

- Temps de la mise en charge	Réglable, 22~800 millisecondes, 22 millisecondes/incrément. La période de « Marche » augmentera et diminuera.
- Taux d'impulsion	30~50 Hz
- Largeur d'impulsion	350~450 µs
- Minuterie	15 min
- Forme d'onde	Impulsion rectangulaire biphasique symétrique
- Tolérance	L'appareil peut afficher une tolérance de +/- 5 % vis-à-vis de tous les paramètres et de +/- 20 % de tolérance en termes de sortie d'intensité.
Taille du paquet	192 x 296 x 130 (L x l x H) [mm]
Poids	Module : 300 [gr] Support de chargement : 215 [gr]
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : moins 40 - 70 [°C] Humidité relative : 10% à 90 % Pression atmosphérique : 500 à 1 060 [hPa]
Conditions de fonctionnement	Température : 5 - 40 [°C] Humidité relative : 15% à 90% Pression atmosphérique : 700 à 1060 [hPa]
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Durée de vie	3 ans

## 15. Signes et symboles

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, vous devrez observer également les directives et lois propres à chaque pays.

FR

	Déclaration de conformité : Les produits étiquetés avec ce symbole répondent à toutes les dispositions applicables dans l'Espace économique européen.
IP22	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets tels que les doigts.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. La directive WEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques.
	Suivre les directives de fonctionnement.
	Produit laser de classe 1.

## Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

SILK'N et le logo SILK'N sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

# Inhoudsopgave






1. Waarschuwingen en contra-indicaties .....	87
2. Veiligheid met Silk'n Lipo.....	95
3. Maak kennis met Silk'n Lipo .....	95
4. Apparaatbesturingen en instellingen.....	97
5. Behandelingsschema .....	103
6. Wat kunt u van Silk'n Lipo verwachten? .....	104
7. Aan de slag! .....	105
8. Reiniging en onderhoud .....	107
9. Onderdelen en verbruiksartikelen .....	108
10. Oplossen van problemen .....	109
11. Klantenservice.....	110
12. Garantie .....	110
13. Verwijdering.....	111
14. Specificaties.....	111
15. Pictogrammen en symbolen.....	113









## 1. Waarschuwingen en contra-indicaties

---

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. Gelieve in het buitenland de richtlijnen en wetten van het desbetreffende land na te leven. Lees voor het gebruik alle waarschuwingen en contra-indicaties.

-  Gebruik het apparaat niet wanneer u in bad of onder de douche gaat.
-  Zorg altijd dat uw handen droog zijn voordat u de houder/het oplaadstation op het stopcontact aansluit.
-  Houd de adapter verwijderd van water. De adapter is niet waterdicht.
-  Leg of berg de behandellementen, de houder/het oplaadstation en de adapter niet op, op een locatie waar deze/dit mogelijk in een badkuip, wasbak, in water of een andere vloeistof kan vallen of kan worden getrokken.
-  Pak de houder/het oplaadstation of de adapter niet als ze in het water zijn gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact alvorens u ze pakt. Indien u de houder/het oplaadstation niet heeft losgekoppeld, kan dat leiden tot een elektrische schok!

- NL
-  Gebruik de adapter nooit als hij een beschadigde kabel of stekker heeft, indien hij niet naar behoren functioneert, of indien het ondergedompeld is geweest in water. Als dat gebeurt, koppel dan de adapter onmiddellijk los.
  -  Indien er een storing optreedt in de houder/het oplaadstation, koppel dan direct de adapter los van de houder/het oplaadstation.
  -  Droog elk behandeldeel af voordat u het oplaadt of opbergt.
  -  Droog elke elektrode af voordat u deze opbergt.
  -  Alleen bevoegd personeel mag reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel;
  -  Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer is bevoegd om de apparatuur te gebruiken.

- ⚠ Gebruik dit apparaat niet als de onderdelen of accessoires niet afkomstig zijn van de producent die in deze gebruiksaanwijzing is genoemd, of als het apparaat beschadigd is of niet goed lijkt te werken. Neem in die gevallen contact op met de klantenservice.
- ⚠ Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer is bevoegd om de apparatuur te gebruiken.
- ⚠ Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.
- ⚠ Kinderen mogen niet met de (plastic) verpakking spelen. Ze kunnen zichzelf mogelijk verwonden met het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen inslikken en daardoor stikken.
- ⚠ Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Raadpleeg sectie "13. Verwijdering" voor meer informatie.

- ⚠ De batterij dient verwijderd te worden van het apparaat voordat het weggegooid wordt.
- ⚠ Het apparaat dient losgekoppeld te zijn van de elektrische voeding bij het verwijderen van de batterij.
- ⚠ De batterij dient veilig afgevoerd te worden.
- ⚠ Aandacht dient besteed te worden aan de aspecten van milieuverontreiniging bij het afvoeren van de batterij. Gooi gebruikte batterijen niet in een vuilbak. Gelieve uw verkoper te raadplegen om het milieu te beschermen.

## **Verwijderen van batterij**

Om de batterij te verwijderen, moet het apparaat worden gedemonteerd. Het apparaat zal niet meer werken na deze procedure, en kan niet meer hersteld worden. Als de behuizing van het apparaat wordt opengebroken en de batterij wordt verwijderd, vervalt iedere garantie. We adviseren u om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen.





Home Skinovations Ltd is niet verantwoordelijk voor enig fysieke of materiële schade ten gevolge van het uitvoeren van deze procedure.

Plaats elke behandleleenheid op een hard en stevig oppervlak wanneer u de batterij wilt verwijderen. Gebruik een hamer om de buitenkant van de kunststof behuizing te breken.

Gebruik een tang of schroevendraaier om de behuizing te verwijderen. Schroef de PCB (printed circuit board) los en verwijder de batterij door de plug los te maken van de PCB.

NL







## **Contra-indicaties**



-  Silk'n Lipo mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met fysieke, sensomotorische of psychische beperkingen of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
-  Gebruik een lager EMS-energieniveau wanneer u enig ongemak ervaart.
-  Stop onmiddellijk met het gebruik als uw huid erg rood wordt of blaren of brandwonden vertoont.
-  Gebruik dit apparaat op een schone, droge en gezonde huid.

## **Gebruik niet indien u:**

- ⚠ last hebt van een hartaandoening en uw arts niet hebt geraadpleegd;
- ⚠ gebruikmaakt van immunosuppressiva, zoals corticosteroiden, en u uw arts niet hebt geraadpleegd of als u een immuunziekte hebt;
- ⚠ een actieve vorm van kanker hebt;
- ⚠ last hebt van een lymfatische ziekte, schildklierandoening, diabetes of leverziekte of van enige andere metabolische aandoening;
- ⚠ een pacemaker, interne defibrillator of ander actief elektrisch implantaat in uw lichaam gebruikt;
- ⚠ topische oplossingen met metaalionen op het behandeloppervlak hebt aangebracht;
- ⚠ last hebt van epilepsie;
- ⚠ ernstige problemen met de bloedsomloop in uw onderste ledematen hebt;
- ⚠ last hebt van een buik- of liesbreuk;
- ⚠ zwanger bent of borstvoeding geeft.

## **Gebruik dit product niet op de volgende lichaamsdelen:**

-  In de buurt van het hart. De elektroden dienen niet te worden aangebracht op enig deel van de ribbenkast (waar de ribben en het borstbeen zich bevinden) en vooral niet op de twee grote borstspieren. Hierdoor kan het risico op ventrikelfibrillatie toenemen en een hartstilstand worden veroorzaakt.
-  De ribben op de rug.
-  Het hoofd of de hals.
-  Op de geslachtsdelen.
-  Op of rond de ogen.
-  Op oppervlakken waar sprake is van metabolische artritis of chronische pijn.
-  Delen die zijn gezwollen, geïnfecteerd of ontstoken, waarbij sprake is van een kapotte of geïrriteerde huid of waarbij sprake is van een gebarsten huid (zoals huiduitslag, flebitis, tromboflebitis, spataderen of postoperatieve littekens waarbij het genezingsproces kan worden beïnvloed, enz.).

-  Delen van het lichaam die metalen nietjes, implantaten of pennen bevatten of wanneer u zich in de buurt van metaal bevindt. Verwijder tijdens een behandeling sieraden en andere accessoires van het behandeloppervlak.
-  Oppervlakken waar eerder sprake was van kanker of waar mogelijk kwaadaardige huidaandoeningen aanwezig zijn.



## 2. Veiligheid met Silk'n Lipo

---

Bij Silk'n staat veiligheid voorop. Silk'n Lipo bevat de volgende veiligheidsfuncties:

- **Naderingssensor:** het apparaat werkt alleen als het is ingeschakeld en als het behandellement goed contact heeft met uw huid.
- **Automatische uitschakeling:** u kunt een behandeling stoppen wanneer u wilt, maar het apparaat schakelt zichzelf uit als er ongeveer een minuut geen contact is met de huid (het **bedieningslampje** brandt constant groen). Het schakelt zichzelf ook automatisch uit na 15 minuten ononderbroken gebruik.

## 3. Maak kennis met Silk'n Lipo

---

Silk'n Lipo is een systeem dat u helpt om vet in specifieke gebieden te verminderen, om uw spieren te trainen en om specifieke delen van uw lichaam strakker te maken – zonder fysieke inspanning en in uw eigen comfortabele omgeving.

Door het behandellement<sup>1</sup> op doeloppervlakken, zoals de bovenarmen, buik, billen of dijen te plaatsen, kan vet worden afgebroken en uit het specifieke deel worden verwijderd. Silk'n Lipo is niet bedoeld voor algehele vetafbraak of gewichtsverlies en kan geen dieet of oefeningen vervangen. Het apparaat kan u ook helpen om afzonderlijke delen die niet op een dieet of op oefeningen reageren in vorm te brengen.

Silk'n Lipo is een krachtig elektronisch apparaat. Daarom dient het op een veilige manier gebruikt te worden. **Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt voordat u het apparaat gebruikt.** We raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met de instructies in deze gebruiksaanwijzing vóór elke behandeling.

<sup>1</sup> Het enkelvoud wordt gebruikt om zowel enkele als meerdere items van de productonderdelen **behandellement**, **riem** en **elektrode pad** aan te duiden.

### 3.1. Inhoud van de verpakking

- 1 of meer behandellementen\*
- 2 verbindingsstukken
- 1 of meer lichaamsriemen\*
- 1 of meer elektrode pads\*
- Houder/oplaadstation
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

\* Verschilt, afhankelijk van de gekochte optie.

### 3.2. Apparaatbeschrijving

Silk'n Lipo is een apparaat voor thuisgebruik en maakt gebruik van de technologieën Low Level Laser Therapie (LLLT) en elektrische spierstimulatie (EMS). Deze energiebronnen helpen samen om spieren strakker te maken en vetzuren en 'vetrolletjes' te verminderen, zodat uw lichaam sterker wordt en beter in vorm komt.

Silk'n Lipo bevat een selectie riemen die geschikt zijn voor het specifieke lichaamsdeel dat u wilt behandelen. Elk behandellement bevat laserdiodes en elektroden die de EMS activeren. Elk behandellement wordt aan de riem bevestigd en vervolgens aangebracht op dat deel van het lichaam dat u strakker wilt maken en weer in vorm wilt brengen. Silk'n Lipo bevat ingebouwde oplaadbare batterijen zodat elk behandellement gemakkelijk kan worden opgeladen voordat het wordt gebruikt.

Verwijs naar het diagram aan het begin van deze gebruiksaanwijzing om de locatie te bekijken van elk onderdeel.

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Behandellement     | 6. Elektrode pad               |
| 2. Bedieningsknop     | 7. Controlelampje voor opladen |
| 3. Controlelampjes    | 8. Houder/oplaadstation        |
| 4. Verbindingsstukken | 9. Adapter                     |
| 5. Lichaamsriem       |                                |

### 3.3. Beoogd gebruik


Silk'n Lipo is een niet-invasief esthetisch apparaat om de omtrek van de taille, armen, dijnen en billen te verminderen. Het apparaat is tevens bedoeld om de spieren te verstrakken, de stevigheid te verbeteren en de spieren in deze delen te versterken.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik bij behandelingen of ter behandeling van medische aandoeningen of ziekten. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

## 4. Apparaatbesturingen en instellingen


### 4.1. De verschillende delen verbinden

1. Haal de verschillende delen uit de verpakking.
2. Plaats het **behandelelement** op een vlakke ondergrond. Als u meer dan één **behandelelement** hebt, kunt u deze met elkaar verbinden.
3. Pak de vrouwelijke **connector** en schuif deze in de linkerkant van het **behandelelement**. Pak vervolgens de mannelijke **connector** en sluit deze aan op de rechterkant.




4. Selecteer de riem voor dat deel van het lichaam dat u behandelt en leg het op een vlakke ondergrond. Zorg dat de kant met het Silk'n-logo naar u toe is gericht.

5. Vouw vervolgens elke zijde van de riem naar binnen, zodat u de zwarte klittenbandsluitingen ziet.



6. Schuif de uiteinden van de riem in de **connectoren** en vouw deze vervolgens terug zodat het klittenband zich aan de riem hecht. Uw riem ziet er nu zo uit.




7. Natuurlijk moet u één kant losmaken om Silk'n Lipo te kunnen gebruiken. Plaats de **riem** op uw lichaam en maak daarna de losgemaakte kant weer vast!

**i** Let op, u kunt het apparaat alleen gebruiken als:

- het **behandelelement** is opgeladen;
- u een natte **elektrode pad** op elk **behandelelement** hebt geplaatst (zie hoofdstuk "4.4. De elektrode pads nat maken");
- elk behandelelement goed contact heeft met uw huid;
- u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrijpt hoe u het apparaat moet gebruiken.

## 4.2. Bedieningselementen en instellingen



Elk **behandelelement** bevat een bedieningspaneel met:

- een bedieningsknop (nr. 2);
- 2 knoppen voor het EMS-energieniveau (links en rechts van de bedieningsknop);
- 2 controlelampjes - links en in het midden (nr. 3).

Bediening	Handeling	Functie
Bedieningsknop 	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakelt het <b>behandelelement</b> in (of uit). Als u het inschakelt, voelt u een korte trilling. Als u het uitschakelt, voelt u twee korte trillingen.</li> <li>• Het groene <b>bedieningslampje</b> (in het midden) brandt continu groen.</li> </ul>
+-knop 	Kort indrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het EMS-niveau neemt steeds toe als u op de knop drukt. Naarmate u het niveau verhoogt, gaat het <b>bedieningslampje</b> sneller knipperen.</li> </ul>
	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hetzelfde effect als bij kort indrukken.</li> </ul>

Bediening	Handeling	Functie
- Knop  —	Kort indrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het EMS-niveau neemt steeds af als u op de knop drukt. Naarmate u het niveau verlaagt, gaat het bedieningslampje langzamer knipperen.</li> </ul>
	Lang indrukken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelt het EMS-niveau weer in op nul.</li> </ul>
Lampje voor batterij/ fout (links)	Oranje lampje knippert continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterij leeg.</li> </ul>
	Constant oranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fout in apparaat.</li> </ul>
Bedieningslampje (midden)	Groen lampje knippert continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is ingeschakeld en heeft goed contact met de huid.</li> <li>• Knippert sneller naarmate het EMS-niveau toeneemt.</li> </ul>
	Constant groen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is geen contact met de huid, maar het apparaat is klaar voor gebruik.</li> <li>• Het apparaat wordt vervolgens na ongeveer een minuut automatisch uitgeschakeld als er geen contact is met de huid.</li> </ul>
Controlelampje (rechts)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet in gebruik.</li> </ul>

### 4.3. Energieniveaus


Silk'n Lipo heeft meerdere niveaus voor elektrische spierstimulatie (EMS). Hierdoor hebt u uitstekende controle over de intensiteit van de spierstimulatie die u wilt gebruiken voor elk deel van het lichaam dat u wilt behandelen. Bovendien kunt u zo vaak als u wilt tijdens een behandeling het niveau wijzigen.

- **Het EMS-niveau verhogen:** druk zo vaak als u wilt kort op de knop **+** om het EMS-niveau in te stellen dat u comfortabel vindt. U ziet dat het **bedieningslampje** sneller knippert naarmate u het EMS-niveau verhoogt.
  - **Het EMS-niveau verlagen:** druk zo vaak als u wilt kort op de knop **-** (zie hoofdstuk "4.2. Bedieningselementen en instellingen").
  - Het **EMS-niveau** terugzetten op nul: druk lang op de knop **-**.
- i** U kunt alleen het EMS-niveau wijzigen als het **behandelelement** goed contact heeft met uw huid. Het EMS niveau neemt af naar nul als er geen contact is met de huid.

### 4.4. De elektrode pads nat maken

De **elektrode pads** zijn nodig om de EMS-functie te laten werken en moeten nat worden gemaakt voordat u met de behandeling start.

1. Maak elke **elektrode pad** nat met een natte doek of met natte vingers.
2. Plaats de natte **elektrode pad** vervolgens op de achterkant van elk **behandelelement**. Zorg dat de pad nauw om de rechthoek in het midden sluit. U moet het mogelijk iets forceren, zodat de **elektrode pad** plat boven op het **behandelelement** ligt.





Het is belangrijk dat u alleen de **elektrode pad** nat maakt – niet het hele **behandelelement**.

## 4.5. Het apparaat opladen


Laad elk **behandelelement** op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. De eerste keer duurt het ongeveer 6 uur voordat het element is opgeladen. Daarna duurt het opladen ongeveer 3 uur. We adviseren u om het apparaat voorafgaand aan elke behandeling op te laden.

1. Verwijder de **elektrode pads** voordat u de **behandelelementen** in de **houder/het oplaadstation** plaatst.
2. Sluit de lege **houder/het oplaadstation** aan op het stopcontact. De 2 **controlelampjes voor het opladen** branden constant groen.
3. Plaats elk **behandelelement** in de daarvoor bestemde gleuven in de houder.
  - Als het **behandelelement** wordt opgeladen, zal het oranje **controlelampje voor de batterij en voor storingen** op het **behandelelement** knipperen.
  - Als het behandelelement volledig is opgeladen, zal het **controlelampje voor de batterij/storingen** (links) uit gaan. Het groene **bedieningslampje** (in het midden) zal continu groen branden.
4. Trek de stekker van de **houder/het oplaadstation** uit het stopcontact als alles is opgeladen.



## 5. Behandelingsschema

- ⚠️ Voor gebruik op een schone, gezonde huid (zie hoofdstuk “1. Waarschuwingen en contra-indicaties”).
- Behandel het doeloppervlak 15 minuten per behandelsessie.
- Voor grotere lichaamsdelen, zoals de buik of billen, kunt u het **behandelelement** naar een aangrenzend deel van het lichaam verplaatsen en het opnieuw 15 minuten gebruiken. U kunt hiermee doorgaan totdat u het hele doeloppervlak hebt gehad.
- Probeer hiaten en overlappingen te vermijden.
- Gebruik Silk'n Lipo nooit op exact hetzelfde deel tijdens een behandelsessie.
- Voor dagelijks gebruik. Maximaal 3 keer per week voor één specifiek doeloppervlak. Ga door totdat u de gewenste resultaten hebt behaald.



## 6. Wat kunt u van Silk'n Lipo verwachten?

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en **alle waarschuwingen en contra-indicaties** in acht neemt, zijn complicaties en bijwerkingen ongewoon. Desalniettemin brengt ieder apparaat op basis van energie, ook die bedoeld voor thuisgebruik, een zekere mate van risico met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

### **Roodheid van de huid**

Mogelijk wordt de huid van het behandelde oppervlak een beetje rood. Dit moet na de behandeling verdwijnen.

### **Sierpijn**

Zoals bij alle inspanningen kunnen spieren na een behandeling pijn doen. Deze pijn moet na een dag of twee echter verdwijnen. Gebruik bij sierpijn gedurende een paar behandelssessies een laag EMS-niveau totdat de pijn is verdwenen.

### **Huidirritatie**



Dit is zeer zeldzaam, maar er kan langdurige roodheid van de huid of een vorm van acne ontstaan. Stop direct met het gebruik en behandel het specifieke deel alleen als de huidirritatie is verdwenen.

### **Hoofdpijn**

Dit fenomeen is even zeldzaam, maar het is mogelijk dat u zich licht in uw hoofd voelt wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. Ga in dat geval zitten tijdens de behandeling of stop met het gebruik van het apparaat totdat u zich goed voelt.

### **Allergische reactie**

Stop met het gebruik van het apparaat als u allergisch op het apparaat of de accessoires reageert.

-  Stop onmiddellijk met de behandeling indien een van deze effecten ernstig is of wordt.
-  Raadpleeg uw arts als de effecten niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnen.

## 7. Aan de slag!

---

Behandelen met Silk'n Lipo is eenvoudig. Volg gewoon deze stappen voor elk deel van het lichaam dat u wilt behandelen.

1. Gebruik het apparaat op een schone, gezonde huid (zie hoofdstuk "1. Waarschuwingen en contra-indicaties").
2. Controleer of de batterijen goed zijn opgeladen voordat u het product gebruikt. Als het **controlelampje voor de batterij/storingen** oranje is en langzaam knippert, betekent dit dat de batterij leeg is.
3. Maak voorafgaand aan elke behandeling de **elektrode pad** nat met een natte doek of met natte vingers. Plaats de elektrode pads vervolgens op elk **behandelelement** (zie hoofdstuk "4.4. De elektrode pads nat maken"). Verbind vervolgens één of meer **behandelelementen** aan de **riem** (zie hoofdstuk "4.1. De verschillende delen verbinden").
4. Maak een van de **connectoren** aan een kant los en plaats vervolgens de **riem** rondom het deel dat u wilt behandelen. Maak daarna de kant die u zojuist hebt losgemaakt weer vast.
5. Pas de strakheid van de **riem** aan, zodat het **behandelelement** goed contact maakt met uw huid en de **riem** stevig en goed aan uw lichaam is bevestigd.

 De EMS-energieverbinding kan mogelijk worden verbroken als de **riem** niet goed aan uw huid is bevestigd. Zet de riem in dat geval nog strakker vast en druk op de knop **+** om opnieuw het gewenste EMS-energieniveau te selecteren.

6. **Schakel in.** Zorg dat u zicht hebt op de bedieningselementen en druk op de **bedieningsknop** op elk **behandelelement**. De groene en oranje **controlelampjes** gaan branden. Het oranje **controlelampje** gaat na ongeveer een seconde uit en het **behandelelement** zal één keer trillen. Als het **behandelelement** goed contact met de huid heeft, zal het groene **bedieningslampje** langzaam knipperen en begint de laserenergie te werken.

## 7. Het EMS-niveau wijzigen:

- **Verhogen:** druk zo vaak als u wilt kort op de knop + om het EMS-niveau in te stellen dat u comfortabel vindt. Het **bedieningslampje** knippert sneller naarmate u het EMS-niveau verhoogt.

**i** Als u lang op de knop + drukt, zal het EMS-niveau toch nog steeds met één stapje toenemen.

- **Verlagen:** druk zo vaak als u wilt kort op de knop - (zie hoofdstuk "4.2. Controles y ajustes").

**i** Als u lang op de knop - drukt, wordt het EMS-niveau weer op nul ingesteld.

## 8. Behandel elk oppervlak 15 minuten.

Houd het **behandelelement** op zijn plaats en zorg dat het apparaat maximaal 15 minuten is ingeschakeld. U voelt om de paar minuten een trilling. De trillingen zijn een normaal onderdeel van de behandelroutine. Na 15 minuten voelt u 3 trillingen. Er wordt geen energie meer afgegeven en het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit.

**i** U kunt het apparaat **eerder dan 15 minuten** uitschakelen door lang op de **bedieningsknop te drukken**. U voelt 2 trillingen. Daarna schakelt het apparaat uit.

## 9. Als u nog een ander oppervlak (naast het oppervlak dat u zojuist hebt behandeld of op een ander lichaamsdeel) wilt behandelen, dient u de **elektrode pad** nat te maken en het **behandelelement** naar de volgende locatie te verplaatsen.

**i** Probeer hiaten en overlappingsen te vermijden.

**i** Als u het apparaat naar een ander deel van uw lichaam verplaatst en het **behandelelement** niet goed contact met de huid maakt, wordt het EMS-niveau weer ingesteld op nul. Zorg in dat geval dat de **behandelelement** goed contact met de huid maakt, druk kort op de **bedieningsknop** om het apparaat opnieuw te starten en druk op de knop + om het EMS-niveau te verhogen.


## 8. Reiniging en onderhoud

---

### 8.1. De behandlelementen en het oplaadstation schoonmaken

We adviseren u om het **behandelelement** na elk gebruik en de **houder/het oplaadstation** een keer per maand schoon te maken.

Vóór de reiniging:

- Ontkoppel het behandlelement van alle andere onderdelen (riem, elektrode pads, connectoren, houder/oplaadstation). Maak de **houder/het oplaadstation** los van het stopcontact.
  - Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën om onderdelen te reinigen.
  - Maak elk **behandelelement** en **de houder/het oplaadstation** schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel en droog alles af met een schone doek.
-  Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.

### 8.2. De elektrode pads schoonmaken

- Veeg elke **elektrode pad** na het gebruik af en maak deze droog met een doek.
- Berg de pads niet op in een gesloten doos of lade totdat ze helemaal droog zijn.

### 8.3. De elektrode pads vervangen

- Gebruik **elektrode pads** niet als ze zijn beschadigd. Vervang ze in dat geval door nieuwe exemplaren.

## 8.4. De riem schoonmaken

De riem bevat de volgende materialen:

**Uitwendig:** nylon/**Middelste laag:** SBR/**Inwendig:** nylon.

Volg de reinigingsinstructies.



Alleen met de hand  
wassen



Niet stomen



Niet bleken



Niet drogen in de  
wasdroger



Niet strijken

## 8.5. Opbergen

- We adviseren u om elk **behandelelement** na het schoonmaken terug te plaatsen in de **houder/het oplaadstation**.
- Bewaar de verschillende onderdelen in de oorspronkelijke verpakking en op een schone droge plaats om ophoping van stof te voorkomen als u het apparaat lange tijd niet wilt gebruiken.
- Controleer of de stekker van de **houder/het oplaadstation** uit het stopcontact is verwijderd.

## 9. Onderdelen en verbruiksartikelen

U kunt vervangende behandelelementen, elektrode pads of riemen kopen bij de winkelier waar u het apparaat hebt gekocht of rechtstreeks via onze website [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Oplossen van problemen

Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Probeer het apparaat niet aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel; Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Mijn apparaat start niet.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"><li>• het <b>behandelelement</b> is opgeladen;</li><li>• u op de <b>bedieningsknop</b> hebt gedrukt om het in te schakelen;</li><li>• het <b>bedieningslampje</b> constant groen brandt.</li></ul>
Ik kan de elektrische stimulatie niet voelen of het EMS-niveau lijkt te laag.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"><li>• de <b>elektrode pad</b> nat is</li><li>• het <b>behandelelement</b> goed contact heeft met de huid;</li><li>• de <b>riem</b> stevig op uw lichaam is bevestigd.</li></ul>
Ik kan het EMS-niveau niet wijzigen.	Controleer of het <b>behandelelement</b> is opgeladen.
De controlelampjes branden de hele tijd.	Er is sprake van een systeemfout.



Neem contact op met de klantenservice als u problemen of vragen hebt.

## 11. Klantenservice

---

Kijk voor meer informatie op onze website, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand worden gedownload op de website. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden.

Onze contactgegevens:

Land	Servicenummer	E-mail:
België	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Frankrijk	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Duitsland	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italië		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Nederland	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spanje	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Overige landen	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Garantie

---

Raadpleeg uw Silk'n-garantiekart.



## 13. Verwijdering

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zorgt u er dan voor dat u de regelgeving van uw land op het gebied van verwijdering van elektronische apparatuur naleeft.



Scheid de materialen als u de verpakking verwijderd. Voer papier en karton af als oud papier en het folie via de inzamelingsdienst voor recyclebare materialen.



Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten. Dit garandeert dat het apparaat op professionele wijze wordt gerecycled en voorkomt dat er schadelijke stoffen\* vrijkomen in het milieu. Zorg dat het apparaat niet is opgeladen voordat u het verwijderd.

\*Producten met de aanduiding Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

## 14. Specificaties

Modelnr.	H5001 (apparaat); H5002 (houder/oplaadstation)
Technologie	Low Level Laser Therapie (LLLT) Elektrische spierstimulatie (EMS)
Houder/oplaadstation	Invoer 12 Vdc, max. 1,5A 2 modules tegelijkertijd opladen
Module werkt op	Li-ion batterij, 3,7V, 2600mA
Adaptermodellen	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Adapterclassificatie	
Ingangsspanning:	100-240Vac, 50-60 Hz, 0,6A (max.)
Uitgangsspanning:	12Vdc, 1,5A
<b>LLLT</b>	
- Golflengte van diode	658nm +/- 8nm
- Vermogen van diode	100mW (max.)

<b>EMS</b>	
- Puls amplitude	Belasting van 0-32mA tot 1000 ohm
- Uitgangsspanning	Instelbaar van 0-32V, max. uitgangsspanning 32V van piek tot piek bij belasting met 1000 ohm.
- Inschakelduur	Instelbaar, 20~2400 milliseconden
- Uitschakelduur	Instelbaar, 20~2400 milliseconden
- Toenameduur	Instelbaar, 22~800 milliseconden, 22 milliseconden/stap. De inschakelduur neemt toe en af.
- Pulsverhouding	30~50Hz
- Pulsbreedte	350~450µs
- Timer	15 min.
- Golfvorm	Symmetrische rechthoekige puls met twee fasen
- Tolerantie	Er kan een tolerantie zijn van +/-5% voor alle instellingen en een tolerantie van +/- 20% voor de uitgevoerde intensiteit.
Afmetingen verpakking	192 x 296 x 130 (L x B x H) [mm]
Gewicht	Module: 300 [gr] Houder/oplaadstation: 215 [gr]
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: -40 - 70 [°C] Relatieve luchtvochtigheid: 10% - 90% Atmosferische druk: 500 - 1060 [hPa]
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 5 - 40 [°C] Relatieve luchtvochtigheid: 15% - 90% Atmosferische druk: 700 - 1060 [hPa]
Tijdsduur van minimale opslagtemperatuur tussen sessies tot minimale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten

Tijdsduur van maximale opslagtemperatuur tussen sessies tot maximale werkingstemperatuur bij omgevingstemperatuur van 20°C	30 minuten
Gebruiksduur	3 jaar

## 15. Pictogrammen en symbolen

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie van kracht zijn. U dient in het buitenland ook de richtlijnen en wetten van specifieke landen na te leven.

	Verklaring van overeenstemming: Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke bepalingen in de Europese Economische Ruimte.
IP22	Het apparaat is beschermd tegen binnendringende voorwerpen, zoals vingers.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval! De AEEA-richtlijn vereist dat u dit elektrische apparaat (inclusief alle accessoires en onderdelen) afvoert naar een speciaal inzamelingspunt voor de recycling van elektrische apparaten.
	Volg de bedieningsvoorschriften.
	Laserproduct uit klasse 1.

## Juridische mededeling

Home Skinovations Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook.

Niets van dit document mag verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik van deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

SILK'N en het SILK'N-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.






# Índice

1. Advertencias y contraindicaciones .....	116
2. Seguridad con el Silk'n Lipo .....	123
3. Conozca su Silk'n Lipo .....	123
4. Controles y ajustes del dispositivo .....	125
5. Plan de tratamiento .....	131
6. Qué esperar de Silk'n Lipo.....	132
7. Empiece! .....	133
8. Limpieza y mantenimiento .....	135
9. Repuestos y consumibles .....	136
10. Resolución de problemas .....	137
11. Servicio al Cliente .....	138
12. Garantía .....	138
13. Eliminación.....	139
14. Especificaciones .....	139
15. Signos y símbolos .....	141


## 1. Advertencias y contraindicaciones


---

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre. Por favor, lea todas las advertencias y contraindicaciones antes de su uso.


-  No utilice el dispositivo mientras se baña o se ducha.
-  Asegúrese siempre de que sus manos están secas antes de conectar el soporte/base de carga al suministro eléctrico.
-  Mantenga el adaptador alejado del agua. ¡El adaptador no es resistente al agua!
-  No coloque ni guarde las unidades de tratamiento, el soporte/base de carga o el adaptador donde puedan caerse o ser empujados a una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua o líquido.
-  No intente recuperar el soporte/base de carga o adaptador si han caído en agua. Desenchúfelo inmediatamente antes de recuperarlos. ¡Si no desenchufa el soporte/base de carga podría producirse una descarga eléctrica!


- ⚠ No utilice nunca el adaptador si están dañados el cable o la clavija, si este no funciona correctamente o si se ha sumergido en agua. Si eso sucede, desenchufe el adaptador de inmediato.
- ⚠ Si el soporte/base de carga no funciona correctamente, desenchúfelo inmediatamente.
- ⚠ Seque cada unidad de tratamiento antes de cargar o guardar el dispositivo.
- ⚠ Seque las almohadillas de electrodos antes de guardar el dispositivo.
- ⚠ Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves.
- ⚠ Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

 No utilice si las piezas o accesorios no han sido suministrados por el fabricante como se define en este manual, o si el dispositivo está dañado o no parece funcionar adecuadamente. En estos casos, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.

 Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

 No limpie ninguna de las partes en el lavavajillas.

 Los niños no deben jugar con el embalaje de plástico. Pueden hacerse daño con el material de embalaje, o ingerir piezas pequeñas y ahogarse.

 ¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Para obtener más información, consulte la sección "13. Eliminación".

 Antes de desechar el dispositivo, se debe retirar la batería.



- ⚠ Para retirar la batería del dispositivo, este se debe desconectar de la corriente eléctrica.
- ⚠ La batería se debe desechar de un modo seguro.
- ⚠ Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de baterías. No tire las baterías usadas al cubo de la basura. Comuníquese con su punto de venta para proceder respetando el medio ambiente.

ES

## **Cómo retirar la batería**

Para retirar la batería, el dispositivo debe romperse. El dispositivo ya no funcionará después de este procedimiento, ni se podrá reparar. Cualquier garantía quedará anulada si la cobertura del dispositivo está rota y se ha removido la batería. Le recomendamos que utilice gafas de protección y guantes.

Home Skinovations Ltd no se hará responsable de daño físico o material alguno derivado de este procedimiento.

Para retirar la batería, coloque cada unidad de tratamiento sobre una superficie dura y resistente. Utilice un martillo para romper la carcasa de plástico exterior.

Utilice alicates o un destornillador para retirar la carcasa. Desentornille la placa de circuito impreso y retire la batería desconectando la clavija de la placa de circuito impreso.

## **Contraindicaciones**

- ⚠️ Silk'n Lipo no deberá ser utilizado por las siguientes personas: niños, adultos con capacidad física, sensorial o psicológica limitada, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- ⚠️ Emplee un nivel de energía EMS más bajo si experimenta alguna molestia.
- ⚠️ Detenga su uso inmediatamente si su piel se enrojece demasiado, se ampolla o se quema.
- ⚠️ Utilice sobre piel limpia, seca y sana.

## **No utilice si:**

- ⚠️ tiene una enfermedad del corazón y no ha consultado con su médico.
- ⚠️ está tomando medicamentos inmunodepresores como corticoesteroides sin consulta con su médico, o si tiene una enfermedad inmunodeficiente.

- ⚠ tiene cualquier tipo de cáncer activo.
- ⚠ tiene un trastorno linfático, trastorno tiroideo, diabetes, trastorno del hígado, o cualquier otra afección metabólica.
- ⚠ lleva un marcapasos o un desfibrilador interno o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- ⚠ ha aplicado soluciones tópicas que contengan iones de metal en la zona de tratamiento.
- ⚠ tiene epilepsia.
- ⚠ tiene problemas de circulación arterial serios en las piernas.
- ⚠ tiene una hernia abdominal o inguinal.
- ⚠ está embarazada o en período de lactancia.

### **No utilizar en estas partes del cuerpo:**

- ⚠ Cerca del corazón. Los electrodos no deben colocarse en ninguna parte de la caja torácica (donde las costillas y el esternón están situados), y específicamente en los dos grandes pectorales. Esto puede aumentar el riesgo de fibrilación ventricular e inducir una parada cardíaca.

- ⚠ La espalda, a la altura de la caja torácica.
- ⚠ La cabeza o el cuello.
- ⚠ En los genitales.
- ⚠ Sobre o alrededor de los ojos.
- ⚠ En zonas que tengan artritis metabólica o dolor crónico.
- ⚠ En zonas hinchadas, infectadas, inflamadas, piel rota o irritada, o erupciones cutáneas (por ejemplo, sarpullidos de la piel, flebitis, tromboflebitis, venas varicosas o cicatrices post-operatorias donde el proceso de cicatrización podría verse perjudicado, etc.)
- ⚠ Partes del cuerpo que tengan grapas metálicas, implantes o clavos; o si está cerca de metal. Quítese las joyas u otros accesorios de la zona de tratamiento durante la sesión de tratamiento.
- ⚠ Áreas que tengan un historial de cáncer o con potencial de tumores malignos cutáneos.

## 2. Seguridad con el Silk'n Lipo

---

Con Silk'n la seguridad es primordial. Silk'n Lipo tiene estas características de seguridad:

- **Sensor de proximidad:** El dispositivo funciona solo cuando está encendido y la unidad de tratamiento está en contacto con su piel.
- **Apagado automático:** Aunque puede detener un tratamiento siempre que lo desee, el dispositivo se apaga tras un minuto aproximadamente, cuando no hay contacto con la piel (la **luz de funcionamiento** será verde constante). También se apaga automáticamente tras 15 minutos de uso continuado.

## 3. Conozca su Silk'n Lipo

---

Silk'n Lipo es un sistema que le ayuda a reducir la grasa en zonas específicas, ejercitando sus músculos y tonificando partes específicas de su cuerpo sin esfuerzo físico, y en la comodidad de su casa.

Al colocar la unidad de tratamiento<sup>1</sup> sobre las zonas objetivo como la parte superior de los brazos, el abdomen, los glúteos o los muslos, la grasa se descompone y se elimina específicamente de esa zona. Silk'n Lipo no está previsto para una reducción general de la grasa o para perder peso, y no es un sustituto de una dieta adecuada o del ejercicio físico. También puede ayudar a dar forma a zonas individuales que no responden a la dieta o el ejercicio.

Silk'n Lipo es un potente aparato eléctrico y debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. **Antes de utilizar el dispositivo es importante que lea y comprenda las instrucciones sobre cómo usar el dispositivo, incluidos los procedimientos posteriores al uso, y que las siga estrictamente.** Le recomendamos que se familiarice con las instrucciones en este manual antes de cada tratamiento.

<sup>1</sup> El singular se utiliza para denotar tanto elementos individuales como múltiples para las partes del producto **unidad de tratamiento**, **cinturón** y **almohadilla de electrodo**.

### 3.1. Contenido del paquete

- 1 o más unidades de tratamiento \*
- 2 conectores
- 1 o más cinturones corporales \*
- 1 o más almohadillas de electrodos \*
- Soporte/base de carga
- Adaptador
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía

\* Varía según el modelo adquirido.

### 3.2. Descripción del dispositivo

Silk'n Lipo es un dispositivo para el uso en el hogar que utiliza tecnología láser de bajo nivel (LLLT) y estimulación muscular eléctrica (EMS). Juntas, estas energías ayudan a aumentar el tono muscular y a reducir los ácidos grasos y los depósitos de grasa para mejorar la tonificación y modelado muscular.

Silk'n Lipo incluye una selección de cinturones adecuados para la parte del cuerpo que desea tratar. Cada unidad de tratamiento incluye diodos y electrodos láser que activan la EMS. Cada unidad de tratamiento se conecta al cinturón y se coloca en la parte del cuerpo que desea tonificar y moldear. Silk'n Lipo utiliza baterías recargables integradas para que cada unidad de tratamiento pueda cargarse fácilmente antes de cada uso.

Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver la ubicación de cada función.

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Unidad de tratamiento | 6. Almohadilla de electrodo   |
| 2. Botón de control      | 7. Luces indicadoras de carga |
| 3. Luces indicadoras     | 8. Soporte/base de carga      |
| 4. Conectores            | 9. Adaptador                  |
| 5. Cinturón corporal     |                               |

### 3.3. Uso previsto

Silk'n Lipo es un dispositivo estético no invasivo para reducir la circunferencia de la cintura, brazos, muslos y glúteos. El dispositivo también está pensado para mejorar el tono y la firmeza muscular, y fortalecer los músculos en estas zonas.


El dispositivo no está destinado a su uso en terapias, o para el tratamiento de afecciones médicas o enfermedades. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

## 4. Controles y ajustes del dispositivo

---


### 4.1. Conectar las diferentes partes

1. Extraiga las diferentes partes de la caja.
2. Coloque la **unidad de tratamiento** sobre una superficie plana. Si tiene más de una **unidad de tratamiento**, conéctelas juntas.
3. Tome el **conector hembra** e insértelo en el lado izquierdo de la **unidad de tratamiento**. Luego tome el **conector macho** y conéctelo al lado derecho.




4. Seleccione el cinturón para la parte del cuerpo que desea tratar, y colóquelo sobre una superficie plana con el logotipo de Silk'n mirando hacia usted.

5. A continuación, pliegue cada lado del cinturón hacia adentro para que pueda ver las tiras Velcro negras.



6. Deslice cada extremo del cinturón en los **los conectores** y luego pliegue hacia atrás, de forma que el Velcro se adhiera al cinturón. Su cinturón ahora tendrá este aspecto.




7. Por supuesto, para usar Silk'n Lipo, deberá desconectar un lado, colocar el **cinturón** sobre su cuerpo y luego volver a conectar el lado que desconectó.

**i** Tenga en cuenta que solo podrá usar el dispositivo cuando:

- la **unidad de tratamiento** esté cargada.
- haya colocado una **almohadilla de electrodo** húmeda en cada **unidad de tratamiento** (consulte la sección "4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos").
- cada unidad de tratamiento esté en buen contacto con su piel.
- ha leído este manual, y comprende cómo usar el dispositivo.



## 4.2. Controles y ajustes






Batería/error Funcionamiento No en uso

Cada **unidad de tratamiento** tiene un panel de control que incluye:

- botón de control (nº 2)
- 2 botones del nivel de energía de la EMS (izquierda y derecha del botón de control)
- 2 luces indicadoras - izquierda y centro (nº 3).

ES

Control	Acción	Función
Botón de control 	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enciende o apaga la <b>unidad de tratamiento</b>. Cuando la enciende, sentirá una breve vibración. Cuando la apaga, sentirá dos vibraciones cortas.</li> <li>• La <b>luz de funcionamiento</b> verde (central) estará en verde constante.</li> </ul>
Botón + 	Pulsación corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada pulsación aumenta el nivel de EMS. A medida que aumenta niveles, la <b>luz de funcionamiento</b> parpadeará más rápido.</li> </ul>
	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El mismo efecto que una pulsación corta.</li> </ul>
Botón - 	Pulsación corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada pulsación disminuye el nivel de EMS. A medida que disminuye niveles, la luz de funcionamiento parpadeará más lentamente.</li> </ul>
	Pulsación larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establece el nivel de EMS a cero.</li> </ul>

Control	Acción	Función
Luz de batería / error (izquierda)	La luz naranja parpadea continuamente	• Batería baja.
	Naranja constante	• Error del dispositivo.
Luz de funcionamiento (central)	La luz verde parpadea continuamente	• El dispositivo está encendido y tiene un buen contacto con la piel. • Parpadea más rápido a medida que el nivel de EMS aumenta.
	Verde constante	• No hay contacto con la piel, pero el dispositivo está listo para usar. • El dispositivo se apagará automáticamente tras un minuto aproximadamente si no hay contacto con la piel.
Luz indicadora (derecha)	---	• No está en uso.

### 4.3. Niveles de energía

Silk'n Lipo tiene múltiples niveles de estimulación eléctrica muscular (EMS). Esto le proporciona un control excelente de la intensidad de la estimulación muscular que desea utilizar en cada parte del cuerpo que trata. Además, puede cambiar los niveles tan a menudo como desee durante un tratamiento.


- **Para aumentar el nivel de EMS:** Pulse brevemente el **botón +** tantas veces como necesite para ajustar el nivel de EMS que sea más cómodo para usted. Verá que la **luz de funcionamiento** parpadea más rápidamente a medida que aumenta el nivel de EMS.
- **Para reducir el nivel de EMS:** Pulse brevemente el **botón -** tantas veces como necesite (consulte la sección "4.2. Paramètres et contrôles").
- **Para establecer el nivel de EMS a cero:** Pulse durante un par de segundos el botón -.

- i** Solo puede cambiar los niveles de EMS cuando **la unidad de tratamiento** esté en un buen contacto con su piel. Cuando no hay contacto con la piel, la EMS baja a cero.

#### 4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos

Las **almohadillas de electrodos** son necesarias para que la EMS funcione, y deben humedecerse antes de comenzar el tratamiento.

1. Humedezca cada **almohadilla de electrodo** con un paño húmedo o con sus dedos húmedos.
2. Luego coloque la **almohadilla de electrodo** húmeda sobre el reverso de cada **unidad de tratamiento**. Asegúrese de que se ajusta firmemente alrededor del rectángulo central. Quizá sea necesario que lo manipule ligeramente, de forma que la **almohadilla de electrodo** descansa plano sobre la parte superior de la **unidad de tratamiento**.



- i** Es importante que solo humedezca la **almohadilla de electrodo**, y no toda la **unidad de tratamiento**.


## 4.5. Carga del dispositivo

Cargue cada **unidad de tratamiento** antes de su primer uso. La carga inicial debería tardar unas seis horas. Las cargas posteriores deberían tardar unas tres horas. Le recomendamos que cargue el dispositivo antes de cada tratamiento.

1. Retire las **almohadillas de electrodos** antes de colocar las **unidades de tratamiento** en el **soporte/base de carga**.
2. Conecte el **soporte/base de carga** vacío al suministro eléctrico. Las dos **luces indicadoras de carga** estarán en verde constante.
3. Coloque cada **unidad de tratamiento** en la base de forma que descansa sobre las ranuras designadas.
  - Cuando la **unidad de tratamiento** esté cargando, la **luz naranja indicadora de batería/error** en la **unidad de tratamiento** parpadeará.
  - Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la **luz indicadora de batería/error** (izquierda) se apagará, y la **luz de funcionamiento** verde (central) estará en verde constante.
4. Una vez cargado el dispositivo, desconecte el **soporte/base de carga** del suministro eléctrico.

## 5. Plan de tratamiento

- ⚠ Para su uso sobre piel limpia y sana (consulte la sección “1. Advertencias y contraindicaciones”).
- Trate la zona objetivo durante 15 minutos por sesión de tratamiento.
- Para partes del cuerpo más grandes, como el estómago o glúteos, quizá desee mover la **unidad de tratamiento** a una parte adyacente de la zona objetivo, y usarla durante otros 15 minutos. Puede seguir haciendo esto hasta que haya cubierto la zona objetivo.
- Intente evitar espacios y solapes.
- Nunca utilice Silk'n Lipo sobre exactamente el mismo sitio durante una sesión de tratamiento.
- Para uso diario, pero no más de tres veces a la semana en cada zona objetivo específica. Continúe hasta que obtenga los resultados que desea.



## 6. Qué esperar de Silk'n Lipo

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a **todas las advertencias y contraindicaciones**, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Sin embargo, todos los dispositivos que utilicen energía, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

### **Enrojecimiento de la piel**

Quizá observe enrojecimiento de la piel en la zona tratada, que debería desaparecer tras el tratamiento.

### **Dolor muscular**

Al igual que con el ejercicio, puede producirse ciertas molestias musculares tras el tratamiento, que deberían desaparecer tras un día o dos. Si esto sucede, utilice un nivel de EMS bajo durante algunas sesiones hasta que desaparezcan las molestias.

### **Irritación de la piel**

Aunque muy raramente, es posible tener un enrojecimiento prolongado de la piel, o la apariencia de acné. Detenga el uso inmediatamente y solo trate esa zona específica cuando desaparezca la irritación de la piel.

### **Dolor de cabeza**

Igualmente rara, pero existe la posibilidad de que pueda sentir cierto mareo cuando comience a usar el dispositivo. Si esto sucede, siéntese durante el tratamiento, o deje de usar el dispositivo hasta que se sienta bien.

### **Reacción alérgica**

Si tiene una reacción alérgica al dispositivo o sus accesorios, deje de utilizar el dispositivo.

 Deje de usar el dispositivo de inmediato si algunos de estos efectos son más graves.

 Consulte con su médico los efectos no desaparecen en 2 o 3 días.

## 7. Empiece!

---

El tratamiento con Silk'n Lipo es fácil. Siga estos pasos para cada parte del cuerpo que desea tratar.

1. Utilice el dispositivo sobre la piel limpia y sana (consulte la sección "1. Advertencias y contraindicaciones").
2. Compruebe que las baterías están cargadas antes de su uso. Si la **luz de batería/error** está naranja y parpadea lentamente, esto indica que la batería está baja.
3. Antes de cada tratamiento, humedezca la **almohadilla de electrodo** con un paño húmedo o con sus dedos humedecidos, y colóquelos en cada **unidad de tratamiento** (consulte la sección "4.4. Humedecer las almohadillas de electrodos"). A continuación, conecte una o **más unidades de tratamiento** al **cinturón** (consulte "4.1. Conectar las diferentes partes").
4. Desconecte uno de los **conectores** en un lado, y luego coloque el **cinturón** alrededor de la zona que desea tratar. Luego vuelva a conectar el lado que acaba de desconectar.
5. Ajuste el **cinturón** para que la **unidad de tratamiento** esté en buen contacto con su piel, y para que el **cinturón** esté firmemente ajustado a su cuerpo.

**i** Si el **cinturón** no está bien ajustado contra su piel, la energía EMS puede desconectarse. Si eso sucede, apriete el cinturón y pulse el **botón +** para volver a seleccionar el nivel de energía EMS requerido.

6. **Encender.** Con los controles a la vista, pulse el **botón de control** en cada lado de la **unidad de tratamiento**. Las luces indicadoras verde y naranja **se** encenderán. La **luz indicadora** naranja se apagará tras un segundo aproximadamente y la **unidad de tratamiento** vibrará una vez. Cuando la **unidad de tratamiento** esté en buen contacto con la piel, la **luz de funcionamiento** parpadeará lentamente, y la energía láser comenzará a funcionar.

## 7. Cambiar el nivel de EMS:

- **Para aumentar:** Pulse brevemente el **botón +** tantas veces como necesite para ajustar el nivel de EMS que sea más cómodo para usted. La **luz de funcionamiento** parpadea más rápidamente a medida que aumenta el nivel de EMS.

**i** Si pulsa durante un par de segundos el **botón +**, el nivel de EMS aumentará en un incremento.

- **Para reducir:** Pulse brevemente el **botón -** tantas veces como necesite (consulte la sección "4.2. Controles y ajustes").

**i** Al pulsar durante un par de segundos el botón **-**, se establece el nivel de EMS a cero.

## 8. Trate cada zona durante 15 minutos.

Mantenga la **unidad de tratamiento** en su sitio y el dispositivo encendido durante un máximo de 15 minutos. Cada varios minutos, sentirá una vibración. Las vibraciones son una parte normal de la rutina de tratamiento. Al final de los 15 minutos, sentirá tres vibraciones, no se emitirá más energía, y el dispositivo se apagará automáticamente.

**i** Para apagar el dispositivo **antes de 15 minutos**, pulse durante dos o tres segundos el **botón de control**. Sentirá dos vibraciones, y el dispositivo se apagará.

## 9. Si desea tratar otra zona (al lado de la zona que acaba de tratar o en otra parte de su cuerpo), humedezca la **almohadilla de electrodo**, y mueva la **unidad de tratamiento** a la siguiente zona.

**i** Intente evitar espacios y solapes.

**i** Si mueve el dispositivo a otra parte de su cuerpo y la **unidad de tratamiento** no está en buen contacto con la piel, el nivel de EMS volverá a cero. Si esto sucede, asegúrese de que la **almohadilla de tratamiento** está en buen contacto con la piel, luego pulse brevemente el **botón de control** para iniciar de nuevo el dispositivo, y luego pulse el botón **+** para aumentar el nivel de EMS.




## 8. Limpieza y mantenimiento

---

### 8.1. Limpieza de la unidad de tratamiento y de la base de carga

Le recomendamos que limpie la **unidad de tratamiento** tras cada uso y **el soporte/base de carga** una vez al mes.

Antes de su limpieza:

- Desconecte la unidad de tratamiento de todas las otras partes (cinturón, almohadillas de electrodo, conectores, soporte/base de carga). Desconecte el **soporte/base de carga** de la alimentación eléctrica.
  - No utilice limpiadores abrasivos o productos químicos para limpiar cualquiera de sus partes.
  - Limpie cada **unidad de tratamiento** y el **soporte/base de carga** con un paño húmedo usando un detergente suave, luego séquelos con un paño limpio.
-  No limpie ninguna de las partes en el lavavajillas.

### 8.2. Limpiar las almohadillas de electrodos

- Tras cada uso, limpie las **almohadillas de electrodos** y séquelos con un paño.
- No las guarde en una caja cerrada o cajón hasta que estén completamente secas.

### 8.3. Sustitución de las almohadillas de electrodos

- No utilice las **almohadillas de electrodos** si están dañados. Si eso sucede, sustitúyalos por unos nuevos.

## 8.4. Limpiar el cinturón

Los materiales del cinturón son:

**Exterior:** Nylon / **Capa central:** SBR / **Interior:** Nylon.

Por favor, siga las instrucciones de limpieza.



Lavar solo a mano



No limpiar en seco



No utilizar lejía



No usar secadora



No planchar

ES

## 8.5. Almacenamiento

- Tras su limpieza, le recomendamos que devuelva cada **unidad de tratamiento** al **soporte/base de carga**.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, guarde las diferentes partes en el embalaje original en un lugar limpio y seco para evitar la acumulación de polvo.
- Asegúrese de que el **soporte/base de carga** está desconectado del suministro eléctrico.

## 9. Repuestos y consumibles

Puede comprar unidades de tratamiento, almohadillas de electrodos o cinturones de repuesto a través del comercio donde adquirió el dispositivo, o puede pedirlos directamente en nuestro sitio web: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Resolución de problemas

Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. No intente modificar, abrir o reparar el dispositivo. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
Mi dispositivo no se enciende.	Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"><li>• la <b>unidad de tratamiento</b> esté cargada.</li><li>• ha pulsado el <b>botón de control</b> para encenderlo.</li><li>• la <b>luz de funcionamiento</b> esté en verde constante.</li></ul>
No siento la estimulación eléctrica o el nivel de EMS parece demasiado bajo.	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"><li>• la <b>almohadilla de electrodo</b> esté húmeda.</li><li>• la <b>unidad de tratamiento</b> está en contacto con la piel, y</li><li>• el <b>cinturón</b> está ajustado a su cuerpo</li></ul>
No puedo cambiar el nivel de EMS.	Compruebe que la <b>unidad de tratamiento</b> esté cargada.
Las luces indicadoras están encendidas todo el tiempo.	Hay un error del sistema.



Si tiene algún problema o consulta, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.

## 11. Servicio al Cliente

---

---

Para obtener más información, visite nuestro sitio web [www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu). Este manual también puede descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web. Contactar con el servicio al cliente de Silk'n para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo.

Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silk'n.eu">serviceconsommateurbe@silk'n.eu</a>
Francia	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silk'n.eu">serviceconsommateurfr@silk'n.eu</a>
Alemania	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italia		<a href="mailto:servizioclientiit@silk'n.eu">servizioclientiit@silk'n.eu</a>
Países Bajos	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silk'n.eu">klantenservicenl@silk'n.eu</a>
España	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silk'n.eu">servicioalcliente@silk'n.eu</a>
Reino Unido	0906-2130009	<a href="mailto:customerareuk@silk'n.eu">customerareuk@silk'n.eu</a>
Otros países	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silk'n.com">info@silk'n.com</a>

## 12. Garantía

---

---

Consulte su tarjeta de garantía de Silk'n.

## 13. Eliminación

Si su dispositivo alcanza el final de su vida útil, asegúrese de seguir la legislación de su país para la eliminación de objetos eléctricos.



Deseche el embalaje separado en materiales de tipo único. Deseche el cartón como papel y film transparente a través del servicio de recogida de materiales.



¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos. Esto garantiza que el dispositivo se recicle de forma profesional, e impide la liberación de sustancias dañinas \* al medioambiente. Asegúrese de que el dispositivo está descargado antes de desecharlo.

\* Productos etiquetados con Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

ES

## 14. Especificaciones

N.º de modelo	H5001 (dispositivo); H5002 (base de carga)
Tecnología	Low Level Laser Therapy (LLLT) Estimulación muscular eléctrica (EMS)
Base de carga	Entrada 12Vdc, 1,5Amax Cargar dos módulos simultáneamente
Modulo alimentado por	Batería Li-ion, 3,7V, 2600mA
Modelos de adaptador	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Clasificación del adaptador	
Entrada:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,6A max
Salida:	12Vdc, 1,5A
<b>LLLT</b>	
- Longitud de onda del diodo	658nm +/- 8nm
- Potencia del diodo	100mW (max)
<b>EMS</b>	
- Amplitud de impulso	0-32mA en carga de 1000 ohm





- Tensión de salida	Ajustable 0-32V, salida máx. 32V pico a pico a carga de 1000ohm.
- Tiempo On	Ajustable, 20-2400 milisegundos
- Tiempo Off	Ajustable, 20-2400 milisegundos
- Tiempo de rampa	Ajustable, 22~800 milisegundos, 22 milisegundos/paso. El tiempo "Encendido" aumentará y disminuirá.
- Tasa de impulso	30~50 Hz
- Anchura de impulso	350~450µs
- Temporizador	15 min.
- Forma de onda	Impulso simétrico-bifásico rectangular
- Tolerancia	Puede haber una tolerancia +/-5% de todos los ajustes y una tolerancia de +/-20% de salida de intensidad.
Tamaño del paquete	192 x 296 x 130 (L x An x Al) [mm]
Peso	Módulo: 300 [gr] Base de carga: 215 [gr]
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: menos 40 - 70 [°C] Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5 - 40 [°C] Humedad relativa: 15% a 90% Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20 °C grados	30 minutos

Tiempo de temperatura de almacenamiento mínima entre usos a temperatura mínima de funcionamiento con una temperatura ambiente de 20 °C grados	30 minutos
Vida útil	3 años

## 15. Signos y símbolos

El manual del usuario se basa en los estándares y normativas en vigor en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, debe seguir las directrices y leyes específicas del país en el que se encuentre.

ES

	Declaración de conformidad: Los productos etiquetados con este símbolo cumplen con las provisiones de la Zona Económica Europea.
IP22	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos como los dedos.
	¡No eliminar con su basura doméstica! La directiva WEEE requiere que deseche este dispositivo eléctrico (incluyendo todos sus accesorios y piezas) en un punto de reciclado designado para dispositivos eléctricos.
	Siga las instrucciones de funcionamiento.
	Producto láser de Clase 1.

## Aviso legal

Home Skinovations Ltd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SILK'N y el logotipo de SILK'N son marcas registradas de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.







## Πίνακας περιεχομένων

1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις.....	144
2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Lipo.....	153
3. Γνωρίστε το Silk'n Lipo .....	153
4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής.....	155
5. Πρόγραμμα θεραπείας .....	161
6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Lipo .....	162
7. Έναρξη!.....	163
8. Καθαρισμός και συντήρηση.....	165
9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα .....	167
10. Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	167
11. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών .....	168
12. Εγγύηση .....	168
13. Απόρριψη .....	169
14. Προδιαγραφές.....	169
15. Σήματα και σύμβολα.....	171


## 1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις


---


Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις πριν τη χρήση.


-  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
-  Φροντίστε να είναι τα χέρια σας στεγνά προτού συνδέσετε τη βάση φόρτισης στην τροφοδοσία ρεύματος.
-  Διατηρείτε τον προσαρμογέα μακριά από το νερό. Ο προσαρμογέας ΔΕΝ είναι αδιάβροχος.
-  Μην τοποθετείτε και μη φυλάσσετε τις μονάδες θεραπείας, τη βάση φόρτισης και τον προσαρμογέα σε σημείο όπου μπορεί να πέσουν ή να παρασυρθούν μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νερό ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού.


- ⚠️ Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα σε περίπτωση που πέσουν μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε τα αμέσως από την τροφοδοσία πριν τα πιάσετε. Αν δεν αποσυνδέσετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία!
- ⚠️ Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα αν το καλώδιο ή το βύσμα του έχει υποστεί ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα από την πρίζα.
- ⚠️ Αν η βάση φόρτισης παρουσιάζει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- ⚠️ Στεγνώστε καλά κάθε μονάδα θεραπείας πριν τη φόρτιση ή τη φύλαξή της.
- ⚠️ Στεγνώστε κάθε επίθεμα ηλεκτροδίου πριν τη φύλαξη.
- ⚠️ Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας.


 Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας της συσκευής από το χρήστη.

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν ανήκουν στον κατασκευαστή, όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, ή αν η συσκευή παρουσιάζει ζημιές ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.


 Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας της συσκευής από το χρήστη.


 Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.


 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη (πλαστική) συσκευασία. Το υλικό συσκευασίας ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.

 Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “13. Απόρριψη”.

 Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψή της.

 Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.

 Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.

 Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στον κάδο σκουπιδιών. Ε επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## Αφαίρεση μπαταρίας

Για την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μετά από τη διαδικασία αυτή, αλλά ούτε και θα είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Οποιαδήποτε εγγύηση θα καταστεί άκυρη αν σπάσετε το περίβλημα της συσκευής και αφαιρέσετε την μπαταρία. Σας συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια ασφαλείας.

Η Home Skinovations Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας.

GR

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, τοποθετήστε κάθε μονάδα θεραπείας σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να σπάσετε το εξωτερικό πλαστικό περίβλημα.

Χρησιμοποιήστε μια πένσα ή ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το περίβλημα. Ξεβιδώστε την πλακέτα PCB (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος) και βγάλτε την μπαταρία αποσυνδέοντας το βύσμα από την πλακέτα PCB.

## Αντενδείξεις

- ⚠ Το Silk'n Lipo δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, ενήλικες με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία EMS σε χαμηλή ένταση, αν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση.
- ⚠ Σταματήστε τη χρήση αμέσως, αν το δέρμα σας εμφανίζει έντονη ερυθρότητα, φλύκταινες ή εγκαύματα.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και υγιή επιδερμίδα.

### **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν:**

- ⚠ πάσχετε από κάποιο καρδιακό νόσημα και δεν έχετε συμβουλευτεί προηγουμένως τον γιατρό σας,
- ⚠ λαμβάνετε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή, και δεν έχετε συμβουλευτεί προηγουμένως τον γιατρό σας ή έχετε κάποια διαταραχή ανοσολογικής ανεπάρκειας,

- ⚠️ πάσχετε από ενεργό καρκίνο οποιασδήποτε μορφής,
- ⚠️ πάσχετε από διαταραχή του λεμφικού συστήματος ή του θυρεοειδούς, διαβήτη, ηπατική νόσο ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολική ασθένεια,
- ⚠️ έχετε βηματοδότη, εμφυτεύσιμο απινιδωτή ή άλλο ενεργό ηλεκτρικό εμφύτευμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος,
- ⚠️ έχετε χρησιμοποιήσει τοπικά διαλύματα που περιέχουν μεταλλικά ιόντα στην περιοχή θεραπείας,
- ⚠️ πάσχετε από επιληψία,
- ⚠️ υποφέρετε από σοβαρά αρτηριακά κυκλοφορικά προβλήματα στα κάτω άκρα,
- ⚠️ πάσχετε από κήλη κοιλιακού τοιχώματος ή βουβωνοκήλη,
- ⚠️ είστε έγκυος ή θηλάζετε.



## **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα εξής σημεία του σώματος:**

- ⚠ Κοντά στην καρδιά. Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε κανένα σημείο του θώρακα (όπου βρίσκονται οι θωρακικοί σπόνδυλοι και το στέρνο) και συγκεκριμένα στους δύο μείζονες θωρακικούς μύες. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κοιλιακής μαρμαρυγής και να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή.
- ⚠ Στο πίσω μέρος του θώρακα.
- ⚠ Στο κεφάλι ή το λαιμό.
- ⚠ Στα γεννητικά όργανα.
- ⚠ Γύρω από την περιοχή των ματιών.
- ⚠ Σε σημεία που παρουσιάζουν μεταβολική αρθρίτιδα ή χρόνια άλγος.
- ⚠ Περιοχές που είναι πρησμένες, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις ή στις οποίες η επιδερμίδα εμφανίζει σκασίματα ή ερεθισμούς ή υπάρχουν δερματικές εξανθήσεις (π.χ. δερματικά εξανθήματα, φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, κιρσώδεις φλέβες ή μετεγχειρητικές ουλές όπου η διαδικασία επούλωσης θα μπορούσε να επηρεαστεί κ.λπ.).

- ⚠ Μέρη του σώματος που έχουν μεταλλικούς συνδετήρες, εμφυτεύματα ή ακίδες ή βρίσκονται κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. Αφαιρέστε οποιαδήποτε κοσμήματα ή άλλα αξεσουάρ από την περιοχή θεραπείας στη διάρκεια της θεραπείας.
- ⚠ Περιοχές με ιστορικό καρκίνου ή πιθανές κακοήθειες του δέρματος.

## 2. Ασφαλή χρήση του Silk'n Lipo

---

Με το Silk'n η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Το Silk'n Lipo έχει τα εξής χαρακτηριστικά ασφαλείας:

- **Αισθητήρας εγγύτητας:** Η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη και η μονάδα θεραπείας έχει καλή επαφή με το δέρμα.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Μπορείτε να διακόψετε τη θεραπεία ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα για περισσότερο από ένα λεπτό (η **λυχνία λειτουργίας** παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα). Επίσης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά συνεχούς χρήσης.

## 3. Γνωρίστε το Silk'n Lipo

---

Το Silk'n Lipo είναι ένα σύστημα που βοηθά στη μείωση του λίπους, την εκγύμναση των μυών και την τόνωση συγκεκριμένων σημείων του σώματος χωρίς σωματική προσπάθεια και από την άνεση του σπιτιού σας.

Τοποθετώντας τη μονάδα θεραπείας<sup>1</sup> σε στοχευμένες περιοχές, όπως ο βραχίονας, το άνω τμήμα των χεριών, η κοιλιά, οι γλουτοί ή οι μηροί, η συσκευή μπορεί να συμβάλει στη λιποδιάλυση και εξάλειψη του λίπους από τις συγκεκριμένες περιοχές. Το Silk'n Lipo δεν εξασφαλίζει ολική μείωση του σωματικού λίπους ή απώλεια βάρους και δεν υποκαθιστά τη δίαιτα ή τη σωματική άσκηση. Μπορεί, ωστόσο, να βοηθήσει στη γράμμωση μεμονωμένων περιοχών του σώματος που δεν ανταποκρίνονται σε δίαιτα ή σωματικές ασκήσεις.

Το Silk'n Lipo είναι μια ισχυρή ηλεκτρική συσκευή και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. **Πριν τη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, καθώς και όλες τις διαδικασίες μετά τη χρήση της, και να τις εφαρμόζετε αυστηρά.** Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από κάθε θεραπεία.

<sup>1</sup> Ο ενικός αριθμός στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιείται για τα μεμονωμένα και τα συνολικά στοιχεία των εξαρτημάτων του προϊόντος, δηλαδή τη **μονάδα θεραπείας**, τη **ζώνη** και τα **επιθέματα ηλεκτροδίων**.

### 3.1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 ή περισσότερες μονάδες θεραπείας\*
- 2 σύνδεσμοι
- 1 ή περισσότερες ζώνες σώματος\*
- 1 ή περισσότερα επιθέματα ηλεκτροδίων\*
- Βάση φόρτισης
- Προσαρμογέας
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Κάρτα εγγύησης

\* Ο αριθμός διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

### 3.2. Περιγραφή της συσκευής

Το Silk'n Lipo είναι μια συσκευή οικιακής χρήσης με τεχνολογία laser χαμηλής ισχύος (Low Level Laser Technology, LLLT) και ηλεκτρικού νευρομυϊκού ερεθισμού (Electrical Muscle Stimulation, EMS). Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων βοηθά στη σύσφιξη των μυών, τη λιποδιάλυση και την καταπολέμηση του συσσωρευμένου λίπους, συμβάλλοντας στην τόνωση και την ανάπλαση του σώματος.

Το Silk'n Lipo περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές ζώνες κατάλληλες για τη θεραπεία των διαφορετικών σημείων το σώματος. Κάθε μονάδα θεραπείας περιλαμβάνει διόδους λέιζερ και ηλεκτρόδια που ενεργοποιούν το EMS. Η μονάδα θεραπείας ενσωματώνεται στη ζώνη και στη συνέχεια τοποθετείται στο σημείο του σώματος που θέλετε να τονώσετε και να σμιλεύσετε. Το Silk'n Lipo διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, για την εύκολη φόρτιση των μονάδων θεραπείας μετά τη χρήση.

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρχή αυτού του εγχειριδίου για να δείτε τη θέση κάθε εξαρτήματος.

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Μονάδα θεραπείας    | 6. Επίθεμα ηλεκτροδίου          |
| 2. Κουμπί ελέγχου      | 7. Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης |
| 3. Ενδεικτικές λυχνίες | 8. Βάση φόρτισης                |
| 4. Σύνδεσμοι           | 9. Προσαρμογέας                 |
| 5. Ζώνη σώματος        |                                 |

### 3.3. Προοριζόμενη χρήση


Το Silk'n Lipo είναι μια συσκευή μη επεμβατικής αισθητικής περιποίησης που μειώνει την περιφέρεια της μέσης και εξαλείφει το τοπικό πάχος στα μπράτσα, τους μηρούς και τους γλουτούς. Ταυτόχρονα τονώνει, συσφίγγει και ενδυναμώνει τους μύς σε αυτές τις περιοχές του σώματος.

Η συσκευή δεν προορίζεται για θεραπευτική χρήση ή για την αντιμετώπιση ιατρικών παθήσεων ή ασθενειών. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

## 4. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις της συσκευής


### 4.1. Σύνδεση διαφορετικών εξαρτημάτων

1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε τη **μονάδα θεραπείας** επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν έχετε περισσότερες από μία **μονάδες θεραπείας**, συνδέστε τις μεταξύ τους.
3. Πάρτε το θηλυκό **σύνδεσμο** και τοποθετήστε τον στην αριστερή πλευρά της **μονάδας θεραπείας**. Στη συνέχεια, συνδέστε τον αρσενικό **σύνδεσμο** στη δεξιά πλευρά.




4. Επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη για την περιοχή του σώματος όπου θέλετε να την χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια με το λογότυπο Silk'n στραμμένο προς τα επάνω.

5. Στη συνέχεια, διπλώστε τις δύο πλευρές της ζώνης προς τα μέσα ώστε να βλέπετε τις μαύρες επιφάνειες με το αυτοκόλλητο βέλκρο.



6. Εισαγάγετε κάθε άκρο σε ένα **σύνδεσμο** και διπλώστε το προς τα πίσω για να προσαρτήσετε τις επιφάνειες με το βέλκρο στη ζώνη. Η ζώνη σας θα πρέπει να έχει τώρα αυτήν την όψη.




7. Φυσικά, για να χρησιμοποιήσετε το Silk'n Lipo πρέπει να αποσυνδέσετε το ένα άκρο, να τοποθετήσετε τη **ζώνη** στο σώμα σας και να συνδέσετε ξανά το άκρο!

**i** Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν:

- η **μονάδα θεραπείας** είναι φορτισμένη,
- έχετε τοποθετήσει ένα υγρό **επίθεμα ηλεκτροδίου** σε κάθε **μονάδα θεραπείας** (βλ. ενότητα "4.4. Ύγραση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων"),
- η μονάδα θεραπείας έχει καλή επαφή με την επιφάνεια του δέρματος,
- έχετε διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο και γνωρίζετε πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## 4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις



Μπαταρία / Σφάλμα Σε λειτουργία Εκτός λειτουργίας

Κάθε **μονάδα θεραπείας** διαθέτει έναν πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνει:

- ένα κουμπί ελέγχου (#2)
- 2 κουμπιά ρύθμισης για το επίπεδο έντασης του EMS (αριστερά και δεξιά από το κουμπί ελέγχου)
- 2 ενδεικτικές λυχνίες, αριστερά και στο κέντρο (#3).

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία
Κουμπί ελέγχου 	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί) τη <b>μονάδα θεραπείας</b>. Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, θα αισθανθείτε μια σύντομη δόνηση. Όταν απενεργοποιείτε τη μονάδα, θα αισθανθείτε 2 σύντομες δονήσεις.</li><li>• Η πράσινη <b>λυχνία λειτουργίας</b> (στο κέντρο) παραμένει διαρκώς αναμμένη.</li></ul>
Κουμπί + 	Πατήστε σύντομα	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατώντας διαδοχικά το κουμπί αυξάνετε το επίπεδο έντασης του EMS. Καθώς αυξάνετε το επίπεδο έντασης, η <b>λυχνία λειτουργίας</b> αναβοσβήνει πιο γρήγορα.</li></ul>
	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"><li>• Το ίδιο αποτέλεσμα όπως και με το σύντομο πάτημα.</li></ul>

GR

Στοιχείο ελέγχου	Ενέργεια	Λειτουργία
Κουμπί -  —	Πατήστε σύντομα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατώντας διαδοχικά το κουμπί μειώνετε το επίπεδο έντασης του EMS. Καθώς μειώσετε την ένταση, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει πιο αργά.</li> </ul>
	Πατήστε παρατεταμένα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επαναφέρει το επίπεδο έντασης του EMS στο μηδέν.</li> </ul>
Λυχνία μπαταρίας / σφάλματος (αριστερά)	Η λυχνία αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.</li> </ul>
	Η λυχνία είναι διαρκώς αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σφάλμα συσκευής.</li> </ul>
Λυχνία λειτουργίας (στο κέντρο)	Η λυχνία αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και έχει καλή επαφή με το δέρμα.</li> <li>• Η λυχνία αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνεται το επίπεδο έντασης του EMS.</li> </ul>
	Η λυχνία είναι διαρκώς αναμμένη σε πράσινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση αλλά δεν βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.</li> <li>• Αν περάσει περίπου ένα λεπτό και δεν έχει τοποθετηθεί επάνω στο δέρμα, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.</li> </ul>
Ενδεικτική λυχνία (δεξιά)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκτός λειτουργίας.</li> </ul>



### 4.3. Επίπεδα ενέργειας

Η λειτουργία ηλεκτρικού νευρομυϊκού ερεθισμού (EMS) του Silk'n Lipo έχει πολλαπλές ρυθμίσεις έντασης. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε με άριστο τρόπο την ένταση του μυϊκού ερεθίσματος που θέλετε να λαμβάνετε σε κάθε περιοχή του σώματος. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε το επίπεδο της έντασης όσο συχνά θέλετε στη διάρκεια της θεραπείας.


- **Για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης του EMS:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί +** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την ένταση του EMS στο επιθυμητό επίπεδο. Θα παρατηρήσετε ότι η **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνετε την ένταση του EMS.
  - **Για να μειώσετε το επίπεδο έντασης του EMS:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί -** όσες φορές απαιτείται (βλ. ενότητα "4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις").
  - **Για να επαναφέρετε το επίπεδο έντασης του EMS ξανά στο μηδέν:** Πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί -**.
- i** Μπορείτε να αλλάζετε τα επίπεδα έντασης του EMS μόνο όταν η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω στο δέρμα, το επίπεδο έντασης του EMS μηδενίζεται.



#### 4.4. Ύγρανση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

Τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του EMS και πρέπει να υγρανθούν πριν τη θεραπεία.

1. Βρέξτε κάθε **επίθεμα ηλεκτροδίου** με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.
2. Στη συνέχεια τοποθετήστε το υγρό **επίθεμα ηλεκτροδίου** στο πίσω μέρος κάθε **μονάδας θεραπείας**. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά γύρω από το κεντρικό ορθογώνιο. Μπορείτε να ασκήσετε ελαφριά πίεση, ώστε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** να είναι τοποθετημένο επίπεδα πάνω στη **μονάδα θεραπείας**.



- i** Είναι σημαντικό να βρέξετε μόνο το **επίθεμα ηλεκτροδίου** και όχι τα υπόλοιπα μέρη της **μονάδας θεραπείας**.

#### 4.5. Φόρτιση συσκευής

Φορτίστε κάθε **μονάδα θεραπείας** πριν την πρώτη χρήση. Η αρχική φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 6 ώρες. Οι μετέπειτα φορτίσεις διαρκούν περίπου 3 ώρες. Συνιστάται η επαναφόρτιση της συσκευής πριν από κάθε χρήση.

1. Αφαιρέστε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** πριν να τοποθετήσετε τις **μονάδες θεραπείας** στη **βάση φόρτισης**.
2. Συνδέστε την κενή **βάση φόρτισης** στην τροφοδοσία ρεύματος. Οι 2 **ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης** ανάβουν σταθερά σε πράσινο χρώμα.

3. Τοποθετήστε κάθε **μονάδα θεραπείας** στη βάση, ώστε να εφαρμόζει στην κατάλληλη υποδοχή.
  - Κατά τη φόρτιση της **μονάδας θεραπείας**, η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** στη **μονάδα θεραπείας** θα αναβοσβήνει.
  - Όταν η μονάδα έχει φορτιστεί πλήρως, η **ενδεικτική λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** (αριστερά) θα σβήσει και η **λυχνία λειτουργίας** (στο κέντρο) θα ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα.
4. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε τη **βάση φόρτισης** από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

## 5. Πρόγραμμα θεραπείας

---



Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καθαρή και υγιή επιδερμίδα (βλ. ενότητα “1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις”).



Τοποθετήστε τη μονάδα στη στοχευμένη περιοχή για 15 λεπτά.



Για μεγαλύτερα τμήματα του σώματος, όπως το στομάχι ή οι γλουτοί, μπορείτε να μετακινείτε τη **μονάδα θεραπείας** σε ένα παρακείμενο σημείο της περιοχής και να την αφήσετε εκεί για ακόμα 15 λεπτά. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τη μονάδα με αυτόν τον τρόπο μέχρι να καλύψετε όλη τη στοχευμένη περιοχή.




Προσπαθήστε να μην αφήνετε κενά ανάμεσα σε κάθε σημείο και να μην καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές.



Μην τοποθετείτε ξανά το Silk'n Lipo ακριβώς στο ίδιο σημείο στη διάρκεια μιας θεραπείας.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθημερινά, αλλά δεν θα πρέπει να την τοποθετείτε στην ίδια στοχευμένη περιοχή περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα. Συνεχίστε τη χρήση μέχρι να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.



## 6. Τι να αναμένετε κατά τη χρήση του Silk'n Lipo

Αν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και δώσετε προσοχή σε **όλες τις προειδοποιήσεις και αντενδείξεις**, οι επιπλοκές και οι παρενέργειες δεν είναι συχνές. Ωστόσο κάθε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, περιλαμβάνουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να αποδεχθείτε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

### **Κοκκίνισμα δέρματος**

Η περιοχή θεραπείας ενδέχεται να παρουσιάζει ερυθρότητα, η οποία θα εξαφανιστεί μετά τη θεραπεία.

### **Μυϊκοί πόνοι**

Όπως συμβαίνει συνήθως κατά τη σωματική άσκηση, ενδέχεται να νιώσετε πόνο στους μύς μετά τη θεραπεία, ο οποίος θα υποχωρήσει μετά από μία ή δύο ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε χαμηλότερο επίπεδο έντασης του EMS κατά τις επόμενες θεραπείες, μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος.

### Ερεθισμός επιδερμίδας

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η επιδερμίδα μπορεί να εμφανίσει παρατεταμένη ερυθρότητα ή ακμή. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής στη συγκεκριμένη περιοχή μέχρι η ερυθρότητα να υποχωρήσει πλήρως.

### Πονοκέφαλος

Εξίσου σπάνια είναι η εμφάνιση πονοκεφάλων κατά τις πρώτες χρήσεις της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να είστε καθισμένοι στη διάρκεια της θεραπείας ή διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να νιώσετε καλύτερα.

### Αλλεργική αντίδραση

Αν εμφανίσετε αλλεργική αντίδραση στη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, διακόψτε τη χρήση της.

**i** Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως, αν αυτές οι αντιδράσεις είναι ακόμα πιο έντονες.

**i** Αν δεν υποχωρήσουν μέσα σε 2 έως 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.

## 7. Έναρξη!

Η θεραπεία με το Silk'n Lipo είναι εύκολη. Απλώς ακολουθήστε τα βήματα για κάθε σημείο του σώματος που σας ενδιαφέρει.

1. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρή και υγιή επιδερμίδα (βλ. ενότητα "1. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις").
2. Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι επαρκώς φορτισμένες πριν τη χρήση. Αν η **λυχνία μπαταρίας/σφάλματος** αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
3. Πριν από κάθε θεραπεία, βρέξτε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** με ένα υγρό πανί ή με τα δάχτυλά σας και τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια σε κάθε **μονάδα θεραπείας** (βλ. ενότητα "4.4. Ύγρανση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων").
4. Αποσυνδέστε ένα **σύνδεσμο** από τη μία πλευρά και τοποθετήστε τη **ζώνη** γύρω από την περιοχή θεραπείας. Στη συνέχεια, κλείστε το σύνδεσμο.

5. Σφίξτε καλά τη **ζώνη**, ώστε η **μονάδα θεραπείας** να έχει καλή επαφή με το δέρμα και η **ζώνη** να είναι σταθερά τοποθετημένη στο σώμα σας.

**i** Αν η **ζώνη** δεν είναι αρκετά σφιχτή, η λειτουργία EMS ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, σφίξτε καλύτερα τη ζώνη και πατήστε το **κουμπί +** για να επιλέξετε ξανά το επιθυμητό επίπεδο έντασης του EMS.

6. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή.** Πατήστε το **κουμπί ελέγχου** σε κάθε **μονάδα θεραπείας**. Η πράσινη και η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία** θα ανάψουν. Η πορτοκαλί **ενδεικτική λυχνία** σβήνει μετά από περίπου ένα δευτερόλεπτο και η **μονάδα θεραπείας** δονείται μία φορά. Αν η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα, η πράσινη **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει αργά και αρχίζει η λειτουργία του λείζερ.

7. **Αλλαγή επιπέδου έντασης του EMS:**

- **Για να αυξήσετε την ένταση:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί +** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την ένταση του EMS στο επιθυμητό επίπεδο. Η **λυχνία λειτουργίας** αναβοσβήνει πιο γρήγορα καθώς αυξάνετε το επίπεδο έντασης του EMS.

**i** Πατώντας παρατεταμένα το **κουμπί +**, το επίπεδο έντασης του EMS αυξάνεται κατά ένα βαθμό.

- **Για να μειώσετε την ένταση:** Πατήστε σύντομα το **κουμπί -** όσες φορές απαιτείται (βλ. ενότητα "4.2. Κουμπιά ελέγχου και ρυθμίσεις").

**i** Πατώντας παρατεταμένα το **κουμπί -**, το επίπεδο έντασης του EMS μηδενίζεται.

8. **Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κάθε περιοχή του σώματος για 15 λεπτά.** Αφήστε τη **μονάδα θεραπείας** στη θέση της και ενεργοποιήστε τη συσκευή για 15 λεπτά. Θα νιώθετε μια δόνηση ανά διαστήματα. Αυτές οι δονήσεις αποτελούν τμήμα της θεραπείας. Μετά από 15 λεπτά, θα νιώσετε 3 συνεχείς δονήσεις, η μετάδοση ενέργειας θα σταματήσει και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

**i** Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή **πριν περάσουν 15 λεπτά**, πατήστε παρατεταμένα το **κουμπί ελέγχου**. Θα αισθανθείτε 2 διαδοχικές δονήσεις και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

9. Αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη περιοχή (δίπλα ακριβώς από το σημείο που βρίσκεται ήδη η συσκευή ή σε άλλο μέρος του σώματος), βρέξτε το **επίθεμα ηλεκτροδίου** και μετακινήστε τη **μονάδα θεραπείας** στην επόμενη θέση.

**i** Προσπαθήστε να μην αφήνετε κενά ανάμεσα σε κάθε σημείο και να μην καλύπτετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές.

**i** Αν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλο μέρος του σώματος όπου η **μονάδα θεραπείας** δεν έχει καλή επαφή με το δέρμα, το επίπεδο έντασης του EMS θα μηδενιστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η **μονάδα θεραπείας** έχει καλή επαφή με το δέρμα, πατήστε σύντομα το **κουμπί ελέγχου** για να ενεργοποιησετε ξανά τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το **κουμπί +** για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης του EMS.

## 8. Καθαρισμός και συντήρηση

---

### 8.1. Καθαρισμός των μονάδων θεραπείας και της βάσης φόρτισης

Συνιστούμε να καθαρίζετε τη **μονάδα θεραπείας** μετά από κάθε χρήση και τη **βάση φόρτισης** μία φορά το μήνα.

Πριν τον καθαρισμό:

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα (ζώνη, επίθεμα ηλεκτροδίων, συνδέσμους, βάση φόρτισης) από τη μονάδα θεραπείας. Αποσυνδέστε τη **βάση φόρτισης** από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή χημικές ουσίες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Καθαρίστε κάθε **μονάδα θεραπείας** και τη **βάση φόρτισης** με ένα νωπό πανί χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

 Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

## 8.2. Καθαρισμός των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

- Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** και στεγνώστε τα με ένα πανί.
- Μην τα τοποθετείτε σε κλειστή συσκευασία ή συρτάρια μέχρι να στεγνώσουν καλά.

## 8.3. Αντικατάσταση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων

- Μη χρησιμοποιείτε τα **επιθέματα ηλεκτροδίων** αν παρουσιάζουν φθορές. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τα με καινούργια.

## 8.4. Καθαρισμός της ζώνης

Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από τα εξής υλικά:

**Εξωτερικό τμήμα:** νάιλον / **Μεσαίο τμήμα:** SBR / **Εσωτερικό τμήμα:** νάιλον.

Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού.



Πλύσιμο μόνο στο χέρι



Δεν επιτρέπεται στεγνό καθάρισμα



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό



Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο



Μη σιδερώνετε

## 8.5. Αποθήκευση

- Μετά το καθάρισμα, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε κάθε **μονάδα θεραπείας** στη **βάση φόρτισης**.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τα διαφορετικά εξαρτήματα στην αρχική συσκευασία τους και φυλάξτε τα σε ένα καθαρό και στεγνό χώρο για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η **βάση φόρτισης** έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία.



## 9. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά για τις μονάδες θεραπείας, επιθέματα ηλεκτροδίων και ζώνες από το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή να τα παραγγείλετε απευθείας από τον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει την άδεια να εκτελεί επισκευές στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά σας. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση του προϊόντος.

Πρόβλημα	Έλεγχοι
Η συσκευή μου δεν εκκινεί.	Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"><li>• η <b>μονάδα θεραπείας</b> είναι φορτισμένη,</li><li>• έχετε πατήσει το <b>κουμπί ελέγχου</b> για να την ενεργοποιήσετε,</li><li>• η <b>λυχνία λειτουργίας</b> ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα.</li></ul>
Δεν νιώθω ηλεκτρική διέγερση ή το επίπεδο έντασης του EMS είναι πολύ χαμηλό.	Ελέγξτε ότι: <ul style="list-style-type: none"><li>• το <b>επίθεμα ηλεκτροδίου</b> είναι υγρό,</li><li>• η <b>μονάδα θεραπείας</b> έχει καλή επαφή με το δέρμα και</li><li>• η <b>ζώνη</b> είναι τοποθετημένη σταθερά στο σώμα.</li></ul>
Δεν μπορώ να αλλάξω το επίπεδο έντασης του EMS.	Βεβαιωθείτε ότι η <b>μονάδα θεραπείας</b> είναι φορτισμένη.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν ταυτόχρονα.	Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος.

 Για προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

## 11. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

---

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται επίσης σε PDF από τον ιστότοπό μας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της για να αναφέρετε μη αναμενόμενη λειτουργία, περιστατικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη συσκευή σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Χώρα	Αριθμός σέρβις	Email
Βέλγιο	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Γαλλία	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Γερμανία	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Ιταλία		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Κάτω Χώρες	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Ισπανία	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
ΗΒ	0906-2130009	<a href="mailto:customerareuk@silkn.eu">customerareuk@silkn.eu</a>
Άλλες χώρες	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Εγγύηση

---

Ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης της Silk'n που διαθέτετε.

## 13. Απόρριψη

Αν η συσκευή σας έχει φτάσει το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής της, βεβαιωθείτε να ακολουθήσετε τους νόμους σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών της χώρας σας.



Απορρίψτε τα διαφορετικά υλικά της συσκευασίας ξεχωριστά. Απορρίψτε το χαρτόνι και το χαρτοκιβώτιο στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και τη μεμβράνη μέσω της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό διασφαλίζει ότι η συσκευή ανακυκλώνεται επαγγελματικά και εμποδίζει την απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών \* στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποφορτισμένη, πριν την απορρίψετε.

\*Προϊόντα που φέρουν ετικέτα με τα εξής συστατικά: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

GR

## 14. Προδιαγραφές

Αρ. μοντέλου.	H5001 (συσκευή), H5002 (βάση φόρτισης)
Τεχνολογία	Τεχνολογία laser χαμηλής ισχύος - Low Level Laser Therapy (LLLT) Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός - Electrical Muscle Stimulation (EMS)
Βάση φόρτισης	Ισχύς εισόδου 12 Vdc, μέγ. 1,5 A Ταυτόχρονη φόρτιση 2 μονάδων
Τροφοδοσία μονάδας	Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7 V, 2600 mA
Μοντέλα προσαρμογέα	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE





Ονομαστική ισχύς προσαρμογέα Ισχύς εισόδου: Ισχύς εξόδου:	100-240 Vac, 50-60 Hz, μέγ. 0,6 A 12 Vdc, 1,5A
<b>LLLT</b> - Μήκος κύματος διόδου - Ισχύς διόδου	658 nm +/- 8 nm 100 mW (μέγ.)
<b>EMS</b> - Εύρος παλμού	0-32 mA με φορτίο 1000 ohm
- Τάση εξόδου	Προσαρμόσιμη, 0-32 V, μέγ. τάση εξόδου 32 V από κορυφή σε κορυφή με φορτίο 1000 ohm.
- Χρόνος ενεργοποίησης	Προσαρμόσιμος, 20~2400 χιλιοστά του δευτερολέπτου
- Χρόνος απενεργοποίησης	Προσαρμόσιμος, 20~2400 χιλιοστά του δευτερολέπτου
- Χρόνος κλιμάκωσης	Προσαρμόσιμος, 22~800 χιλιοστά του δευτερολέπτου, 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου/ βήμα. Ο χρόνος ενεργοποίησης αυξομειώνεται.
- Συχνότητα παλμού	30~50 Hz
- Διάρκεια παλμού	350~450 μs
- Χρονοδιακόπτης	15 λ.
- Μορφή κύματος	Συμμετρικός διφασικός ορθογώνιος παλμός-
- Ανοχή	Μπορεί να υπάρχει ανοχή +/- 5% για όλες τις ρυθμίσεις και ανοχή +/- 20% της εξόδου έντασης.
Μέγεθος συσκευασίας	192 x 296 x 130 (Μ x Π x Υ) [mm]
Βάρος	Μονάδα: 300 [gr] Βάση φόρτισης: 215 [gr]
Μεταφορά και αποθήκευση μεταξύ των χρήσεων και συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: μείον 40 - 70 [°C] Σχετική υγρασία: 10% - 90% Ατμοσφαιρική πίεση: 500 - 1060 [hPa]

Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 - 40 [°C] Σχετική υγρασία: 15% - 90% Ατμοσφαιρική πίεση: 700 - 1060 [hPa]
Χρόνος από την ελάχιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Χρόνος από τη μέγιστη θερμοκρασία φύλαξης μεταξύ χρήσεων έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C	30 λεπτά
Διάρκεια ζωής	3 έτη

## 15. Σήματα και σύμβολα

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βρίσκεστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις οδηγίες και τη νομοθεσία που ισχύουν στη χώρα σας.

GR

	Δήλωση συμμόρφωσης: Τα προϊόντα που φέρουν ετικέτα με αυτό το σύμβολο πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
IP22	Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο αντικειμένων, όπως τα δάχτυλα των χεριών.
	Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτή η ηλεκτρική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ της) πρέπει να απορρίπτεται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
	Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
	Προϊόν laser Κλάσης 1.

## Νομική σημείωση

Η Home Skinovations Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της ή στις προδιαγραφές αυτών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση.

Η Home Skinovations Ltd κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Το SILK'N και το λογότυπο SILK'N αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ΙΣΡΑΗΛ.






# Indice

1. Avvertenze e controindicazioni.....	174
2. Sicurezza di Silk'n Lipo .....	181
3. Conoscere Silk'n Lipo.....	181
4. Comandi e impostazioni del dispositivo.....	183
5. Piano di trattamento .....	189
6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Lipo.....	190
7. Per iniziare!.....	191
8. Pulizia e manutenzione .....	193
9. Ricambi e consumabili.....	195
10. Risoluzione dei problemi .....	195
11. Servizio di assistenza clienti .....	196
12. Garanzia.....	197
13. Smaltimento .....	197
14. Caratteristiche tecniche .....	197
15. Segni e simboli .....	199

## 1. Avvertenze e controindicazioni







---

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia. Leggere tutte le avvertenze e le controindicazioni prima dell'uso.

-  Non utilizzare il dispositivo mentre si fa il bagno o sotto la doccia.
-  Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di collegare il supporto/base di ricarica all'alimentazione elettrica.
-  Tenere l'adattatore lontano dall'acqua. L'adattatore non è impermeabile!
-  Non poggiare o conservare le unità di trattamento, il supporto/base di ricarica e l'adattatore in posizioni da cui possano cadere o essere tirati dentro a una vasca, a un lavandino, in acqua o in qualsiasi altro liquido.
-  Non toccare il supporto/base di ricarica o l'adattatore nel caso in cui siano caduti in acqua. Scollegarli immediatamente entrambi dall'alimentazione elettrica prima di recuperarli. Il mancato scollegamento del supporto/base di ricarica può provocare scosse elettriche!



- ⚠ Non utilizzare mai l'adattatore se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso nell'acqua. In tale circostanza, scollegare immediatamente l'adattatore.
- ⚠ In caso di malfunzionamento del supporto/base di ricarica, scollegare immediatamente.
- ⚠ Asciugare ciascuna unità di trattamento prima di ricaricarla o riporla.
- ⚠ Asciugare i cuscinetti a elettrodi prima di riporli.
- ⚠ Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici.
- ⚠ Cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

-  Non utilizzare se i ricambi o gli accessori non sono forniti dal produttore come indicato in questo manuale, oppure se il dispositivo è danneggiato o non sembra funzionare correttamente. In questi casi, contattare il servizio di assistenza clienti.
-  Cambiamenti o modifiche a questo dispositivo non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
-  Nessun componente del dispositivo è adatto al lavaggio in lavastoviglie.
-  I bambini non devono giocare con la confezione (in plastica), perché potrebbero ferirsi con il materiale o ingoiarne piccole parti e soffocare.
-  Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. Per i dettagli vedere la sezione "13. Smaltimento".
-  Prima di rottamare il dispositivo, rimuovere la batteria.

- ⚠ Prima di rimuovere la batteria, scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⚠ La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
- ⚠ Prestare attenzione agli aspetti ecologici riconducibili allo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie usate nella pattumiera. A salvaguardia dell'ambiente, La invitiamo a contattare il rivenditore.

## **Rimozione della batteria**

Per rimuovere la batteria, il dispositivo deve essere fatto a pezzi. Dopo tale procedura, il dispositivo non funzionerà più né sarà riparabile. Una volta rotto l'alloggiamento del dispositivo ed estratta la batteria, ogni garanzia risulterà nulla. Si raccomanda di indossare occhiali e guanti protettivi di sicurezza.

Home Skinovations Ltd non è responsabile di eventuali danni fisici o materiali provenienti dall'esecuzione di tale procedura.

Per rimuovere la batteria, appoggiare ciascuna unità di trattamento su una superficie dura e resistente. Utilizzare un martello per rompere l'alloggiamento esterno in plastica.

Rimuovere l'alloggiamento servendosi di un cacciavite o di pinze. Svitare la PCB (circuito stampato) e rimuovere la batteria scollegandone la spina dalla PCB.

## **Controindicazioni**

- ⚠️ Silk'n Lipo non deve essere utilizzato da bambini, adulti con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, ovvero da manchi di esperienza o conoscenze sul suo utilizzo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- ⚠️ Se si avverte fastidio, diminuire il livello di energia EMS.
- ⚠️ Interrompere immediatamente l'uso in caso di forte arrossamento della pelle, o in presenza di vesciche o scottature.
- ⚠️ Usare su pelle pulita, asciutta e sana.

## **Non utilizzare in caso di:**

- ⚠️ malattie cardiache, se non previa consultazione col proprio medico.
- ⚠️ terapia con farmaci immunosoppressori come i corticosteroidi senza consultare il medico, o in presenza di un disturbo da immunodeficienza.

- ⚠️ qualsiasi tipo di tumore attivo.
- ⚠️ disturbi linfatici, disturbi della tiroide, diabete o disturbi del fegato, o qualsiasi altra condizione metabolica.
- ⚠️ pacemaker, defibrillatore o qualsiasi altro impianto elettrico attivo in qualsiasi parte del corpo.
- ⚠️ applicazione di soluzioni topiche contenenti ioni metallici sull'area da trattare.
- ⚠️ epilessia.
- ⚠️ gravi problemi di circolazione arteriosa agli arti inferiori.
- ⚠️ ernia addominale o inguinale.
- ⚠️ gravidanza o allattamento.

### **Non usare sulle seguenti parti del corpo:**

- ⚠️ Vicino al cuore. Non posizionare gli elettrodi su qualsiasi parte della gabbia toracica anteriore (in corrispondenza delle costole e dello sterno), in particolare sui due grandi pettorali, poiché potrebbe aumentare il rischio di fibrillazione ventricolare e provocare arresto cardiaco.

- ⚠ Sulla gabbia toracica posteriore.
- ⚠ Su testa o collo.
- ⚠ Sui genitali.
- ⚠ Intorno o sopra agli occhi.
- ⚠ Su aree interessate da artrite metabolica o dolore cronico.
- ⚠ Su aree gonfie, infette o infiammate; in presenza di cute lesa o irritata o di eruzioni cutanee (ad esempio rash cutanei, flebite, tromboflebite, vene varicose o cicatrici post-operatorie la cui guarigione potrebbe essere compromessa, ecc.).
- IT ⚠ Su parti del corpo che presentano punti metallici, impianti o chiodi o in prossimità di elementi metallici. Durante il trattamento, rimuovere gioielli o altri accessori dall'area da trattare.
- ⚠ Su aree con anamnesi di tumore o potenziali patologie maligne della cute.

## 2. Sicurezza di Silk'n Lipo

---

Con Silk'n la sicurezza viene prima di tutto. Silk'n Lipo dispone dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- **Sensore di prossimità:** il dispositivo funziona solo quando è acceso e l'unità di trattamento è pienamente a contatto con la pelle.
- **Spegnimento automatico:** anche se è possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento, il dispositivo si spegne dopo circa un minuto dall'ultimo contatto con la pelle (**luce di funzionamento** verde fissa), e automaticamente anche dopo 15 minuti di utilizzo continuato.

## 3. Conoscere Silk'n Lipo

---

Silk'n Lipo è un dispositivo che aiuta a ridurre il grasso localizzato in aree specifiche, allena i muscoli e tonifica determinate parti del corpo senza sforzo fisico, comodamente a casa propria.

Posizionando l'unità di trattamento<sup>1</sup> sull'area desiderata, ad esempio braccia, addome, glutei o cosce, è possibile scomporre e rimuovere il grasso localmente dall'area trattata. Silk'n Lipo non è da intendersi per la riduzione di grasso in generale o la perdita di peso, e non può sostituire dieta o esercizio fisico. Può anche aiutare a modellare singole aree nelle quali non sono visibili gli effetti di una dieta o dell'esercizio fisico.

Silk'n Lipo si tratta di un potente dispositivo elettrico da usare con particolare attenzione alla sicurezza. **Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere e comprendere le istruzioni su come usare il dispositivo, incluse le procedure da seguire dopo averlo utilizzato, e seguirle scrupolosamente.** Si consiglia all'utente di familiarizzare con le istruzioni d'uso di questo manuale prima di ogni trattamento.

<sup>1</sup> Il singolare indica sia l'elemento singolo sia gli elementi multipli delle seguenti componenti del prodotto: **unità di trattamento**, **cinghia** e **cuscinetto a elettrodi**.

### 3.1. Contenuto della confezione

- 1 o più unità di trattamento \*
- 2 connettori
- 1 o più cinghie \*
- 1 o più cuscinetti a elettrodi \*
- Supporto/base di ricarica
- Adattatore
- Manuale per l'utente
- Certificato di garanzia

\* Variabile a seconda del modello acquistato.

### 3.2. Descrizione del dispositivo

Silk'n Lipo è un dispositivo per uso domestico che utilizza la Low Level Laser Technology (LLLT, tecnologia laser a basso livello) e la Electrical Muscle Stimulation (EMS, stimolazione muscolare elettrica). Questi due tipi di energia utilizzati in combinazione aiutano ad aumentare il tono muscolare e a ridurre gli acidi grassi e gli accumuli adiposi, migliorando la tonicità corporea e rimodellando le forme.

Silk'n Lipo include una serie di cinghie adatte a ciascuna parte del corpo che si intende trattare. Ciascuna unità di trattamento contiene diodi laser ed elettrodi che attivano l'EMS ed è agganciata alla cinghia che viene poi posizionata sulla parte del corpo che si desidera tonificare e rimodellare. Silk'n Lipo è dotato di batterie ricaricabili integrate per caricare con facilità ciascuna unità di trattamento prima dell'uso.

Per individuare la posizione di ogni funzione, fare riferimento allo schema sulla copertina del manuale.

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Unità di trattamento | 6. Cuscinetto a elettrodi        |
| 2. Pulsante di comando  | 7. Indicatori luminosi di carica |
| 3. Indicatori luminosi  | 8. Supporto/base di ricarica     |
| 4. Connettori           | 9. Adattatore                    |
| 5. Cinghia              |                                  |



### 3.3. Uso previsto

Silk'n Lipo è un dispositivo estetico non invasivo che riduce la circonferenza di vita, braccia, cosce e glutei, adatto anche a migliorare il tono e la consistenza muscolare e a potenziare i muscoli nelle aree menzionate.

Il dispositivo non è indicato per l'uso terapeutico o per trattare qualsiasi tipo di patologia medica/malattia. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

## 4. Comandi e impostazioni del dispositivo

---


### 4.1. Collegamento dei diversi componenti

1. Estrarre i diversi componenti dalla confezione.
2. Posizionare l'**unità di trattamento** su una superficie piana. Se si dispone di più **unità di trattamento**, collegarle l'una all'altra.
3. Fissare a incastro il **connettore femmina** sul lato sinistro dell'**unità di trattamento**, poi collegare il **connettore maschio** al lato destro.




4. Selezionare la cinghia corrispondente alla parte del corpo da trattare e stenderla su una superficie piana col logo Silk'n rivolto verso l'alto.

5. Poi, ripiegare ciascuna estremità della cinghia verso l'interno: i cuscinetti in velcro neri sono ora visibili.



6. Infilare le estremità della cinghia nei **connettori** e ripiegarle all'indietro, permettendo così ai cuscinetti in velcro di aderire alla cinghia. La cinghia ora appare come illustrato.




7. Ovviamente, per utilizzare Silk'n Lipo è necessario staccare un'estremità, posizionare la **cinghia** sul corpo e poi riattaccare l'estremità scollegata.

**i** È possibile utilizzare il dispositivo soltanto:

- l'**unità di trattamento** sia carica.
- se il **cuscinetto a elettrodi** inumidito è stato posizionato su ciascuna **unità di trattamento** (vedere la sezione "4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi").
- se le unità di trattamento sono pienamente a contatto con la pelle.
- dopo avere letto questo manuale e compreso il funzionamento del dispositivo.

## 4.2. Comandi e impostazioni




Batteria / Errore di funzionamento Non in uso

Ciascuna **unità di trattamento** è dotata di un pannello comandi che include:

- pulsante di comando (#2)
- 2 pulsanti per regolare il livello di energia EMS (a sinistra e a destra del pulsante di comando)
- 2 indicatori luminosi, a sinistra e al centro (#3)

Comando	Azione	Funzione
Pulsante di comando 	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"><li>● Accende (o spegne) l'<b>unità di trattamento</b>. Una vibrazione breve segnala l'accensione, mentre due vibrazioni brevi segnalano lo spegnimento.</li><li>● La <b>luce di funzionamento</b> verde (al centro) sarà fissa.</li></ul>
Pulsante + 	Premere brevemente	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ciascuna pressione aumenta il livello di EMS. Più aumenta il livello, più la <b>luce di funzionamento</b> lampeggia velocemente.</li></ul>
	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stesso effetto ottenuto premendo brevemente.</li></ul>

Comando	Azione	Funzione
Pulsante - 	Premere brevemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciascuna pressione diminuisce il livello di EMS. Più diminuisce il livello, più la luce di funzionamento lampeggia lentamente.</li> </ul>
	Tenere premuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reimposta il livello di EMS su zero.</li> </ul>
Luce di batteria/errore (a sinistra)	La luce arancione lampeggia costantemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria in esaurimento</li> </ul>
	Luce arancione fissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errore del dispositivo.</li> </ul>
Luce di funzionamento (al centro)	La luce verde lampeggia costantemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo è acceso ed è correttamente a contatto con la pelle.</li> <li>• Lampeggia più velocemente quando aumenta il livello di EMS.</li> </ul>
	Luce verde fissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo è pronto per essere utilizzato ma non è a contatto con la pelle.</li> <li>• Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo circa un minuto dall'ultimo contatto con la pelle.</li> </ul>
Indicatore luminoso (a destra)	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non in uso.</li> </ul>

### 4.3. Livelli di energia

Con Silk'n Lipo è possibile impostare svariati livelli di stimolazione muscolare elettrica (Electrical Muscle Stimulation, EMS). Questo permette un controllo eccellente dell'intensità della stimolazione muscolare che si desidera applicare a ciascuna parte del corpo da trattare. Inoltre, è possibile modificare il livello di EMS qualora lo si desideri durante il trattamento.


- **Per aumentare il livello di EMS:** premere brevemente il **pulsante +** per il numero di volte necessario a raggiungere un livello di EMS piacevole per l'utente. Si osserverà che la **luce di funzionamento** lampeggia più rapidamente quando si aumenta il livello di EMS.
- **Per ridurre il livello di EMS:** premere brevemente il **pulsante -** per il numero di volte necessario (vedere la sezione "4.2. Comandi e impostazioni").
- **Per reimpostare il livello di EMS su zero:** tenere premuto il **pulsante -**.

**i** È possibile modificare il livello di EMS quando l'**unità di trattamento** è pienamente a contatto con la pelle. In assenza di contatto con la pelle, l'EMS si azzerà.

#### 4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi

I **cuscinetti a elettrodi** sono indispensabili per il funzionamento dell'EMS e devono essere inumiditi prima di iniziare il trattamento.

1. Inumidire i **cuscinetti a elettrodi** con un panno umido o con le dita bagnate.
2. Posizionare un **cuscinetto a elettrodi** inumidito sul retro di ciascuna **unità di trattamento**, accertandosi che combaci perfettamente con il rettangolo centrale. Potrebbe essere necessario appiattire leggermente il **cuscinetto a elettrodi** sull'**unità di trattamento**.



**i** Fare attenzione a inumidire soltanto il **cuscinetto a elettrodi** e non l'intera **unità di trattamento**.

#### 4.5. Ricaricare il dispositivo

Ricaricare le **unità di trattamento** prima del primo utilizzo. La prima ricarica richiederà circa 6 ore, le successive circa 3 ore. Si raccomanda di ricaricare il dispositivo prima di ogni trattamento.

1. Rimuovere i **cuscinetti a elettrodi** prima di posizionare le **unità di trattamento** sul **supporto/base di ricarica**.
2. Collegare il **supporto/base di ricarica** vuoto all'alimentazione elettrica. I 2 **indicatori luminosi di ricarica** saranno verdi a luce fissa.

3. Posizionare ciascuna **unità di trattamento** sulla base di ricarica in corrispondenza delle apposite scanalature.
  - Quando l'**unità di trattamento** è in ricarica, l'**indicatore luminoso di batteria/errore** arancione sull'**unità di trattamento** lampeggia.
  - A ricarica completa, l'**indicatore luminoso di batteria/errore** (a sinistra) si spegne e la **luce di funzionamento verde** (al centro) sarà fissa.
4. Terminata la ricarica, scollegare il **supporto/base di ricarica** dall'alimentazione elettrica.


## 5. Piano di trattamento

---



Usare su pelle pulita e sana (vedere la sezione "1. Avvertenze e controindicazioni").

- Trattare l'area desiderata per 15 minuti a sessione.
- Per le parti del corpo più grandi, come la pancia o i glutei, si consiglia di spostare l'**unità di trattamento** su un'area adiacente a quella trattata e continuare per altri 15 minuti. Proseguire in questo modo fino a trattare l'intera area desiderata.
- Evitare di lasciare spazi non trattati o di sovrapporsi a un'area già trattata.
- Non utilizzare mai Silk'n Lipo esattamente sullo stesso punto durante una sessione di trattamento.
- Per uso quotidiano, ma non più di 3 volte a settimana su ciascuna area specifica. Proseguire fino a ottenere i risultati desiderati.



## 6. Cosa aspettarsi dal trattamento con Silk'n Lipo

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si presta attenzione a **ogni avvertenza e controindicazione**, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Tuttavia, qualsiasi dispositivo che sfrutti l'energia, compresi quelli progettati per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Per questo motivo, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze.

### **Rossore cutaneo**

La pelle dell'area trattata potrebbe risultare arrossata, ma il rossore dovrebbe scomparire dopo il trattamento.

### **Dolore muscolare**

Come per qualsiasi tipo di esercizio fisico, dopo il trattamento è possibile riscontrare indolenzimento muscolare, che scompare di norma dopo un giorno o due. In questi casi, utilizzare un basso livello di EMS per alcune sessioni di trattamento fino alla scomparsa dell'indolenzimento.



### **Irritazione cutanea**



Anche se molto raramente, possono verificarsi rossore cutaneo prolungato o acne. Interrompere immediatamente l'uso e riprendere il trattamento di quell'area specifica soltanto quando l'irritazione cutanea scompare.

### **Mal di testa**

Altrettanto rara è la probabilità di avvertire vertigini quando si inizia a utilizzare il dispositivo. Qualora ciò dovesse verificarsi, rimanere seduti durante il trattamento o interrompere l'utilizzo del dispositivo fino a quando non ci si sente meglio.

### **Reazione allergica**

In caso di reazione allergica al dispositivo o ai suoi accessori, interrompere l'utilizzo.

-  Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo se uno qualsiasi di questi sintomi è di gravità maggiore.
-  Consultare il medico se i sintomi non scompaiono entro 2-3 giorni.

## 7. Per iniziare!

Il trattamento con Silk'n Lipo è semplice. Seguire queste fasi per ciascuna parte del corpo che si desidera trattare.

1. Usare su pelle pulita e sana (vedere la sezione "1. Avvertenze e controindicazioni").
2. Prima dell'uso verificare che le batterie siano cariche. Se la **luce di batteria/errore** è arancione e lampeggia lentamente significa che la batteria è quasi scarica.
3. Prima di ciascun trattamento, inumidire il **cuscinetto a elettrodi** con un panno inumidito o con le dita, quindi posizionarlo su ciascuna **unità di trattamento** (vedere la sezione "4.4. Inumidire i cuscinetti a elettrodi").
4. Scollegare uno dei **connettori** da un lato, quindi posizionare la **cinghia** attorno all'area che si desidera trattare. A questo punto ricollegare il connettore appena scollegato.

5. Stringere la **cinghia** in modo che l'**unità di trattamento** aderisca bene alla pelle e che la **cinghia** sia stabile e aderente al corpo.

**i** Se la **cinghia** non aderisce bene alla pelle, l'alimentazione dell'EMS potrebbe interrompersi. In tale eventualità, stringere la cinghia e premere il **pulsante +** per rilesionare il livello di EMS richiesto.

6. **Accendere il dispositivo.** Guardando i comandi, premere il **pulsante di comando** su ciascuna **unità di trattamento**. Gli **indicatori luminosi** verdi e arancioni si accenderanno. L'**indicatore luminoso** arancione si spegnerà dopo circa un secondo e l'**unità di trattamento** vibrerà una volta. Quando l'**unità di trattamento** sarà correttamente a contatto con la pelle, la **luce di funzionamento** verde lampeggerà lentamente e l'energia laser inizierà a funzionare.

7. **Cambiare il livello di EMS:**

- **Per aumentarlo:** premere brevemente il **pulsante +** per il numero di volte necessario a raggiungere un livello di EMS piacevole per l'utente. La **luce di funzionamento** lampeggia più rapidamente quando si aumenta il livello di EMS.

**i** Se si tiene premuto il **pulsante +**, il livello di EMS aumenterà soltanto di un'unità.

- **Per ridurlo:** premere brevemente il **pulsante -** per il numero di volte necessario (vedere la sezione "4.2. Comandi e impostazioni").


**i** Tenere premuto il **pulsante -** consente di ripristinare il livello di EMS a zero.

8. **Trattare ogni area per 15 minuti.** Tenere l'**unità di trattamento** in posizione e il dispositivo attivo fino a un massimo di 15 minuti. Si avvertirà una vibrazione a intervalli regolari. Le vibrazioni sono una parte normale della routine di trattamento. Al termine dei 15 minuti si avvertiranno 3 vibrazioni, non verrà emessa più energia e il dispositivo si spegnerà automaticamente.

**i** Per spegnere il dispositivo **prima dei 15 minuti**, tenere premuto a lungo il **pulsante di comando**. Si avvertiranno 2 vibrazioni, quindi il dispositivo si spegnerà.

9. Se si desidera trattare un'altra area (vicina all'area appena trattata, oppure in un'altra parte del corpo), inumidire il **cuscinetto a elettrodi** e spostare l'**unità di trattamento** nella successiva posizione.

 Evitare di lasciare spazi non trattati o di sovrapporsi a un'area già trattata.

 Se si sposta il dispositivo in un'altra parte del corpo e l'**unità di trattamento** non aderisce correttamente alla pelle, il livello di EMS verrà azzerato. In tale eventualità, assicurarsi che il **cuscinetto di trattamento** aderisca bene alla pelle, quindi premere rapidamente il **pulsante di comando** per riavviare il dispositivo e in seguito premere il **pulsante +** per aumentare il livello di EMS.





## 8. Pulizia e manutenzione

---

### 8.1. Pulizia delle unità di trattamento e della base di ricarica

Si consiglia di pulire l'**unità di trattamento** dopo ogni uso, e il **supporto/base di ricarica** una volta al mese.

Prima della pulizia:

-  Scollegare l'unità di trattamento da tutti gli altri componenti (cinghia, cuscinetti a elettrodi, connettori, supporto/base di ricarica). Scollegare il **supporto/base di ricarica** dall'alimentazione elettrica.
-  Per pulire qualsiasi parte del dispositivo non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici.
-  Pulire ciascuna **unità di trattamento** e il **supporto/base di ricarica** con un panno inumidito con un detergente delicato, quindi asciugarli con un panno pulito.
-  Nessun componente del dispositivo è adatto al lavaggio in lavastoviglie.

## 8.2. Pulizia dei cuscinetti a elettrodi

- Dopo ogni uso, strofinare con un panno ciascun **cuscinetto a elettrodi** e asciugarlo.
- Non riporre i cuscinetti a elettrodi in una scatola chiusa o in un cassetto finché non saranno completamente asciutti.

## 8.3. Sostituzione dei cuscinetti a elettrodi

- Non usare i **cuscinetti a elettrodi** nel caso in cui siano danneggiati. In tale eventualità sostituirli con dei cuscinetti nuovi.

## 8.4. Pulizia della cinghia

La cinghia è composta dai seguenti materiali:

**Esterno:** nylon / **strato intermedio:** SBR / **interno:** nylon.

Prestare attenzione alle istruzioni di pulizia.



Lavare esclusivamente a mano



Non asciugare a secco



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare

## 8.5. Di conservazione

- Dopo la pulizia si consiglia di riposizionare ciascuna **unità di trattamento** sul **supporto/base di ricarica**.
- Se non si prevede di usare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, riporre i diversi componenti nella confezione originale, che andrà riposta in un luogo asciutto e pulito per prevenire l'accumulo di polvere.
- Assicurarsi che il **supporto/base di ricarica** sia scollegato dall'alimentazione elettrica.

## 9. Ricambi e consumabili

È possibile acquistare unità di trattamento, cuscinetti a elettrodi o cinghie di ricambio tramite il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo, oppure è possibile ordinarli direttamente dal nostro sito web: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

## 10. Risoluzione dei problemi

Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Verifica
Il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che: <ul style="list-style-type: none"><li>● l'<b>unità di trattamento</b> sia carica.</li><li>● sia stato premuto il <b>pulsante di comando</b> per accendere il dispositivo.</li><li>● la <b>luce di funzionamento</b> sia di colore verde fisso.</li></ul>
Non avverto la stimolazione elettrica o il livello di EMS sembra troppo basso.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"><li>● il <b>cuscinetto a elettrodi</b> sia umido.</li><li>● l'<b>unità di trattamento</b> sia pienamente a contatto con la pelle e</li><li>● la <b>cinghia</b> aderisca perfettamente al corpo.</li></ul>

Problema	Verifica
Non riesco a cambiare il livello di EMS.	Verificare che l' <b>unità di trattamento</b> sia carica.
Gli indicatori luminosi rimangono accesi per tutto il tempo.	Errore di sistema.

 Rivolgersi al servizio di assistenza clienti per qualsiasi domanda o problema.

## 11. Servizio di assistenza clienti

Per ulteriori informazioni visitare il sito web [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito web. Contattare il servizio di assistenza clienti Silk'n per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo.

I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Francia	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Germania	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italia		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Paesi Bassi	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Spagna	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Regno Unito	0906-2130009	<a href="mailto:customerareuk@silkn.eu">customerareuk@silkn.eu</a>
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	<a href="mailto:info@silkn.com">info@silkn.com</a>

## 12. Garanzia

Fare riferimento al certificato di garanzia Silk'n.

## 13. Smaltimento

Al compimento del ciclo di vita utile del dispositivo, attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.



Smaltire la confezione separando i materiali per tipologia. Smaltire il cartone e la scatola come carta da riciclo e la pellicola mediante il servizio di raccolta dei materiali riciclabili.



Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto. In questo modo il dispositivo viene riciclato in maniera professionale, evitando di rilasciare sostanze nocive nell'ambiente. Verificare che il dispositivo sia scarico prima di smaltirlo.

\*Prodotti che riportano in etichetta Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

## 14. Caratteristiche tecniche

N. del modello	H5001 (dispositivo); H5002 (base di ricarica)
Tecnologia	Low Level Laser Therapy (LLLT, tecnologia laser a basso livello) Electrical Muscle Stimulation (EMS, stimolazione muscolare elettrica)
Base di ricarica	Ingresso 12 Vcc, 1,5 A max Carica 2 moduli contemporaneamente
Modulo alimentato da	Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 2600 mA
Modelli di adattatore	PSM18E-120L6HS KSA24A1200150HE
Valori nominali degli adattatori	
Ingresso:	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,6 A
Uscita:	12 Vcc, 1,5A





<b>LLLT</b>	
- Lunghezza d'onda del diodo	658 nm +/- 8 nm
- Potenza del diodo	100 mW (max)
<b>EMS</b>	
- Ampiezza degli impulsi	0-32 mA su un carico di 1000 ohm
- Tensione di uscita	Adattabile 0-32 V, uscita massima 32 V da picco a picco su un carico di 1000 ohm.
- Tempo di accensione	Regolabile, 20~2400 millisecondi
- Tempo di spegnimento	Regolabile, 20~2400 millisecondi
- Tempo di rampa	Regolabile, 22~800 millisecondi, 22 millisecondi/fase. Il tempo "di accensione" aumenterà e diminuirà.
- Frequenza degli impulsi	30~50 Hz
- Larghezza degli impulsi	350~450 µs
- Timer	15 min
- Forma dell'onda	Impulso rettangolare bi-fasico e simmetrico
- Tolleranza	Tutte le impostazioni potrebbero avere una tolleranza pari al +/-5%, mentre l'intensità in uscita potrebbe avere una tolleranza pari al +/- 20%.
Dimensioni della confezione	192 x 296 x 130 (L x P x A) [mm]
Peso	Modulo: 300 [gr] Base di ricarica: 215 [gr]
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da -40 a 70 [°C] Umidità relativa: 10%-90% Pressione atmosferica: 500-1060 [hPa]
Condizioni operative	Temperatura: da 5 a 40 [°C] Umidità relativa: 15%-90% Pressione atmosferica: 700-1060 [hPa]
Tempo dalla temperatura di stoccaggio minima tra gli usi alla temperatura operativa minima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti



Tempo dalla temperatura di stoccaggio massima tra gli usi alla temperatura operativa massima a una temperatura ambiente di 20 °C	30 minuti
Ciclo di vita utile	3 anni

## 15. Segni e simboli

Il manuale per l'utente è basato sugli standard e le regole in vigore nell'Unione Europea. Rispettare le linee guida e la normativa locali nei paesi diversi dall'Italia.

	Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni applicabili dello Spazio Economico Europeo.
IP22	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti di diametro simile a quello di un dito.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici! La normativa RAEE prevede che questo dispositivo elettrico (compresi tutti gli accessori e i ricambi) sia smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici preposto.
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Prodotto laser di classe 1.

IT

## Note legali

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SILK'N e il logo SILK'N sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAELE.





PB113545A



InnoEssentials International  
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht  
The Netherlands  
E-mail: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

InnoEssentials Deutschland GmbH  
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek  
Deutschland  
E-mail: [info@inno-essentials.de](mailto:info@inno-essentials.de)

[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)